

МОСЛАБО

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

+7 495 765-49-21

(Звонок по России бесплатный)

(Москва и Московская область)

zakaz@labstol.ru

www.labstol.ru

МОДУЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "НЛО"

ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 1 января 2018 года

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

П -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.
С -	Пластик монолитный Слоспласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья и имеет сходные общие свойства
Т -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
К -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl.
КМ -	Плита монолитная бесшовная из керамогранита
Д -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
М -	Мрамор
Г -	Гранит

Типы и размеры моек и сливных раковин

Столы химические с рабочей поверхностью П,К,С,Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Столы-мойки с рабочей поверхностью П, К, С, Т	мойка, нерж.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм, габариты 460x460x385
Столы-мойки с накладными раковинами	мойка, нерж.сталь		внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, полипропилен	мод 3015	внутр.размеры 100x250x150мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
	или нержав.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю Д	мойка Дюркон	мод L-30	внутр.размеры 457x381x279мм

ВНИМАНИЕ!

Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) НЕ входят.

Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

Столешницы лабораторные 600, 900 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.	
ширина	ширинахглубинахвысота			
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П	13 629,00	
		НЛО-10-11-0К	15 045,00	
		НЛО-10-11-0Н	14 514,00	
		НЛО-10-11-0С	16 815,00	
		НЛО-10-11-0КМ	28 320,00	
		НЛО-10-11-0Т	28 556,00	
		НЛО-10-11-0Д	43 129,00	
		НЛО-10-11-0ESD	14 879,00	
	600x600x900	НЛО-10-12-0П	13 924,00	
		НЛО-10-12-0К	15 281,00	
		НЛО-10-12-0Н	14 750,00	
		НЛО-10-12-0С	17 110,00	
		НЛО-10-12-0КМ	28 556,00	
		НЛО-10-12-0Т	28 851,00	
		НЛО-10-12-0Д	43 365,00	
		НЛО-10-12-0ESD	15 174,00	
	600x790x750	НЛО-10-21-0П	15 222,00	
		НЛО-10-21-0К	16 815,00	
		НЛО-10-21-0Н	15 871,00	
		НЛО-10-21-0С	18 939,00	
		НЛО-10-21-0КМ	33 335,00	
		НЛО-10-21-0Т	33 571,00	
		НЛО-10-21-0Д	54 221,00	
		НЛО-10-21-ESD	16 822,00	
	600x790x900	НЛО-10-22-0П	15 517,00	
		НЛО-10-22-0К	17 228,00	
		НЛО-10-22-0Н	16 166,00	
		НЛО-10-22-0С	19 234,00	
		НЛО-10-22-0Т	33 984,00	
		НЛО-10-22-0КМ	33 689,00	
		НЛО-10-22-0Д	54 634,00	
		НЛО-10-22-0ESD	17 117,00	
	900	900x600x750	НЛО-09-11-0П	14 868,00
			НЛО-09-11-0К	16 520,00
			НЛО-09-11-0Н	15 576,00
			НЛО-09-11-0С	16 697,00
НЛО-09-11-0КМ			34 515,00	
НЛО-09-11-0Т			34 751,00	
НЛО-09-11-0Д			58 823,00	
НЛО-09-11-0ESD			16 718,00	
900x600x900		НЛО-09-12-0П	15 340,00	
		НЛО-09-12-0К	16 815,00	
		НЛО-09-12-0Н	15 871,00	
		НЛО-09-12-0С	17 169,00	
		НЛО-09-12-0КМ	34 987,00	
		НЛО-09-12-0Т	35 282,00	
		НЛО-09-12-0Д	59 295,00	
		НЛО-09-12-0ESD	17 190,00	
900x790x750		НЛО-09-21-0П	16 461,00	
		НЛО-09-21-0К	18 467,00	
		НЛО-09-21-0Н	17 169,00	
		НЛО-09-21-0С	22 184,00	
		НЛО-09-21-0КМ	42 716,00	
		НЛО-09-21-0Т	43 011,00	
		НЛО-09-21-0Д	74 930,00	
		НЛО-09-21-0ESD	18 911,00	
900x790x900		НЛО-09-22-0П	16 874,00	
		НЛО-09-22-0К	18 821,00	
		НЛО-09-22-0Н	17 523,00	
		НЛО-09-22-0С	22 656,00	
		НЛО-09-22-0КМ	43 188,00	
		НЛО-09-22-0Т	43 424,00	
		НЛО-09-22-0Д	75 402,00	
		НЛО-09-22-0ESD	19 324,00	





Столы лабораторные 1200, 1500 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинахглубинахвысота		
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П	16 225,00
		НЛО-11-11-0К	18 172,00
		НЛО-11-11-0Н	16 933,00
		НЛО-11-11-0С	22 479,00
		НЛО-11-11-0КМ	45 725,00
		НЛО-11-11-0Т	46 079,00
		НЛО-11-11-0Д	74 635,00
		НЛО-11-11-0ESD	18 725,00
	1200x600x900	НЛО-11-12-0П	16 579,00
		НЛО-11-12-0К	18 526,00
		НЛО-11-12-0Н	17 287,00
		НЛО-11-12-0С	22 892,00
		НЛО-11-12-0КМ	46 138,00
		НЛО-11-12-0Т	46 433,00
		НЛО-11-12-0Д	74 989,00
		НЛО-11-12-0ESD	19 079,00
	1200x790x750	НЛО-11-21-0П	18 408,00
		НЛО-11-21-0К	18 703,00
		НЛО-11-21-0Н	18 703,00
		НЛО-11-21-0С	25 724,00
		НЛО-11-21-0КМ	54 516,00
		НЛО-11-21-0Т	54 811,00
		НЛО-11-21-0Д	95 108,00
		НЛО-11-21-0ESD	21 658,00
	1200x790x900	НЛО-11-22-0П	18 880,00
		НЛО-11-22-0К	21 122,00
		НЛО-11-22-0Н	19 175,00
		НЛО-11-22-0С	26 196,00
		НЛО-11-22-0КМ	54 988,00
		НЛО-11-22-0Т	55 342,00
		НЛО-11-22-0Д	95 639,00
		НЛО-11-22-0ESD	22 130,00
	1500x600x750	НЛО-12-11-0П	17 405,00
		НЛО-12-11-0К	19 706,00
		НЛО-12-11-0Н	17 995,00
		НЛО-12-11-0С	25 134,00
		НЛО-12-11-0КМ	52 274,00
		НЛО-12-11-0Т	52 628,00
		НЛО-12-11-0Д	90 329,00
		НЛО-12-11-0ESD	20 505,00
	1500x600x900	НЛО-12-12-0П	18 231,00
		НЛО-12-12-0К	20 178,00
		НЛО-12-12-0Н	18 467,00
		НЛО-12-12-0С	25 606,00
		НЛО-12-12-0КМ	52 746,00
		НЛО-12-12-0Т	53 041,00
		НЛО-12-12-0Д	53 041,00
		НЛО-12-12-0ESD	21 331,00
1500x790x750	НЛО-12-21-0П	19 706,00	
	НЛО-12-21-0К	22 361,00	
	НЛО-12-21-0Н	19 765,00	
	НЛО-12-21-0С	28 615,00	
	НЛО-12-21-0КМ	67 732,00	
	НЛО-12-21-0Т	68 027,00	
	НЛО-12-21-0Д	116 702,00	
	НЛО-12-21-0ESD	23 756,00	
1500x790x900	НЛО-12-22-0П	20 237,00	
	НЛО-12-22-0К	22 892,00	
	НЛО-12-22-0Н	20 296,00	
	НЛО-12-22-0С	29 087,00	
	НЛО-12-22-0КМ	68 263,00	
	НЛО-12-22-0Т	68 558,00	
	НЛО-12-22-0Д	117 233,00	
	НЛО-12-22-0ESD	24287,00	

Столы лабораторные 1800 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П	18 998,00
		НЛО-13-11-0К	21 476,00
		НЛО-13-11-0Н	19 293,00
		НЛО-13-11-0С	27 140,00
		НЛО-13-11-0КМ	59 118,00
		НЛО-13-11-0Т	59 472,00
		НЛО-13-11-0Д	107 970,00
		НЛО-13-11-0ESD	22 698,00
	1800x600x900	НЛО-13-12-0П	19 588,00
		НЛО-13-12-0К	22 066,00
		НЛО-13-12-0Н	19 883,00
		НЛО-13-12-0С	27 671,00
		НЛО-13-12-0КМ	59 708,00
		НЛО-13-12-0Т	60 062,00
		НЛО-13-12-0Д	108 560,00
		НЛО-13-12-0ESD	23 288,00
	1800x790x750	НЛО-13-21-0П	21 476,00
		НЛО-13-21-0К	24 367,00
		НЛО-13-21-0Н	21 122,00
		НЛО-13-21-0С	31 624,00
		НЛО-13-21-0КМ	72 452,00
		НЛО-13-21-0Т	72 865,00
		НЛО-13-21-0Д	138 650,00
		НЛО-13-21-0ESD	26 326,00
	1800x790x900	НЛО-13-22-0П	22 066,00
		НЛО-13-22-0К	25 016,00
		НЛО-13-22-0Н	21 712,00
		НЛО-13-22-0С	32 273,00
НЛО-13-22-0КМ		73 101,00	
НЛО-13-22-0Т		73 514,00	
НЛО-13-22-0Д		139 299,00	
НЛО-13-22-0ESD		26 916,00	

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно



НЛО-11-11x

НЛО-11-21x

НЛО-11-22x

НЛО-12-11x

НЛО-12-22x

Столы лабораторные на раме 600, 900 мм			
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинаглубинавысота		
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П-01	13 629,00
		НЛО-10-11-0К-01	14 927,00
		НЛО-10-11-0Н-01	15 163,00
		НЛО-10-11-0С-01	16 933,00
		НЛО-10-11-0КМ-01	28 379,00
		НЛО-10-11-0Т-01	28 674,00
		НЛО-10-11-0Д-01	43 188,00
		НЛО-10-11-0ESD-01	14 879,00
	600x600x900	НЛО-10-12-0П-01	13 806,00
		НЛО-10-12-0К-01	15 104,00
		НЛО-10-12-0Н-01	15 281,00
		НЛО-10-12-0С-01	17 051,00
		НЛО-10-12-0КМ-01	28 556,00
		НЛО-10-12-0Т-01	28 792,00
		НЛО-10-12-0Д-01	43 365,00
		НЛО-10-12-0ESD-01	15 056,00
	600x790x750	НЛО-10-21-0П-01	14 691,00
		НЛО-10-21-0К-01	16 461,00
		НЛО-10-21-0Н-01	16 225,00
		НЛО-10-21-0С-01	18 585,00
		НЛО-10-21-0КМ-01	33 099,00
		НЛО-10-21-0Т-01	33 335,00
		НЛО-10-21-0Д-01	53 985,00
		НЛО-10-21-0ESD-01	16 291,00
	600x790x900	НЛО-10-22-0П-01	15 045,00
		НЛО-10-22-0К-01	16 697,00
		НЛО-10-22-0Н-01	16 343,00
		НЛО-10-22-0С-01	18 939,00
НЛО-10-22-0КМ-01		33 335,00	
НЛО-10-22-0Т-01		33 571,00	
НЛО-10-22-0Д-01		54 221,00	
НЛО-10-22-0ESD-01		16 645,00	
900	900x600x750	НЛО-09-11-0П-01	14 514,00
		НЛО-09-11-0К-01	16 402,00
		НЛО-09-11-0Н-01	16 225,00
		НЛО-09-11-0С-01	16 579,00
		НЛО-09-11-0КМ-01	34 456,00
		НЛО-09-11-0Т-01	34 692,00
		НЛО-09-11-0Д-01	58 705,00
		НЛО-09-11-0ESD-01	16 364,00
	900x600x900	НЛО-09-12-0П-01	14 691,00
		НЛО-09-12-0К-01	16 107,00
		НЛО-09-12-0Н-01	16 402,00
		НЛО-09-12-0С-01	16 756,00
		НЛО-09-12-0КМ-01	34 574,00
		НЛО-09-12-0Т-01	34 810,00
		НЛО-09-12-0Д-01	58 882,00
		НЛО-09-12-0ESD-01	16 541,00
	900x790x750	НЛО-09-21-0П-01	15 812,00
		НЛО-09-21-0К-01	17 936,00
		НЛО-09-21-0Н-01	17 641,00
		НЛО-09-21-0С-01	21 889,00
		НЛО-09-21-0КМ-01	42 421,00
		НЛО-09-21-0Т-01	42 657,00
		НЛО-09-21-0Д-01	74 635,00
		НЛО-09-21-0ESD-01	18 262,00
	900x790x900	НЛО-09-22-0П-01	15 930,00
		НЛО-09-22-0К-01	18 231,00
		НЛО-09-22-0Н-01	17 877,00
		НЛО-09-22-0С-01	22 184,00
НЛО-09-22-0КМ-01		42 716,00	
НЛО-09-22-0Т-01		43 011,00	
НЛО-09-22-0Д-01		74 871,00	
НЛО-09-22-0ESD-01		18 380,00	

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы лабораторные на раме 1200, 1500 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П-01	15 753,00
		НЛО-11-11-0К-01	17 877,00
		НЛО-11-11-0Н-01	17 582,00
		НЛО-11-11-0С-01	22 361,00
		НЛО-11-11-0КМ-01	45 607,00
		НЛО-11-11-0Т-01	45 902,00
		НЛО-11-11-0Д-01	74 458,00
		НЛО-11-11-0ESD-01	18 253,00
	1200x600x900	НЛО-11-12-0П-01	15 930,00
		НЛО-11-12-0К-01	17 995,00
		НЛО-11-12-0Н-01	17 700,00
		НЛО-11-12-0С-01	22 538,00
		НЛО-11-12-0КМ-01	45 725,00
		НЛО-11-12-0Т-01	46 079,00
		НЛО-11-12-0Д-01	74 694,00
		НЛО-11-12-0ESD-01	18 430,00
	1200x790x750	НЛО-11-21-0П-01	17 346,00
		НЛО-11-21-0К-01	20 001,00
		НЛО-11-21-0Н-01	19 352,00
		НЛО-11-21-0С-01	25 193,00
		НЛО-11-21-0КМ-01	54 044,00
		НЛО-11-21-0Т-01	54 339,00
		НЛО-11-21-0Д-01	94 577,00
		НЛО-11-21-0ESD-01	20 596,00
1200x790x900	НЛО-11-22-0П-01	17 700,00	
	НЛО-11-22-0К-01	20 355,00	
	НЛО-11-22-0Н-01	19 706,00	
	НЛО-11-22-0С-01	25 488,00	
	НЛО-11-22-0КМ-01	54 280,00	
	НЛО-11-22-0Т-01	54 634,00	
	НЛО-11-22-0Д-01	94 931,00	
	НЛО-11-21-0ESD-01	20 950,00	
1500	1500x600x750	НЛО-12-11-0П-01	16 579,00
		НЛО-12-11-0К-01	19 175,00
		НЛО-12-11-0Н-01	18 821,00
		НЛО-12-11-0С-01	24 839,00
		НЛО-12-11-0КМ-01	51 979,00
		НЛО-12-11-0Т-01	52 274,00
		НЛО-12-11-0Д-01	89 916,00
		НЛО-12-11-0ESD-01	19 679,00
	1500x600x900	НЛО-12-12-0П-01	16 756,00
		НЛО-12-12-0К-01	19 352,00
		НЛО-12-12-0Н-01	18 939,00
		НЛО-12-12-0С-01	24 957,00
		НЛО-12-12-0КМ-01	52 097,00
		НЛО-12-12-0Т-01	52 392,00
		НЛО-12-12-0Д-01	90 034,00
		НЛО-12-12-0ESD-01	19 856,00
	1500x790x750	НЛО-12-21-0П-01	18 349,00
		НЛО-12-21-0К-01	21 535,00
		НЛО-12-21-0Н-01	20 886,00
		НЛО-12-21-0С-01	27 907,00
		НЛО-12-21-0КМ-01	67 024,00
		НЛО-12-21-0Т-01	67 319,00
		НЛО-12-21-0Д-01	115 994,00
		НЛО-12-21-0ESD-01	22 399,00
1500x790x900	НЛО-12-22-0П-01	18 644,00	
	НЛО-12-22-0К-01	21 771,00	
	НЛО-12-22-0Н-01	21 122,00	
	НЛО-12-22-0С-01	28 143,00	
	НЛО-12-22-0КМ-01	67 260,00	
	НЛО-12-22-0Т-01	67 614,00	
	НЛО-12-22-0Д-01	116 289,00	
	НЛО-12-22-0ESD-01	22 694,00	

Столы лабораторные на раме 1800 мм			
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинахглубинахвысота		
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П-01	17 582,00
		НЛО-13-11-0К-01	20 473,00
		НЛО-13-11-0Н-01	20 296,00
		НЛО-13-11-0С-01	26 314,00
		НЛО-13-11-0КМ-01	58 233,00
		НЛО-13-11-0Т-01	58 646,00
		НЛО-13-11-0Д-01	107 144,00
		НЛО-13-11-0ESD-01	21 282,00
	1800x600x900	НЛО-13-12-0П-01	17 759,00
		НЛО-13-12-0К-01	20 650,00
		НЛО-13-12-0Н-01	20 473,00
		НЛО-13-12-0С-01	26 491,00
		НЛО-13-12-0КМ-01	58 469,00
		НЛО-13-12-0Т-01	58 823,00
		НЛО-13-12-0Д-01	107 321,00
		НЛО-13-12-0ESD-01	21 459,00
	1800x790x750	НЛО-13-21-0П-01	19 470,00
		НЛО-13-21-0К-01	23 069,00
		НЛО-13-21-0Н-01	22 184,00
		НЛО-13-21-0С-01	30 503,00
		НЛО-13-21-0КМ-01	71 272,00
		НЛО-13-21-0Т-01	71 685,00
		НЛО-13-21-0Д-01	137 411,00
		НЛО-13-21-0ESD-01	24 320,00
	1800x790x900	НЛО-13-22-0П-01	19 706,00
		НЛО-13-22-0К-01	23 364,00
		НЛО-13-22-0Н-01	22 479,00
		НЛО-13-22-0С-01	30 798,00
НЛО-13-22-0КМ-01		71 567,00	
НЛО-13-22-0Т-01		71 921,00	
НЛО-13-22-0Д-01		137 765,00	
НЛО-13-22-0ESD-01		24 556,00	

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы лабораторные на раме с полкой 600, 900 мм			
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинахглубинахвысота		
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П-02	15 930,00
		НЛО-10-11-0К-02	17 228,00
		НЛО-10-11-0Н-02	18 054,00
		НЛО-10-11-0С-02	19 116,00
		НЛО-10-11-0КМ-02	30 621,00
		НЛО-10-11-0Т-02	30 857,00
	600x600x900	НЛО-10-11-0Д-02	45 548,00
		НЛО-10-12-0П-02	16 225,00
		НЛО-10-12-0К-02	17 287,00
		НЛО-10-12-0Н-02	19 116,00
		НЛО-10-12-0С-02	19 293,00
		НЛО-10-12-0КМ-02	30 798,00
	600x790x750	НЛО-10-12-0Т-02	31 034,00
		НЛО-10-12-0Д-02	45 725,00
		НЛО-10-21-0П-02	17 110,00
		НЛО-10-21-0К-02	18 703,00
		НЛО-10-21-0Н-02	19 706,00
		НЛО-10-21-0С-02	20 886,00
	600x790x900	НЛО-10-21-0КМ-02	35 341,00
		НЛО-10-21-0Т-02	35 577,00
		НЛО-10-21-0Д-02	56 286,00
		НЛО-10-22-0П-02	17 169,00
		НЛО-10-22-0К-02	18 939,00
		НЛО-10-22-0Н-02	19 942,00
900	900x600x750	НЛО-10-22-0С-02	21 122,00
		НЛО-10-22-0КМ-02	35 577,00
		НЛО-10-22-0Т-02	35 872,00
		НЛО-10-22-0Д-02	56 581,00
		НЛО-09-11-0П-02	17 700,00
		НЛО-09-11-0К-02	19 175,00
	900x600x900	НЛО-09-11-0Н-02	19 116,00
		НЛО-09-11-0С-02	19 588,00
		НЛО-09-11-0КМ-02	37 347,00
		НЛО-09-11-0Т-02	37 642,00
		НЛО-09-11-0Д-02	61 773,00
		НЛО-09-12-0П-02	17 818,00
	900x790x750	НЛО-09-12-0К-02	19 352,00
		НЛО-09-12-0Н-02	19 293,00
		НЛО-09-12-0С-02	19 706,00
		НЛО-09-12-0КМ-02	37 465,00
		НЛО-09-12-0Т-02	37 760,00
		НЛО-09-12-0Д-02	61 950,00
	900x790x900	НЛО-09-21-0П-02	18 939,00
		НЛО-09-21-0К-02	20 886,00
		НЛО-09-21-0Н-02	22 125,00
		НЛО-09-21-0С-02	24 839,00
		НЛО-09-21-0КМ-02	45 430,00
		НЛО-09-21-0Т-02	45 666,00
900x790x900	НЛО-09-21-0Д-02	77 644,00	
	НЛО-09-22-0П-02	19 175,00	
	НЛО-09-22-0К-02	21 122,00	
	НЛО-09-22-0Н-02	22 302,00	
	НЛО-09-22-0С-02	25 016,00	
	НЛО-09-22-0КМ-02	45 607,00	
		НЛО-09-22-0Т-02	45 843,00
		НЛО-09-22-0Д-02	59 826,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы лабораторные на раме с полкой 1200, 1500 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинах глубинах высота		
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П-02	19 824,00
		НЛО-11-11-0К-02	21 712,00
		НЛО-11-11-0Н-02	22 066,00
		НЛО-11-11-0С-02	26 196,00
		НЛО-11-11-0КМ-02	49 442,00
		НЛО-11-11-0Т-02	49 737,00
	1200x600x900	НЛО-11-11-0Д-02	78 411,00
		НЛО-11-12-0П-02	19 942,00
		НЛО-11-12-0К-02	21 830,00
		НЛО-11-12-0Н-02	22 243,00
		НЛО-11-12-0С-02	26 314,00
		НЛО-11-12-0КМ-02	49 560,00
	1200x790x750	НЛО-11-12-0Т-02	49 855,00
		НЛО-11-12-0Д-02	78 647,00
		НЛО-11-21-0П-02	21 476,00
		НЛО-11-21-0К-02	23 836,00
		НЛО-11-21-0Н-02	24 662,00
		НЛО-11-21-0С-02	29 028,00
	1200x790x900	НЛО-11-21-0КМ-02	57 879,00
		НЛО-11-21-0Т-02	58 174,00
		НЛО-11-21-0Д-02	89 621,00
		НЛО-11-22-0П-02	21 712,00
		НЛО-11-22-0К-02	24 131,00
		НЛО-11-22-0Н-02	24 839,00
1500	1500x600x750	НЛО-11-22-0С-02	29 323,00
		НЛО-11-22-0КМ-02	58 056,00
		НЛО-11-22-0Т-02	58 410,00
		НЛО-11-22-0Д-02	98 884,00
		НЛО-12-11-0П-02	21 299,00
		НЛО-12-11-0К-02	23 600,00
	1500x600x900	НЛО-12-11-0Н-02	23 895,00
		НЛО-12-11-0С-02	29 264,00
		НЛО-12-11-0КМ-02	56 345,00
		НЛО-12-11-0Т-02	56 699,00
		НЛО-12-11-0Д-02	94 518,00
		НЛО-12-12-0П-02	21 535,00
	1500x790x750	НЛО-12-12-0К-02	23 718,00
		НЛО-12-12-0Н-02	24 013,00
		НЛО-12-12-0С-02	29 382,00
		НЛО-12-12-0КМ-02	56 522,00
		НЛО-12-12-0Т-02	56 817,00
		НЛО-12-12-0Д-02	94 754,00
	1500x790x900	НЛО-12-21-0П-02	23 069,00
		НЛО-12-21-0К-02	25 960,00
		НЛО-12-21-0Н-02	27 376,00
		НЛО-12-21-0С-02	32 273,00
		НЛО-12-21-0КМ-02	71 449,00
		НЛО-12-21-0Т-02	71 744,00
1500x790x900	НЛО-12-21-0Д-02	120 596,00	
	НЛО-12-22-0П-02	23 364,00	
	НЛО-12-22-0К-02	26 137,00	
	НЛО-12-22-0Н-02	27 553,00	
	НЛО-12-22-0С-02	32 568,00	
	НЛО-12-22-0КМ-02	71 685,00	
НЛО-12-22-0Т-02	72 039,00		
НЛО-12-22-0Д-02	120 891,00		

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы лабораторные на раме с полкой 1800 мм			
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинах глубинах высота		
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П-02	23 010,00
		НЛО-13-11-0К-02	25 429,00
		НЛО-13-11-0Н-02	26 078,00
		НЛО-13-11-0С-02	31 388,00
		НЛО-13-11-0КМ-02	63 366,00
		НЛО-13-11-0Т-02	63 779,00
		НЛО-13-11-0Д-02	112 395,00
	1800x600x900	НЛО-13-12-0П-02	23 187,00
		НЛО-13-12-0К-02	25 724,00
		НЛО-13-12-0Н-02	26 137,00
		НЛО-13-12-0С-02	31 565,00
		НЛО-13-12-0КМ-02	63 484,00
		НЛО-13-12-0Т-02	63 897,00
	1800x790x750	НЛО-13-12-0Д-02	112 572,00
		НЛО-13-21-0П-02	24 898,00
		НЛО-13-21-0К-02	28 143,00
		НЛО-13-21-0Н-02	29 087,00
		НЛО-13-21-0С-02	35 282,00
		НЛО-13-21-0КМ-02	76 346,00
	1800x790x900	НЛО-13-21-0Т-02	76 759,00
		НЛО-13-21-0Д-02	142 780,00
		НЛО-13-22-0П-02	25 134,00
		НЛО-13-22-0К-02	28 379,00
		НЛО-13-22-0Н-02	29 382,00
НЛО-13-22-0С-02		35 813,00	
НЛО-13-22-0КМ-02		76 641,00	
	НЛО-13-22-0Т-02	76 995,00	
	НЛО-13-22-0Д-02	143 016,00	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами


ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы для приборов


Габаритные размеры, мм		Комплектация (в цену столов включена)	Материал рабочей поверхности	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинаxглубинаxвысота			
1200	1200x600x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-27-1П	19 057,00
			НЛО-14-27-1К	20 768,00
			НЛО-14-27-1С	24 190,00
			НЛО-14-27-1КМ	44 486,00
	НЛО-14-27-1Т		44 781,00	
	1200x600x900/1100		НЛО-14-28-1П	19 470,00
			НЛО-14-28-1К	21 004,00
			НЛО-14-28-1С	24 544,00
			НЛО-14-28-1КМ	44 899,00
	1200x790x750/950		НЛО-14-28-1Т	45 135,00
			НЛО-14-25-1П	20 650,00
			НЛО-14-25-1К	22 774,00
			НЛО-14-25-1С	27 317,00
	1200x790x900/1100		НЛО-14-25-1КМ	55 578,00
			НЛО-14-25-1Т	55 873,00
			НЛО-14-26-1П	21 122,00
НЛО-14-26-1К		23 246,00		
НЛО-14-26-1С		27 789,00		
НЛО-14-26-1КМ		56 109,00		
НЛО-14-26-1Т		56 345,00		
НЛО-14-23-1П		20 001,00		
1500	1500x600x750/950	НЛО-14-23-1К	22 243,00	
		НЛО-14-23-1С	26 963,00	
		НЛО-14-23-1КМ	53 041,00	
		НЛО-14-23-1Т	53 395,00	
	1500x600x900/1100	НЛО-14-24-1П	20 473,00	
		НЛО-14-24-1К	22 715,00	
		НЛО-14-24-1С	27 435,00	
		НЛО-14-24-1КМ	53 572,00	
	1500x790x750/950	НЛО-14-24-1Т	53 926,00	
		НЛО-14-21-1П	22 420,00	
		НЛО-14-21-1К	24 544,00	
		НЛО-14-21-1С	31 329,00	
	1500x790x900/1100	НЛО-14-21-1КМ	66 316,00	
		НЛО-14-21-1Т	66 611,00	
		НЛО-14-22-1П	23 010,00	
		НЛО-14-22-1К	25 075,00	
НЛО-14-22-1С		31 860,00		
НЛО-14-22-1КМ		66 847,00		
НЛО-14-22-1Т		67 142,00		
НЛО-14-31-1П		21 594,00		
1800	1800x600x750/950	НЛО-14-31-1К	24 485,00	
		НЛО-14-31-1С	29 736,00	
		НЛО-14-31-1КМ	61 773,00	
		НЛО-14-31-1Т	62 127,00	
	1800x600x900/1100	НЛО-14-32-1П	22 125,00	
		НЛО-14-32-1К	25 016,00	
		НЛО-14-32-1С	30 267,00	
		НЛО-14-32-1КМ	62 304,00	
	1800x790x750/950	НЛО-14-32-1Т	62 658,00	
		НЛО-14-29-1П	23 895,00	
		НЛО-14-29-1К	26 963,00	
		НЛО-14-29-1С	33 866,00	
	1800x790x900/1100	НЛО-14-29-1КМ	73 160,00	
		НЛО-14-29-1Т	73 573,00	
		НЛО-14-30-1П	24 544,00	
		НЛО-14-30-1К	27 612,00	
НЛО-14-30-1С		34 574,00		
НЛО-14-30-1КМ		73 809,00		
НЛО-14-30-1Т		74 222,00		

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно



НЛО-14-21-1x



НЛО-14-22-1x

Столы лабораторные прочие

Стол компьютерный

800	800x790x750/1350	стойка металлическая с полкой полка выдвижная д/клавиатуры подставка под системный блок	НЛО-15-11-0П	19 588,00
-----	------------------	---	--------------	-----------

Столы подкатные


800	800x500x750	на колесных опорах	НЛО-16-01-0П	13 275,00
			НЛО-16-01-0С	16 638,00
	800x500x900		НЛО-16-01-0Т	30 503,00
			НЛО-16-02-0П	13 334,00
	800x500x750		НЛО-16-02-0С	16 697,00
			НЛО-16-02-0Т	30 562,00
800	800x500x900	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-01-0П-02	14 750,00
			НЛО-16-01-0С-02	20 650,00
	800x500x750		НЛО-16-01-0Т-02	43 365,00
			НЛО-16-02-0П-02	14 809,00
	800x500x900		НЛО-16-02-0С-02	20 768,00
			НЛО-16-02-0Т-02	43 483,00
900	900x600x750	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-03-0П-02	14 809,00
			НЛО-16-03-0С-02	19 529,00
	900x600x900		НЛО-16-03-0Т-02	35 754,00
			НЛО-16-04-0П-02	14 927,00
	900x600x750		НЛО-16-04-0С-02	19 588,00
			НЛО-16-04-0Т-02	35 754,00
1200	1200x600x750	на колесных опорах	НЛО-16-05-0П	15 222,00
			НЛО-16-05-0С	21 712,00
			НЛО-16-05-0Т	43 778,00
	1200x600x900		НЛО-16-06-0П	15 399,00
			НЛО-16-06-0С	21 889,00
			НЛО-16-06-0Т	43 955,00
	1200x600x750	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-05-0П-02	17 523,00
			НЛО-16-05-0С-02	28 261,00
			НЛО-16-05-0Т-02	65 313,00
	1200x600x900		НЛО-16-06-0П-02	17 700,00
			НЛО-16-06-0С-02	28 438,00
			НЛО-16-06-0Т-02	65 549,00
1800	1800x700x900	на колесных опорах	НЛО-16-50-0П-02	30 149,00

Установки титровальные


Габаритные размеры, мм		Комплектация (в цену столов включена)	Материал рабочей поверхности	Отпускная цена , руб.
высота	ширинаxглубинаxвысота			
750	1200x600x750/1500	стойка титровальная (металлическая) электророзетки (2шт.) светильник выключатель	НЛО-18-13-7П	31 388,00
			НЛО-18-13-7К	33 866,00
			НЛО-18-13-7С	37 288,00
			НЛО-18-13-7КМ	57 466,00
			НЛО-18-13-7Т	57 879,00
НЛО-18-13-7Д	87 910,00			
900	1200x600x900/1650		НЛО-18-14-7П	31 860,00
			НЛО-18-14-7К	34 279,00
			НЛО-18-14-7С	37 701,00
			НЛО-18-14-7КМ	57 938,00
			НЛО-18-14-7Т	58 292,00
НЛО-18-14-7Д	88 382,00			
750	1200x790x750/1500		НЛО-18-11-7П	32 804,00
			НЛО-18-11-7К	35 872,00
			НЛО-18-11-7С	40 415,00
		НЛО-18-11-7КМ	68 558,00	
		НЛО-18-11-7Т	68 971,00	
НЛО-18-11-7Д	107 380,00			
900	1200x790x900/1650	НЛО-18-12-7П	33 335,00	
		НЛО-18-12-7К	36 462,00	
		НЛО-18-12-7С	40 946,00	
		НЛО-18-12-7КМ	69 089,00	
		НЛО-18-12-7Т	69 502,00	
НЛО-18-12-7Д	107 970,00			

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"


Установки титровальные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




НЛО-15-11-0П



НЛО-16-01-0П



НЛО-18-11-7х



НЛО-18-12-7х

Столы лабораторные угловые и торцевые

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена , руб.
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
Столы угловые			
1050мм к столам глубиной 600мм	1050x1050x750	НЛО-17-11-0П	19883,00
		НЛО-17-11-0К	21948,00
		НЛО-17-11-0С	29205,00
		НЛО-17-11-0Т	64487,00
		НЛО-17-11-0Д	109740,00
	1050x1050x900	НЛО-17-12-0П	20296,00
		НЛО-17-12-0К	22361,00
		НЛО-17-12-0С	29500,00
		НЛО-17-12-0Т	64900,00
		НЛО-17-12-0Д	110094,00
1200мм к столам глубиной 790 мм	1200x1200x750	НЛО-17-21-0П	21712,00
		НЛО-17-21-0К	23659,00
		НЛО-17-21-0С	32804,00
		НЛО-17-21-0Т	76936,00
		НЛО-17-21-0Д	142839,00
	1200x1200x900	НЛО-17-22-0П	22125,00
		НЛО-17-22-0К	24072,00
		НЛО-17-22-0С	33217,00
		НЛО-17-22-0Т	77349,00
		НЛО-17-22-0Д	143252,00
Столы торцевые			
высотой 750мм	1200x790x750	НЛО-19-21-0П	18231,00
		НЛО-19-21-0К	21122,00
		НЛО-19-21-0С	25547,00
		НЛО-19-21-0КМ	53454,00
		НЛО-19-21-0Т	53749,00
		НЛО-19-21-0Д	95285,00
высотой 900мм	1200x790x900	НЛО-19-22-0П	18585,00
		НЛО-19-22-0К	21594,00
		НЛО-19-22-0С	26019,00
		НЛО-19-22-0КМ	53867,00
		НЛО-19-22-0Т	54221,00
		НЛО-19-22-0Д	99179,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы пристенные с закрытой полкой для In vitro -исследований для работы сидя					
Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.		
900x790x750/1500	Металлическая полка (для штативов с чашками Петри, пробирками, контейнерами), розетки (2), светильник	НЛО-24-14-ЗП	48 771,00		
		НЛО-24-14-ЗС	53 963,00		
		НЛО-24-14-ЗТ	74 554,00		
		НЛО-24-14-ЗД	104 113,00		
1200x790x750/1500		НЛО-20-14-ЗП	33 909,00		
		НЛО-20-14-ЗС	40 576,00		
		НЛО-20-14-ЗТ	69 132,00		
		НЛО-20-14-ЗД	107 128,00		
1500x790x750/1500		НЛО-21-14-ЗП	37 224,00		
		НЛО-21-14-ЗС	46 074,00		
		НЛО-21-14-ЗТ	81 356,00		
		НЛО-21-14-ЗД	130 385,00		
Столы островные с закрытой полкой для In vitro -исследований для работы сидя					
1200x1200x750/1500	Металлическая полка (для штативов с чашками Петри, пробирками, контейнерами), розетки (4), светильник	НЛО-22-44-ЗП	42 166,00		
		НЛО-22-44-ЗС	53 258,00		
		НЛО-22-44-ЗТ	97 390,00		
		НЛО-22-44-ЗД	158 632,00		
1500x1200x750/1500		НЛО-23-44-ЗП	45 363,00		
		НЛО-23-44-ЗС	59 936,00		
		НЛО-23-44-ЗТ	115 809,00		
		НЛО-23-44-ЗД	191 034,00		
		Столы пристенные с закрытой полкой для In vitro -исследований для работы стоя			
		900x790x900/1650	Металлическая полка (для штативов с чашками Петри, пробирками, контейнерами), розетки (2), светильник	НЛО-34-44-ЗП	31 302,00
НЛО-34-44-ЗС	36 435,00				
НЛО-34-44-ЗТ	57 085,00				
НЛО-34-44-ЗД	86 703,00				
1200x790x900/1650	НЛО-30-44-ЗП	34 558,00			
	НЛО-30-44-ЗС	41 225,00			
	НЛО-30-44-ЗТ	69 781,00			
	НЛО-30-44-ЗД	107 777,00			
1500x790x900/1650	НЛО-31-44-ЗП	37 814,00			
	НЛО-31-44-ЗС	46 664,00			
	НЛО-31-44-ЗТ	81 946,00			
	НЛО-31-44-ЗД	129 146,00			
Столы островные с закрытой полкой для In vitro -исследований для работы стоя					
1200x1200x900/1650	Металлическая полка (для штативов с чашками Петри, пробирками, контейнерами), розетки (2), светильник	НЛО-32-44-ЗП		42 874,00	
		НЛО-32-44-ЗС	53 907,00		
		НЛО-32-44-ЗТ	98 039,00		
		НЛО-32-44-ЗД	159 340,00		
1500x1200x900/1650		НЛО-33-44-ЗП	44 950,00		
		НЛО-33-44-ЗС	59 464,00		
		НЛО-33-44-ЗТ	115 337,00		
		НЛО-33-44-ЗД	190 562,00		

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Конструкция в виде полки, встраиваемой в технологическую стойку лабораторных столов - пристенных и островных.

В полку можно устанавливать штативы практически всех известных типоразмеров, вплоть до штатива для чашек петри на 54 места. Полка удобна при проведении исследований in vitro, а также любых других экспериментов, предполагающих временное хранение или складирование большого количества стеклянной посуды.

Столы физические пристенные с металлическими полками			
Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.
900x790x750/1500	металлическая полка	НЛО-24-11-1П	19 234,00
		НЛО-24-11-1К	28 261,00
		НЛО-24-11-1С	24 426,00
		НЛО-24-11-1КМ	44 781,00
		НЛО-24-11-1Т	45 017,00
	металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-24-11-1Д	74 458,00
		НЛО-24-11-2П	20 532,00
		НЛО-24-11-2К	29 559,00
		НЛО-24-11-2С	25 724,00
		НЛО-24-11-2КМ	46 079,00
	металлическая полка,розетки (2), светильник	НЛО-24-11-2Т	46 315,00
		НЛО-24-11-2Д	75 815,00
		НЛО-24-11-3П	21 771,00
		НЛО-24-11-3К	30 798,00
		НЛО-24-11-3С	26 963,00
1200x790x750/1500	металлическая полка	НЛО-24-11-3КМ	47 259,00
		НЛО-24-11-3Т	47 554,00
		НЛО-24-11-3Д	77 113,00
		НЛО-20-11-1П	20 178,00
		НЛО-20-11-1К	21 181,00
	металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-20-11-1С	27 730,00
		НЛО-20-11-1КМ	55 991,00
		НЛО-20-11-1Т	56 286,00
		НЛО-20-11-1Д	94 223,00
		НЛО-20-11-2П	22 420,00
	металлическая полка,розетки (2), светильник	НЛО-20-11-2К	22 715,00
		НЛО-20-11-2С	29 087,00
		НЛО-20-11-2КМ	57 348,00
		НЛО-20-11-2Т	57 643,00
		НЛО-20-11-2Д	95 580,00
1500x790x750/1500	металлическая полка	НЛО-20-11-3П	23 659,00
		НЛО-20-11-3К	25 783,00
		НЛО-20-11-3С	30 326,00
		НЛО-20-11-3КМ	58 587,00
		НЛО-20-11-3Т	58 882,00
	металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-20-11-3Д	96 878,00
		НЛО-21-11-1П	23 128,00
		НЛО-21-11-1К	25 311,00
		НЛО-21-11-1С	32 037,00
		НЛО-21-11-1КМ	66 965,00
	металлическая полка,розетки (2), светильник	НЛО-21-11-1Т	67 319,00
		НЛО-21-11-1Д	114 401,00
		НЛО-21-11-2П	24 485,00
		НЛО-21-11-2К	26 609,00
		НЛО-21-11-2С	33 335,00
1800x790x750/1500	металлическая полка	НЛО-21-11-2КМ	68 263,00
		НЛО-21-11-2Т	68 617,00
		НЛО-21-11-2Д	115 758,00
		НЛО-21-11-3П	25 724,00
		НЛО-21-11-3К	27 789,00
	металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-21-11-3С	34 574,00
		НЛО-21-11-3КМ	69 502,00
		НЛО-21-11-3Т	69 856,00
		НЛО-21-11-3Д	118 885,00
		НЛО-25-11-1П	24 839,00
	металлическая полка,розетки (2), светильник	НЛО-25-11-1К	27 966,00
		НЛО-25-11-1С	34 810,00
		НЛО-25-11-1КМ	74 163,00
		НЛО-25-11-1Т	74 517,00
		НЛО-25-11-1Д	134 048,00
	металлическая полка	НЛО-25-11-2П	26 196,00
		НЛО-25-11-2К	29 264,00
		НЛО-25-11-2С	36 108,00
		НЛО-25-11-2КМ	75 461,00
		НЛО-25-11-2Т	75 815,00
	металлическая полка,розетки (2), светильник	НЛО-25-11-2Д	135 464,00
		НЛО-25-11-3П	27 435,00
		НЛО-25-11-3К	30 503,00
		НЛО-25-11-3С	37 347,00
		НЛО-25-11-3КМ	76 700,00
		НЛО-25-11-3Т	77 054,00
		НЛО-25-11-3Д	136 762,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы физические островные

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.	
1200x1200x750	без полки	НЛО-22-41-0П	24 308,00	
		НЛО-22-41-0К	26 845,00	
		НЛО-22-41-0С	35 341,00	
		НЛО-22-41-0КМ	79 237,00	
		НЛО-22-41-0Т	79 473,00	
1200x1200x750/1500	металлическая полка	НЛО-22-41-0Д	140 420,00	
		НЛО-22-41-1П	27 730,00	
		НЛО-22-41-1К	30 385,00	
		НЛО-22-41-1С	38 763,00	
		НЛО-22-41-1КМ	82 659,00	
	металлическая полка, розетки (4 шт.)	НЛО-22-41-1Т	82 895,00	
		НЛО-22-41-1Д	143 960,00	
		НЛО-22-41-2П	29 677,00	
		НЛО-22-41-2К	31 801,00	
		НЛО-22-41-2С	40 769,00	
	металлическая полка, розетки (4), светильник	НЛО-22-41-2КМ	84 665,00	
		НЛО-22-41-2Т	84 901,00	
		НЛО-22-41-2Д	146 084,00	
		НЛО-22-41-3П	30 916,00	
		НЛО-22-41-3К	33 571,00	
1500x1200x750	без полки	НЛО-22-41-3С	42 008,00	
		НЛО-22-41-3КМ	85 904,00	
		НЛО-22-41-3Т	86 140,00	
		НЛО-22-41-3Д	147 382,00	
		НЛО-23-41-0П	26 078,00	
	1500x1200x750/1500	металлическая полка	НЛО-23-41-0К	29 205,00
			НЛО-23-41-0С	39 353,00
			НЛО-23-41-0КМ	96 111,00
			НЛО-23-41-0Т	96 406,00
			НЛО-23-41-0Д	171 395,00
		металлическая полка, розетки (4 шт.)	НЛО-23-41-1П	29 677,00
			НЛО-23-41-1К	32 863,00
			НЛО-23-41-1С	44 191,00
			НЛО-23-41-1КМ	99 710,00
			НЛО-23-41-1Т	100 064,00
металлическая полка, розетки (4), светильник		НЛО-23-41-1Д	175 230,00	
		НЛО-23-41-2П	31 624,00	
		НЛО-23-41-2К	33 276,00	
		НЛО-23-41-2С	46 197,00	
		НЛО-23-41-2КМ	101 716,00	
1800x1200x750	без полки	НЛО-23-41-2Т	102 070,00	
		НЛО-23-41-2Д	177 295,00	
		НЛО-23-41-3П	32 863,00	
		НЛО-23-41-3К	36 108,00	
		НЛО-23-41-3С	47 436,00	
	1800x1200x750/1500	металлическая полка	НЛО-23-41-3КМ	102 955,00
			НЛО-23-41-3Т	103 309,00
			НЛО-23-41-3Д	178 534,00
			НЛО-26-41-0П	28 438,00
			НЛО-26-41-0К	31 978,00
		металлическая полка, розетки (4 шт.)	НЛО-26-41-0С	44 663,00
			НЛО-26-41-0КМ	109 032,00
			НЛО-26-41-0Т	109 386,00
			НЛО-26-41-0Д	205 910,00
			НЛО-26-41-1П	32 450,00
металлическая полка, розетки (4), светильник	НЛО-26-41-1К	35 990,00		
	НЛО-26-41-1С	48 675,00		
	НЛО-26-41-1КМ	112 985,00		
	НЛО-26-41-1Т	113 339,00		
	НЛО-26-41-1Д	210 040,00		
1800x1200x750/1500	металлическая полка, розетки (4 шт.)	НЛО-26-41-2П	34 397,00	
		НЛО-26-41-2К	37 996,00	
		НЛО-26-41-2С	50 681,00	
		НЛО-26-41-2КМ	114 991,00	
		НЛО-26-41-2Т	115 345,00	
	металлическая полка, розетки (4), светильник	НЛО-26-41-2Д	212 105,00	
		НЛО-26-41-3П	35 577,00	
		НЛО-26-41-3К	39 176,00	
		НЛО-26-41-3С	51 802,00	
		НЛО-26-41-3КМ	116 171,00	
1800x1200x750/1500	металлическая полка, розетки (4), светильник	НЛО-26-41-3Т	116 525,00	
		НЛО-26-41-3Д	213 344,00	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)


ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Стол^ы физическ^{ие} могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




НЛО-20-11-xx



НЛО-21-11-xx




НЛО-22-41-0x



НЛО-22-41-3x



НЛО-23-41-0x



НЛО-23-41-3x

Столы физические пристенные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.
900x790x750/1500	стеклянная полка	НЛО-24-13-1П	23 128,00
		НЛО-24-13-1К	32 627,00
		НЛО-24-13-1Н	24 544,00
		НЛО-24-13-1С	28 792,00
		НЛО-24-13-1КМ	49 147,00
		НЛО-24-13-1Т	49 442,00
	стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-24-13-1Д	79 060,00
		НЛО-24-13-2П	24 426,00
		НЛО-24-13-2К	33 925,00
		НЛО-24-13-2Н	25 842,00
		НЛО-24-13-2С	30 090,00
		НЛО-24-13-2КМ	50 445,00
	стеклянная полка,розетки (2), светильник	НЛО-24-13-2Т	50 740,00
		НЛО-24-13-2Д	80 476,00
		НЛО-24-13-3П	25 547,00
		НЛО-24-13-3К	35 046,00
		НЛО-24-13-3Н	26 963,00
		НЛО-24-13-3С	31 211,00
1200x790x750/1500	стеклянная полка	НЛО-24-13-3КМ	51 507,00
		НЛО-24-13-3Т	51 743,00
		НЛО-24-13-3Д	81 538,00
		НЛО-20-13-1П	25 665,00
		НЛО-20-13-1К	26 609,00
		НЛО-20-13-1Н	27 258,00
	стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-20-13-1С	32 981,00
		НЛО-20-13-1КМ	61 242,00
		НЛО-20-13-1Т	61 537,00
		НЛО-20-13-1Д	99 651,00
		НЛО-20-13-2П	27 022,00
		НЛО-20-13-2К	27 907,00
	стеклянная полка,розетки (2), светильник	НЛО-20-13-2Н	28 733,00
		НЛО-20-13-2С	34 397,00
		НЛО-20-13-2КМ	62 599,00
		НЛО-20-13-2Т	62 953,00
		НЛО-20-13-2Д	101 008,00
		НЛО-20-13-3П	28 143,00
1500x790x750/1500	стеклянная полка	НЛО-20-13-3К	30 916,00
		НЛО-20-13-3Н	29 736,00
		НЛО-20-13-3С	35 400,00
		НЛО-20-13-3КМ	63 661,00
		НЛО-20-13-3Т	63 956,00
		НЛО-20-13-3Д	102 188,00
	стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-21-13-1П	28 556,00
		НЛО-21-13-1К	31 565,00
		НЛО-21-13-1Н	29 618,00
		НЛО-21-13-1С	38 350,00
		НЛО-21-13-1КМ	73 219,00
		НЛО-21-13-1Т	73 632,00
стеклянная полка,розетки (2), светильник	НЛО-21-13-1Д	120 950,00	
	НЛО-21-13-2П	29 854,00	
	НЛО-21-13-2К	32 863,00	
	НЛО-21-13-2Н	30 916,00	
	НЛО-21-13-2С	39 648,00	
	НЛО-21-13-2КМ	39 235,00	
стеклянная полка,розетки (2), светильник	НЛО-21-13-2Т	74 930,00	
	НЛО-21-13-2Д	122 307,00	
	НЛО-21-13-3П	30 916,00	
	НЛО-21-13-3К	33 984,00	
	НЛО-21-13-3Н	32 037,00	
	НЛО-21-13-3С	40 710,00	
	НЛО-21-13-3КМ	75 638,00	
	НЛО-21-13-3Т	76 051,00	
	НЛО-21-13-3Д	123 428,00	

Столы физические пристенные со стеклянными полками

продолжение

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.
1800x790x750/1500	стеклянная полка	НЛО-25-13-1П	30 975,00
		НЛО-25-13-1К	35 164,00
		НЛО-25-13-1Н	32 568,00
		НЛО-25-13-1С	42 008,00
		НЛО-25-13-1КМ	81 361,00
		НЛО-25-13-1Т	81 774,00
		НЛО-25-13-1Д	141 600,00
	стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-25-13-2П	32 332,00
		НЛО-25-13-2К	36 462,00
		НЛО-25-13-2Н	33 866,00
		НЛО-25-13-2С	43 306,00
		НЛО-25-13-2КМ	82 659,00
		НЛО-25-13-2Т	83 072,00
		НЛО-25-13-2Д	143 016,00
	стеклянная полка,розетки (2), светильник	НЛО-25-13-3П	33 394,00
		НЛО-25-13-3К	37 524,00
		НЛО-25-13-3Н	34 928,00
		НЛО-25-13-3С	37 878,00
		НЛО-25-13-3КМ	77 231,00
		НЛО-25-13-3Т	77 585,00
		НЛО-25-13-3Д	137 234,00

Столы физические островные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.
1200x1200x750/1500	стеклянная полка	НЛО-22-41-1П	34 279,00
		НЛО-22-41-1К	39 176,00
		НЛО-22-41-1С	47 023,00
		НЛО-22-41-1КМ	90 919,00
		НЛО-22-41-1Т	91 155,00
		НЛО-22-41-1Д	157 766,00
	стеклянная полка, розетки (4 шт.)	НЛО-22-41-2П	38 173,00
		НЛО-22-41-2К	43 070,00
		НЛО-22-41-2С	50 917,00
		НЛО-22-41-2КМ	94 754,00
		НЛО-22-41-2Т	94 990,00
		НЛО-22-41-2Д	161 778,00
	стеклянная полка,розетки (4), светильник	НЛО-22-41-3П	40 356,00
		НЛО-22-41-3К	45 253,00
		НЛО-22-41-3С	53 041,00
		НЛО-22-41-3КМ	96 937,00
		НЛО-22-41-3Т	97 173,00
		НЛО-22-41-3Д	164 020,00
1500x1200x750/1500	стеклянная полка	НЛО-23-41-1П	37 701,00
		НЛО-23-41-1К	43 660,00
		НЛО-23-41-1С	54 162,00
		НЛО-23-41-1КМ	109 740,00
		НЛО-23-41-1Т	110 035,00
		НЛО-23-41-1Д	185 614,00
	стеклянная полка, розетки (4 шт.)	НЛО-23-41-2П	41 595,00
		НЛО-23-41-2К	47 436,00
		НЛО-23-41-2С	57 997,00
		НЛО-23-41-2КМ	113 575,00
		НЛО-23-41-2Т	113 870,00
		НЛО-23-41-2Д	189 626,00
	стеклянная полка,розетки (4), светильник	НЛО-23-41-3П	43 719,00
		НЛО-23-41-3К	49 619,00
		НЛО-23-41-3С	60 180,00
		НЛО-23-41-3КМ	115 758,00
		НЛО-23-41-3Т	116 053,00
		НЛО-23-41-3Д	191 868,00

Столы физические островные со стеклянными полками
продолжение

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической металлической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена, руб.
1800x1200x750/1500	стеклянная полка	НЛО-26-41-1П	41 949,00
		НЛО-26-41-1К	48 734,00
		НЛО-26-41-1С	41 949,00
		НЛО-26-41-1КМ	41 595,00
		НЛО-26-41-1Т	41 949,00
		НЛО-26-41-1Д	43 837,00
	стеклянная полка, розетки (4 шт.)	НЛО-26-41-2П	45 784,00
		НЛО-26-41-2К	52 687,00
		НЛО-26-41-2С	64 428,00
		НЛО-26-41-2КМ	128 738,00
		НЛО-26-41-2Т	129 151,00
		НЛО-26-41-2Д	226 560,00
	стеклянная полка, розетки (4), светильник	НЛО-26-41-3П	47 908,00
		НЛО-26-41-3К	54 811,00
		НЛО-26-41-3С	66 611,00
		НЛО-26-41-3КМ	130 921,00
		НЛО-26-41-3Т	131 334,00
		НЛО-26-41-3Д	228 802,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы химические пристенные 900, 1200мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.
900x790x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-34-42-1П	19 765,00
			НЛО-34-42-1К	28 792,00
			НЛО-34-42-1С	24 957,00
			НЛО-34-42-1КМ	45 253,00
			НЛО-34-42-1Т	45 548,00
		НЛО-34-42-1Д	75 048,00	
		металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-34-42-2П	21 122,00
			НЛО-34-42-2К	30 090,00
			НЛО-34-42-2С	26 255,00
			НЛО-34-42-2КМ	46 610,00
			НЛО-34-42-2Т	46 905,00
		металлическая полка, розетки (2), светильник	НЛО-34-42-2Д	76 405,00
			НЛО-34-42-3П	22 302,00
			НЛО-34-42-3К	31 329,00
			НЛО-34-42-3С	27 435,00
	НЛО-34-42-3КМ		47 790,00	
	НЛО-34-42-3Т		48 085,00	
	НЛО-34-42-3Д		77 703,00	
	НС	металлическая полка, розетки(2) , светильник, вода	НЛО-34-42-4П	31 919,00
			НЛО-34-42-4К	33 925,00
			НЛО-34-42-4С	37 052,00
			НЛО-34-42-4КМ	57 407,00
			НЛО-34-42-4Т	57 643,00
			НЛО-34-42-4Д	114 637,00
		металлическая полка, розетки (2), светильник, вода, газ	НЛО-34-42-5П	41 890,00
			НЛО-34-42-5К	43 896,00
			НЛО-34-42-5С	47 023,00
НЛО-34-42-5КМ			67 378,00	
НЛО-34-42-5Т			67 673,00	
НЛО-34-42-5Д			125 080,00	
1200x790x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-30-42-1П	21 771,00
			НЛО-30-42-1К	23 836,00
			НЛО-30-42-1С	28 556,00
			НЛО-30-42-1КМ	56 640,00
			НЛО-30-42-1Т	56 935,00
		НЛО-30-42-1Д	94 813,00	
		металлическая полка, розетки (2 шт.)	НЛО-30-42-2П	23 069,00
			НЛО-30-42-2К	25 193,00
			НЛО-30-42-2С	29 736,00
			НЛО-30-42-2КМ	57 997,00
			НЛО-30-42-2Т	58 292,00
		металлическая полка, розетки (2), светильник	НЛО-30-42-2Д	96 229,00
			НЛО-30-42-3П	24 308,00
			НЛО-30-42-3К	26 432,00
			НЛО-30-42-3С	30 975,00
	НЛО-30-42-3КМ		59 236,00	
	НЛО-30-42-3Т		59 531,00	
	НЛО-30-42-3Д		97 527,00	
	НС	металлическая полка, розетки(2) , светильник, вода	НЛО-30-42-4П	33 925,00
			НЛО-30-42-4К	36 403,00
			НЛО-30-42-4С	40 592,00
			НЛО-30-42-4КМ	68 853,00
			НЛО-30-42-4Т	69 148,00
			НЛО-30-42-4Д	134 461,00
		металлическая полка, розетки (2), светильник, вода, газ	НЛО-30-42-5П	43 896,00
			НЛО-30-42-5К	46 315,00
			НЛО-30-42-5С	50 504,00
НЛО-30-42-5КМ			78 765,00	
НЛО-30-42-5Т			79 060,00	
НЛО-30-42-5Д			144 904,00	

Столешницы химические пристенные 1500, 1800 мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.
1500x790x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-31-42-1П	23 718,00
			НЛО-31-42-1К	25 842,00
			НЛО-31-42-1С	32 627,00
			НЛО-31-42-1КМ	67 555,00
			НЛО-31-42-1Т	67 909,00
			НЛО-31-42-1Д	114 991,00
		металлическая полка, розетки(2 шт.)	НЛО-31-42-2П	25 075,00
			НЛО-31-42-2К	27 140,00
			НЛО-31-42-2С	33 925,00
			НЛО-31-42-2КМ	68 853,00
			НЛО-31-42-2Т	69 207,00
			НЛО-31-42-2Д	116 348,00
	металлическая полка, розетки(2), светильник	НЛО-31-42-3П	26 314,00	
		НЛО-31-42-3К	28 379,00	
		НЛО-31-42-3С	35 164,00	
		НЛО-31-42-3КМ	70 092,00	
		НЛО-31-42-3Т	70 446,00	
		НЛО-31-42-3Д	117 646,00	
	НС	металлическая полка, розетки (2), светильник, вода	НЛО-31-42-4П	35 931,00
			НЛО-31-42-4К	38 291,00
			НЛО-31-42-4С	44 781,00
			НЛО-31-42-4КМ	79 650,00
			НЛО-31-42-4Т	80 063,00
			НЛО-31-42-4Д	154 639,00
металлическая полка, розетки(2), светильник, вода, газ		НЛО-31-42-5П	45 843,00	
		НЛО-31-42-5К	48 262,00	
		НЛО-31-42-5С	54 752,00	
		НЛО-31-42-5КМ	89 680,00	
		НЛО-31-42-5Т	90 034,00	
		НЛО-31-42-5Д	165 082,00	
1800x790x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-35-42-1П	25 547,00
			НЛО-35-42-1К	28 733,00
			НЛО-35-42-1С	35 518,00
			НЛО-35-42-1КМ	74 812,00
			НЛО-35-42-1Т	75 166,00
			НЛО-35-42-1Д	134 815,00
		металлическая полка, розетки(2 шт.)	НЛО-35-42-2П	26 904,00
			НЛО-35-42-2К	29 972,00
			НЛО-35-42-2С	36 816,00
			НЛО-35-42-2КМ	76 169,00
			НЛО-35-42-2Т	76 582,00
			НЛО-35-42-2Д	136 172,00
	металлическая полка, розетки(2), светильник	НЛО-35-42-3П	27 907,00	
		НЛО-35-42-3К	30 916,00	
		НЛО-35-42-3С	37 819,00	
		НЛО-35-42-3КМ	77 113,00	
		НЛО-35-42-3Т	77 526,00	
		НЛО-35-42-3Д	137 234,00	
	НС	металлическая полка, розетки (2), светильник, вода	НЛО-35-42-4П	37 701,00
			НЛО-35-42-4К	40 002,00
			НЛО-35-42-4С	47 672,00
			НЛО-35-42-4КМ	87 025,00
			НЛО-35-42-4Т	87 379,00
			НЛО-35-42-4Д	174 463,00
металлическая полка, розетки(2), светильник, вода, газ		НЛО-35-42-5П	47 672,00	
		НЛО-35-42-5К	50 032,00	
		НЛО-35-42-5С	52 274,00	
		НЛО-35-42-5КМ	70 859,00	
		НЛО-35-42-5Т	71 213,00	
		НЛО-35-42-5Д	184 965,00	

Столы химические островные 1200, 1500мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.
1200x1200x900	нет	-	НЛО-32-42-0П	24 957,00
			НЛО-32-42-0К	27 553,00
			НЛО-32-42-0С	36 049,00
			НЛО-32-42-0КМ	79 886,00
			НЛО-32-42-0Т	80 181,00
			НЛО-32-42-0Д	141 128,00
1200x1200x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-32-42-1П	28 379,00
			НЛО-32-42-1К	31 034,00
			НЛО-32-42-1С	39 471,00
			НЛО-32-42-1КМ	83 308,00
			НЛО-32-42-1Т	83 603,00
			НЛО-32-42-1Д	144 727,00
		металлическая полка, розетки (4)	НЛО-32-42-2П	30 385,00
			НЛО-32-42-2К	36 993,00
			НЛО-32-42-2С	41 536,00
			НЛО-32-42-2КМ	85 019,00
			НЛО-32-42-2Т	85 314,00
			НЛО-32-42-2Д	146 792,00
	металлическая полка, розетки(4), светильник	НЛО-32-42-3П	31 624,00	
		НЛО-32-42-3К	34 279,00	
		НЛО-32-42-3С	42 657,00	
		НЛО-32-42-3КМ	86 494,00	
		НЛО-32-42-3Т	86 789,00	
		НЛО-32-42-3Д	148 090,00	
	НС	металлическая полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-32-42-4П	41 123,00
			НЛО-32-42-4К	43 955,00
			НЛО-32-42-4С	52 215,00
			НЛО-32-42-4КМ	96 052,00
			НЛО-32-42-4Т	96 347,00
			НЛО-32-42-4Д	184 788,00
металлическая полка, розетки(4), светильник, вода, газ		НЛО-32-42-5П	50 858,00	
		НЛО-32-42-5К	53 631,00	
		НЛО-32-42-5С	61 891,00	
		НЛО-32-42-5КМ	105 669,00	
		НЛО-32-42-5Т	106 023,00	
		НЛО-32-42-5Д	194 936,00	
1500x1200x900	нет	-	НЛО-33-42-0П	26 845,00
			НЛО-33-42-0К	29 972,00
			НЛО-33-42-0С	40 120,00
			НЛО-33-42-0КМ	96 819,00
			НЛО-33-42-0Т	97 173,00
			НЛО-33-42-0Д	172 221,00
1500x1200x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-33-42-1П	30 503,00
			НЛО-33-42-1К	33 630,00
			НЛО-33-42-1С	44 958,00
			НЛО-33-42-1КМ	100 418,00
			НЛО-33-42-1Т	100 831,00
			НЛО-33-42-1Д	175 997,00
		металлическая полка, розетки(4)	НЛО-33-42-2П	32 450,00
			НЛО-33-42-2К	35 754,00
			НЛО-33-42-2С	46 964,00
	металлическая полка, розетки(4), светильник	НЛО-33-42-2КМ	102 424,00	
		НЛО-33-42-2Т	102 837,00	
		НЛО-33-42-2Д	178 062,00	
		НЛО-33-42-3П	33 630,00	
		НЛО-33-42-3К	36 875,00	
		НЛО-33-42-3С	48 203,00	
		НЛО-33-42-3КМ	103 663,00	
		НЛО-33-42-3Т	104 076,00	
		НЛО-33-42-3Д	179 360,00	

Столы химические островные 1200, 1500мм (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверхности	Отпускная цена, руб.
	НС	металлическая полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-33-42-4П	43 188,00
			НЛО-33-42-4К	46 551,00
			НЛО-33-42-4С	57 761,00
			НЛО-33-42-4КМ	113 221,00
			НЛО-33-42-4Т	113 634,00
			НЛО-33-42-4Д	216 117,00
		металлическая полка, розетки(4), светильник, вода, газ	НЛО-33-42-5П	52 923,00
			НЛО-33-42-5К	56 109,00
			НЛО-33-42-5С	67 378,00
			НЛО-33-42-5КМ	122 897,00
			НЛО-33-42-5Т	123 310,00
			НЛО-33-42-5Д	226 206,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные 1800мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверхности	Отпускная цена, руб.
1800x1200x900	нет	-		29 264,00
			НЛО-36-42-0К	32 745,00
			НЛО-36-42-0С	32 745,00
			НЛО-36-42-0КМ	109 740,00
			НЛО-36-42-0Т	110 153,00
1800x1200x900/1650	нет	металлическая полка	НЛО-36-42-1П	32 804,00
			НЛО-36-42-1К	36 698,00
			НЛО-36-42-1С	49 383,00
			НЛО-36-42-1КМ	113 634,00
			НЛО-36-42-1Т	114 047,00
			НЛО-36-42-1Д	210 807,00
		металлическая полка, розетки(4)	НЛО-36-42-2П	35 164,00
			НЛО-36-42-2К	38 704,00
			НЛО-36-42-2С	51 389,00
			НЛО-36-42-2КМ	115 640,00
			НЛО-36-42-2Т	116 053,00
	НЛО-36-42-2Д		212 931,00	
	металлическая полка, розетки(4), светильник		НЛО-36-42-3П	36 403,00
			НЛО-36-42-3К	39 943,00
		НЛО-36-42-3С	52 628,00	
		НЛО-36-42-3КМ	116 879,00	
		НЛО-36-42-3Т	117 292,00	
	НС	металлическая полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-36-42-3Д	214 170,00
			НЛО-36-42-4П	45 430,00
			НЛО-36-42-4К	49 442,00
			НЛО-36-42-4С	61 655,00
			НЛО-36-42-4КМ	125 906,00
			НЛО-36-42-4Т	126 319,00
		металлическая полка, розетки(4), светильник, вода, газ	НЛО-36-42-4Д	250 396,00
НЛО-36-42-5П			55 519,00	
НЛО-36-42-5К			59 177,00	
НЛО-36-42-5С			71 744,00	
НЛО-36-42-5КМ			135 995,00	
НЛО-36-42-5Т			136 467,00	
		НЛО-36-42-5Д	261 016,00	


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации).


ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.

Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"


Столы химические пристенные




Стол НЛО-30-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-42-40-х0



Стол НЛО-30-42-5х
с мобильной тумбой НЛО-45-40-х1




НЛО-31-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-43-40-х0




НЛО-31-42-2х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0


Столы химические островные




НЛО-32-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-42-40-х0




НЛО-32-42-4х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0




НЛО-32-42-0х
с подвесной тумбой НЛО-41-20-х0



НЛО-33-42-4х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0



НЛО-33-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-48-40-х0



НЛО-33-42-0х
с подкатной тумбой НЛО-45-40-х1

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации).

ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.

Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"

Столы химические пристенные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.	
900x790x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-34-43-1П	23 659,00	
			НЛО-34-43-1К	33 217,00	
			НЛО-34-43-1Н	25 075,00	
			НЛО-34-43-1С	29 382,00	
			НЛО-34-43-1КМ	49 678,00	
			НЛО-34-43-1Т	49 973,00	
		НЛО-34-43-1Д	79 591,00		
		стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-34-43-2П	25 016,00	
			НЛО-34-43-2К	34 515,00	
			НЛО-34-43-2Н	26 373,00	
			НЛО-34-43-2С	30 680,00	
			НЛО-34-43-2КМ	50 976,00	
			НЛО-34-43-2Т	51 271,00	
		стеклянная полка, розетки (2), светильник	НЛО-34-43-2Д	81 007,00	
			НЛО-34-43-3П	26 078,00	
			НЛО-34-43-3К	35 577,00	
			НЛО-34-43-3Н	27 494,00	
			НЛО-34-43-3С	31 801,00	
	НЛО-34-43-3КМ		52 097,00		
	НС	стеклянная полка, розетки(2) , светильник, вода	НЛО-34-43-3Т	52 333,00	
			НЛО-34-43-3Д	82 128,00	
			НЛО-34-43-4П	35 695,00	
			НЛО-34-43-4К	37 996,00	
			НЛО-34-43-4Н	37 760,00	
			НЛО-34-43-4С	41 300,00	
		стеклянная полка, розетки (2), светильник, вода, газ	НЛО-34-43-4КМ	61 655,00	
			НЛО-34-43-4Т	61 891,00	
			НЛО-34-43-4Д	119 121,00	
			НЛО-34-43-5П	45 725,00	
			НЛО-34-43-5К	48 085,00	
НЛО-34-43-5Н			47 731,00		
1200x790x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-34-43-5С	51 389,00	
			НЛО-34-43-5КМ	71 685,00	
			НЛО-34-43-5Т	71 921,00	
			НЛО-34-43-5Д	129 564,00	
			стеклянная полка, розетки (2 шт.)	НЛО-30-43-1П	26 314,00
				НЛО-30-43-1К	29 087,00
		НЛО-30-43-1Н		27 907,00	
		НЛО-30-43-1С		33 630,00	
		НЛО-30-43-1КМ		61 891,00	
		НЛО-30-43-1Т		62 186,00	
		стеклянная полка, розетки (2), светильник	НЛО-30-43-1Д	100 300,00	
			НЛО-30-43-2П	27 671,00	
			НЛО-30-43-2К	30 503,00	
			НЛО-30-43-2Н	29 205,00	
			НЛО-30-43-2С	34 928,00	
			НЛО-30-43-2КМ	63 189,00	
		НС	стеклянная полка, розетки(2) , светильник, вода	НЛО-30-43-2Т	63 484,00
				НЛО-30-43-2Д	101 657,00
	НЛО-30-43-3П			28 792,00	
	НЛО-30-43-3К			31 506,00	
	НЛО-30-43-3Н			30 267,00	
	НЛО-30-43-3С			36 049,00	
	стеклянная полка, розетки (2), светильник, вода, газ		НЛО-30-43-3КМ	64 310,00	
			НЛО-30-43-3Т	64 605,00	
			НЛО-30-43-3Д	102 837,00	
			НЛО-30-43-4П	38 350,00	
			НЛО-30-43-4К	41 123,00	
			НЛО-30-43-4Н	40 769,00	
	1200x790x900/1650	НС	стеклянная полка, розетки(2) , светильник, вода	НЛО-30-43-4С	45 666,00
				НЛО-30-43-4КМ	73 868,00
НЛО-30-43-4Т				74 222,00	
НЛО-30-43-4Д				139 771,00	
НЛО-30-43-5П				48 380,00	
стеклянная полка, розетки (2), светильник, вода, газ		НЛО-30-43-5К	51 094,00		
		НЛО-30-43-5Н	50 858,00		
		НЛО-30-43-5С	55 637,00		
		НЛО-30-43-5КМ	83 898,00		
		НЛО-30-43-5Т	84 193,00		
НЛО-30-43-5Д	150 273,00				

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические пристенные со стеклянными полками

(продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.	
1500x790x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-31-43-1П	29 087,00	
			НЛО-31-43-1К	32 155,00	
			НЛО-31-43-1Н	30 208,00	
			НЛО-31-43-1С	38 940,00	
			НЛО-31-43-1КМ	73 809,00	
			НЛО-31-43-1Т	74 222,00	
		НЛО-31-43-1Д	121 540,00		
		стеклянная полка, розетки(2 шт.)	НЛО-31-43-2П	30 385,00	
			НЛО-31-43-2К	33 453,00	
			НЛО-31-43-2Н	31 506,00	
			НЛО-31-43-2С	40 238,00	
			НЛО-31-43-2КМ	75 107,00	
			НЛО-31-43-2Т	75 520,00	
		стеклянная полка,розетки(2),светильник	НЛО-31-43-2Д	122 897,00	
			НЛО-31-43-3П	31 506,00	
			НЛО-31-43-3К	34 574,00	
			НЛО-31-43-3Н	32 627,00	
			НЛО-31-43-3С	41 300,00	
	НЛО-31-43-3КМ		76 228,00		
	НС	стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода	НЛО-31-43-3Т	76 641,00	
			НЛО-31-43-3Д	124 077,00	
			НЛО-31-43-4П	41 123,00	
			НЛО-31-43-4К	44 132,00	
			НЛО-31-43-4Н	43 542,00	
			НЛО-31-43-4С	50 858,00	
		стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода,газ	НЛО-31-43-4КМ	85 786,00	
			НЛО-31-43-4Т	86 140,00	
			НЛО-31-43-4Д	161 011,00	
			НЛО-31-43-5П	51 094,00	
			НЛО-31-43-5К	54 162,00	
НЛО-31-43-5Н			53 513,00		
1800x790x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-31-43-5С	60 888,00	
			НЛО-31-43-5КМ	95 816,00	
			НЛО-31-43-5Т	96 229,00	
			НЛО-31-43-5Д	171 513,00	
			стеклянная полка, розетки(2 шт.)	НЛО-35-43-1П	31 683,00
				НЛО-35-43-1К	35 872,00
		НЛО-35-43-1Н		33 217,00	
		НЛО-35-43-1С		42 716,00	
		НЛО-35-43-1КМ		82 069,00	
		НЛО-35-43-1Т		82 482,00	
		стеклянная полка,розетки(2),светильник	НЛО-35-43-1Д	142 367,00	
			НЛО-35-43-2П	33 099,00	
			НЛО-35-43-2К	37 170,00	
			НЛО-35-43-2Н	34 574,00	
			НЛО-35-43-2С	44 014,00	
			НЛО-35-43-2КМ	83 367,00	
		НС	стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода	НЛО-35-43-2Т	83 780,00
				НЛО-35-43-2Д	143 724,00
	НЛО-35-43-3П			34 161,00	
	НЛО-35-43-3К			38 291,00	
	НЛО-35-43-3Н			35 695,00	
	НЛО-35-43-3С			45 135,00	
	стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода,газ		НЛО-35-43-3КМ	84 488,00	
			НЛО-35-43-3Т	84 842,00	
			НЛО-35-43-3Д	144 904,00	
			НЛО-35-43-4П	43 719,00	
			НЛО-35-43-4К	46 964,00	
			НЛО-35-43-4Н	46 551,00	
	НС	стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода,газ	НЛО-35-43-4С	54 752,00	
			НЛО-35-43-4КМ	93 987,00	
НЛО-35-43-4Т			94 400,00		
НЛО-35-43-4Д			181 838,00		
НЛО-35-43-5П			53 749,00		
НЛО-35-43-5К			56 935,00		
стеклянная полка,розетки(2),светильник, вода,газ		НЛО-35-43-5Н	56 640,00		
		НЛО-35-43-5С	64 723,00		
		НЛО-35-43-5КМ	104 076,00		
		НЛО-35-43-5Т	104 489,00		
		НЛО-35-43-5Д	192 340,00		

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.
1200x1200x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-32-43-1П	35 046,00
			НЛО-32-43-1К	39 884,00
			НЛО-32-43-1С	47 731,00
			НЛО-32-43-1КМ	91 568,00
			НЛО-32-43-1Т	91 863,00
		НЛО-32-43-1Д	158 474,00	
		стеклянная полка, розетки (4)	НЛО-32-43-2П	38 822,00
			НЛО-32-43-2К	43 778,00
			НЛО-32-43-2С	51 566,00
			НЛО-32-43-2КМ	95 403,00
			НЛО-32-43-2Т	95 698,00
			НЛО-32-43-2Д	162 427,00
		стеклянная полка, розетки(4), светильник	НЛО-32-43-3П	41 064,00
			НЛО-32-43-3К	45 902,00
			НЛО-32-43-3С	53 690,00
	НЛО-32-43-3КМ		97 527,00	
	НЛО-32-43-3Т		97 822,00	
	НЛО-32-43-3Д	164 669,00		
	НС	стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-32-43-4П	50 504,00
			НЛО-32-43-4К	55 578,00
			НЛО-32-43-4С	63 248,00
НЛО-32-43-4КМ			107 085,00	
НЛО-32-43-4Т			107 380,00	
НЛО-32-43-4Д		201 603,00		
стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода, газ		НЛО-32-43-5П	60 239,00	
		НЛО-32-43-5К	76 169,00	
		НЛО-32-43-5С	72 983,00	
		НЛО-32-43-5КМ	116 820,00	
	НЛО-32-43-5Т	117 115,00		
НЛО-32-43-5Д	211 810,00			
1500x1200x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-33-43-1П	38 468,00
			НЛО-33-43-1К	44 427,00
			НЛО-33-43-1С	54 929,00
			НЛО-33-43-1КМ	110 448,00
			НЛО-33-43-1Т	110 802,00
			НЛО-33-43-1Д	186 440,00
		стеклянная полка, розетки(4)	НЛО-33-43-2П	42 362,00
			НЛО-33-43-2К	48 262,00
			НЛО-33-43-2С	58 764,00
			НЛО-33-43-2КМ	114 342,00
			НЛО-33-43-2Т	114 696,00
			НЛО-33-43-2Д	190 452,00
	стеклянная полка, розетки(4), светильник	НЛО-33-43-3П	44 486,00	
		НЛО-33-43-3К	50 386,00	
		НЛО-33-43-3С	61 006,00	
		НЛО-33-43-3КМ	116 466,00	
		НЛО-33-43-3Т	116 879,00	
		НЛО-33-43-3Д	192 753,00	
	НС	стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-33-43-4П	53 985,00
			НЛО-33-43-4К	60 003,00
			НЛО-33-43-4С	70 446,00
			НЛО-33-43-4КМ	125 965,00
		НЛО-33-43-4Т	126 319,00	
		НЛО-33-43-4Д	229 569,00	
стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода, газ		НЛО-33-43-5П	63 720,00	
		НЛО-33-43-5К	69 738,00	
	НЛО-33-43-5С	80 181,00		
	НЛО-33-43-5КМ	135 700,00		
НЛО-33-43-5Т	136 054,00			
НЛО-33-43-5Д	239 776,00			

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные со стеклянными полками
(продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.
1800x1200x900/1650	нет	стеклянная полка	НЛО-36-43-1П	42 657,00
			НЛО-36-43-1К	49 501,00
			НЛО-36-43-1С	61 301,00
			НЛО-36-43-1КМ	125 611,00
			НЛО-36-43-1Т	126 083,00
		НЛО-36-43-1Д	223 315,00	
		стеклянная полка, розетки(4)	НЛО-36-43-2П	46 492,00
			НЛО-36-43-2К	53 395,00
			НЛО-36-43-2С	65 195,00
			НЛО-36-43-2КМ	129 446,00
			НЛО-36-43-2Т	129 918,00
		стеклянная полка, розетки(4), светильник	НЛО-36-43-2Д	227 327,00
			НЛО-36-43-3П	48 734,00
			НЛО-36-43-3К	55 519,00
			НЛО-36-43-3С	67 319,00
	НЛО-36-43-3КМ		131 570,00	
	НС	стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода	НЛО-36-43-3Т	132 042,00
			НЛО-36-43-3Д	229 569,00
			НЛО-36-43-4П	58 292,00
			НЛО-36-43-4К	65 077,00
			НЛО-36-43-4С	76 995,00
		стеклянная полка, розетки(4), светильник, вода, газ	НЛО-36-43-4КМ	141 246,00
			НЛО-36-43-4Т	141 718,00
			НЛО-36-43-4Д	266 621,00
			НЛО-36-43-5П	68 027,00
НЛО-36-43-5К			74 812,00	
НЛО-36-43-5С	86 730,00			
НЛО-36-43-5КМ	86 317,00			
НЛО-36-43-5Т	151 453,00			
НЛО-36-43-5Д	276 769,00			

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.


Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"

Тумбы подвесные и мобильные из ЛДСП

Кол-во секций	Габаритные размеры мм	Для столов		Комплектация	Код модели	Отпускная цена, руб.	
		шириной	высотой				
подвесные							
1	532x470x460		750 мм	дверка левая	НЛО-40-10-00	7 021,00	
				дверка правая	НЛО-40-20-00	7 021,00	
				3 ящика	НЛО-40-30-00	10 738,00	
	532x470x610		900 мм	дверка левая	НЛО-41-10-00	7 375,00	
				дверка правая	НЛО-41-20-00	7 375,00	
				4 ящика	НЛО-41-40-00	11 859,00	
2	832x470x460	900 мм	750мм	дверка левая +3 ящика	НЛО-46-30-00	12 744,00	
				дверки левая + правая	НЛО-46-80-00	9 204,00	
	832x470x610		900мм	дверка левая + 4 ящика	НЛО-47-40-00	14 514,00	
				дверки левая + правая	НЛО-47-80-00	9 086,00	
	1132x470x460		1200 мм	750мм	дверка левая +3 ящика	НЛО-42-30-00	13 511,00
					3 ящика (больших)	НЛО-42-31-00	15 340,00
					дверки левая + правая	НЛО-42-80-00	9 617,00
	1132x470x610			900 мм	дверка левая +4 ящика	НЛО-42-40-00	15 576,00
					4 ящика (больших)	НЛО-42-41-00	18 172,00
дверки левая + правая		НЛО-42-81-00			9 971,00		
3	1432x470x460	1500мм	750	дв.левая+3ящика+дв.прав	НЛО-43-30-00	15 753,00	
	1432x470x610		900	дв.левая+4ящика+дв.прав	НЛО-43-40-00	17 582,00	
	1732x470x460	1800мм	750	дв.левая+3ящика+дв.прав	НЛО-48-30-00	16 638,00	
	1732x470x610		900	дв.левая+4ящика+дв.прав	НЛО-48-40-00	18 644,00	
мобильные							
1	532x470x520		750 мм	дверка левая	НЛО-44-10-01	6 903,00	
				дверка правая	НЛО-44-20-01	6 903,00	
				3 ящика	НЛО-44-30-01	10 620,00	
	532x470x670		900мм	дверка левая	НЛО-45-10-01	7 198,00	
				дверка правая	НЛО-45-20-01	7 198,00	
				4 ящика	НЛО-45-40-01	12 626,00	

Блок ящиков подвесных из ЛДСП

Кол-во ящиков	Габаритные размеры мм	Для столов шириной	Примечания	Код модели	Отпускная цена, руб.
1	1132x470x154	1200 мм		НЛО-42-10-00	8 673,00
1	532x470x154	600 мм		НЛО-42-11-00	6 962,00
2	1132x470x154	1200 мм		НЛО-42-20-00	9 676,00
2	1432x470x154	1500 мм	вставка между ящиками	НЛО-43-20-00	10 502,00
2	832x470x154	900 мм		НЛО-46-20-00	9 676,00
3	1732x470x154	1800 мм		НЛО-48-20-00	11 918,00



Тумбы подвесные и мобильные из металла


Кол-во секций	Габаритные размеры мм	Для столов		Комплектация	Код модели	Отпускная цена, руб.
		шириной	высотой			
Тумбы подвесные						
1	532x470x460		750 мм	дверка левая	НЛО-40-10-10	8968,00
				дверка правая	НЛО-40-20-10	8968,00
				3 ящика	НЛО-40-30-10	13334,00
	532x470x610		900 мм	дверка левая	НЛО-41-10-10	9440,00
				дверка правая	НЛО-41-20-10	9440,00
				4 ящика	НЛО-41-40-10	15635,00
2	832x470x460	900 мм	750мм	дверка левая + 3 ящика	НЛО-46-30-10	16933,00
				дверки левая + правая	НЛО-46-80-10	12 154,00
	832x470x610		900мм	дверка левая + 4 ящика	НЛО-47-40-10	19 293,00
				дверки левая + правая	НЛО-47-80-10	12 980,00
	1132x470x460	1200 мм	750мм	дверка левая + 3 ящика	НЛО-42-30-10	17700,00
				3 ящика длинных	НЛО-42-31-10	23128,00
			900 мм	дверки левая + правая	НЛО-42-80-10	13216,00
				дверка левая + 4 ящика	НЛО-42-40-10	20296,00
	1132x470x610		900 мм	4 ящика длинных	НЛО-42-41-10	25783,00
				дверки левая + правая	НЛО-42-81-10	13924,00
3	1432x470x460	1500мм	750	дв.лев+3 ящ+дв.прав	НЛО-43-30-10	20 414,00
			900	дв.лев+4 ящ+дв.прав	НЛО-43-40-10	23 246,00
	1732x470x460	1800мм	750	дв.лев+3 ящ+дв.прав	НЛО-48-30-10	21 417,00
			900	дв.лев+4 ящ+дв.прав	НЛО-48-40-10	24 367,00

Тумбы мобильные

1	532x470x550		750 мм	дверка левая	НЛО-44-10-11	10502,00
				дверка правая	НЛО-44-20-11	10502,00
				3 ящика	НЛО-44-30-11	14927,00
	532x470x700		900мм	дверка левая	НЛО-45-10-11	11033,00
				дверка правая	НЛО-45-20-11	11033,00
				4 ящика	НЛО-45-40-11	17169,00

Блок ящиков подвесных из металла

Кол-во ящиков	Габаритные размеры мм	Для столов шириной	Комплектация	Код модели	Отпускная цена, руб.
2	1132x470x154	1200 мм	-	НЛО-42-20-10	12036,00
			2 эл/розетки, 2 АЗС	НЛО-42-21-10	14514,00
	1432x470x154	1500 мм	-	НЛО-43-20-10	12331,00
			2 эл/розетки, 2 АЗС	НЛО-43-21-10	13747,00



Столы-мойки пристенные с тумбами ЛДСП с 1 врезной раковиной

Дверка	Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 600x790мм						
левая	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-11-0П	26 019,00
					НЛО-2.51-11-0К	28 497,00
					НЛО-2.51-11-0С	30 149,00
					НЛО-2.51-11-0КМ	43 837,00
	600x790x900/1505	1	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-11-0Т	44 132,00
					НЛО-2.51-11-1П	29 323,00
					НЛО-2.51-11-1К	31 801,00
					НЛО-2.51-11-1С	33 217,00
	600x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-11-1КМ	47 200,00
					НЛО-2.51-11-1Т	47 495,00
					НЛО-2.51-12-0П	49 737,00
					НЛО-2.51-12-0К	52 215,00
	600x790x900/1505	1	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-12-0С	53 867,00
					НЛО-2.51-12-0КМ	67 555,00
					НЛО-2.51-12-0Т	67 850,00
					НЛО-2.51-12-1П	58 115,00
правая	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-12-1К	55 519,00
					НЛО-2.51-12-1С	56 994,00
					НЛО-2.51-12-1КМ	70 918,00
					НЛО-2.51-12-1Т	71 213,00
	600x790x900/1505	1	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-21-0П	26 019,00
					НЛО-2.51-21-0К	28 497,00
					НЛО-2.51-21-0С	30 149,00
					НЛО-2.51-21-0КМ	43 837,00
	600x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-21-0Т	44 132,00
					НЛО-2.51-21-1П	29 323,00
					НЛО-2.51-21-1К	31 801,00
					НЛО-2.51-21-1С	33 217,00
	600x790x900/1505	1	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-21-1КМ	47 200,00
					НЛО-2.51-21-1Т	47 495,00
					НЛО-2.51-22-0П	49 737,00
					НЛО-2.51-22-0К	52 215,00
600x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-22-0С	53 867,00	
				НЛО-2.51-22-0КМ	67 555,00	
				НЛО-2.51-22-0Т	67 850,00	
				НЛО-2.51-22-1П	53 041,00	
600x790x900/1505	1	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-22-1К	55 519,00	
				НЛО-2.51-22-1С	56 994,00	
				НЛО-2.51-22-1КМ	70 918,00	
				НЛО-2.51-22-1Т	71 213,00	
стол 600x600мм						
левая	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-51-0П	25 488,00
					НЛО-2.51-51-0К	28 969,00
					НЛО-2.51-51-0С	29 205,00
					НЛО-2.51-51-0КМ	41 241,00
	600x600x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-51-0Т	41 536,00
					НЛО-2.51-52-0П	49 206,00
					НЛО-2.51-52-0К	51 684,00
					НЛО-2.51-52-0С	52 923,00
правая	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-52-0КМ	64 959,00
					НЛО-2.51-52-0Т	65 254,00
					НЛО-2.51-61-0П	25 488,00
					НЛО-2.51-61-0К	27 966,00
	600x600x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-61-0С	29 205,00
					НЛО-2.51-61-0КМ	41 241,00
					НЛО-2.51-61-0Т	41 536,00
					НЛО-2.51-62-0П	49 206,00
600x600x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-62-0К	51 684,00	
				НЛО-2.51-62-0С	52 923,00	
				НЛО-2.51-62-0КМ	64 959,00	
				НЛО-2.51-62-0Т	65 254,00	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 1200x790мм						
1200x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-11-0П	30 680,00	
				НЛО-2.52-11-0К	34 161,00	
				НЛО-2.52-11-0С	38 232,00	
				НЛО-2.52-11-0КМ	64 605,00	
				НЛО-2.52-11-0Т	64 959,00	
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-11-1П	34 161,00
					НЛО-2.52-11-1К	37 524,00
					НЛО-2.52-11-1С	41 654,00
					НЛО-2.52-11-1КМ	67 673,00
					НЛО-2.52-11-1Т	68 381,00
1200x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-12-0П	54 634,00	
				НЛО-2.52-12-0К	57 997,00	
				НЛО-2.52-12-0С	62 186,00	
				НЛО-2.52-12-0КМ	88 146,00	
				НЛО-2.52-12-0Т	88 795,00	
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-12-1П	57 997,00
					НЛО-2.52-12-1К	61 360,00
					НЛО-2.52-12-1С	65 549,00
					НЛО-2.52-12-1КМ	91 922,00
					НЛО-2.52-12-1Т	92 276,00
1200x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-21-0П	30 680,00	
				НЛО-2.52-21-0К	34 161,00	
				НЛО-2.52-21-0С	38 232,00	
				НЛО-2.52-21-0КМ	64 605,00	
				НЛО-2.52-21-0Т	64 959,00	
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-21-1П	34 161,00
					НЛО-2.52-21-1К	37 524,00
					НЛО-2.52-21-1С	41 654,00
					НЛО-2.52-21-1КМ	67 968,00
					НЛО-2.52-21-1Т	68 381,00
1200x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-22-0П	54 634,00	
				НЛО-2.52-22-0К	57 997,00	
				НЛО-2.52-22-0С	62 186,00	
				НЛО-2.52-22-0КМ	88 441,00	
				НЛО-2.52-22-0Т	88 795,00	
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-22-1П	57 997,00
					НЛО-2.52-22-1К	61 360,00
					НЛО-2.52-22-1С	65 549,00
					НЛО-2.52-22-1КМ	91 922,00
					НЛО-2.52-22-1Т	92 276,00
стол 1200x600мм						
1200x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-51-0П	28 674,00	
				НЛО-2.52-51-0К	31 447,00	
				НЛО-2.52-51-0С	34 869,00	
				НЛО-2.52-51-0КМ	55 519,00	
				НЛО-2.52-51-0Т	55 932,00	
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-52-0П	52 451,00	
				НЛО-2.52-52-0К	55 342,00	
				НЛО-2.52-52-0С	58 587,00	
				НЛО-2.52-52-0КМ	79 650,00	
				НЛО-2.52-52-0Т	79 296,00	
	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-61-0П	28 674,00	
				НЛО-2.52-61-0К	31 447,00	
				НЛО-2.52-61-0С	34 869,00	
				НЛО-2.52-61-0КМ	55 519,00	
				НЛО-2.52-61-0Т	55 932,00	
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-62-0П	52 451,00	
				НЛО-2.52-62-0К	55 342,00	
				НЛО-2.52-62-0С	58 587,00	
				НЛО-2.52-62-0КМ	79 296,00	
				НЛО-2.52-62-0Т	79 650,00	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 1500x790мм						
1500x790x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-01-0П	32 863,00	
				НЛО-2.55-01-0К	36 934,00	
				НЛО-2.55-01-0С	42 598,00	
				НЛО-2.55-01-0КМ	75 874,00	
				НЛО-2.55-01-0Т	76 287,00	
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-01-1П	36 344,00
					НЛО-2.55-01-1К	40 592,00
					НЛО-2.55-01-0С	46 079,00
					НЛО-2.55-01-0КМ	79 355,00
					НЛО-2.55-01-0Т	79 768,00
1500x790x900	1 по центру	ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.55-02-0П	56 758,00
					НЛО-2.55-02-0К	60 829,00
					НЛО-2.55-02-0С	66 434,00
					НЛО-2.55-02-0КМ	99 710,00
					НЛО-2.55-02-0Т	100 123,00
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-02-1П	60 239,00
					НЛО-2.55-02-1К	64 546,00
					НЛО-2.55-02-0С	69 915,00
					НЛО-2.55-02-0КМ	103 191,00
					НЛО-2.55-02-0Т	103 604,00
1500x790x900	1 слева	НС 340*400*150		нет	НЛО-2.55-11-0П	32 863,00
					НЛО-2.55-11-0К	36 934,00
					НЛО-2.55-11-0С	42 598,00
					НЛО-2.55-11-0КМ	75 874,00
					НЛО-2.55-11-0Т	76 287,00
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-11-1П	36 344,00
					НЛО-2.55-11-1К	40 592,00
					НЛО-2.55-11-1С	46 079,00
					НЛО-2.55-11-1КМ	79 355,00
					НЛО-2.55-11-1Т	79 768,00
1500x790x900	1 слева	ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.55-12-0П	56 758,00
					НЛО-2.55-12-0К	60 829,00
					НЛО-2.55-12-0С	66 434,00
					НЛО-2.55-12-0КМ	99 710,00
					НЛО-2.55-12-0Т	100 123,00
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-12-1П	60 239,00
					НЛО-2.55-12-1К	64 546,00
					НЛО-2.55-12-1С	69 915,00
					НЛО-2.55-12-1КМ	103 191,00
					НЛО-2.55-12-1Т	103 604,00
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150		нет	НЛО-2.55-21-0П	32 863,00
					НЛО-2.55-21-0К	36 934,00
					НЛО-2.55-21-0С	42 598,00
					НЛО-2.55-21-0КМ	75 874,00
					НЛО-2.55-21-0Т	76 287,00
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-21-1П	36 344,00
					НЛО-2.55-21-1К	40 592,00
					НЛО-2.55-21-1С	46 079,00
					НЛО-2.55-21-1КМ	79 355,00
					НЛО-2.55-21-1Т	79 768,00
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.55-22-0П	56 758,00
					НЛО-2.55-22-0К	60 829,00
					НЛО-2.55-22-0С	66 434,00
					НЛО-2.55-22-0КМ	99 710,00
					НЛО-2.55-22-0Т	100 123,00
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-22-1П	60 239,00
					НЛО-2.55-22-1К	64 546,00
					НЛО-2.55-22-1С	69 915,00
					НЛО-2.55-22-1КМ	103 191,00
					НЛО-2.55-22-1Т	103 604,00

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x600мм					
1500x600x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-41-0П	30 680,00
				НЛО-2.55-41-0К	33 925,00
				НЛО-2.55-41-0С	38 586,00
				НЛО-2.55-41-0КМ	64 782,00
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-41-0Т	65 195,00
				НЛО-2.55-42-0П	54 634,00
				НЛО-2.55-42-0К	57 761,00
				НЛО-2.55-42-0С	62 422,00
	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-42-0КМ	88 677,00
				НЛО-2.55-42-0Т	89 090,00
				НЛО-2.55-51-0П	30 680,00
				НЛО-2.55-51-0К	33 925,00
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-51-0С	38 586,00
				НЛО-2.55-51-0КМ	64 782,00
				НЛО-2.55-51-0Т	65 195,00
				НЛО-2.55-52-0П	54 634,00
	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-52-0К	57 761,00
				НЛО-2.55-52-0С	62 422,00
				НЛО-2.55-52-0КМ	88 677,00
				НЛО-2.55-52-0Т	89 090,00
ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.55-61-0П	30 680,00	
			НЛО-2.55-61-0К	33 925,00	
			НЛО-2.55-61-0С	38 586,00	
			НЛО-2.55-61-0КМ	64 782,00	
НЛО-2.55-61-0Т	нет	НЛО-2.55-61-0Т	65 195,00		
		НЛО-2.55-62-0П	54 634,00		
		НЛО-2.55-62-0К	57 761,00		
		НЛО-2.55-62-0С	62 422,00		
НЛО-2.55-62-0КМ	нет	НЛО-2.55-62-0КМ	88 677,00		
		НЛО-2.55-62-0Т	89 090,00		

с 2-мя врезными раковинами

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 1200x790мм						
1200x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-31-0П	38 822,00	
				НЛО-2.52-31-0К	42 421,00	
				НЛО-2.52-31-0С	46 315,00	
				НЛО-2.52-31-0КМ	72 629,00	
				НЛО-2.52-31-0Т	72 983,00	
1200x790x900/1505		2 (18 держ. x 2)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-31-1П	45 489,00
					НЛО-2.52-31-1К	49 206,00
					НЛО-2.52-31-1С	53 041,00
					НЛО-2.52-31-1КМ	79 355,00
					НЛО-2.52-31-1Т	79 709,00
1200x790x900	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-32-0П	86 553,00	
				НЛО-2.52-32-0К	90 152,00	
				НЛО-2.52-32-0С	94 046,00	
				НЛО-2.52-32-0КМ	120 419,00	
				НЛО-2.52-32-0Т	120 773,00	
1200x790x900/1505		2 (18 держ. x 2)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-32-1П	93 279,00
					НЛО-2.52-32-1К	96 996,00
					НЛО-2.52-32-1С	100 831,00
					НЛО-2.52-32-1КМ	127 086,00
					НЛО-2.52-32-1Т	127 440,00
стол 1200x600мм						
1200x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-71-0П	36 698,00	
				НЛО-2.52-71-0К	39 766,00	
				НЛО-2.52-71-0С	42 834,00	
				НЛО-2.52-71-0КМ	63 543,00	
				НЛО-2.52-71-0Т	63 897,00	
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-72-0П	84 134,00	
				НЛО-2.52-72-0К	87 202,00	
				НЛО-2.52-72-0С	90 270,00	
				НЛО-2.52-72-0КМ	110 979,00	
				НЛО-2.52-72-0Т	111 333,00	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 2-мя врезными раковинами (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x790мм					
1500x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-31-0П	40 887,00
				НЛО-2.55-31-0К	45 253,00
				НЛО-2.55-31-0С	50 563,00
				НЛО-2.55-31-0КМ	83 839,00
				НЛО-2.55-31-0Т	84 311,00
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-31-1П	47 790,00
				НЛО-2.55-31-1К	52 333,00
				НЛО-2.55-31-1С	57 466,00
				НЛО-2.55-31-1КМ	90 742,00
1500x790x900	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-31-1Т	91 155,00
				НЛО-2.55-32-0П	88 618,00
				НЛО-2.55-32-0К	93 043,00
				НЛО-2.55-32-0С	98 353,00
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-32-0КМ	131 629,00
				НЛО-2.55-32-0Т	132 042,00
				НЛО-2.55-32-1П	95 580,00
				НЛО-2.55-32-1К	100 064,00
				НЛО-2.55-32-1С	105 197,00
стол 1500x600мм					
1500x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-71-0П	38 704,00
				НЛО-2.55-71-0К	42 244,00
				НЛО-2.55-71-0С	38 704,00
				НЛО-2.55-71-0КМ	38 232,00
				НЛО-2.55-71-0Т	38 704,00
	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-72-0П	86 494,00
				НЛО-2.55-72-0К	89 975,00
				НЛО-2.55-72-0С	94 400,00
				НЛО-2.55-72-0КМ	120 596,00
				НЛО-2.55-72-0Т	121 009,00

Столы-мойки с тумбами ЛДСП

с накладной раковиной из нержавеющей стали

Габаритные размеры, мм	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
600x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-2.53-13-00	24 839,00
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-2.53-23-00	24 839,00
800x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-2.54-14-00	26 314,00
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-2.54-24-00	26 314,00
	2-х чашевая	нет	НЛО-2.54-35-00	26 786,00

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки пристенные с тумбами металл с 1 врезной раковиной

Дверка	Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 600x790мм							
л е в а я	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-11-0П	27 789,00	
					НЛО-2.50-11-0К	30 208,00	
					НЛО-2.50-11-0С	31 860,00	
					НЛО-2.50-11-0КМ	45 607,00	
					НЛО-2.50-11-0Т	45 961,00	
	600x790x900/1505	1	(18 держат.)	НС 340*400*150	1	НЛО-2.50-11-1П	31 152,00
						НЛО-2.50-11-1К	33 571,00
						НЛО-2.50-11-1С	35 164,00
						НЛО-2.50-11-1КМ	48 970,00
						НЛО-2.50-11-1Т	49 265,00
	600x790x900	1	нет	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-12-0П	51 507,00
						НЛО-2.50-12-0К	53 926,00
						НЛО-2.50-12-0С	55 578,00
						НЛО-2.50-12-0КМ	69 384,00
						НЛО-2.50-12-0Т	69 679,00
	600x790x900/1505	1	(18 держат.)	ПП 400*400*300	1	НЛО-2.50-12-1П	54 870,00
НЛО-2.50-12-1К						57 289,00	
НЛО-2.50-12-1С						58 882,00	
НЛО-2.50-12-1КМ						72 688,00	
НЛО-2.50-12-1Т						72 983,00	
п р а в а я	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-21-0П	27 789,00	
					НЛО-2.50-21-0К	30 208,00	
					НЛО-2.50-21-0С	31 860,00	
					НЛО-2.50-21-0КМ	45 607,00	
					НЛО-2.50-21-0Т	45 961,00	
	600x790x900/1505	1	(18 держат.)	НС 340*400*150	1	НЛО-2.50-21-1П	31 152,00
						НЛО-2.50-21-1К	33 571,00
						НЛО-2.50-21-1С	35 164,00
						НЛО-2.50-21-1КМ	48 970,00
						НЛО-2.50-21-1Т	49 265,00
	600x790x900	1	нет	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-22-0П	51 507,00
						НЛО-2.50-22-0К	53 926,00
						НЛО-2.50-22-0С	55 578,00
						НЛО-2.50-22-0КМ	69 384,00
						НЛО-2.50-22-0Т	69 679,00
	600x790x900/1505	1	(18 держат.)	ПП 400*400*300	1	НЛО-2.50-22-1П	54 870,00
НЛО-2.50-22-1К						57 289,00	
НЛО-2.50-22-1С						58 882,00	
НЛО-2.50-22-1КМ						72 688,00	
НЛО-2.50-22-1Т						72 983,00	
стол 600x600мм							
л е в а я	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-51-0П	28 261,00	
					НЛО-2.50-51-0К	28 202,00	
					НЛО-2.50-51-0С	31 624,00	
					НЛО-2.50-51-0КМ	42 539,00	
		1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-52-0П	52 156,00	
					НЛО-2.50-52-0К	52 097,00	
					НЛО-2.50-52-0С	55 519,00	
					НЛО-2.50-52-0КМ	66 434,00	
п р а в а я	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-51-0П	28 261,00	
					НЛО-2.50-61-0К	28 202,00	
					НЛО-2.50-61-0С	31 624,00	
					НЛО-2.50-61-0КМ	59 118,00	
		1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-62-0П	52 156,00	
					НЛО-2.50-62-0К	52 097,00	
					НЛО-2.50-62-0С	55 519,00	
					НЛО-2.50-62-0КМ	66 434,00	
					НЛО-2.50-62-0Т	66 729,00	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели заказа для	Отпускная цена, руб.				
стол 1200x790мм									
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-11-0П	32 273,00				
				НЛО-2.56-11-0К	35 577,00				
				НЛО-2.56-11-0С	39 825,00				
				НЛО-2.56-11-0КМ	66 080,00				
1200x790x900/1505	1 слева	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-11-0Т	66 434,00				
				НЛО-2.56-11-1П	35 577,00				
				НЛО-2.56-11-1К	38 940,00				
				НЛО-2.56-11-1С	43 129,00				
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-11-1КМ	69 443,00				
				НЛО-2.56-11-1Т	69 797,00				
				НЛО-2.56-12-0П	56 109,00				
				НЛО-2.56-12-0К	59 472,00				
1200x790x900/1505		ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-12-0С	63 661,00				
				НЛО-2.56-12-0КМ	89 975,00				
				НЛО-2.56-12-0Т	90 329,00				
				НЛО-2.56-12-1П	59 472,00				
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-12-1К	62 776,00				
				НЛО-2.56-12-1С	67 024,00				
				НЛО-2.56-12-1КМ	93 338,00				
				НЛО-2.56-12-1Т	93 692,00				
1200x790x900/1505	1 справа	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-12-1Т	93 692,00				
				НЛО-2.56-21-0П	32 273,00				
				НЛО-2.56-21-0К	35 577,00				
				НЛО-2.56-21-0С	39 825,00				
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-21-0КМ	66 080,00				
				НЛО-2.56-21-0Т	66 434,00				
				НЛО-2.56-21-1П	35 577,00				
				НЛО-2.56-21-1К	38 940,00				
1200x790x900/1505		ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-21-1С	43 129,00				
				НЛО-2.56-21-1КМ	69 443,00				
				НЛО-2.56-21-1Т	69 797,00				
				НЛО-2.56-22-0П	56 109,00				
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-22-0К	59 472,00				
				НЛО-2.56-22-0С	63 661,00				
				НЛО-2.56-22-0КМ	89 975,00				
				НЛО-2.56-22-0Т	90 329,00				
1200x790x900/1505		ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-22-1П	59 472,00				
				НЛО-2.56-22-1К	62 776,00				
				НЛО-2.56-22-1С	67 024,00				
				НЛО-2.56-22-1КМ	93 338,00				
1200x790x900/1505		ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.56-22-1Т	93 692,00				
				стол 1200x600мм					
				1200x600x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-51-0П	30 975,00
								НЛО-2.56-51-0К	33 689,00
НЛО-2.56-51-0С	37 052,00								
НЛО-2.56-51-0КМ	57 761,00								
1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-51-0Т		58 115,00				
			НЛО-2.56-52-0П		54 811,00				
			НЛО-2.56-52-0К		57 466,00				
			НЛО-2.56-52-0С		60 947,00				
1200x600x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-52-0КМ	81 597,00				
				НЛО-2.56-52-0Т	82 010,00				
				НЛО-2.56-61-0П	30 975,00				
				НЛО-2.56-61-0К	33 689,00				
	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-61-0С	37 052,00				
				НЛО-2.56-61-0КМ	57 761,00				
				НЛО-2.56-61-0Т	58 115,00				
				НЛО-2.56-62-0П	54 811,00				
1200x600x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-62-0К	57 466,00				
				НЛО-2.56-62-0С	60 947,00				
				НЛО-2.56-62-0КМ	81 597,00				
				НЛО-2.56-62-0Т	82 010,00				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 1500x790мм						
1500x790x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-01-0П	34 397,00	
				НЛО-2.59-01-0К	38 468,00	
НЛО-2.59-01-0С				44 132,00		
НЛО-2.59-01-0КМ				77 408,00		
НЛО-2.59-01-0Т				77 821,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-01-1П	37 878,00
					НЛО-2.59-01-1К	42 185,00
					НЛО-2.59-01-0С	47 554,00
					НЛО-2.59-01-0КМ	80 830,00
					НЛО-2.59-01-0Т	81 243,00
1500x790x900	1 по центру	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-02-0П	58 351,00	
				НЛО-2.59-02-0К	62 363,00	
НЛО-2.59-02-0С				68 027,00		
НЛО-2.59-02-0КМ				101 244,00		
НЛО-2.59-02-0Т				101 716,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-1П	61 714,00
					НЛО-2.59-02-1К	66 021,00
					НЛО-2.59-02-0С	71 449,00
					НЛО-2.59-02-0КМ	104 725,00
					НЛО-2.59-02-0Т	105 138,00
1500x790x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-11-0П	34 397,00	
				НЛО-2.59-11-0К	38 468,00	
НЛО-2.59-11-0С				44 132,00		
НЛО-2.59-11-0КМ				77 408,00		
НЛО-2.59-11-0Т				77 821,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-1П	37 878,00
					НЛО-2.59-11-1К	42 185,00
					НЛО-2.59-11-1С	47 554,00
					НЛО-2.59-11-1КМ	80 830,00
					НЛО-2.59-11-1Т	81 243,00
1500x790x900	1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-12-0П	58 351,00	
				НЛО-2.59-12-0К	62 363,00	
НЛО-2.59-12-0С				68 027,00		
НЛО-2.59-12-0КМ				101 244,00		
НЛО-2.59-12-0Т				101 716,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-1П	61 714,00
					НЛО-2.59-12-1К	66 021,00
					НЛО-2.59-12-1С	71 449,00
					НЛО-2.59-12-1КМ	104 725,00
					НЛО-2.59-12-1Т	105 138,00
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-21-0П	34 397,00	
				НЛО-2.59-21-0К	38 468,00	
НЛО-2.59-21-0С				44 132,00		
НЛО-2.59-21-0КМ				77 408,00		
НЛО-2.59-21-0Т				77 821,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-1П	37 878,00
					НЛО-2.59-21-1К	42 185,00
					НЛО-2.59-21-1С	47 554,00
					НЛО-2.59-21-1КМ	80 830,00
					НЛО-2.59-21-1Т	81 243,00
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-22-0П	58 351,00	
				НЛО-2.59-22-0К	62 363,00	
НЛО-2.59-22-0С				68 027,00		
НЛО-2.59-22-0КМ				101 244,00		
НЛО-2.59-22-0Т				101 716,00		
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-1П	61 714,00
					НЛО-2.59-22-1К	66 021,00
					НЛО-2.59-22-1С	71 449,00
					НЛО-2.59-22-1КМ	104 725,00
					НЛО-2.59-22-1Т	105 138,00

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводы для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x600мм					
1500x600x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-41-0П	32 509,00
				НЛО-2.59-41-0К	35 695,00
				НЛО-2.59-41-0С	40 356,00
				НЛО-2.59-41-0КМ	66 611,00
				НЛО-2.59-41-0Т	67 083,00
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-42-0П	56 404,00
				НЛО-2.59-42-0К	59 649,00
				НЛО-2.59-42-0С	64 251,00
				НЛО-2.59-42-0КМ	90 506,00
				НЛО-2.59-42-0Т	90 919,00
	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-51-0П	32 509,00
				НЛО-2.59-51-0К	35 695,00
				НЛО-2.59-51-0С	40 356,00
				НЛО-2.59-51-0КМ	66 611,00
				НЛО-2.59-51-0Т	67 083,00
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-52-0П	56 404,00
				НЛО-2.59-52-0К	59 649,00
				НЛО-2.59-52-0С	64 251,00
				НЛО-2.59-52-0КМ	90 506,00
				НЛО-2.59-52-0Т	90 919,00
	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-61-0П	32 509,00
				НЛО-2.59-61-0К	35 695,00
				НЛО-2.59-61-0С	40 356,00
				НЛО-2.59-61-0КМ	66 611,00
НЛО-2.59-61-0Т				67 083,00	
ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.59-62-0П	56 404,00	
			НЛО-2.59-62-0К	59 649,00	
			НЛО-2.59-62-0С	64 251,00	
			НЛО-2.59-62-0КМ	90 506,00	
			НЛО-2.59-62-0Т	90 919,00	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 2 мя врезными раковинами

стол 1200x790мм					
1200x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-31-0П	40 238,00
				НЛО-2.56-31-0К	43 837,00
				НЛО-2.56-31-0С	47 790,00
				НЛО-2.56-31-0КМ	74 045,00
				НЛО-2.56-31-0Т	74 458,00
1200x790x900/1505			(18 держ. x 2)	НЛО-2.56-31-1П	46 905,00
				НЛО-2.56-31-1К	50 622,00
				НЛО-2.56-31-1С	54 516,00
				НЛО-2.56-31-1КМ	80 771,00
				НЛО-2.56-31-1Т	81 125,00
1200x790x900	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-32-0П	88 028,00
				НЛО-2.56-32-0К	91 568,00
				НЛО-2.56-32-0С	95 580,00
				НЛО-2.56-32-0КМ	121 835,00
				НЛО-2.56-32-0Т	122 189,00
1200x790x900/1505			(18 держ. x 2)	НЛО-2.56-32-1П	94 695,00
				НЛО-2.56-32-1К	98 412,00
				НЛО-2.56-32-1С	102 247,00
				НЛО-2.56-32-1КМ	128 502,00
				НЛО-2.56-32-1Т	128 915,00
стол 1200x600мм					
1200x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-71-0П	38 940,00
				НЛО-2.56-71-0К	41 949,00
				НЛО-2.56-71-0С	45 076,00
				НЛО-2.56-71-0КМ	65 785,00
				НЛО-2.56-71-0Т	66 139,00
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-72-0П	86 907,00
				НЛО-2.56-72-0К	89 916,00
				НЛО-2.56-72-0С	93 043,00
				НЛО-2.56-72-0КМ	113 693,00
				НЛО-2.56-72-0Т	114 106,00

с 2 мя врезными раковинами (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x790мм					
1500x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-31-ОП	42 421,00
				НЛО-2.59-31-ОК	46 610,00
				НЛО-2.59-31-ОС	52 097,00
				НЛО-2.59-31-ОКМ	85 314,00
				НЛО-2.59-31-ОТ	85 786,00
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	НС 340*400*150	2	НЛО-2.59-31-1П	49 560,00
				НЛО-2.59-31-1К	54 044,00
				НЛО-2.59-31-1С	59 177,00
				НЛО-2.59-31-1КМ	92 453,00
1500x790x900	нет	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-32-ОП	90 152,00
				НЛО-2.59-32-ОК	93 987,00
				НЛО-2.59-32-ОС	99 828,00
				НЛО-2.59-32-ОКМ	133 104,00
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	ПП 400*400*300	2	НЛО-2.59-32-1П	97 291,00
				НЛО-2.59-32-1К	101 834,00
				НЛО-2.59-32-1С	106 967,00
				НЛО-2.59-32-1КМ	140 243,00
стол 1500x600мм					
1500x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-71-ОП	40 533,00
				НЛО-2.59-71-ОК	43 483,00
				НЛО-2.59-71-ОС	48 380,00
				НЛО-2.59-71-ОКМ	74 635,00
	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-71-ОТ	75 048,00
				НЛО-2.59-72-ОП	88 323,00
				НЛО-2.59-72-ОК	91 214,00
				НЛО-2.59-72-ОС	96 111,00
				НЛО-2.59-72-ОКМ	122 366,00
				НЛО-2.59-72-ОТ	122 838,00

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Столы-мойки с тумбами металл с вкладной раковиной из DURCON

Габаритные размеры, мм	Дверка	Мойки, тип, количество	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
600x790x900	левая	1 мойка по центру - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.50-18-ОД	133 222,00	
	правая			НЛО-2.50-28-ОД	133 222,00	
600x790x900/1505	левая		1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.50-18-1Д	136 703,00	
	правая			НЛО-2.50-28-1Д	136 703,00	
600x600x900	левая		нет	НЛО-2.50-2.58-ОД	114 873,00	
	правая			НЛО-2.50-68-ОД	114 873,00	
1200x790x900	2 двери		1 слева - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.56-18-ОД	174 168,00
			1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.56-28-ОД	174 168,00
			2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.56-38-ОД	249 334,00
			1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.56-18-1Д	177 649,00
1200x790x900/1505	2 двери	1 справа - 406*406*190мм	1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.56-28-1Д	177 649,00	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.56-38-1Д	256 296,00	
		1 слева - 406*406*190мм		нет	НЛО-2.56-2.58-ОД	144 727,00
1 справа - 406*406*190мм	НЛО-2.56-68-ОД	144 727,00				
2 шт. х 406*406*190мм	НЛО-2.56-78-ОД	207 090,00				
1500x790x900	2 двери	1 центр - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.59-08-ОД	195 998,00	
		1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.59-18-ОД	195 998,00	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.59-28-ОД	195 998,00	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.59-38-ОД	271 105,00	
		1 центр - 406*406*190мм		1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.59-08-1Д	199 597,00
1 слева - 406*406*190мм	НЛО-2.59-18-1Д	199 597,00				
1 справа - 406*406*190мм	НЛО-2.59-28-1Д	199 597,00				
2 шт. х 406*406*190мм	НЛО-2.59-38-1Д	278 539,00				
1500x600x900	2 двери	1 центр - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.59-48-ОД	157 943,00	
		1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.59-2.58-ОД	157 943,00	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.59-68-ОД	157 943,00	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.59-78-ОД	220 247,00	
		1 центр - 406*406*190мм				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки с тумбами металлическими с накладной раковиной из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Габаритные размеры, мм	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
600х600х900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-2.57-13-00	23 954,00
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-2.57-23-00	23 954,00
800х600х900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-2.58-14-00	26 373,00
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-2.58-24-00	26 373,00
	2-х чашевая	нет	НЛО-2.58-35-00	26 373,00

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки с тумбами металлическими с накладным модулем из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Габаритные размеры, мм	Дверка	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
600х600х900	лев	1 мойка	нет	НЛО-2.50-12-0P	101 421,00
	прав	1 мойка	нет	НЛО-2.50-22-0P	101 421,00
1200х750х900	2	1 мойка, левая	нет	НЛО-2.56-12-0P	153 636,00
	2	1 мойка, правая	нет	НЛО-2.56-22-0P	153 636,00
	2	2 мойки	нет	НЛО-2.56-32-0P	274 350,00
1500х600х900	2	1 мойка, по центру	нет	НЛО-2.59-42-0P	154 167,00
750х600х900	2	1 мойка, по центру	нет	НЛО-2.58-42-0P	102 129,00


В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы для весов


Габаритные размеры, мм	Рабочая поверхность основного стола	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
Столы для весов стандартные				
600x400x750	натуральный камень мрамор	НЛО-60-01-0М	22 361,00	
	натуральный камень гранит	НЛО-60-01-0Г	22 361,00	
600x400x900	натуральный камень мрамор	НЛО-61-02-0М	24 308,00	
	натуральный камень гранит	НЛО-61-02-0Г	24 308,00	
640x600x750	натуральный камень мрамор	НЛО-62-11-0М	27 081,00	
	натуральный камень гранит	НЛО-62-11-0Г	27 081,00	
640x600x900	натуральный камень мрамор	НЛО-63-12-0М	27 435,00	
	натуральный камень гранит	НЛО-63-12-0Г	27 435,00	
Столы для весов комбинированные				
Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры основного стола, мм	Раб.поверхность основного стола	Код модели для заказа	Отпускная цена , руб.
1200x600x750	600x400x750	натуральный камень мрамор	НЛО-64-21-ПМ	29 264,00
			НЛО-64-21-СМ	35 518,00
			НЛО-64-21-ТМ	44 958,00
		натуральный камень гранит	НЛО-65-21-ПГ	29 264,00
			НЛО-65-21-СГ	35 518,00
			НЛО-65-21-ТГ	44 958,00
1200x600x900	600x400x900	натуральный камень мрамор	НЛО-66-22-ПМ	30 031,00
			НЛО-66-22-СМ	36 167,00
			НЛО-66-22-ТМ	44 958,00
		натуральный камень гранит	НЛО-67-22-ПГ	30 031,00
			НЛО-67-22-СГ	36 167,00
			НЛО-67-22-ТГ	44 958,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"



Шкафы лабораторные из ЛДСП

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа	Нижняя часть шкафа	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Шкаф для химреактивов				
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-00-00	18 585,00
800x400x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-01-00	17 228,00
600x580x2000	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-10-00	16 697,00
Шкаф для химпосуды				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-71-00-00	17 995,00
800x400x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-71-01-00	16 284,00
600x580x2000	1 дверь, 2 полки (стекло)	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	НЛО-71-10-00	15 222,00
Шкаф для документов				
800x580x2000	2 двери(ст.), 2 полки(ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-72-00-00	15 812,00
800x400x2000	2 двери(ст.), 2 полки(ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-72-01-00	15 812,00
600x580x2000	дверь(ст.), 2 полки(ЛДСП)	дверь, полка(ЛДСП)	НЛО-72-10-00	14 809,00
Шкаф материальный				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-00-00	16 343,00
800x400x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-01-00	14 868,00
600x580x2000	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-10-00	14 042,00
400x400x2000	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-21-00	13 216,00
Шкаф для одежды				
800x580x2000	2 двери, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок		НЛО-74-00-00	14 455,00
600x580x2000	1 дверь, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок		НЛО-74-10-00	12 803,00
Шкафы навесные				
600x380x400	1 дверь (ЛДСП)		НЛО-75-10-00	6 844,00
1200x380x400	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-20-00	8 201,00
1500x380x400	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-30-00	8 614,00
600x380x800	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-12-00	9 086,00




Шкафы лабораторные из металла

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа	Нижняя часть шкафа	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Шкаф для химреактивов				
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции				
800x600x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-70-00-10	28 497,00
800x400x2000			НЛО-70-01-10	26 019,00
600x600x2000	1 дверь, 2 полки (металл)	1 дверь, 1 полка (металл)	НЛО-70-10-10	23 600,00
600x400x2000			НЛО-70-11-10	21 476,00
400x400x2000	дверь правая, 2 полки мет	дверь левая, полка мет	НЛО-70-21-10	19 352,00
400x400x2000	дверь левая, 2 полки мет	дверь правая, полка мет	НЛО-70-21-20	19 352,00
Шкаф для химпосуды				
800x600x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-71-00-10	30 149,00
800x400x2000			НЛО-71-01-10	27 317,00
600x600x2000	1 дверь, 2 полки (стекло)	1 дверь, 1 полка (металл)	НЛО-71-10-10	25 547,00
600x400x2000			НЛО-71-11-10	22 951,00
400x400x2000	дверь правая, 2 полки стек	дверь левая, полка мет	НЛО-71-21-10	20 178,00
400x400x2000	дверь левая, 2 полки стек	дверь правая, полка мет	НЛО-71-21-20	20 178,00
Шкаф для документов				
800x600x2000	2 двери(ст.), 2 полки(металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-72-00-10	29 146,00
800x400x2000	2 двери(ст.), 2 полки(металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-72-01-10	26 786,00
600x600x2000	дверь(ст.), 2 полки(металл)	дверь, полка(металл)	НЛО-72-10-10	24 308,00
600x400x2000	дверь(ст.), 2 полки(металл)	дверь, полка(металл)	НЛО-72-11-10	22 302,00
400x400x2000	дверь ст правая, 2 полки мет	дверь левая, полка мет	НЛО-72-21-10	19 529,00
400x400x2000	дверь ст левая, 2 полки мет	дверь правая, полка мет	НЛО-72-21-20	19 529,00
Шкаф материальный				
800x600x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-73-00-10	28 202,00
800x400x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-73-01-10	25 842,00
600x600x2000	1 дверь, 2 полки (металл)	1 дверь, 1 полка (металл)	НЛО-73-10-10	23 305,00
600x400x2000	1 дверь, 2 полки (металл)	1 дверь, 1 полка (металл)	НЛО-73-11-10	21 181,00
400x400x2000	1 дверь лев., 2 полки(мет.)	1 дверь лев., 1 полка (мет)	НЛО-73-21-10	19 116,00
400x400x2000	1 дверь прав., 2 полки(мет.)	1 дверь прав., 1 полка(мет)	НЛО-73-21-20	19 116,00
Шкаф для одежды				
800x600x2000	2 двери, 1 полка (металл), штанга для вешалок		НЛО-74-00-10	25 606,00
600x600x2000	1 дверь, 1 полка (металл), штанга для вешалок		НЛО-74-10-10	21 063,00
600x600x2000	2 двери, 2 полки (металл), 2 штанги для вешалок		НЛО-74-13-10	26 727,00
600x600x2000	2 двери, полки (металл)		НЛО-74-13-15	27 258,00
800x600x2000	2 двери, полки (металл)		НЛО-74-00-15	29 028,00
Шкаф для хозинвентаря				
600x400x2000	1 дверь, полка широкая (металл), полочка узкая (металл), вешалка(крючок)		НЛО-74-11-12	19 057,00
Шкаф для баллонов				
800x400x2000	2 двери, пандус, цепь		НЛО-74-00-13	29 972,00
400x400x2000	1 дверь, пандус, цепь		НЛО-74-21-13	21 004,00
Шкафы навесные				
600x355x380	2 раздвижные двери (стекло)		НЛО-75-10-10	10 679,00
900x355x380			НЛО-75-09-10	10 679,00
1200x355x380			НЛО-75-20-10	12 980,00
1500x355x380			НЛО-75-30-10	14 101,00
Стеллажи лабораторные				
400x600x2000	Разборного типа. Свободное расположение полок. 5 металлических полок.		НЛО-76-10-00	12 803,00
600x600x2000			НЛО-76-20-00	14 042,00
1000x600x2000			НЛО-76-30-00	15 753,00
Стеллаж с фитолампами для выращивания растений				
1362x602x2100	Фитостеллаж для выращивания рассады и молодых растений на стадии вегетации, а также для хранения, складирования и перемещения различных растений и предметов. Разборная конструкция из нержавеющей стали AISI430. Светодиодные фитолампы формата T8. Пульт дист. управления. 4 рабочих полки		НЛО-79-01-00	93 580,63
НЛО-70-00-00 НЛО-71-00-00 НЛО-73-00-00 НЛО-73-00-00 НЛО-76-30-00 НЛО-76-10-00 НЛО-79-01-00				

Дополнительное оборудование

Название	Габаритные размеры, мм	Описание краткое	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Сушилка навесная	590x530x130	Панель из LabGrade, 18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01П	3 304,00
	590x530x130	Панель из Слопласт, 18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01С	4 838,00
	590x530x130	Панель из TRESPA, 18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01Т	7 316,00
Поддон	444x343x20	Из полистирола	СЛО-910-000	1 003,00
Подставка под системный блок	550x262x140	на колесных опорах	НЛО-67.713	3 245,00
Полка под дистиллятор навесная	400x400x500	Размер полки (основания) 400x400, настенная		8 437,00














Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей приведена на листе "Справка"




Сушилка навесная НЛО-900-01П

Стулья, табуреты, кресла, банкетки

Название	Габаритные размеры, мм	Высота сидения, мм	Механизм	Материал сидения	Отпускная цена, руб.
Стул М101 без подлокотников 	480x550x950	400...530	винт , кольцо	иск.кожа, черный	5 841,00
Стул М101-01 с подлокотниками с подставкой для ног 	580x540x925	400...530	винт, кольцо	иск.кожа, черный	6 962,00
Стул М101-05 без подлокотников 	610x610x770	400...510	винт, кольцо	иск.кожа, черный	6 254,00
Стул ЕТ 9040-2А без подлокотников 	390x390x820...880	510...660	газлифт, кольцо	иск.кожа, черный	6 077,00
Стул винтовой М-101-04 б/колес 	диам,370	530...670	винт, кольцо	иск.кожа, черный	7 080,00
Стул-кресло ЕТ-9127 с подлокотниками 	550x540x890...1050	460...620	газлифт,	иск.кожа, черный	8 968,00
Стул на ножках ЕТ-9127-1 	450x500x830	460	каркас	иск.кожа черный	4 071,00
Кресло М-103 	630x610x980		ролики	иск.кожа черный	8 700,00
Стул винтовой М-101 ФОСП 	500x500x710	400..500	винт, без роликов	иск.кожа черный	6 018,00
Стул НС-303 со спинкой с опорой 	340x340x750...900	460...610	газлифт, кольцо	иск.кожа, черный	8 260,00
Табурет винтовой М-92-101 	610x610x440	430...550	опора, ролики	иск.кожа черный	4 130,00

Стулья, табуреты, кресла, банкетки (продолжение)						
Табурет винтовой М-92-04		590x590x670	530...670	опора, б/ролик.	иск.кожа черный	5 133,00
Табурет винтовой SH-ZF21		340x340x500...660	500...660	опора, б/ролик.	нерж.сталь	5 369,00
Табурет HC-140B		450x310x460...610	460...610	газлифт, ролики	иск.кожа черный	5 487,00
Табурет HC-134F		390x320x530	390...530	газлифт подставка	пластик, белый	3 835,00
Табурет ET9040-1A		390x390x600...660	510...660	газлифт, ролики	иск.кожа черный	4 484,00
Табурет Хокер		430x430x430...570	430...570	газлифт	иск.кожа, черный диам. 350мм	3 422,00
		430x430x430...570	430...570	винт		5 664,00
Табурет Хокер+ с подставкой для ног		430x430x430...570	430...570	газлифт	иск.кожа, черный диам. 350мм	3 658,00
		430x430x430...570	430...570	винт, кольцо		6 077,00
Табурет Т-3 без спинки с опорой		300x300x420... 550	420...550	газлифт, кольцо	иск.кожа, черный	4 248,00
Табурет вращающийся		350x350x430...570	430...570	газлифт, кольцо	полиуретан	по запросу
Стул на ножках Стандарт		470x560x820	470	-	иск.кожа, черный	1 652,00
Стул на ножках Стандарт +		470x560x980	480	-	иск.кожа, черный	1 416,00
Стул на ножках ИЗО		540x610x790	470	-	иск.кожа, черный	1 711,00
Кресло Престиж+		550x530x830...970	400...530	газлифт	иск.кожа, черный	3 658,00
Кресло СИГМА		600x700x1110... 1240	480...610	газлифт	иск.кожа, черный	10 679,00

Стулья, табуреты, кресла, банкетки (продолжение)

<p>Кресло офисное СТ-2 винтовое без подлокотников с опорой для ног на колесах</p>		<p>480x550x470...570/950</p>	<p>470...570</p>	<p>винт, кольцо, 4 колесные опоры</p>	<p>иск.кожа, черный</p>	<p>5 723,00</p>
<p>Кресло СТ-4 винтовое, с подлокотниками с опорой для ног, на колесах</p>		<p>580x540x470... 570/925</p>	<p>470...570</p>	<p>винт, кольцо, 4 колесные опоры</p>	<p>иск.кожа, черный</p>	<p>6 667,00</p>
<p>Стул вращающийся</p>	<p>350x350x430...640</p>	<p>500..640</p>	<p>газлифт, кольцо</p>	<p>полиуретан</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Банкетка со спинкой М-117-06</p>		<p>1500x540x860</p>	<p>480</p>	<p>метал. каркас</p>	<p>иск.кожа</p>	<p>7 434,00</p>
<p>Диван-банкетка М-117-012</p>		<p>1570x555x815</p>	<p>3-х местн.</p>		<p>иск.кожа</p>	<p>9 322,00</p>
<p>Диван-банкетка М-117-012</p>		<p>1065x555x815</p>	<p>2-х местн.</p>		<p>иск.кожа</p>	<p>7 670,00</p>