



ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

(Звонок по России бесплатный)

zakaz@labstol.ru

+7 495 765-49-21

(Москва и Московская область)

www.labstol.ru

Вытяжные шкафы серии "НЛО"

ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 января 2018 года

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

П -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком
С -	Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа.
Т -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
К -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм,
КМ -	Плита монолитная бесшовная из керамогранита
Д -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
М -	Мрамор
Г -	Гранит

Типы и размеры моек и сливных раковин

Столы химические с рабочей поверхностью П,К,С,Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Столы-мойки с рабочей поверхностью П, К, С, Т	мойка, нерж.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм,
Столы-мойки с накладными	мойка, нерж.сталь		внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные со сливными	сливная раковина,	мод 3015	внутр.размеры 100x250x150мм
Шкафы вытяжные со сливными	сливная раковина,	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина,	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
	или нержав.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные с мойками	мойка Дюркон	мод L-30	внутр.размеры 457x381x279мм

ВНИМАНИЕ!

Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ входят**.

Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

Шкафы вытяжные металлические 1000мм серии НЛО

1000x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-11-01К	82187,00
	-	-	+	+	НЛО 80-11-01С	85137,00
	-	-	+	+	НЛО 80-11-01КМ	102542,00
	-	-	+	+	НЛО 80-11-01Т	102896,00
	-	-	+	+	НЛО 80-11-01Д	132809,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-11-11К	105905,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-11-11С	108678,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-11-11КМ	126142,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-11-11Т	126496,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-11-11Д	176469,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-11-21К	124431,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-11-21С	127204,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-11-21КМ	144668,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-11-21Т	145022,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-11-21Д	195880,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-11-31К	98530,00
	-	+	+	+	НЛО 80-11-31С	101480,00
	-	+	+	+	НЛО 80-11-31КМ	118944,00
	-	+	+	+	НЛО 80-11-31Т	119239,00
	-	+	+	+	НЛО 80-11-31Д	149801,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-11-41К	94754,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-11-41С	97350,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-11-41КМ	114814,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-11-41Т	115109,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-11-51К	119770,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-11-51С	122425,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-11-51КМ	139830,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-11-51Т	140184,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	НЛО 80-11-61Д	215999,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-11-43К	110861,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-11-43С	113516,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-11-43КМ	130921,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-11-43Т	131216,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-11-53К	135877,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-11-53С	138532,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-11-53КМ	155996,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-11-53Т	156350,00
L-30 (дюркон)	+	+	+	НЛО 80-11-63Д	232814,00	

1000x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
Металлический каркас	электрика						
	-	-	+	+	НЛО 80-12-01К	67319,00	
	-	-	+	+	НЛО 80-12-01С	70269,00	
	-	-	+	+	НЛО 80-12-01КМ	87674,00	
	-	-	+	+	НЛО 80-12-01Т	88028,00	
	-	-	+	+	НЛО 80-12-01Д	117174,00	
	электрика, вода (сливная раковина)						
	3015	-	+	+	НЛО 80-12-11К	91037,00	
	3015	-	+	+	НЛО 80-12-11С	93810,00	
	3015	-	+	+	НЛО 80-12-11КМ	121776,00	
	3015	-	+	+	НЛО 80-12-11Т	122071,00	
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-12-11Д	160952,00	
	электрика, газ, вода (сливная раковина)						
	3015	+	+	+	НЛО 80-12-21К	109563,00	
	3015	+	+	+	НЛО 80-12-21С	112336,00	
	3015	+	+	+	НЛО 80-12-21КМ	129800,00	
	3015	+	+	+	НЛО 80-12-21Т	130154,00	
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-12-21Д	180304,00	
	электрика, газ						
	-	+	+	+	НЛО 80-12-31К	83662,00	
	-	+	+	+	НЛО 80-12-31С	86612,00	
	-	+	+	+	НЛО 80-12-31КМ	104135,00	
	-	+	+	+	НЛО 80-12-31Т	104430,00	
	-	+	+	+	НЛО 80-12-31Д	134284,00	
	Полипропиленовая тумба	электрика					
		-	-	+	+	НЛО 80-14-01К	91568,00
		-	-	+	+	НЛО 80-14-01С	94577,00
		-	-	+	+	НЛО 80-14-01КМ	111982,00
-		-	+	+	НЛО 80-14-01Т	112277,00	
-		-	+	+	НЛО 80-14-01Д	133989,00	
электрика, вода (сливная раковина)							
3015		-	+	+	НЛО 80-14-11К	115404,00	
3015		-	+	+	НЛО 80-14-11С	118177,00	
3015		-	+	+	НЛО 80-14-11КМ	135582,00	
3015		-	+	+	НЛО 80-14-11Т	135877,00	
CS-12		-	+	+	НЛО 80-14-11Д	186322,00	
электрика, газ, вода (сливная раковина)							
3015		+	+	+	НЛО 80-14-21К	133871,00	
3015		+	+	+	НЛО 80-14-21С	136644,00	
3015		+	+	+	НЛО 80-14-21КМ	154108,00	
3015		+	+	+	НЛО 80-14-21Т	154403,00	
CS-12		+	+	+	НЛО 80-14-21Д	205733,00	
электрика, газ							
-		+	+	+	НЛО 80-14-31К	108855,00	
-		+	+	+	НЛО 80-14-31С	110920,00	
-		+	+	+	НЛО 80-14-31КМ	128384,00	
-		+	+	+	НЛО 80-14-31Т	128679,00	
-		+	+	+	НЛО 80-14-31Д	161601,00	

Шкафы вытяжные металлические 1200мм серии НЛО

1200x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-21-01К	87851,00
	-	-	+	+	НЛО 80-21-01С	91804,00
	-	-	+	+	НЛО 80-21-01КМ	113634,00
	-	-	+	+	НЛО 80-21-01Т	114047,00
	-	-	+	+	НЛО 80-21-01Д	150568,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-21-11К	111628,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-21-11С	115404,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-21-11КМ	137175,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-21-11Т	137588,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-21-11Д	194346,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-21-21К	127735,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-21-21С	131511,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-21-21КМ	153341,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-21-21Т	153754,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-21-21Д	211279,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-21-31К	104253,00
	-	+	+	+	НЛО 80-21-31С	108206,00
	-	+	+	+	НЛО 80-21-31КМ	129977,00
	-	+	+	+	НЛО 80-21-31Т	130390,00
	-	+	+	+	НЛО 80-21-31Д	167737,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-21-41К	99946,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-21-41С	103604,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-21-41КМ	125434,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-21-41Т	125788,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-21-51К	124962,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-21-51С	128620,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-21-51КМ	150450,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-21-51Т	150804,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	НЛО 80-21-61Д	233404,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-21-43К	116053,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-21-43С	119711,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-21-43КМ	141541,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-21-43Т	141895,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-21-53К	141069,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-21-53С	144727,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-21-53КМ	166557,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-21-53Т	166911,00
	L-30 (дюркон)	+	+	+	НЛО 80-21-63Д	250278,00

1200x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлический каркас	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-22-01К	72747,00
	-	-	+	+	НЛО 80-22-01С	76051,00
	-	-	+	+	НЛО 80-22-01КМ	97881,00
	-	-	+	+	НЛО 80-22-01Т	98235,00
	-	-	+	+	НЛО 80-22-01Д	134107,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-22-11К	95816,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-22-11С	99592,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-22-11КМ	121481,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-22-11Т	121835,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-22-11Д	177885,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-22-21К	112041,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-22-21С	115817,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-22-21КМ	137706,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-22-21Т	138060,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-22-21Д	194877,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-22-31К	88500,00
	-	+	+	+	НЛО 80-22-31С	92394,00
	-	+	+	+	НЛО 80-22-31КМ	114283,00
	-	+	+	+	НЛО 80-22-31Т	114637,00
	-	+	+	+	НЛО 80-22-31Д	151276,00
	Полипропиленовая тумба	электрика				
-		-	+	+	НЛО 80-24-01К	98294,00
-		-	+	+	НЛО 80-24-01С	102247,00
-		-	+	+	НЛО 80-24-01КМ	124077,00
-		-	+	+	НЛО 80-24-01Т	124431,00
-		-	+	+	НЛО 80-24-01Д	161483,00
электрика, вода (сливная раковина)						
3015		-	+	+	НЛО 80-24-11К	122012,00
3015		-	+	+	НЛО 80-24-11С	125788,00
3015		-	+	+	НЛО 80-24-11КМ	147618,00
3015		-	+	+	НЛО 80-24-11Т	147972,00
CS-12		-	+	+	НЛО 80-24-11Д	205261,00
электрика, газ, вода (сливная раковина)						
3015		+	+	+	НЛО 80-24-21К	138237,00
3015		+	+	+	НЛО 80-24-21С	142013,00
3015		+	+	+	НЛО 80-24-21КМ	163843,00
3015		+	+	+	НЛО 80-24-21Т	164197,00
CS-12		+	+	+	НЛО 80-24-21Д	222253,00
электрика, газ						
-		+	+	+	НЛО 80-24-31К	114637,00
-		+	+	+	НЛО 80-24-31С	118590,00
-		+	+	+	НЛО 80-24-31КМ	140420,00
-		+	+	+	НЛО 80-24-31Т	140774,00
-		+	+	+	НЛО 80-24-31Д	178652,00

Шкафы вытяжные металлические 1500мм серии НЛО

1500x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-31-01К	100890,00
	-	-	+	+	НЛО 80-31-01С	105787,00
	-	-	+	+	НЛО 80-31-01КМ	133458,00
	-	-	+	+	НЛО 80-31-01Т	133930,00
	-	-	+	+	НЛО 80-31-01Д	179419,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-31-11К	124667,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-31-11С	129387,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-31-11КМ	157058,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-31-11Т	157530,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-31-11Д	223551,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-31-21К	140833,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-31-21С	143252,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-31-21КМ	170982,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-31-21Т	171395,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-31-21Д	240543,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-31-31К	117115,00
	-	+	+	+	НЛО 80-31-31С	122130,00
	-	+	+	+	НЛО 80-31-31КМ	149801,00
	-	+	+	+	НЛО 80-31-31Т	150273,00
	-	+	+	+	НЛО 80-31-31Д	196883,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-31-41К	112572,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-31-41С	117174,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-31-41КМ	144845,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 80-31-41Т	145317,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-31-51К	137647,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-31-51С	142190,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-31-51КМ	169920,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 80-31-51Т	170333,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	НЛО 80-31-61Д	262137,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-31-43К	128679,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-31-43С	133281,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-31-43КМ	160952,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 80-31-43Т	161424,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-31-53К	153754,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-31-53С	158297,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-31-53КМ	186027,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 80-31-53Т	186440,00
	L-30 (дюркон)	+	+	+	НЛО 80-31-63Д	279070,00
	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	МНВx2	-	+	+	НЛО 80-31-71К	133812,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 80-31-71С	138001,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 80-31-71КМ	165672,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 80-31-71Т	166144,00
	443x2	-	+	+	НЛО 80-31-81К	183844,00
443x2	-	+	+	НЛО 80-31-81С	188033,00	
443x2	-	+	+	НЛО 80-31-81КМ	215763,00	
443x2	-	+	+	НЛО 80-31-81Т	216176,00	
L-30x2	-	+	+	НЛО 80-31-91Д	358897,00	

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена,руб.
Металлическая тумба	электрика, газ, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	MHBx2	+	+	+	НЛО 80-31-73К	149978,00
	MHBx2	+	+	+	НЛО 80-31-73С	166911,00
	MHBx2	+	+	+	НЛО 80-31-73КМ	181779,00
	MHBx2	+	+	+	НЛО 80-31-73Т	182251,00
	443x2	+	+	+	НЛО 80-31-83К	200010,00
	443x2	+	+	+	НЛО 80-31-83С	204140,00
	443x2	+	+	+	НЛО 80-31-83КМ	231870,00
	443x2	+	+	+	НЛО 80-31-83Т	232283,00
L-30x2	+	+	+	НЛО 80-31-93Д	375771,00	
Металлический каркас	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-32-01К	80889,00
	-	-	+	+	НЛО 80-32-01С	85727,00
	-	-	+	+	НЛО 80-32-01КМ	113398,00
	-	-	+	+	НЛО 80-32-01Т	113811,00
	-	-	+	+	НЛО 80-32-01Д	158828,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-32-11К	104607,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-32-11С	109327,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-32-11КМ	136998,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-32-11Т	137411,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-32-11Д	202606,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-32-21К	120773,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-32-21С	123251,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-32-21КМ	150922,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-32-21Т	151394,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-32-21Д	219598,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-32-31К	97114,00
	-	+	+	+	НЛО 80-32-31С	102129,00
-	+	+	+	НЛО 80-32-31КМ	129800,00	
-	+	+	+	НЛО 80-32-31Т	130272,00	
-	+	+	+	НЛО 80-32-31Д	175997,00	
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 80-34-01К	112749,00
	-	-	+	+	НЛО 80-34-01С	117528,00
	-	-	+	+	НЛО 80-34-01КМ	145258,00
	-	-	+	+	НЛО 80-34-01Т	145671,00
	-	-	+	+	НЛО 80-34-01Д	192104,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 80-34-11К	136408,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-34-11С	141128,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-34-11КМ	168858,00
	3015	-	+	+	НЛО 80-34-11Т	169271,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 80-34-11Д	235882,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 80-34-21К	152633,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-34-21С	155052,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-34-21КМ	182723,00
	3015	+	+	+	НЛО 80-34-21Т	183136,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 80-34-21Д	252874,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 80-34-31К	128915,00
	-	+	+	+	НЛО 80-34-31С	133930,00
	-	+	+	+	НЛО 80-34-31КМ	161601,00
	-	+	+	+	НЛО 80-34-31Т	162014,00
	-	+	+	+	НЛО 80-34-31Д	209214,00

Шкафы вытяжные металлические 1800мм серии NL

1800x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	NL 80-41-01K	112631,00
	-	-	+	+	NL 80-41-01C	119121,00
	-	-	+	+	NL 80-41-01KM	152633,00
	-	-	+	+	NL 80-41-01T	153105,00
	-	-	+	+	NL 80-41-01Д	208270,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	NL 80-41-11K	134166,00
	3015	-	+	+	NL 80-41-11C	140420,00
	3015	-	+	+	NL 80-41-11KM	173991,00
	3015	-	+	+	NL 80-41-11T	174463,00
	CS-12	-	+	+	NL 80-41-11Д	252048,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	NL 80-41-21K	152633,00
	3015	+	+	+	NL 80-41-21C	158946,00
	3015	+	+	+	NL 80-41-21KM	192517,00
	3015	+	+	+	NL 80-41-21T	192989,00
	CS-12	+	+	+	NL 80-41-21Д	269040,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	NL 80-41-31K	128915,00
	-	+	+	+	NL 80-41-31C	135464,00
	-	+	+	+	NL 80-41-31KM	169035,00
	-	+	+	+	NL 80-41-31T	169507,00
	-	+	+	+	NL 80-41-31Д	225203,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	NL 80-41-41K	123723,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	NL 80-41-41C	129800,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	NL 80-41-41KM	163371,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	NL 80-41-41T	163902,00
	443 (пп)	-	+	+	NL 80-41-51K	148798,00
	443 (пп)	-	+	+	NL 80-41-51C	154875,00
	443 (пп)	-	+	+	NL 80-41-51KM	188446,00
	443 (пп)	-	+	+	NL 80-41-51T	188918,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	NL 80-41-61Д	289926,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	NL 80-41-43K	139830,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	NL 80-41-43C	145966,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	NL 80-41-43KM	179478,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	NL 80-41-43T	180009,00
	443 (пп)	+	+	+	NL 80-41-53K	164905,00
	443 (пп)	+	+	+	NL 80-41-53C	171041,00
	443 (пп)	+	+	+	NL 80-41-53KM	204553,00
	443 (пп)	+	+	+	NL 80-41-53T	205025,00
	L-30 (дюркон)	+	+	+	NL 80-41-63Д	306800,00
	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
МНВx2	-	+	+	NL 80-41-71K	144727,00	
МНВx2	-	+	+	NL 80-41-71C	150568,00	
МНВx2	-	+	+	NL 80-41-71KM	184139,00	
МНВx2	-	+	+	NL 80-41-71T	184670,00	
443x2	-	+	+	NL 80-41-81K	194818,00	
443x2	-	+	+	NL 80-41-81C	200600,00	
443x2	-	+	+	NL 80-41-81KM	234230,00	
443x2	-	+	+	NL 80-41-81T	234702,00	
L-30x2	-	+	+	NL 80-41-91Д	381966,00	

1800x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 2 мойками					
	MHВx2	+	+	+	NL 80-41-73K	160834,00
	MHВx2	+	+	+	NL 80-41-73C	166675,00
	MHВx2	+	+	+	NL 80-41-73KM	200246,00
	MHВx2	+	+	+	NL 80-41-73T	200777,00
	443x2	+	+	+	NL 80-41-83K	210925,00
	443x2	+	+	+	NL 80-41-83C	216825,00
	443x2	+	+	+	NL 80-41-83KM	250337,00
	443x2	+	+	+	NL 80-41-83T	250809,00
L-30x2	+	+	+	NL 80-41-91Д	398781,00	
Металлический каркас	электрика					
	-	-	+	+	NL 80-42-01K	91155,00
	-	-	+	+	NL 80-42-01C	97527,00
	-	-	+	+	NL 80-42-01KM	131098,00
	-	-	+	+	NL 80-42-01T	131629,00
	-	-	+	+	NL 80-42-01Д	185732,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	NL 80-42-11K	112572,00
	3015	-	+	+	NL 80-42-11C	118944,00
	3015	-	+	+	NL 80-42-11KM	152456,00
	3015	-	+	+	NL 80-42-11T	152928,00
	CS-12	-	+	+	NL 80-42-11Д	229569,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	NL 80-42-21K	131098,00
	3015	+	+	+	NL 80-42-21C	136762,00
	3015	+	+	+	NL 80-42-21KM	170333,00
	3015	+	+	+	NL 80-42-21T	170805,00
	CS-12	+	+	+	NL 80-42-21Д	246443,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	NL 80-42-31K	107380,00
	-	+	+	+	NL 80-42-31C	113870,00
	-	+	+	+	NL 80-42-31KM	147500,00
	-	+	+	+	NL 80-42-31T	147972,00
	-	+	+	+	NL 80-42-31Д	202842,00
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	+	+	NL 80-44-01K	126909,00
	-	-	+	+	NL 80-44-01C	133281,00
	-	-	+	+	NL 80-44-01KM	166852,00
	-	-	+	+	NL 80-44-01T	167383,00
	-	-	+	+	NL 80-44-01Д	223138,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	NL 80-44-11K	148326,00
	3015	-	+	+	NL 80-44-11C	154639,00
	3015	-	+	+	NL 80-44-11KM	188151,00
	3015	-	+	+	NL 80-44-11T	188682,00
	CS-12	-	+	+	NL 80-44-11Д	266916,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	NL 80-44-21K	166852,00
	3015	+	+	+	NL 80-44-21C	173165,00
	3015	+	+	+	NL 80-44-21KM	206677,00
	3015	+	+	+	NL 80-44-21T	207208,00
	CS-12	+	+	+	NL 80-44-21Д	283908,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	NL 80-44-31K	143134,00
	-	+	+	+	NL 80-44-31C	149624,00
	-	+	+	+	NL 80-44-31KM	183195,00
	-	+	+	+	NL 80-44-31T	183726,00
	-	+	+	+	NL 80-44-31Д	240189,00

**Шкафы вытяжные металлические 1000мм серии НЛО
с камерой из нержавеющей стали**

1000x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
Металлическая тумба	электрика						
	-	-	Взр	+	НЛО 81-11-02К	111982,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 81-11-02КМ	132396,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 81-11-02Т	132750,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 81-11-02Д	156704,00	
	электрика, вода (сливная раковина)						
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-11-12К	135700,00	
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-11-12КМ	155937,00	
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-11-12Т	156291,00	
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 81-11-12Д	198653,00	
	электрика, газ, вода (сливная раковина)						
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-11-22К	149624,00	
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-11-22КМ	169920,00	
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-11-22Т	170215,00	
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 81-11-22Д	214819,00	
	электрика, газ						
	-	+	Взр	+	НЛО 81-11-32К	128384,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 81-11-32КМ	148798,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 81-11-32Т	149093,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 81-11-32Д	173106,00	
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой						
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-11-42К	124785,00	
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-11-42КМ	144845,00	
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-11-42Т	145199,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-11-52К	149801,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-11-52КМ	169920,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-11-52Т	170215,00	
	L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 81-11-62Д	236708,00	
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой						
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-11-44К	140892,00	
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-11-44КМ	161070,00	
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-11-44Т	161365,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-11-54К	165908,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-11-54КМ	186086,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-11-54Т	186381,00	
	L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 81-11-64Д	252815,00	
	Металлический каркас	электрика					
		-	-	Взр	+	НЛО 81-12-02К	97350,00
		-	-	Взр	+	НЛО 81-12-02КМ	117764,00
		-	-	Взр	+	НЛО 81-12-02Т	118059,00
-		-	Взр	+	НЛО 81-12-02Д	142072,00	
электрика, вода (сливная раковина)							
3015		-	Взр	+	НЛО 81-12-12К	121068,00	
3015		-	Взр	+	НЛО 81-12-12КМ	141305,00	
3015		-	Взр	+	НЛО 81-12-12Т	141600,00	
CS-12		-	Взр	+	НЛО 81-12-12Д	183962,00	
электрика, газ, вода (сливная раковина)							
3015		+	Взр	+	НЛО 81-12-22К	134933,00	
3015		+	Взр	+	НЛО 81-12-22КМ	155229,00	
3015		+	Взр	+	НЛО 81-12-22Т	155524,00	
CS-12		+	Взр	+	НЛО 81-12-22Д	200187,00	
электрика, газ							
-		+	Взр	+	НЛО 81-12-32К	113693,00	

-	+	Взр	+	НЛО 81-12-32КМ	134107,00
-	+	Взр	+	НЛО 81-12-32Т	134402,00
-	+	Взр	+	НЛО 81-12-32Д	158415,00

1000x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 81-14-02К	118000,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-14-02КМ	138355,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-14-02Т	138650,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-14-02Д	162722,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-14-12К	141659,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-14-12КМ	161896,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-14-12Т	204612,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 81-14-12Д	204022,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-14-22К	155583,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-14-22КМ	175643,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-14-22Т	175997,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 81-14-22Д	220778,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 81-14-32К	134343,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-14-32КМ	154698,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-14-32Т	155052,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-14-32Д	179065,00

**Шкафы вытяжные металлические 1200мм серии НЛО
с камерой из нержавеющей стали**

1200x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 81-21-02К	119770,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-21-02КМ	145553,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-21-02Т	145907,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-21-02Д	175997,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-21-12К	143488,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-21-12КМ	169094,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-21-12Т	169448,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 81-21-12Д	217828,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-21-22К	159654,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-21-22КМ	185319,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-21-22Т	185673,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 81-21-22Д	233994,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 81-21-32К	136113,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-21-32КМ	161896,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-21-32Т	162309,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-21-32Д	192340,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-21-42К	132042,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-21-42КМ	157412,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 81-21-42Т	157766,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-21-52К	157058,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-21-52КМ	182605,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 81-21-52Т	182959,00
	L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 81-21-62Д	255411,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-21-44К	148149,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-21-44КМ	173696,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 81-21-44Т	174050,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-21-54К	173342,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-21-54КМ	198830,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 81-21-54Т	199184,00
	L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 81-21-64Д	271518,00

1200x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлический каркас	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 81-22-02К	104194,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-22-02КМ	129918,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-22-02Т	130331,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-22-02Д	160362,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-22-12К	127912,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-22-12КМ	153459,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-22-12Т	153872,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 81-22-12Д	202252,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-22-22К	144078,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-22-22КМ	169743,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-22-22Т	170097,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 81-22-22Д	218418,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 81-22-32К	120537,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-22-32КМ	146320,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-22-32Т	146674,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-22-32Д	176705,00
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 81-24-02К	126791,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-24-02КМ	152574,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-24-02Т	152928,00
	-	-	Взр	+	НЛО 81-24-02Д	182959,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-24-12К	150509,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-24-12КМ	175643,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 81-24-12Т	176056,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 81-24-12Д	224849,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-24-22К	166734,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-24-22КМ	192340,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 81-24-22Т	192694,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 81-24-22Д	241074,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 81-24-32К	146615,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-24-32КМ	146261,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-24-32Т	169271,00
	-	+	Взр	+	НЛО 81-24-32Д	199302,00

**Шкафы вытяжные металлические 1500мм серии НЛО
с камерой из нержавеющей стали**

1500x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-31-02К	136290,00
	-	-	+	+	НЛО 81-31-02КМ	158356,00
	-	-	+	+	НЛО 81-31-02Т	169271,00
	-	-	+	+	НЛО 81-31-02Д	207326,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-31-12К	160008,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-31-12КМ	192399,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-31-12Т	192812,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-31-12Д	249216,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-31-22К	176233,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-31-22КМ	208624,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-31-22Т	209037,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-31-22Д	265441,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-31-32К	152692,00
	-	+	+	+	НЛО 81-31-32КМ	185201,00
	-	+	+	+	НЛО 81-31-32Т	185614,00
	-	+	+	+	НЛО 81-31-32Д	223728,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-31-42К	147677,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-31-42КМ	179950,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-31-42Т	180363,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-31-52К	172752,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-31-52КМ	205084,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-31-52Т	205497,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	НЛО 81-31-62Д	285796,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-31-44К	163843,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-31-44КМ	196057,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-31-44Т	196470,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-31-54К	188977,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-31-54КМ	221250,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-31-54Т	221663,00
	L-30 (дюркон)	+	+	+	НЛО 81-31-64Д	301962,00
	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-31-72К	168858,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-31-72КМ	200718,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-31-72Т	201131,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-31-82К	219185,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-31-82КМ	251045,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-31-82Т	251517,00
	L-30x2	-	+	+	НЛО 81-31-92Д	373824,00
	электрика, газ, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-31-74К	185024,00
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-31-74КМ	216825,00
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-31-74Т	217238,00
	443x2	+	+	+	НЛО 81-31-84К	235410,00
	443x2	+	+	+	НЛО 81-31-84КМ	267211,00
443x2	+	+	+	НЛО 81-31-84Т	267683,00	
L-30x2	+	+	+	НЛО 81-31-94Д	389931,00	

1500x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлический каркас	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-32-02К	115935,00
	-	-	+	+	НЛО 81-32-02КМ	148503,00
	-	-	+	+	НЛО 81-32-02Т	148975,00
	-	-	+	+	НЛО 81-32-02Д	186971,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-32-12К	139653,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-32-12КМ	172044,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-32-12Т	172516,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-32-12Д	228861,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-32-22К	155878,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-32-22КМ	188328,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-32-22Т	188741,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-32-22Д	245086,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-32-32К	132278,00
	-	+	+	+	НЛО 81-32-32КМ	164905,00
	-	+	+	+	НЛО 81-32-32Т	165318,00
	-	+	+	+	НЛО 81-32-32Д	203373,00
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-34-02К	144550,00
	-	-	+	+	НЛО 81-34-02КМ	177059,00
	-	-	+	+	НЛО 81-34-02Т	177531,00
	-	-	+	+	НЛО 81-34-02Д	215645,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-34-12К	168268,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-34-12КМ	200718,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-34-12Т	201131,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-34-12Д	257476,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-34-22К	184434,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-34-22КМ	216943,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-34-22Т	217356,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-34-22Д	273701,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-34-32К	160893,00
	-	+	+	+	НЛО 81-34-32КМ	193520,00
	-	+	+	+	НЛО 81-34-32Т	193933,00
	-	+	+	+	НЛО 81-34-32Д	231988,00

**Шкафы вытяжные металлические 1800мм серии НЛО
с камерой из нержавеющей стали**

1800x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-41-02К	168386,00
	-	-	+	+	НЛО 81-41-02КМ	208624,00
	-	-	+	+	НЛО 81-41-02Т	209096,00
	-	-	+	+	НЛО 81-41-02Д	254939,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-41-12К	192399,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-41-12КМ	232224,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-41-12Т	232696,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-41-12Д	297065,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-41-22К	208624,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-41-22КМ	248449,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-41-22Т	248921,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-41-22Д	313231,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-41-32К	185024,00
	-	+	+	+	НЛО 81-41-32КМ	224908,00
	-	+	+	+	НЛО 81-41-32Т	225380,00
	-	+	+	+	НЛО 81-41-32Д	271518,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-41-42К	179419,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-41-42КМ	219067,00
	МНВ (нерж)	-	+	+	НЛО 81-41-42Т	219598,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-41-52К	204494,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-41-52КМ	244319,00
	443 (пп)	-	+	+	НЛО 81-41-52Т	244791,00
	L-30 (дюркон)	-	+	+	НЛО 81-41-62Д	332996,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-41-44К	195526,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-41-44КМ	235233,00
	МНВ (нерж)	+	+	+	НЛО 81-41-44Т	235764,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-41-54К	220778,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-41-54КМ	260426,00
	443 (пп)	+	+	+	НЛО 81-41-54Т	260898,00
	L-30 (дюркон)	+	+	+	НЛО 81-41-64Д	349162,00
	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-41-72К	200423,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-41-72КМ	239835,00
	МНВx2	-	+	+	НЛО 81-41-72Т	240366,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-41-82К	250809,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-41-82КМ	290221,00
	443x2	-	+	+	НЛО 81-41-82Т	290693,00
	L-30x2	-	+	+	НЛО 81-41-92Д	421024,00
	электрика, газ, вода (мойка) - для мытья посуды с 2 мойками					
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-41-74К	216530,00
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-41-74КМ	255942,00
	МНВx2	+	+	+	НЛО 81-41-74Т	256473,00
	443x2	+	+	+	НЛО 81-41-84К	266916,00
	443x2	+	+	+	НЛО 81-41-84КМ	306328,00
443x2	+	+	+	НЛО 81-41-84Т	306800,00	
L-30x2	+	+	+	НЛО 81-41-94Д	437131,00	

1800x840x2280мм

Основание	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлический каркас	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-42-02К	146615,00
	-	-	+	+	НЛО 81-42-02КМ	186558,00
	-	-	+	+	НЛО 81-42-02Т	187089,00
	-	-	+	+	НЛО 81-42-02Д	233168,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-42-12К	170333,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-42-12КМ	210217,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-42-12Т	210748,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-42-12Д	275058,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-42-22К	186558,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-42-22КМ	226442,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-42-22Т	226973,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-42-22Д	291283,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-42-32К	163017,00
	-	+	+	+	НЛО 81-42-32КМ	202960,00
	-	+	+	+	НЛО 81-42-32Т	203491,00
	-	+	+	+	НЛО 81-42-32Д	249511,00
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	+	+	НЛО 81-44-02К	179183,00
	-	-	+	+	НЛО 81-44-02КМ	215704,00
	-	-	+	+	НЛО 81-44-02Т	216176,00
	-	-	+	+	НЛО 81-44-02Д	265736,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	+	+	НЛО 81-44-12К	202901,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-44-12КМ	242726,00
	3015	-	+	+	НЛО 81-44-12Т	243257,00
	CS-12	-	+	+	НЛО 81-44-12Д	307626,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	+	+	НЛО 81-44-22К	219126,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-44-22КМ	259010,00
	3015	+	+	+	НЛО 81-44-22Т	259482,00
	CS-12	+	+	+	НЛО 81-44-22Д	323792,00
	электрика, газ					
	-	+	+	+	НЛО 81-44-32К	195526,00
	-	+	+	+	НЛО 81-44-32КМ	235528,00
	-	+	+	+	НЛО 81-44-32Т	236000,00
	-	+	+	+	НЛО 81-44-32Д	282079,00

Шкафы вытяжные металлические серии НЛО

с камерой из тефлона

1000x840x2280мм

Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
Металлическая тумба	электрика						
	-	-	Взр	+	НЛО 82-11-02К	150509,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 82-11-02КМ	170864,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 82-11-02Т	171218,00	
	-	-	Взр	+	НЛО 82-11-02Д	204081,00	
	электрика, вода (сливная раковина)						
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-11-12К	174227,00	
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-11-12КМ	194405,00	
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-11-12Т	194759,00	
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-11-12Д	247918,00	
	электрика, газ, вода (сливная раковина)						
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-11-22К	190393,00	
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-11-22КМ	210689,00	
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-11-22Т	210984,00	
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-11-22Д	264792,00	
	электрика, газ						
	-	+	Взр	+	НЛО 82-11-32К	166734,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 82-11-32КМ	187148,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 82-11-32Т	187443,00	
	-	+	Взр	+	НЛО 82-11-32Д	221132,00	
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой						
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-11-42К	163076,00	
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-11-42КМ	183195,00	
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-11-42Т	183549,00	
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-11-44К	179301,00	
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-11-44КМ	199361,00	
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-11-44Т	199715,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-11-52К	188033,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-11-52КМ	208270,00	
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-11-52Т	208565,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-11-54К	204317,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-11-54КМ	224436,00	
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-11-54Т	224731,00	
	L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 82-11-62Д	287507,00	
	L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 82-11-64Д	304322,00	
	Полипропиленовая тумба	электрика					
		-	-	Взр	+	НЛО 82-14-02К	156468,00
		-	-	Взр	+	НЛО 82-14-02КМ	176823,00
		-	-	Взр	+	НЛО 82-14-02Т	177177,00
		-	-	Взр	+	НЛО 82-14-02Д	210335,00
		электрика, вода (сливная раковина)					
		3015	-	Взр	+	НЛО 82-14-12К	180186,00
		3015	-	Взр	+	НЛО 82-14-12КМ	200364,00
		3015	-	Взр	+	НЛО 82-14-12Т	200718,00
CS-12		-	Взр	+	НЛО 82-14-12Д	254113,00	
электрика, газ, вода (сливная раковина)							
3015		+	Взр	+	НЛО 82-14-22К	196352,00	
3015		+	Взр	+	НЛО 82-14-22КМ	216589,00	
3015		+	Взр	+	НЛО 82-14-22Т	216943,00	
CS-12		+	Взр	+	НЛО 82-14-22Д	270987,00	
электрика, газ							
-		+	Взр	+	НЛО 82-14-32К	172693,00	
-		+	Взр	+	НЛО 82-14-32КМ	193107,00	
-		+	Взр	+	НЛО 82-14-32Т	193461,00	
-		+	Взр	+	НЛО 82-14-32Д	227327,00	

1200x840x2280мм

Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-21-02К	163017,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-21-02КМ	188800,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-21-02Т	189154,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-21-02Д	229215,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-21-12К	186735,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-21-12КМ	212341,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-21-12Т	212695,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-21-12Д	272934,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-21-22К	202901,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-21-22КМ	228566,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-21-22Т	228920,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-21-22Д	289926,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-21-32К	179242,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-21-32КМ	205025,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-21-32Т	205379,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-21-32Д	246148,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-21-42К	175466,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-21-42КМ	200541,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-21-42Т	200954,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-21-44К	191278,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-21-44КМ	216825,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-21-44Т	217179,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-21-52К	200128,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-21-52КМ	225616,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-21-52Т	225970,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-21-54К	216294,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-21-54КМ	241841,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-21-54Т	242195,00
L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 82-21-62Д	311933,00	
L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 82-21-64Д	328925,00	
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-24-02К	169802,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-24-02КМ	195526,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-24-02Т	195939,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-24-02Д	236236,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-24-12К	193520,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-24-12КМ	219067,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-24-12Т	219480,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-24-12Д	280014,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-24-22К	209686,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-24-22КМ	235292,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-24-22Т	235705,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-24-22Д	296888,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-24-32К	186027,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-24-32КМ	211751,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-24-32Т	212164,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-24-32Д	253228,00

1500x840x2280мм

Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-31-02К	189095,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-31-02КМ	221604,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-31-02Т	222076,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-31-02Д	271931,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-31-12К	212754,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-31-12КМ	245204,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-31-12Т	245676,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-31-12Д	315709,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-31-22К	228979,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-31-22КМ	261429,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-31-22Т	261842,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-31-22Д	332642,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-31-32К	205320,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-31-32КМ	237947,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-31-32Т	238360,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-31-32Д	288982,00
	электрика, вода (мойка) - для мытья посуды с 1 мойкой					
	MNB (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-31-42К	200718,00
	MNB (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-31-42КМ	232991,00
	MNB (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-31-42Т	233404,00
	MNB (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-31-44К	216884,00
	MNB (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-31-44КМ	249157,00
	MNB (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-31-44Т	249570,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-31-52К	225734,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-31-52КМ	258007,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-31-52Т	258420,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-31-54К	163784,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-31-54КМ	274173,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-31-54Т	274586,00
	L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 82-31-62Д	354236,00
	L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 82-31-64Д	371169,00
	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-31-72К	221899,00
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-31-72КМ	253700,00
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-31-72Т	254172,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-31-74К	238065,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-31-74КМ	269866,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-31-74Т	270338,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-31-82К	271931,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-31-82КМ	303791,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-31-82Т	304204,00
	443x2	+	Взр	+	НЛО 82-31-84К	288097,00
	443x2	+	Взр	+	НЛО 82-31-84КМ	319957,00
443x2	+	Взр	+	НЛО 82-31-84Т	320370,00	
L-30x2	-	Взр	+	НЛО 82-31-92Д	446453,00	
L-30x2	+	Взр	+	НЛО 82-31-94Д	463386,00	

1500x840x2280мм (продолжение)						
Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-34-02К	197355,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-34-02КМ	229864,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-34-02Т	230277,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-34-02Д	280545,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-34-12К	221014,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-34-12КМ	253405,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-34-12Т	253818,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-34-12Д	324323,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-34-22К	237239,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-34-22КМ	269630,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-34-22Т	270102,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-34-22Д	341256,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-34-32К	213580,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-34-32КМ	246148,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-34-32Т	246620,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-34-32Д	297596,00

1800x840x2280мм

Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-41-02К	222135,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-41-02КМ	262078,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-41-02Т	262550,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-41-02Д	322671,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-41-12К	236767,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-41-12КМ	285678,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-41-12Т	286209,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-41-12Д	366449,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-41-22К	262019,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-41-22КМ	301903,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-41-22Т	302434,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-41-22Д	383382,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-41-32К	238419,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-41-32КМ	278362,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-41-32Т	278893,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-41-32Д	339722,00
	с водой (мойка), без газа, с электрикой - для мытья посуды с 1 мойкой					
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-41-42К	233109,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-41-42КМ	272816,00
	МНВ (нерж)	-	Взр	+	НЛО 82-41-42Т	273288,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-41-44К	249334,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-41-44КМ	288982,00
	МНВ (нерж)	+	Взр	+	НЛО 82-41-44Т	289454,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-41-52К	258125,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-41-52КМ	297832,00
	443 (пп)	-	Взр	+	НЛО 82-41-52Т	298304,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-41-54К	274350,00
	443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-41-54КМ	313998,00
443 (пп)	+	Взр	+	НЛО 82-41-54Т	314470,00	
L-30 (дюркон)	-	Взр	+	НЛО 82-41-62Д	404268,00	
L-30 (дюркон)	+	Взр	+	НЛО 82-41-64Д	421142,00	

1800x840x2280мм (продолжение)						
Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Металлическая тумба	электрика, вода (2 мойки) - для мытья посуды с 2 мойками					
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-41-72К	254113,00
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-41-72KM	293466,00
	MNBx2	-	Взр	+	НЛО 82-41-72Т	293997,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-41-74К	265028,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-41-74KM	309632,00
	MNBx2	+	Взр	+	НЛО 82-41-74Т	310163,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-41-82К	304145,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-41-82KM	343557,00
	443x2	-	Взр	+	НЛО 82-41-82Т	344029,00
	443x2	+	Взр	+	НЛО 82-41-84К	320370,00
	443x2	+	Взр	+	НЛО 82-41-84KM	359723,00
	443x2	+	Взр	+	НЛО 82-41-84Т	360195,00
	L-30x2	-	Взр	+	НЛО 82-41-92Д	496308,00
	L-30x2	+	Взр	+	НЛО 82-41-94Д	513241,00
Полипропиленовая тумба	электрика					
	-	-	Взр	+	НЛО 82-44-02К	231929,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-44-02KM	271813,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-44-02Т	272816,00
	-	-	Взр	+	НЛО 82-44-02Д	318895,00
	электрика, вода (сливная раковина)					
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-44-12К	256060,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-44-12KM	295885,00
	3015	-	Взр	+	НЛО 82-44-12Т	296416,00
	CS-12	-	Взр	+	НЛО 82-44-12Д	377128,00
	электрика, газ, вода (сливная раковина)					
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-44-22К	272226,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-44-22KM	312051,00
	3015	+	Взр	+	НЛО 82-44-22Т	312582,00
	CS-12	+	Взр	+	НЛО 82-44-22Д	394061,00
	электрика, газ					
	-	+	Взр	+	НЛО 82-44-32К	257063,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-44-32KM	288569,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-44-32Т	289100,00
	-	+	Взр	+	НЛО 82-44-32Д	350342,00

**Шкафы вытяжные металлические серии НЛО для работы с ЛВЖ со
взрывозащищенным светильником**

без газа

Размер , мм	ШхГхВ	Основание (тумба)	Раковина / мойка	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
1000	x 840	x 2280	Металлическая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-11-02К	94754,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-11-02КМ	115168,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-11-02Д	145376,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-11-12К	118531,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-11-12КМ	138768,00
				CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-11-12Д	189095,00
		Металлический каркас	-	-	Взр	+	НЛО 80-12-02К	79886,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-12-02КМ	100300,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-12-02Д	129800,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-12-12К	103663,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-12-12КМ	134343,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-12-12Д	173578,00	
		Полипропиленовая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-14-02К	104194,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-14-02КМ	124549,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-14-02Д	155229,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-14-12К	127971,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-14-12КМ	148208,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-14-12Д	198889,00	
1200	x 840	x 2280	Металлическая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-21-02К	100477,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-21-02КМ	126260,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-21-02Д	163194,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-21-12К	124195,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-21-12КМ	149801,00
				CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-21-12Д	206972,00
		Металлический каркас	-	-	Взр	+	НЛО 80-22-02К	85373,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-22-02КМ	110448,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-22-02Д	146674,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-22-12К	108383,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-22-12КМ	134048,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-22-12Д	190511,00	
		Полипропиленовая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-24-02К	110861,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-24-02КМ	136644,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-24-02Д	174050,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-24-12К	134638,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-24-12КМ	160185,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-24-12Д	217887,00	
1500	x 840	x 2280	Металлическая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-31-02К	113516,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-31-02КМ	146084,00
				-	-	Взр	+	НЛО 80-31-02Д	192045,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-31-12К	137293,00
				3015	-	Взр	+	НЛО 80-31-12КМ	169684,00
				CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-31-12Д	236177,00
		Металлический каркас	-	-	Взр	+	НЛО 80-32-02К	93456,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-32-02КМ	126024,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-32-02Д	171395,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-32-12К	117233,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-32-12КМ	149624,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-32-12Д	215232,00	
		Полипропиленовая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-34-02К	125316,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-34-02КМ	157825,00	
			-	-	Взр	+	НЛО 80-34-02Д	204671,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-34-12К	148975,00	
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-34-12КМ	181425,00	
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-34-12Д	248449,00	

без газа (продолжение)

Размер , мм	ШхГхВ	Основание (тумба)	Раковина / мойка	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1800	x 840	Металлическая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-41-02К	137883,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-41-02КМ	177826,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-41-02Д	233463,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-41-12К	159359,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-41-12КМ	199184,00
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-41-12Д	277241,00
		Металлический каркас	-	-	Взр	+	НЛО 80-42-02К	116348,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-42-02КМ	156291,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-42-02Д	210984,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-42-12К	137824,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-42-12КМ	177649,00
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-42-12Д	254762,00
		Полипропиленовая тумба	-	-	Взр	+	НЛО 80-44-02К	152102,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-44-02КМ	192045,00
			-	-	Взр	+	НЛО 80-44-02Д	248331,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-44-12К	173519,00
			3015	-	Взр	+	НЛО 80-44-12КМ	213403,00
			CS-12	-	Взр	+	НЛО 80-44-12Д	292109,00

с подводками воды и газа

Размер , мм	ШхГхВ	Основание (тумба)	Раковина / мойка	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1000	x 840	Металлическая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-11-22К	137057,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-11-22КМ	157294,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-11-22Д	208447,00
		Металлический каркас	3015	+	Взр	+	НЛО 80-12-22К	122189,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-12-22КМ	142426,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-12-22Д	192930,00
		Полипропиленовая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-14-22К	146438,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-14-22КМ	166675,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-14-22Д	218300,00
1200	x 840	Металлическая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-21-22К	140302,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-21-22КМ	165967,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-21-22Д	223905,00
		Металлический каркас	3015	+	Взр	+	НЛО 80-22-22К	124667,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-22-22КМ	150273,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-22-22Д	207444,00
		Полипропиленовая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-24-22К	150863,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-24-22КМ	176410,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-24-22Д	234820,00
1500	x 840	Металлическая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-31-22К	153459,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-31-22КМ	183549,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-31-22Д	253110,00
		Металлический каркас	3015	+	Взр	+	НЛО 80-32-22К	133399,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-32-22КМ	163548,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-32-22Д	232165,00
		Полипропиленовая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-34-22К	165200,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-34-22КМ	195349,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-34-22Д	265441,00
1800	x 840	Металлическая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-41-22К	177826,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-41-22КМ	217710,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-41-22Д	294233,00
		Металлический каркас	3015	+	Взр	+	НЛО 80-42-22К	156291,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-42-22КМ	195526,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-42-22Д	271695,00
		Полипропиленовая тумба	3015	+	Взр	+	НЛО 80-44-22К	192045,00
			3015	+	Взр	+	НЛО 80-44-22КМ	231870,00
			CS-12	+	Взр	+	НЛО 80-44-22Д	309101,00

с подводками газа

Размер , мм	ШхГхВ	Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1000	x 840	Металлическая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-11-32К	111156,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-11-32КМ	131511,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-11-32Д	162427,00
		Металлический каркас	-	+	Взр	+	НЛО 80-12-32К	96288,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-12-32КМ	116702,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-12-32Д	146851,00
		Полипропиленовая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-14-32К	123251,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-14-32КМ	141010,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-14-32Д	173578,00
1200	x 840	Металлическая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-21-32К	116820,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-21-32КМ	142603,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-21-32Д	180304,00
		Металлический каркас	-	+	Взр	+	НЛО 80-22-32К	101126,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-22-32КМ	126850,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-22-32Д	163843,00
		Полипропиленовая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-24-32К	127263,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-24-32КМ	152987,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-24-32Д	191219,00
1500	x 840	Металлическая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-31-32К	129741,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-31-32КМ	162427,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-31-32Д	209509,00
		Металлический каркас	-	+	Взр	+	НЛО 80-32-32К	109681,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-32-32КМ	142426,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-32-32Д	188564,00
		Полипропиленовая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-34-32К	141482,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-34-32КМ	174227,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-34-32Д	221840,00
1800	x 840	Металлическая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-41-32К	154108,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-41-32КМ	194228,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-41-32Д	250396,00
		Металлический каркас	-	+	Взр	+	НЛО 80-42-32К	132573,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-42-32КМ	172693,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-42-32Д	228035,00
		Полипропиленовая тумба	-	+	Взр	+	НЛО 80-44-32К	168327,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-44-32КМ	208447,00
			-	+	Взр	+	НЛО 80-44-32Д	265441,00

Шкафы вытяжные металлические серии НЛО с тефлоновой камерой со взрывозащищенным светильником и нагревательной плитой

Размер , мм ШхГхВ	Основание (тумба)	Раковина / мойка наличие/тип	Газ	Свет	Розет	Материал рабочей поверхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1000 x 840 2280	Металл	-	-	Взр	+	Керамика	НЛО 82-11-04К	126260,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-11-04КМ	146674,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-11-04Т	146969,00
		-	-	Взр	+	Дюркон	НЛО 82-11-04Д	176882,00
1200 x 840 2280	Металл	-	-	Взр	+	Керамика	НЛО 82-21-04К	131983,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-21-04КМ	157766,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-21-04Т	158120,00
		-	-	Взр	+	Дюркон	НЛО 82-21-04Д	194700,00
1500 x 840 2280	Металл	-	-	Взр	+	Керамика	НЛО 82-31-04К	144963,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-31-04Т	177590,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-31-04КМ	178003,00
		-	-	Взр	+	Дюркон	НЛО 82-31-04Д	223551,00
1800 x 840 2280	Металл	-	-	Взр	+	Керамика	НЛО 82-41-04К	169330,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-41-04Т	209332,00
		-	-	Взр	+	Треспа	НЛО 82-41-04КМ	209804,00
		-	-	Взр	+	Дюркон	НЛО 82-41-04Д	264969,00

**Шкафы вытяжные металлические для муфельных печей
серии НЛО**

рабочая поверхность столешницы - керамогранитная плитка

Размер , мм	ШхГхВ	Основание	Свет	Розет	Материал рабочей поверхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1000	x 840	x 2280	-	+	Керамика	НЛО 85-11-01К	50799,00
						НЛО 85-12-01К	38468,00
1200	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-21-01К	53454,00
						НЛО 85-22-01К	40061,00
1500	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-31-01К	60947,00
						НЛО 85-32-01К	43365,00
1800	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-41-01К	65195,00
						НЛО 85-42-01К	46433,00

рабочая поверхность столешницы - керамика монолитная

Размер , мм	ШхГхВ	Основание	Свет	Розет	Материал рабочей поверхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
1000	x 840	x 2280	-	+	Керамика монолитная	НЛО 85-11-01КМ	75579,00
						НЛО 85-12-01КМ	63248,00
1200	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-21-01КМ	83190,00
						НЛО 85-22-01КМ	69797,00
1500	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-31-01КМ	98117,00
						НЛО 85-32-01КМ	80535,00
1800	x 840	x 2280	-	+		НЛО 85-41-01КМ	109799,00
						НЛО 85-42-01КМ	91037,00