



## ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

(Звонок по России бесплатный)

[zakaz@labstol.ru](mailto:zakaz@labstol.ru)

+7 495 765-49-21

(Москва и Московская область)

[www.labstol.ru](http://www.labstol.ru)

## ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "МЛО"

### ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 января 2018 года

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

|             |   |
|-------------|---|
| <b>П -</b>  | Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.   |
| <b>С -</b>  | Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья и имеет сходные общие свойства  |
| <b>Т -</b>  | Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).   |
| <b>К -</b>  | Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl. |
| <b>КМ -</b> | Плита монолитная бесшовная из керамогранита   |
| <b>Д -</b>  | Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.   |
| <b>Н -</b>  | Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.  |
| <b>М -</b>  | Мрамор  |
| <b>Г -</b>  | Гранит  |






#### Типы и размеры моек и сливных раковин

|   |                                     |              |                             |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Столы химические с раб.пов-ю П,К,С,Т                      | сливная раковина, нержавеющая сталь | мод 30.16-02 | внутр.размеры 240x135x100мм |
| Столы химические с раб.пов-ю Д                            | сливная раковина,                   | мод CS-12    | внутр.размеры               |
| Столы-мойки с раб.пов-ю П,К, С, Т                         | мойка, нержав.сталь                 | MNB          | внутр.размеры               |
|   | мойка, полипропилен                 | мод 0443     | внутр.размеры               |
| Столы-мойки с поверх-ю Д                                  | мойка, Дюркон                       | мод L-20     | внутр.размеры               |
| Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С, Т | сливная раковина, нержавеющая сталь | мод 30.16-02 | внутр.размеры 240x135x100мм |
| Шкафы вытяжные со сливными раковинами с                   | сливная раковина,                   | мод CS-12    | внутр.размеры               |
| Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с                      | сливная раковина,                   | MNB          | внутр.размеры               |
| Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с                      | мойка Дюркон                        | мод L-20     | внутр.размеры               |
| Шкафы вытяжные с рабочей камерой из нержавеющей стали     | сливная раковина, нержавеющая сталь | мод 30.16-02 | внутр.размеры 240x135x100мм |

#### ВНИМАНИЕ!





Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ** входят.

Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

| <b>Столы лабораторные пристенные с тумбами</b>                                      |  |                             |             |                        |                          |                      |
|---|--|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов)                    |                             |             | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа    | Цена отпускная, руб. |
|   | тумба/ящик   | стойка с 2-х ярусной полкой | электроблок |                        |                          |                      |
|    | 2 тумбы<br>(дверка-3 ящика)<br>стойка с полками          | +                           | +           | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-03-П</b>          | 38 704,00            |
|   |  |                             |             | 1220x800x900/1500      | <b>МЛО-03-К</b>          | 41 713,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-03-Н</b>          | 39 648,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-03-С</b>          | 46 551,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900x1500      | <b>МЛО-03-КМ</b>         | 77 349,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900x1500      | <b>МЛО-03-Т</b>          | 77 585,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-03-Д</b>          | 123 192,00           |
|    | 2 тумбы<br>(дверка-3 ящика)<br>без стойки и полок        | -                           | -           | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-П б/полок</b>  | 34 279,00            |
|   |  |                             |             | 1220x800x900           | <b>МЛО-03-К б/полок</b>  | 37 465,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-Н б/полок</b>  | 35 164,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-С б/полок</b>  | 42 244,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-КМ б/полок</b> | 72 924,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-Т б/полок</b>  | 73 160,00            |
|   |  |                             |             | 1214x800x900           | <b>МЛО-03-Д б/полок</b>  | 120 419,00           |
|  | 3 тумбы<br>(дверка-3 ящика-дверка)<br>стойка с полками   | +                           | +           | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-П</b>          | 50 504,00            |
|   |  |                             |             | 1820x800x900/1500      | <b>МЛО-05-К</b>          | 54 516,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-Н</b>          | 51 271,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-С</b>          | 62 540,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-КМ</b>         | 108 796,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-Т</b>          | 109 091,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-05-Д</b>          | 179 832,00           |
|  | 3 тумбы<br>(дверка-3 ящика-дверка)<br>без стойки и полок | -                           | -           | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-П б/полок</b>  | 44 309,00            |
|   |  |                             |             | 1820x800x900           | <b>МЛО-05-К б/полок</b>  | 49 029,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-Н б/полок</b>  | 45 135,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-С б/полок</b>  | 56 522,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-КМ б/полок</b> | 102 778,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-Т б/полок</b>  | 103 014,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-05-Д б/полок</b>  | 173 578,00           |
|  | 2 тумбы<br>(дверка-3 ящика)<br>стойка с полками          | +                           | +           | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-П</b>          | 174 286,00           |
|   |  |                             |             | 1820x800x900/1500      | <b>МЛО-07-К</b>          | 47 554,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-Н</b>          | 44 309,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-С</b>          | 55 460,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-КМ</b>         | 101 716,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-Т</b>          | 102 011,00           |
|   |  |                             |             | 1814x800x900/1500      | <b>МЛО-07-Д</b>          | 172 457,00           |
|  | 2 тумбы<br>(дверка-3 ящика)<br>без стойки и полок        | -                           | -           | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-П б/полок</b>  | 37 052,00            |
|   |  |                             |             | 1820x800x900           | <b>МЛО-07-К б/полок</b>  | 42 067,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-Н б/полок</b>  | 38 173,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-С б/полок</b>  | 49 501,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-КМ б/полок</b> | 95 757,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-Т б/полок</b>  | 96 052,00            |
|   |  |                             |             | 1814x800x900           | <b>МЛО-07-Д б/полок</b>  | 166 203,00           |




Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

**Столы лабораторные пристенные с тумбами (продолжение)**

| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов)   |                      |             | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|---|---|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | тумба/ящик                              | стойка с 2-х ярусной | электроблок |                        |                       |                      |
|    | 1 тумба с ящиками<br>Стойка с полками   | +                    | +           | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-П-я            | 31 506,00            |
|   |   |                      |             | 1220x800x750/1350      | МЛО-13-К-я            | 34 810,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Н-я            | 32 745,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-С-я            | 39 707,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-КМ-я           | 70 446,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Т-я            | 70 741,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Д-я            | 117 823,00           |
|    | 1 тумба с ящиками<br>без стойки и полок | -                    | -           | 1214x800x750           | МЛО-13-П-я б/полок    | 26 963,00            |
|   |   |                      |             | 1220x800x750           | МЛО-13-К-я б/полок    | 30 503,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750           | МЛО-13-Н-я б/полок    | 28 261,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750           | МЛО-13-С-я б/полок    | 35 282,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750           | МЛО-13-КМ-я б/полок   | 66 080,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750           | МЛО-13-Т-я б/полок    | 66 375,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750           | МЛО-13-Д-я б/полок    | 113 221,00           |
|    | 1 тумба с дверкой<br>Стойка с полками   | +                    | +           | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-П-д            | 26 845,00            |
|   |   |                      |             | 1220x800x750/1350      | МЛО-13-К-д            | 30 208,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Н-д            | 28 143,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-С-д            | 35 105,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-КМ-д           | 65 844,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Т-д            | 66 080,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Д-д            | 113 044,00           |
|  | 1 тумба с дверкой<br>без стойки и полок | +                    | +           | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-П-д б/полок    | 22 302,00            |
|   |   |                      |             | 1220x800x750/1350      | МЛО-13-К-д б/полок    | 25 842,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Н-д б/полок    | 23 659,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-С-д б/полок    | 30 680,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-КМ-д б/п       | 61 419,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Т-д б/полок    | 61 714,00            |
|   |   |                      |             | 1214x800x750/1350      | МЛО-13-Д-д б/полок    | 108 442,00           |



Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы лабораторные пристенные без тумб

| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов) |                             |             | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа      | Цена отпускная, руб. |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
|   | тумба/ящик                            | стойка с 2-х ярусной полкой | электроблок |                        |                            |                      |
|    | ящик<br>стойка с полками              | +                           | +           | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-П-750</b>        | 23 246,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x800x750/1350       | <b>МЛО-33-К-750</b>        | 25 783,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-Н-750</b>        | 24 485,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-С-750</b>        | 29 441,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-КМ-750</b>       | 52 569,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-Т-750</b>        | 52 746,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750/1350       | <b>МЛО-33-Д-750</b>        | 88 028,00            |
|   | ящик                                  | +                           | +           | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-П-900</b>        | 23 364,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x800x900/1500       | <b>МЛО-33-К-900</b>        | 25 842,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-Н-900</b>        | 24 544,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-С-900</b>        | 29 559,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-КМ-900</b>       | 52 628,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-Т-900</b>        | 52 805,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900/1500       | <b>МЛО-33-Д-900</b>        | 88 087,00            |
|   | ящик<br>без стоек и полки             | -                           | -           | 914x800x750            | <b>МЛО-33-П-750 б/пол</b>  | 18 880,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x800x750            | <b>МЛО-33-К-750 б/пол</b>  | 21 948,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750            | <b>МЛО-33-Н-750 б/пол</b>  | 20 119,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750            | <b>МЛО-33-С-750 б/пол</b>  | 25 134,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750            | <b>МЛО-33-КМ-750 б/пол</b> | 48 262,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750            | <b>МЛО-33-Т-750 б/пол</b>  | 48 439,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x750            | <b>МЛО-33-Д-750 б/пол</b>  | 83 544,00            |
|   | ящик<br>без стоек и полки             | -                           | -           | 914x800x900            | <b>МЛО-33-П-900 б/пол</b>  | 18 939,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x800x900            | <b>МЛО-33-К-900 б/пол</b>  | 22 066,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900            | <b>МЛО-33-Н-900 б/пол</b>  | 20 237,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900            | <b>МЛО-33-С-900 б/пол</b>  | 25 311,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900            | <b>МЛО-33-КМ-900 б/пол</b> | 48 321,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900            | <b>МЛО-33-Т-900 б/пол</b>  | 48 498,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x800x900            | <b>МЛО-33-Д-900 б/пол</b>  | 83 603,00            |
|  | ящик                                  | -                           | -           | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-П-750</b>     | 18 054,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-К-750</b>     | 20 296,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-Н-750</b>     | 19 175,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-С-750</b>     | 23 069,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-КМ-750</b>    | 41 536,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-Т-750</b>     | 41 713,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x750           | <b>МЛО- 33-1-Д-750</b>     | 69 915,00            |
|   | ящик                                  | -                           | -           | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-П-900</b>     | 18 172,00            |
|   |                                       |                             |             | 920x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-К-900</b>     | 20 355,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-Н-900</b>     | 19 234,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-С-900</b>     | 23 128,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-КМ-900</b>    | 41 595,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-Т-900</b>     | 41 772,00            |
|   |                                       |                             |             | 914x 600x900           | <b>МЛО- 33-1-Д-900</b>     | 69 974,00            |
|  | 2 ящика<br>стойка с полками           | +                           | +           | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-П-750</b>        | 27 907,00            |
|   |                                       |                             |             | 1220x800x750/1350      | <b>МЛО-34-К-750</b>        | 31 919,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-Н-750</b>        | 29 264,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-С-750</b>        | 36 167,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-КМ-750</b>       | 66 965,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-Т-750</b>        | 67 201,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x750/1350      | <b>МЛО-34-Д-750</b>        | 114 106,00           |
|   | 2 ящика<br>стойка с полками           | +                           | +           | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-П-900</b>        | 27 966,00            |
|   |                                       |                             |             | 1220x800x900/1500      | <b>МЛО-34-К-900</b>        | 31 978,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-Н-900</b>        | 29 323,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-С-900</b>        | 36 226,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-КМ-900</b>       | 67 024,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-Т-900</b>        | 67 260,00            |
|   |                                       |                             |             | 1214x800x900/1500      | <b>МЛО-34-Д-900</b>        | 114 283,00           |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

**Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)**

| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов)   |                             |             | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |            |
|---|---|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|   | тумба/ящик  | стойка с 2-х ярусной полкой | электроблок |                        |                       |                      |            |
|   | 2 ящика<br>без стойки с полками   | -                           | -           | 1214x800x750           | МЛО-34-П-750 б/пол    | 23 246,00            |            |
|   |   |                             |             | 1220x800x750           | МЛО-34-К-750 б/пол    | 27 376,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x750           | МЛО-34-Н-750 б/пол    | 24 721,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x750           | МЛО-34-С-750 б/пол    | 31 683,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x750           | МЛО-34-КМ-750 б/пол   | 62 481,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x750           | МЛО-34-Т-750 б/пол    | 62 717,00            |            |
|   | 2 ящика<br>без стойки с полками   | -                           | -           | 1214x800x900           | МЛО-34-П-900 б/пол    | 23 423,00            |            |
|   |   |                             |             | 1220x800x900           | МЛО-34-К-900 б/пол    | 27 494,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x900           | МЛО-34-Н-900 б/пол    | 24 780,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x900           | МЛО-34-С-900 б/пол    | 31 860,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x900           | МЛО-34-КМ-900 б/пол   | 62 599,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x900           | МЛО-34-Т-900 б/пол    | 62 835,00            |            |
|   |  | 2 ящика                     | -           | -                      | 1214x600x750          | МЛО-34-1-П-750       | 22 125,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1220x600x750          | МЛО-34-1-К-750       | 24 957,00  |
| 1214x600x750  |   |                             |             |                        | МЛО-34-1-Н-750        | 23 246,00            |            |
| 1214x600x750  |   |                             |             |                        | МЛО-34-1-С-750        | 28 320,00            |            |
| 1214x600x750  |   |                             |             |                        | МЛО-34-1-КМ-750       | 51 389,00            |            |
| 1214x600x750  |   |                             |             |                        | МЛО-34-1-Т-750        | 51 566,00            |            |
| 2 ящика   |   | -                           | -           | 1214x600x900           | МЛО-34-1-П-900        | 22 184,00            |            |
|   |   |                             |             | 1220x600x900           | МЛО-34-1-К-900        | 25 075,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x600x900           | МЛО-34-1-Н-900        | 23 364,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x600x900           | МЛО-34-1-С-900        | 28 379,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x600x900           | МЛО-34-1-КМ-900       | 51 448,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x600x900           | МЛО-34-1-Т-900        | 51 625,00            |            |
|  |   | -                           | -           | -                      | 1214x600x750          | МЛО-41-П             | 15 694,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1220x600x750          | МЛО-41-К             | 18 585,00  |
|   | 1214x600x750  |                             |             |                        | МЛО-41-Н              | 16 933,00            |            |
|   | 1214x600x750  |                             |             |                        | МЛО-41-С              | 21 948,00            |            |
|   | 1214x600x750  |                             |             |                        | МЛО-41-КМ             | 45 017,00            |            |
|   | 1214x600x750  |                             |             |                        | МЛО-41-Т              | 45 194,00            |            |
|   | -   | -                           | -           | -                      | 1214x600x750          | МЛО-41-Д             | 80 181,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x750          | МЛО-42-П             | 16 756,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1220x800x750          | МЛО-42-К             | 20 650,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x750          | МЛО-42-Н             | 18 231,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x750          | МЛО-42-С             | 25 311,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x750          | МЛО-42-КМ            | 56 050,00  |
|   | -   | -                           | -           | -                      | 1214x800x750          | МЛО-42-Т             | 56 286,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x750          | МЛО-42-Д             | 102 719,00 |
|   |   |                             |             |                        | 1214x600x900          | МЛО-43-П             | 15 753,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1220x600x900          | МЛО-43-К             | 18 703,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x600x900          | МЛО-43-Н             | 16 992,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x600x900          | МЛО-43-С             | 22 066,00  |
|   | -   | -                           | -           | -                      | 1214x600x900          | МЛО-43-КМ            | 45 135,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x600x900          | МЛО-43-Т             | 45 312,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x600x900          | МЛО-43-Д             | 80 240,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x900          | МЛО-44-П             | 16 874,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1220x800x900          | МЛО-44-К             | 20 827,00  |
|   |   |                             |             |                        | 1214x800x900          | МЛО-44-Н             | 18 349,00  |
| 1214x800x900  |   |                             |             |                        | МЛО-44-С              | 25 370,00            |            |
| 1214x800x900  |   |                             |             |                        | МЛО-44-КМ             | 56 109,00            |            |
| -   | -   | -                           | -           | 1214x800x900           | МЛО-44-Т              | 56 345,00            |            |
|   |   |                             |             | 1214x800x900           | МЛО-44-Д              | 102 837,00           |            |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)





| <b>Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)</b>                       |                                       |                             |             |                        |                       |                      |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов) |                             |             | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|   | тумба/ящик                            | стойка с 2-х ярусной полкой | электроблок |                        |                       |                      |
|  | 2 ящика                               | -                           | -           | 985x600x750            | <b>МЛО-45-П-750</b>   | 20 650,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x750            | <b>МЛО-45-К-750</b>   | 23 246,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x750            | <b>МЛО-45-С-750</b>   | 25 606,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x750            | <b>МЛО-45-КМ-750</b>  | 44 014,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x750            | <b>МЛО-45-Т-750</b>   | 44 250,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x750            | <b>МЛО-45-Д-750</b>   | 81 479,00            |
|   | 2 ящика                               | -                           | -           | 985x600x900            | <b>МЛО-45-П-900</b>   | 20 768,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x900            | <b>МЛО-45-К-900</b>   | 23 364,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x900            | <b>МЛО-45-С-900</b>   | 25 665,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x900            | <b>МЛО-45-КМ-900</b>  | 44 132,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x900            | <b>МЛО-45-Т-900</b>   | 44 309,00            |
|   |                                       |                             |             | 985x600x900            | <b>МЛО-45-Д-900</b>   | 81 597,00            |
|  | 4 ящика                               | -                           | -           | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-П-750</b>   | 29 559,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-К-750</b>   | 38 940,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-С-750</b>   | 39 471,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-КМ-750</b>  | 76 464,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-Т-750</b>   | 76 759,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x750           | <b>МЛО-46-Д-750</b>   | 132 868,00           |
|   | 4 ящика                               | -                           | -           | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-П-900</b>   | 29 677,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-К-900</b>   | 39 058,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-С-900</b>   | 39 648,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-КМ-900</b>  | 76 582,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-Т-900</b>   | 76 818,00            |
|   |                                       |                             |             | 1935x600x900           | <b>МЛО-46-Д-900</b>   | 133 045,00           |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


### Столы специальные

| Эскиз модели   | Комплектация (включено в цену столов)      | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Стол компьютерный</b>   |  |                        |                       |                      |
|  | полка выдвигаемая под клавиатуру (пластик) | 1214x800x750           | <b>МЛО-49</b>         | 21 240,00            |
| <b>Стол передвижной усиленный для негабаритного оборудования</b> |  |                        |                       |                      |
|  | колесные и фиксирующие опоры               | 2030x1030x900          | <b>МЛО-50</b>         | 42 834,00            |

## Столы-Тумбы

| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов) |                                       | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | тумба/ящик                            | дополнительно (включено в цену стола) |                        |                       |                      |
| <b>Столы-тумбы глубиной 800мм</b>   |                                       |                                       |                        |                       |                      |
|    | дверка левая                          | -                                     | 614x800x900            | МЛО-22-П-д            | 20 001,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-К-д            | 22 243,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Н-д            | 21 771,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-С-д            | 23 895,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-КМ-д           | 39 235,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Т-д            | 39 412,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Д-д            | 63 189,00            |
|    | 3 ящика                               | -                                     | 614x800x900            | МЛО-22-П-я            | 24 780,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-К-я            | 26 904,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Н-я            | 26 432,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-С-я            | 28 615,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-КМ-я           | 43 896,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Т-я            | 44 132,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-Д-я            | 68 027,00            |
| <b>Столы-тумбы глубиной 600мм</b>   |                                       |                                       |                        |                       |                      |
|    | дверка левая                          | -                                     | 614x600x900            | МЛО-22-1-П-д          | 17 818,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-К-д          | 19 529,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Н-д          | 19 588,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-С-д          | 21 122,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-КМ-д         | 33 335,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Т-д          | 33 512,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Д-д          | 52 628,00            |
|  | 3 ящика                               | -                                     | 614x600x900            | МЛО-22-1-П-я          | 23 423,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-К-я          | 25 016,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Н-я          | 25 075,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-С-я          | 26 668,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-КМ-я         | 38 822,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Т-я          | 39 058,00            |
|   |                                       |                                       |                        | МЛО-22-1-Д-я          | 58 410,00            |

## Тумбы подкатные / приставные





| Эскиз модели  | Комплектация (включено в цену столов) |              | Габаритные размеры, мм | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|   | ящики выдвигаемые                     | опоры        |                        |                       |                      |
|  | 3                                     | колесные или | 400x510x520            | МЛО-14                | 12 862,00            |
|   | 2                                     | опоры        | 400x510x520            | МЛО-14-1              | 11 387,00            |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)





**Столы лабораторные для химических исследований (продолжение)**

| Код модели для заказа   | Основание   | Вода | Газ | Электрик<br>а | Габаритные размеры, мм | Назначение               | Цена отпускная<br>руб. |
|---|---|------|-----|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Столы островные 1800</b>   |   |      |     |               |                        |                          |                        |
|    | 6 тумб -<br>по 3 тумбы<br>с обеих сторон<br>(Д-З Я-Д)         | +    | +   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-П</b>          | 106 259,00             |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-К</b>          | 111 097,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-С</b>          | 125 552,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Т</b>          | 203 432,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Т</b>          | 203 432,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Д</b>          | 350 460,00             |
|   |   | +    | -   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-П б/газа</b>   | 93 928,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-К б/газа</b>   | 98 707,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-С б/газа</b>   | 113 221,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-КМ б/газа</b>  | 190 806,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Т б/газа</b>   | 191 101,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Д б/газа</b>   | 337 598,00             |
|   |   | -    | -   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-П б/г,б/в</b>  | 83 898,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-К б/г,б/в</b>  | 88 736,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-С б/г,б/в</b>  | 103 191,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-КМ б/г,б/в</b> | 180 717,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Т б/г,б/в</b>  | 181 071,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-16-Д б/г, б/в</b> | 298 599,00             |
|    |   | -    | -   | -             | 1814x1350x900          | <b>МЛО-16-П б/полок</b>  | 76 818,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900          | <b>МЛО-16-К б/полок</b>  | 81 656,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-16-С б/полок</b>  | 96 288,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-16-КМ б/полок</b> | 173 519,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-16-Т б/полок</b>  | 173 814,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-16-Д б/полок</b>  | 291 460,00             |
|  | 4 тумбы -<br>по 2 тумбы<br>с обеих сторон<br>(дверка-3 ящика) | +    | +   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-П</b>          | 92 571,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-К</b>          | 97 881,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-С</b>          | 112 277,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-КМ</b>         | 189 508,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Т</b>          | 189 803,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Д</b>          | 336 477,00             |
|   |   | +    | -   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-П б/газа</b>   | 80 240,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-К б/газа</b>   | 85 550,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-С б/газа</b>   | 99 946,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-КМ б/газа</b>  | 177 177,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Т б/газа</b>   | 177 472,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Д б/газа</b>   | 323 556,00             |
|   |   | -    | -   | +             | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-П б/г,б/в</b>  | 69 856,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-К б/г,б/в</b>  | 75 579,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-С б/г,б/в</b>  | 89 562,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-КМ б/г,б/в</b> | 166 793,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Т б/г,б/в</b>  | 167 088,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900/1500     | <b>МЛО-17-Д б/г, б/в</b> | 284 380,00             |
|  |   | -    | -   | -             | 1814x1350x900          | <b>МЛО-17-П б/полок</b>  | 67 909,00              |
|   |   |      |     |               | 1820x1350x900          | <b>МЛО-17-К б/полок</b>  | 73 160,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-17-С б/полок</b>  | 87 792,00              |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-17-КМ б/полок</b> | 165 023,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-17-Т б/полок</b>  | 165 318,00             |
|   |   |      |     |               | 1814x1350x900          | <b>МЛО-17-Д б/полок</b>  | 282 551,00             |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы-мойки

| Код модели для заказа                                     | Мойка, кол-во  | Мойка, тип(глубина,мм) | Наличие сушилки  | Держатели,шт.    | Габаритные размеры, мм | Материал рабочей поверхности | Цена отпускная, руб. |                  |                   |           |
|---|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>Столы-мойки пристенные 600</b>                         |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | 1              | НС(150мм)              | 1                | 18               | 614x800x900/1500       | МЛО-01-П                     | 29 854,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-01-К                     | 31 152,00            |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-01-С               |                  |                  |                        | 34 043,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-01-КМ              |                  |                  |                        | 48 498,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-01-Т               |                  |                  |                        | 48 852,00                    |                      |                  |                   |           |
|   | Дюркон (200мм) | МЛО-01Д                | 128 974,00       |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | 1              | НС (150 мм)            |                  |                  |                        | 614x800x900                  | МЛО-01-П б/с         | 26 314,00        |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              | МЛО-01-К б/с         | 29 441,00        |                   |           |
|   |                | МЛО-01-КМ б/с          |                  |                  |                        |                              | 42 598,00            |                  |                   |           |
|   |                | 614x600x900            |                  |                  |                        |                              | МЛО-01-П у б/с       | 23 954,00        |                   |           |
| ПП (300мм)  |                | 1                      |                  |                  |                        |                              | 18                   | 614x800x900/1500 | МЛО-01-03-П       | 54 811,00 |
|   | МЛО-01-03-К    |                        | 56 109,00        |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | МЛО-01-03-С    |                        | 58 941,00        |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
| ПП (300мм)  | -              | -                      | 614x800x900/1500 | МЛО-01-03-КМ     | 73 691,00              |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  | МЛО-01-03-Т      | 74 045,00              |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  | МЛО-01-03-П б/с  | 53 159,00              |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  | МЛО-01-03-К б/с  | 54 398,00              |                              |                      |                  |                   |           |
| ПП (300мм)  | -              | -                      | 614x800x900/1500 | МЛО-01-03-С б/с  | 57 702,00              |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  | МЛО-01-03-КМ б/с | 72 157,00              |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  | МЛО-01-03-Т б/с  | 72 511,00              |                              |                      |                  |                   |           |
| <b>Столы-мойки островные 600</b>                          |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | 2              | НС (150 мм)            | 2                | 18x2             | 614x1350x900/1500      | МЛО-18-П                     | 50 799,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-18-С                     | 53 808,00            |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-18-КМ              |                  |                  |                        | 78 647,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-18-Т               |                  |                  |                        | 78 942,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | Дюркон (200мм)         |                  |                  |                        | МЛО-18Д                      | 232 578,00           |                  |                   |           |
|   | 2              | ПП (300мм)             | 2                | 18x2             | 614x1350x900/1500      | МЛО-18-03                    | 101 126,00           |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-18-03-С                  | 104 194,00           |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-18-03-КМ           |                  |                  |                        | 128 974,00                   |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-18-03-Т            |                  |                  |                        | 129 328,00                   |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
| <b>Столы-мойки универсальные 1350</b>                     |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | 2              | НС (150 мм)            | 1                | 18               | 1350x800x900/1500      | МЛО-21-П                     | 49 324,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-К                     | 52 864,00            |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-21-С               |                  |                  |                        | 57 702,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-21-КМ              |                  |                  |                        | 89 916,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-21-Т               |                  |                  |                        | 90 270,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                | Дюркон (200мм)         |                  |                  |                        | МЛО-21-Д                     | 253 582,00           |                  |                   |           |
|   |                | НС (150 мм)            |                  |                  |                        | -                            | -                    | 1350x800x900     | МЛО-21-П б/с,б/п  | 42 952,00 |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  | МЛО-21-К б/с,б/п  | 46 728,00 |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  | МЛО-21-С б/с,б/п  | 51 507,00 |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  | МЛО-21-КМ б/с,б/п | 83 721,00 |
|   | Дюркон (200мм) | -                      | -                | 1350x800x900     | МЛО-21-Т б/с,б/п       | 84 075,00                    |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  | МЛО-21-Д б/с,б/п       | 245 676,00                   |                      |                  |                   |           |
|   | 2              | ПП (300мм)             | 1                | 18               | 1350x800x900/1500      | МЛО-21-03-П                  | 99 710,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-03-С                  | 108 088,00           |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-21-03-КМ           |                  |                  |                        | 140 302,00                   |                      |                  |                   |           |
|   |                | МЛО-21-03-Т            |                  |                  |                        | 140 656,00                   |                      |                  |                   |           |
|   | 2              | ПП (300мм)             | -                | -                | 1350x800x900           | МЛО-21-03-П б/с,б/п          | 93 338,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-03-С б/с,б/п          | 101 952,00           |                  |                   |           |
| МЛО-21-03-КМ б/с,б/п                                      |                | 134 107,00             |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
| МЛО-21-03-Т б/с,б/п                                       |                | 134 461,00             |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
| <b>Столы-мойки универсальные 1214 без полок и сушилок</b> |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   | 2              | НС (150мм)             | -                | -                | 1214x600x900           | МЛО-21-05-П                  | 39 530,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-05-С                  | 45 312,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-05-КМ                 | 67 260,00            |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        | МЛО-21-05-Т                  | 67 555,00            |                  |                   |           |
|   | 1              | НС (150 мм)            |                  |                  | -                      | -                            | 1214x600x900         | МЛО-21-051-П     | 31 978,00         |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      | МЛО-21-051-С     | 37 819,00         |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      | МЛО-21-051-КМ    | 59 649,00         |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      | МЛО-21-051-Т     | 60 003,00         |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |
|   |                |                        |                  |                  |                        |                              |                      |                  |                   |           |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

**Шкафы лабораторные специальные**

| Габаритные размеры, мм  | Верхняя часть шкафа |          | Дополнительное оснащение                                      | Код модели для заказа | Цена отпускная, руб. |
|---|---------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|
|   | двери               | материал |   |                       |                      |
| <b>Шкаф лабораторный для проб</b>   |                     |          |   |                       |                      |
| 800x560x1800  | <b>2 двери</b>      | металл   | 2 металлические полки с ячейками (109x110 по 28 шт 3 сетки)   | <b>МЛО-27-1</b>       | <b>44 132,00</b>     |
| <b>Шкаф лабораторный для дезинфекции одежды</b>                           |                     |          |   |                       |                      |
| 800x560x1800  | 2 двери             | металл   | облучатель бактерицидный встроенный - 1 шт; таймер(1-999 сек) | <b>МЛО-47</b>         | <b>45 253,00</b>     |
| <b>Шкаф лабораторный дезинфекционный для хранения посуды и материалов</b> |                     |          |   |                       |                      |
| 800x560x1800  | 2 двери             | металл   | облучатель бактерицидный встроенный - 2 шт; таймер(1-999 сек) | <b>МЛО-48</b>         | <b>55 873,00</b>     |


**Шкафы вытяжные цельнометаллические**

| Основание                  | Слив.рак/ мойка            | Газ | Вода | Электрика        | Материал рабочей поверхности | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб. |
|----------------------------|----------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900x780x2300мм</b>      |                            |     |      |                  |                              |                       |                      |
| Тумба<br>2-х створчатая    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-39                | 80 181,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39 б/г            | 76 759,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39.1              | 69 915,00            |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | Слопласт                     | МЛО-39-С              | 93 102,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-С б/г          | 89 621,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39.1-С            | 74 812,00            |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамика монолит             | МЛО-39-КМ             | 109 327,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-КМ б/г         | 105 905,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39.1-КМ           | 91 037,00            |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | Треспа                       | МЛО-39-Т              | 109 681,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-Т б/г          | 106 259,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39.1-Т            | 91 450,00            |
|                            | слив.раковина Дюркон       | +   | +    | +                | Дюркон                       | МЛО-39-Д              | 170 038,00           |
|                            | слив.раковина Дюркон       | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-Д б/г          | 166 439,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39.1-Д            | 128 679,00           |
|                            | мойка НС - 1 шт.           | -   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-39-011            | 78 942,00            |
|                            | мойка НС - 1 шт.           | -   | +    | +                | Слопласт                     | МЛО-39-011-С          | 84 488,00            |
| мойка НС - 1 шт.           | -                          | +   | +    | керамика монолит | МЛО-39-011-КМ                | 100 064,00            |                      |
| мойка Дюркон (200) - 1 шт. | -                          | +   | +    | Дюркон           | МЛО-39-011-Д                 | 217 710,00            |                      |
| каркас<br>металлический    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-39-02             | 73 042,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-02 б/г         | 69 620,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39-021            | 62 599,00            |
| каркас<br>металлический    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамика монолит             | МЛО-39-02-КМ          | 94 164,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-39-02-КМ б/г      | 90 742,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-39-021-КМ         | 83 721,00            |
| <b>1200x780x2300</b>       |                            |     |      |                  |                              |                       |                      |
| Тумба<br>2-х створчатая    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-10                | 88 441,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10 б/г            | 84 665,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10.1              | 77 998,00            |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | Слопласт                     | МЛО-10-С              | 103 781,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-С б/г          | 91 804,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10.1-С            | 85 314,00            |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамика монолит             | МЛО-10-КМ             | 133 576,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-КМ б/г         | 122 897,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10.1-КМ           | 116 407,00           |
|                            | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | Треспа                       | МЛО-10-Т              | 133 930,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-Т б/г          | 123 251,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10.1-Т            | 116 761,00           |
|                            | слив.раковина Дюркон       | +   | +    | +                | Дюркон                       | МЛО-10-Д              | 201 957,00           |
|                            | слив.раковина Дюркон       | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-Д б/г          | 198 299,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10.1-Д            | 164 020,00           |
|                            | мойки НС - 2 шт.           | -   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-10-01             | 94 990,00            |
|                            | мойки НС - 2 шт.           | -   | +    | +                | керамика монолит             | МЛО-10-01-КМ          | 122 838,00           |
|                            | мойки Дюркон (200) - 2 шт. | -   | +    | +                | Дюркон                       | МЛО-10-01-Д           | 336 831,00           |
|                            | мойка НС - 1 шт.           | -   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-10-011            | 86 435,00            |
| мойка НС - 1 шт.           | -                          | +   | +    | керамика монолит | МЛО-10-011-КМ                | 114 342,00            |                      |
| мойка Дюркон (200) - 1 шт. | -                          | +   | +    | Дюркон           | МЛО-10-011-Д                 | 251 517,00            |                      |
| каркас<br>металлический    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамогр.плитка              | МЛО-10-02             | 79 709,00            |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-02 б/г         | 75 933,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10-021            | 69 030,00            |
|                            | -                          | -   | -    | +                | Слопласт                     | МЛО-10-021С           | 85 904,00            |
| каркас<br>металлический    | слив.раковина НС           | +   | +    | +                | керамика монолит             | МЛО-10-02-КМ          | 107 852,00           |
|                            | слив.раковина НС           | -   | +    | +                |                              | МЛО-10-02-КМ б/г      | 104 076,00           |
|                            | -                          | -   | -    | +                |                              | МЛО-10-021-КМ         | 97 114,00            |


| 1500x780x2300                      |                           |   |   |                  |                  |                  |            |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| Тумба<br>3-х створчатая            | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамогр.плитка  | МЛО-11           | 97 940,00  |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11 б/г       | 93 279,00  |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11.1         | 87 379,00  |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | Слопласт         | МЛО-11-С         | 114 755,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11-С б/г     | 111 333,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11.1-С       | 95 639,00  |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамика монолит | МЛО-11-КМ        | 153 459,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11-КМ б/г    | 141 364,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11.1-КМ      | 125 729,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | Треспа           | МЛО-11-Т         | 153 813,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11-Т б/г     | 141 718,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11.1-Т       | 126 083,00 |
|                                    | слив.раковина Дюркон      | + | + | +                | Дюркон           | МЛО-11-Д         | 229 569,00 |
|                                    | слив.раковина Дюркон      | - | + | +                |                  | МЛО-11-Д б/г     | 226 088,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11.1-Д       | 191 278,00 |
|                                    | мойки НС - 2 шт.          | - | + | +                | керамогр.плитка  | МЛО-11-01        | 104 371,00 |
| мойки НС - 2 шт.                   | -                         | + | + | керамика монолит | МЛО-11-01-КМ     | 139 653,00       |            |
| мойки Дюркон (200)- 2 шт.          | -                         | + | + | Дюркон           | МЛО-11-01-Д      | 355 239,00       |            |
| Тумба<br>3-х створчатая            | мойка НС - 1 шт.          | - | + | +                | керамогр.плитка  | МЛО-11-011       | 96 347,00  |
|                                    | мойка НС - 1 шт.          | - | + | +                | керамика монолит | МЛО-11-011-КМ    | 131 629,00 |
|                                    | мойка Дюркон (200)- 1 шт. | - | + | +                | Дюркон           | МЛО-11-011-Д     | 274 468,00 |
| каркас<br>металлический            | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамогр.плитка  | МЛО-11-02        | 86 317,00  |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11-02 б/г    | 82 659,00  |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11-021       | 75 697,00  |
| каркас<br>металлический            | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамика монолит | МЛО-11-02-КМ     | 121 599,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-11-02-КМ б/г | 117 941,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-11-021-КМ    | 110 979,00 |
| 1800x780x2300                      |                           |   |   |                  |                  |                  |            |
| Тумба<br>2-х створчатая<br>- 2 шт. | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамогр.плитка  | МЛО-40           | 133 045,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-40 б/г       | 129 800,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-40.1         | 122 838,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | Слопласт         | МЛО-40-С         | 148 916,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-40-С б/г     | 144 255,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-40.1-С       | 128 974,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | керамика монолит | МЛО-40-КМ        | 184 552,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-40-КМ б/г    | 179 773,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-40.1-КМ      | 164 551,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | + | + | +                | Треспа           | МЛО-40-Т         | 184 906,00 |
|                                    | слив.раковина НС          | - | + | +                |                  | МЛО-40-Т б/г     | 180 127,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-40.1-Т       | 164 964,00 |
|                                    | слив.раковина Дюркон      | + | + | +                | Дюркон           | МЛО-40-Д         | 291 755,00 |
|                                    | слив.раковина Дюркон      | - | + | +                |                  | МЛО-40-Д б/г     | 287 389,00 |
|                                    | -                         | - | - | +                |                  | МЛО-40.1-Д       | 253 582,00 |
|                                    | каркас<br>металлический   | - | - | -                | +                | керамогр.плитка  | МЛО-40.021 |
| каркас<br>металлический            | -                         | - | - | +                | керамика монолит | МЛО-40.021-КМ    | 150 745,00 |
| каркас<br>металлический            | -                         | - | + | +                | керамика монолит | МЛО-40.021-КМ в  | 159 772,00 |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


При полном подъеме стекла, оно выступает вверх за габариты шкафа приibl. На 350мм




**МЛО-10**




**МЛО-10-01**




**МЛО-10-011**




**МЛО-10-02**




**МЛО-10-021**




**МЛО-11**




**МЛО-11-01**




**МЛО-11-011**




**МЛО-11-02**




**МЛО-11-021**




**МЛО-39**




**МЛО-39-011**



**МЛО-39-02**



**МЛО-39-021**




**МЛО-40**


| <b>Шкафы вытяжные цельнометаллические специальные</b>                  |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
|--|---|-----------------------------------|-----|------|------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|
| Габаритные размеры, мм   | Основание   | Слив.рак                          | Газ | Вода | Электрик а | Светильник                            | Дополнительно   | Код модели для заказа                          | Отпускная цена, руб. |
| <b>для муфельных печей</b>   |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| (рабочая поверхность-керамогранитная плитка: подъемное стекло есть)    |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 900x780x2300   | каркас<br>металлический                               | -                                 | -   | -    | -          | +                                     | увеличен внутр.объем<br>раб камеры  | МЛО-39-03                                      | 57 525,00            |
| 1200x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | +          | +                                     |   | МЛО-39-03(Э638)                                | 58 351,00            |
| 1500x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | -          | +                                     |   | МЛО-10-03                                      | 63 366,00            |
| 1800x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | -          | +                                     |   | МЛО-11-03                                      | 69 266,00            |
| 900x780x2300   | каркас<br>металлический                               | -                                 | -   | -    | -          | +                                     | увеличен внутр.объем<br>раб камеры  | МЛО-40-03                                      | 97 822,00            |
| 1200x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | -          | +                                     |   | МЛО-39-03-КМ                                   | 78 706,00            |
| 1500x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | -          | +                                     |   | МЛО-10-03-КМ                                   | 91 450,00            |
| 1800x780x2300  |   | -                                 | -   | -    | -          | +                                     |   | МЛО-11-03-КМ                                   | 104 607,00           |
| <b>со взрывозащищенным светильником</b>                                |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| (рабочая поверхность-керамогранитная плитка)                           |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1200x780x2300  | Тумба<br>2-х створчатая                               | НС                                | -   | +    | +          | взрывозащищенный                      |   | МЛО-10Б (Э519)                                 | 93 869,00            |
| 1500x780x2300  |   | Тумба<br>3-х створчатая           | НС  | -    | -          |                                       |   | +  | МЛО-10Б (Э1003)      |
|  | НС  |                                   | +   | +    | -          |                                       |   | МЛО-11Б (Э201)                                 | 110 861,00           |
|  |   | -                                 | -   | -    | -          |                                       |   | МЛО-11Б (Э550)                                 | 96 642,00            |
|  |   | НС                                | -   | +    | -          | МЛО-11Б (Э712)                        | 103 545,00  |  |                      |
| (рабочая поверхность-Дюркон)   |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1500x780x2300  | Тумба<br>3-х створчатая                               | мойки<br>Дюркон<br>(200)- 2<br>шт | -   | +    | -          | взрывозащищенный                      | МЛО-11-01ДБ<br>(Э799)   | 357 717,00                                     |                      |
| <b>с рабочей камерой (внутренняя поверхность) из нержавеющей стали</b> |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| (принудительной вентиляции в нижней тумбе нет)                         |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1500x780x2300  | Тумба<br>3-х створчатая                               | НС                                | +   | +    | +          | столешница-<br>керамогранитная плитка |   | МЛО-11-Н (694)                                 | 117 705,00           |
|  |   | -                                 | -   | -    | +          |                                       |   | +  | МЛО-11.1-Н (744)     |
| <b>с титровой установкой</b>   |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| (рабочая поверхность-керамогранитная плитка)                           |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1200x780x2300  | Тумба<br>2-х створчатая                               | -                                 | -   | -    | -          | +                                     | 4 стойки; на каждой<br>стойке по 2 зажима.  | МЛО-10.1 с<br>титровой<br>установкой (Э835)    | 94 990,00            |
| 1500x780x2300  | каркас<br>металлический                               | -                                 | -   | -    | -          | +                                     | 4 стойки; на каждой<br>стойке по 2 зажима.  | МЛО-11-021 с<br>титровой<br>установкой (Э1046) | 89 090,00            |
| <b>для анализа парафинов</b>   |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1500x780x2450  | низкая<br>столешница;<br>нижние дверки -<br>стекло    | НС                                | -   | +    | -          | -                                     | отсек для вакуумного<br>насоса и криостата;<br>штативная стенка из<br>НС с держателями для<br>колонок | МЛО-11П  | 202 429,00           |
| <b>с нагревательной плитой</b>   |   |                                   |     |      |            |                                       |   |  |                      |
| 1500x780x2450  | рабочая камера -<br>металл,<br>столешница -<br>Дюркон | -                                 | -   | -    | +          | +                                     | Плита нагревательная<br>стеклокерамическая с<br>сенсорным<br>управлением                              | МЛО-11.1Д (Э890)                               | 250 691,00           |

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


**В шкафах с раб. камерой из Треспа, Слопласт, нержавеющей стали вентиляции в нижней тумбе нет.**



МЛО-39-03



МЛО-10-03



МЛО-11-03

## Дополнительное оборудование

### Блок настольный для титрования

| Габаритные размеры, мм | Держатели для бюреток,шт | Табло   | Код модели для заказа | Цена отпускная , руб. |
|------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1160x250x800           | 10 (на 5 направляющих)   | Табло металлическое с подсветкой; выключатель | <b>МЛО-19</b>         | <b>28 674,00</b>      |
| 860x250x800            | 6 (на 3 направляющих)    | Табло металлическое с подсветкой; выключатель | <b>МЛО-20</b>         | <b>21 535,00</b>      |

### Зонд подвесной

| Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубкa,мм | Светильник                    | Дополнительно                          | Код модели для заказа | Цена отпускная , руб. |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1200x800x300           | 200                 | люминесцентный с выключателем | тросы с комплектом крепежа для подвеса | <b>МЛО-60</b>         | <b>17 287,00</b>      |

### Сушилки навесные

| Габаритные размеры, мм | Материал поверхности панели | Описание краткое           | Код модели для заказа | Цена отпускная , руб. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 590x530x130            | пластик                     | 18 штырьков из полистирола | <b>НЛО-900-01П</b>    | <b>3 304,00</b>       |
| 590x530x130            | Слопласт                    | 18 штырьков из полистирола | <b>НЛО-900-01С</b>    | <b>4 838,00</b>       |
| 590x530x130            | Треспa                      | 18 штырьков из полистирола | <b>НЛО-900-01Т</b>    | <b>7 316,00</b>       |

### Поддоны

|            |                |                    |                 |
|------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 444x343x20 | Из полистирола | <b>СЛО-910-000</b> | <b>1 003,00</b> |
|------------|----------------|--------------------|-----------------|

### Полка навесная под дистиллятор

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| 400x400x500 | размер полки (основания) 400x400x16, крепление-настенное | <b>8 437,00</b> |
|-------------|--|-----------------|

### Подставка под системный блок

|             |                    |                   |                 |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 550x262x140 | на колесных опорах | <b>НЛО-67.713</b> | <b>3 245,00</b> |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|