



ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

(Звонок по России бесплатный)

zakaz@labstol.ru

+7 495 765-49-21

(Москва и Московская область)

www.labstol.ru

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "МЛО"

ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 января 2018 года

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

П -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.
С -	Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья и имеет сходные общие свойства
Т -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
К -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl.
КМ -	Плита монолитная бесшовная из керамогранита
Д -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
М -	Мрамор
Г -	Гранит







Типы и размеры моек и сливных раковин

Столы химические с раб.пов-ю П,К,С,Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Столы химические с раб.пов-ю Д	сливная раковина,	мод CS-12	внутр.размеры
Столы-мойки с раб.пов-ю П,К, С, Т	мойка, нержав.сталь	MNB	внутр.размеры
	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры
Столы-мойки с поверх-ю Д	мойка, Дюркон	мод L-20	внутр.размеры
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с	сливная раковина,	мод CS-12	внутр.размеры
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с	сливная раковина,	MNB	внутр.размеры
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с	мойка Дюркон	мод L-20	внутр.размеры
Шкафы вытяжные с рабочей камерой из нержавеющей стали	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм

ВНИМАНИЕ!





Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ** входят.

Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

Столы лабораторные пристенные с тумбами						
Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	2 тумбы (дверка-3 ящика) стойка с полками	+	+	1214x800x900/1500	МЛО-03-П	38 704,00
				1220x800x900/1500	МЛО-03-К	41 713,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-Н	39 648,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-С	46 551,00
				1214x800x900x1500	МЛО-03-КМ	77 349,00
				1214x800x900x1500	МЛО-03-Т	77 585,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-Д	123 192,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) без стойки и полок	-	-	1214x800x900	МЛО-03-П б/полок	34 279,00
				1220x800x900	МЛО-03-К б/полок	37 465,00
				1214x800x900	МЛО-03-Н б/полок	35 164,00
				1214x800x900	МЛО-03-С б/полок	42 244,00
				1214x800x900	МЛО-03-КМ б/полок	72 924,00
				1214x800x900	МЛО-03-Т б/полок	73 160,00
				1214x800x900	МЛО-03-Д б/полок	120 419,00
	3 тумбы (дверка-3 ящика-дверка) стойка с полками	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-05-П	50 504,00
				1820x800x900/1500	МЛО-05-К	54 516,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Н	51 271,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-С	62 540,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-КМ	108 796,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Т	109 091,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Д	179 832,00
	3 тумбы (дверка-3 ящика-дверка) без стойки и полок	-	-	1814x800x900	МЛО-05-П б/полок	44 309,00
				1820x800x900	МЛО-05-К б/полок	49 029,00
				1814x800x900	МЛО-05-Н б/полок	45 135,00
				1814x800x900	МЛО-05-С б/полок	56 522,00
				1814x800x900	МЛО-05-КМ б/полок	102 778,00
				1814x800x900	МЛО-05-Т б/полок	103 014,00
				1814x800x900	МЛО-05-Д б/полок	173 578,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) стойка с полками	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-07-П	174 286,00
				1820x800x900/1500	МЛО-07-К	47 554,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-Н	44 309,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-С	55 460,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-КМ	101 716,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-Т	102 011,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-Д	172 457,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) без стойки и полок	-	-	1814x800x900	МЛО-07-П б/полок	37 052,00
				1820x800x900	МЛО-07-К б/полок	42 067,00
				1814x800x900	МЛО-07-Н б/полок	38 173,00
				1814x800x900	МЛО-07-С б/полок	49 501,00
				1814x800x900	МЛО-07-КМ б/полок	95 757,00
				1814x800x900	МЛО-07-Т б/полок	96 052,00
				1814x800x900	МЛО-07-Д б/полок	166 203,00




Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные пристенные с тумбами (продолжение)

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной	электроблок			
	1 тумба с ящиками Стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-я	31 506,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-я	34 810,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-я	32 745,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-я	39 707,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-я	70 446,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-я	70 741,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-я	117 823,00
	1 тумба с ящиками без стойки и полок	-	-	1214x800x750	МЛО-13-П-я б/полок	26 963,00
				1220x800x750	МЛО-13-К-я б/полок	30 503,00
				1214x800x750	МЛО-13-Н-я б/полок	28 261,00
				1214x800x750	МЛО-13-С-я б/полок	35 282,00
				1214x800x750	МЛО-13-КМ-я б/полок	66 080,00
				1214x800x750	МЛО-13-Т-я б/полок	66 375,00
				1214x800x750	МЛО-13-Д-я б/полок	113 221,00
	1 тумба с дверкой Стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-д	26 845,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-д	30 208,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-д	28 143,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-д	35 105,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-д	65 844,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-д	66 080,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-д	113 044,00
	1 тумба с дверкой без стойки и полок	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-д б/полок	22 302,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-д б/полок	25 842,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-д б/полок	23 659,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-д б/полок	30 680,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-д б/п	61 419,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-д б/полок	61 714,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-д б/полок	108 442,00



Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные пристенные без тумб

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	ящик стойка с полками	+	+	914x800x750/1350	МЛО-33-П-750	23 246,00
				920x800x750/1350	МЛО-33-К-750	25 783,00
				914x800x750/1350	МЛО-33-Н-750	24 485,00
				914x800x750/1350	МЛО-33-С-750	29 441,00
				914x800x750/1350	МЛО-33-КМ-750	52 569,00
				914x800x750/1350	МЛО-33-Т-750	52 746,00
				914x800x750/1350	МЛО-33-Д-750	88 028,00
	ящик	+	+	914x800x900/1500	МЛО-33-П-900	23 364,00
				920x800x900/1500	МЛО-33-К-900	25 842,00
				914x800x900/1500	МЛО-33-Н-900	24 544,00
				914x800x900/1500	МЛО-33-С-900	29 559,00
				914x800x900/1500	МЛО-33-КМ-900	52 628,00
				914x800x900/1500	МЛО-33-Т-900	52 805,00
				914x800x900/1500	МЛО-33-Д-900	88 087,00
	ящик без стоек и полки	-	-	914x800x750	МЛО-33-П-750 б/пол	18 880,00
				920x800x750	МЛО-33-К-750 б/пол	21 948,00
				914x800x750	МЛО-33-Н-750 б/пол	20 119,00
				914x800x750	МЛО-33-С-750 б/пол	25 134,00
				914x800x750	МЛО-33-КМ-750 б/пол	48 262,00
				914x800x750	МЛО-33-Т-750 б/пол	48 439,00
				914x800x750	МЛО-33-Д-750 б/пол	83 544,00
	ящик без стоек и полки	-	-	914x800x900	МЛО-33-П-900 б/пол	18 939,00
				920x800x900	МЛО-33-К-900 б/пол	22 066,00
				914x800x900	МЛО-33-Н-900 б/пол	20 237,00
				914x800x900	МЛО-33-С-900 б/пол	25 311,00
				914x800x900	МЛО-33-КМ-900 б/пол	48 321,00
				914x800x900	МЛО-33-Т-900 б/пол	48 498,00
				914x800x900	МЛО-33-Д-900 б/пол	83 603,00
	ящик	-	-	914x 600x750	МЛО- 33-1-П-750	18 054,00
				920x 600x750	МЛО- 33-1-К-750	20 296,00
				914x 600x750	МЛО- 33-1-Н-750	19 175,00
				914x 600x750	МЛО- 33-1-С-750	23 069,00
				914x 600x750	МЛО- 33-1-КМ-750	41 536,00
				914x 600x750	МЛО- 33-1-Т-750	41 713,00
				914x 600x750	МЛО- 33-1-Д-750	69 915,00
	ящик	-	-	914x 600x900	МЛО- 33-1-П-900	18 172,00
				920x 600x900	МЛО- 33-1-К-900	20 355,00
				914x 600x900	МЛО- 33-1-Н-900	19 234,00
				914x 600x900	МЛО- 33-1-С-900	23 128,00
				914x 600x900	МЛО- 33-1-КМ-900	41 595,00
				914x 600x900	МЛО- 33-1-Т-900	41 772,00
				914x 600x900	МЛО- 33-1-Д-900	69 974,00
	2 ящика стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-34-П-750	27 907,00
				1220x800x750/1350	МЛО-34-К-750	31 919,00
				1214x800x750/1350	МЛО-34-Н-750	29 264,00
				1214x800x750/1350	МЛО-34-С-750	36 167,00
				1214x800x750/1350	МЛО-34-КМ-750	66 965,00
				1214x800x750/1350	МЛО-34-Т-750	67 201,00
				1214x800x750/1350	МЛО-34-Д-750	114 106,00
	2 ящика стойка с полками	+	+	1214x800x900/1500	МЛО-34-П-900	27 966,00
				1220x800x900/1500	МЛО-34-К-900	31 978,00
				1214x800x900/1500	МЛО-34-Н-900	29 323,00
				1214x800x900/1500	МЛО-34-С-900	36 226,00
				1214x800x900/1500	МЛО-34-КМ-900	67 024,00
				1214x800x900/1500	МЛО-34-Т-900	67 260,00
				1214x800x900/1500	МЛО-34-Д-900	114 283,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.	
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок				
	2 ящика без стойки с полками	-	-	1214x800x750	МЛО-34-П-750 б/пол	23 246,00	
				1220x800x750	МЛО-34-К-750 б/пол	27 376,00	
				1214x800x750	МЛО-34-Н-750 б/пол	24 721,00	
				1214x800x750	МЛО-34-С-750 б/пол	31 683,00	
				1214x800x750	МЛО-34-КМ-750 б/пол	62 481,00	
				1214x800x750	МЛО-34-Т-750 б/пол	62 717,00	
	2 ящика без стойки с полками	-	-	1214x800x900	МЛО-34-П-900 б/пол	23 423,00	
				1220x800x900	МЛО-34-К-900 б/пол	27 494,00	
				1214x800x900	МЛО-34-Н-900 б/пол	24 780,00	
				1214x800x900	МЛО-34-С-900 б/пол	31 860,00	
				1214x800x900	МЛО-34-КМ-900 б/пол	62 599,00	
				1214x800x900	МЛО-34-Т-900 б/пол	62 835,00	
		2 ящика	-	-	1214x600x750	МЛО-34-1-П-750	22 125,00
					1220x600x750	МЛО-34-1-К-750	24 957,00
1214x600x750					МЛО-34-1-Н-750	23 246,00	
1214x600x750					МЛО-34-1-С-750	28 320,00	
1214x600x750					МЛО-34-1-КМ-750	51 389,00	
1214x600x750					МЛО-34-1-Т-750	51 566,00	
2 ящика		-	-	1214x600x900	МЛО-34-1-П-900	22 184,00	
				1220x600x900	МЛО-34-1-К-900	25 075,00	
				1214x600x900	МЛО-34-1-Н-900	23 364,00	
				1214x600x900	МЛО-34-1-С-900	28 379,00	
				1214x600x900	МЛО-34-1-КМ-900	51 448,00	
				1214x600x900	МЛО-34-1-Т-900	51 625,00	
		-	-	-	1214x600x750	МЛО-41-П	15 694,00
					1220x600x750	МЛО-41-К	18 585,00
	1214x600x750				МЛО-41-Н	16 933,00	
	1214x600x750				МЛО-41-С	21 948,00	
	1214x600x750				МЛО-41-КМ	45 017,00	
	1214x600x750				МЛО-41-Т	45 194,00	
	-	-	-	1214x600x750	МЛО-41-Д	80 181,00	
				1214x800x750	МЛО-42-П	16 756,00	
				1220x800x750	МЛО-42-К	20 650,00	
				1214x800x750	МЛО-42-Н	18 231,00	
				1214x800x750	МЛО-42-С	25 311,00	
				1214x800x750	МЛО-42-КМ	56 050,00	
	-	-	-	1214x800x750	МЛО-42-Т	56 286,00	
				1214x800x750	МЛО-42-Д	102 719,00	
				1214x600x900	МЛО-43-П	15 753,00	
				1220x600x900	МЛО-43-К	18 703,00	
				1214x600x900	МЛО-43-Н	16 992,00	
				1214x600x900	МЛО-43-С	22 066,00	
	-	-	-	1214x600x900	МЛО-43-КМ	45 135,00	
				1214x600x900	МЛО-43-Т	45 312,00	
				1214x600x900	МЛО-43-Д	80 240,00	
				1214x800x900	МЛО-44-П	16 874,00	
				1220x800x900	МЛО-44-К	20 827,00	
				1214x800x900	МЛО-44-Н	18 349,00	
1214x800x900				МЛО-44-С	25 370,00		
1214x800x900				МЛО-44-КМ	56 109,00		
-	-	-	1214x800x900	МЛО-44-Т	56 345,00		
			1214x800x900	МЛО-44-Д	102 837,00		





Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)						
Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	2 ящика	-	-	985x600x750	МЛО-45-П-750	20 650,00
				985x600x750	МЛО-45-К-750	23 246,00
				985x600x750	МЛО-45-С-750	25 606,00
				985x600x750	МЛО-45-КМ-750	44 014,00
				985x600x750	МЛО-45-Т-750	44 250,00
				985x600x750	МЛО-45-Д-750	81 479,00
	2 ящика	-	-	985x600x900	МЛО-45-П-900	20 768,00
				985x600x900	МЛО-45-К-900	23 364,00
				985x600x900	МЛО-45-С-900	25 665,00
				985x600x900	МЛО-45-КМ-900	44 132,00
				985x600x900	МЛО-45-Т-900	44 309,00
				985x600x900	МЛО-45-Д-900	81 597,00
	4 ящика	-	-	1935x600x750	МЛО-46-П-750	29 559,00
				1935x600x750	МЛО-46-К-750	38 940,00
				1935x600x750	МЛО-46-С-750	39 471,00
				1935x600x750	МЛО-46-КМ-750	76 464,00
				1935x600x750	МЛО-46-Т-750	76 759,00
				1935x600x750	МЛО-46-Д-750	132 868,00
	4 ящика	-	-	1935x600x900	МЛО-46-П-900	29 677,00
				1935x600x900	МЛО-46-К-900	39 058,00
				1935x600x900	МЛО-46-С-900	39 648,00
				1935x600x900	МЛО-46-КМ-900	76 582,00
				1935x600x900	МЛО-46-Т-900	76 818,00
				1935x600x900	МЛО-46-Д-900	133 045,00


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы специальные				
Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)	Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
Стол компьютерный				
	полка выдвигаемая под клавиатуру (пластик)	1214x800x750	МЛО-49	21 240,00
Стол передвижной усиленный для негабаритного оборудования				
	колесные и фиксирующие опоры	2030x1030x900	МЛО-50	42 834,00

Столы-Тумбы






Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)		Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	дополнительно (включено в цену стола)			
Столы-тумбы глубиной 800мм					
	дверка левая	-	614x800x900	МЛО-22-П-д	20 001,00
				МЛО-22-К-д	22 243,00
				МЛО-22-Н-д	21 771,00
				МЛО-22-С-д	23 895,00
				МЛО-22-КМ-д	39 235,00
				МЛО-22-Т-д	39 412,00
				МЛО-22-Д-д	63 189,00
	3 ящика	-	614x800x900	МЛО-22-П-я	24 780,00
				МЛО-22-К-я	26 904,00
				МЛО-22-Н-я	26 432,00
				МЛО-22-С-я	28 615,00
				МЛО-22-КМ-я	43 896,00
				МЛО-22-Т-я	44 132,00
				МЛО-22-Д-я	68 027,00
Столы-тумбы глубиной 600мм					
	дверка левая	-	614x600x900	МЛО-22-1-П-д	17 818,00
				МЛО-22-1-К-д	19 529,00
				МЛО-22-1-Н-д	19 588,00
				МЛО-22-1-С-д	21 122,00
				МЛО-22-1-КМ-д	33 335,00
				МЛО-22-1-Т-д	33 512,00
				МЛО-22-1-Д-д	52 628,00
	3 ящика	-	614x600x900	МЛО-22-1-П-я	23 423,00
				МЛО-22-1-К-я	25 016,00
				МЛО-22-1-Н-я	25 075,00
				МЛО-22-1-С-я	26 668,00
				МЛО-22-1-КМ-я	38 822,00
				МЛО-22-1-Т-я	39 058,00
				МЛО-22-1-Д-я	58 410,00

Тумбы подкатные / приставные

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)		Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	ящики выдвижные	опоры			
	3	колесные или	400x510x520	МЛО-14	12 862,00
	2	опоры	400x510x520	МЛО-14-1	11 387,00





Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные для химических исследований

Код модели для заказа	Основание	Вода	Газ	Электрика	Габаритные размеры, мм	Назначение	Цена отпускная, руб.
Столы пристенные 1200							
	2 тумбы (дверка-3 ящика)	+	+	+	1214x800x900/1500	МЛО-04-П	61 124,00
					1220x800x900/1500	МЛО-04-К	64 428,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-С	69 030,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-КМ	99 769,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-Т	100 064,00
		+	-	+	1214x800x900/1500	МЛО-04-Д	180 599,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-П б/г	48 793,00
					1220x800x900/1500	МЛО-04-К б/г	52 038,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-С б/г	56 758,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-КМ б/г	87 497,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-Т б/г	87 792,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-Д б/г	167 678,00
Столы пристенные 1800							
	3 тумбы (Д-3 Я-Д)	+	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-06-П	72 983,00
					1820x800x900/1500	МЛО-06-К	77 290,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-С	85 078,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-КМ	131 275,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-Т	131 570,00
		+	-	+	1814x800x900/1500	МЛО-06-Д	231 752,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-П б/г	60 652,00
					1820x800x900/1500	МЛО-06-К б/г	65 018,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-С б/г	72 747,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-КМ б/г	118 885,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-Т б/г	119 180,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-Д б/г	218 831,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика)	+	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-08-П	196 824,00
					1820x800x900/1500	МЛО-08-К	69 974,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-С	77 998,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-КМ	124 195,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-Т	124 490,00
		+	-	+	1814x800x900/1500	МЛО-08-Д	224 318,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-П б/г	184 493,00
					1820x800x900/1500	МЛО-08-К б/г	57 997,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-С б/г	65 667,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-КМ б/г	111 864,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-Т б/г	112 159,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-Д б/г	211 456,00
Столы островные 1200							
	4 тумбы - по 2 тумбы с обеих сторон (дверка-3 ящика)	+	+	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-П	85 196,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К	89 149,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С	98 471,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ	150 922,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т	151 276,00
		+	-	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д	261 075,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-П б/газа	72 865,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К б/газа	76 995,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С б/газа	86 140,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ б/газа	138 591,00
		-	-	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т б/газа	138 945,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д б/газа	248 154,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-П б/г,б/в	62 776,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К б/г,б/в	66 316,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С б/г,б/в	76 169,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ б/г,б/в	128 620,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т б/г,б/в	128 915,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д б/г, б/в	209 332,00
		-	-	-	1214x1350x900	МЛО-15-П б/полок	57 407,00
					1220x1350x900	МЛО-15-К б/полок	61 065,00
					1214x1350x900	МЛО-15-С б/полок	70 859,00
					1214x1350x900	МЛО-15-КМ б/полок	123 310,00
					1214x1350x900	МЛО-15-Т б/полок	123 605,00
					1214x1350x900	МЛО-15-Д б/полок	203 786,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы лабораторные для химических исследований (продолжение)

Код модели для заказа	Основание	Вода	Газ	Электрик а	Габаритные размеры, мм	Назначение	Цена отпускная руб.
Столы островные 1800							
	6 тумб - по 3 тумбы с обеих сторон (Д-З Я-Д)	+	+	+	1814x1350x900/1500	МЛО-16-П	106 259,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-16-К	111 097,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-С	125 552,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Т	203 432,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Т	203 432,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Д	350 460,00
		+	-	+	1814x1350x900/1500	МЛО-16-П б/газа	93 928,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-16-К б/газа	98 707,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-С б/газа	113 221,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-КМ б/газа	190 806,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Т б/газа	191 101,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Д б/газа	337 598,00
		-	-	+	1814x1350x900/1500	МЛО-16-П б/г,б/в	83 898,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-16-К б/г,б/в	88 736,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-С б/г,б/в	103 191,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-КМ б/г,б/в	180 717,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Т б/г,б/в	181 071,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-16-Д б/г, б/в	298 599,00
		-	-	-	1814x1350x900	МЛО-16-П б/полок	76 818,00
					1820x1350x900	МЛО-16-К б/полок	81 656,00
					1814x1350x900	МЛО-16-С б/полок	96 288,00
					1814x1350x900	МЛО-16-КМ б/полок	173 519,00
					1814x1350x900	МЛО-16-Т б/полок	173 814,00
					1814x1350x900	МЛО-16-Д б/полок	291 460,00
	4 тумбы - по 2 тумбы с обеих сторон (дверка-3 ящика)	+	+	+	1814x1350x900/1500	МЛО-17-П	92 571,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-17-К	97 881,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-С	112 277,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-КМ	189 508,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Т	189 803,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Д	336 477,00
		+	-	+	1814x1350x900/1500	МЛО-17-П б/газа	80 240,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-17-К б/газа	85 550,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-С б/газа	99 946,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-КМ б/газа	177 177,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Т б/газа	177 472,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Д б/газа	323 556,00
		-	-	+	1814x1350x900/1500	МЛО-17-П б/г,б/в	69 856,00
					1820x1350x900/1500	МЛО-17-К б/г,б/в	75 579,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-С б/г,б/в	89 562,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-КМ б/г,б/в	166 793,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Т б/г,б/в	167 088,00
					1814x1350x900/1500	МЛО-17-Д б/г, б/в	284 380,00
		-	-	-	1814x1350x900	МЛО-17-П б/полок	67 909,00
					1820x1350x900	МЛО-17-К б/полок	73 160,00
					1814x1350x900	МЛО-17-С б/полок	87 792,00
					1814x1350x900	МЛО-17-КМ б/полок	165 023,00
					1814x1350x900	МЛО-17-Т б/полок	165 318,00
					1814x1350x900	МЛО-17-Д б/полок	282 551,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Столы-мойки

Код модели для заказа	Мойка, кол-во	Мойка, тип(глубина,мм)	Наличие сушилки	Держатели,шт.	Габаритные размеры, мм	Материал рабочей поверхности	Цена отпускная, руб.			
Столы-мойки пристенные 600										
	1	НС(150мм)	1	18	614x800x900/1500	МЛО-01-П	29 854,00			
						МЛО-01-К	31 152,00			
		МЛО-01-С				34 043,00				
		МЛО-01-КМ				48 498,00				
		МЛО-01-Т				48 852,00				
	Дюркон (200мм)	МЛО-01Д	128 974,00							
	1	НС (150 мм)				614x800x900	МЛО-01-П б/с	26 314,00		
							МЛО-01-К б/с	29 441,00		
		МЛО-01-КМ б/с					42 598,00			
		614x600x900					МЛО-01-П у б/с	23 954,00		
ПП (300мм)		1					18	614x800x900/1500	МЛО-01-03-П	54 811,00
	МЛО-01-03-К		56 109,00							
	МЛО-01-03-С		58 941,00							
ПП (300мм)	-	-	614x800x900/1500	МЛО-01-03-КМ	73 691,00					
				МЛО-01-03-Т	74 045,00					
				МЛО-01-03-П б/с	53 159,00					
				МЛО-01-03-К б/с	54 398,00					
ПП (300мм)	-	-	614x800x900/1500	МЛО-01-03-С б/с	57 702,00					
				МЛО-01-03-КМ б/с	72 157,00					
				МЛО-01-03-Т б/с	72 511,00					
Столы-мойки островные 600										
	2	НС (150 мм)	2	18x2	614x1350x900/1500	МЛО-18-П	50 799,00			
						МЛО-18-С	53 808,00			
		МЛО-18-КМ				78 647,00				
		МЛО-18-Т				78 942,00				
		Дюркон (200мм)				МЛО-18Д	232 578,00			
	2	ПП (300мм)	2	18x2	614x1350x900/1500	МЛО-18-03	101 126,00			
						МЛО-18-03-С	104 194,00			
		МЛО-18-03-КМ				128 974,00				
		МЛО-18-03-Т				129 328,00				
Столы-мойки универсальные 1350										
	2	НС (150 мм)	1	18	1350x800x900/1500	МЛО-21-П	49 324,00			
						МЛО-21-К	52 864,00			
		МЛО-21-С				57 702,00				
		МЛО-21-КМ				89 916,00				
		МЛО-21-Т				90 270,00				
		Дюркон (200мм)				МЛО-21-Д	253 582,00			
		НС (150 мм)				-	-	1350x800x900	МЛО-21-П б/с,б/п	42 952,00
									МЛО-21-К б/с,б/п	46 728,00
									МЛО-21-С б/с,б/п	51 507,00
									МЛО-21-КМ б/с,б/п	83 721,00
	МЛО-21-Т б/с,б/п		84 075,00							
	Дюркон (200мм)		МЛО-21-Д б/с,б/п	245 676,00						
	2	ПП (300мм)	1	18	1350x800x900/1500	МЛО-21-03-П	99 710,00			
						МЛО-21-03-С	108 088,00			
		МЛО-21-03-КМ				140 302,00				
		МЛО-21-03-Т				140 656,00				
	ПП (300мм)	-	-	1350x800x900	МЛО-21-03-П б/с,б/п	93 338,00				
					МЛО-21-03-С б/с,б/п	101 952,00				
МЛО-21-03-КМ б/с,б/п					134 107,00					
МЛО-21-03-Т б/с,б/п					134 461,00					
Столы-мойки универсальные 1214 без полок и сушилок										
	2	НС (150мм)	-	-	1214x600x900	МЛО-21-05-П	39 530,00			
						МЛО-21-05-С	45 312,00			
						МЛО-21-05-КМ	67 260,00			
						МЛО-21-05-Т	67 555,00			
	1	НС (150 мм)	-	-	1214x600x900	МЛО-21-051-П	31 978,00			
						МЛО-21-051-С	37 819,00			
						МЛО-21-051-КМ	59 649,00			
						МЛО-21-051-Т	60 003,00			

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

Шкафы лабораторные специальные

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа		Дополнительное оснащение	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	двери	материал			
Шкаф лабораторный для проб					
800x560x1800	2 двери	металл	2 металлические полки с ячейками (109x110 по 28 шт 3 сетки)	МЛО-27-1	44 132,00
Шкаф лабораторный для дезинфекции одежды					
800x560x1800	2 двери	металл	облучатель бактерицидный встроенный - 1 шт; таймер(1-999 сек)	МЛО-47	45 253,00
Шкаф лабораторный дезинфекционный для хранения посуды и материалов					
800x560x1800	2 двери	металл	облучатель бактерицидный встроенный - 2 шт; таймер(1-999 сек)	МЛО-48	55 873,00


Шкафы вытяжные цельнометаллические

Основание	Слив.рак/ мойка	Газ	Вода	Электрика	Материал рабочей поверхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
900x780x2300мм							
Тумба 2-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39	80 181,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39 б/г	76 759,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1	69 915,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-39-С	93 102,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-С б/г	89 621,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-С	74 812,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-39-КМ	109 327,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-КМ б/г	105 905,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-КМ	91 037,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-39-Т	109 681,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-Т б/г	106 259,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-Т	91 450,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-39-Д	170 038,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-39-Д б/г	166 439,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-Д	128 679,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39-011	78 942,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	Слопласт	МЛО-39-011-С	84 488,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-39-011-КМ	100 064,00
мойка Дюркон (200) - 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-39-011-Д	217 710,00	
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39-02	73 042,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-02 б/г	69 620,00
	-	-	-	+		МЛО-39-021	62 599,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-39-02-КМ	94 164,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-02-КМ б/г	90 742,00
	-	-	-	+		МЛО-39-021-КМ	83 721,00
1200x780x2300							
Тумба 2-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10	88 441,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10 б/г	84 665,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1	77 998,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-10-С	103 781,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-С б/г	91 804,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-С	85 314,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-10-КМ	133 576,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-КМ б/г	122 897,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-КМ	116 407,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-10-Т	133 930,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-Т б/г	123 251,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-Т	116 761,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-10-Д	201 957,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-10-Д б/г	198 299,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-Д	164 020,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-01	94 990,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-10-01-КМ	122 838,00
	мойки Дюркон (200) - 2 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-10-01-Д	336 831,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-011	86 435,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-10-011-КМ	114 342,00
мойка Дюркон (200) - 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-10-011-Д	251 517,00	
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-02	79 709,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-02 б/г	75 933,00
	-	-	-	+		МЛО-10-021	69 030,00
	-	-	-	+	Слопласт	МЛО-10-021С	85 904,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-10-02-КМ	107 852,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-02-КМ б/г	104 076,00
	-	-	-	+		МЛО-10-021-КМ	97 114,00


1500x780x2300							
Тумба 3-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11	97 940,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11 б/г	93 279,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1	87 379,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-11-С	114 755,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-С б/г	111 333,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-С	95 639,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-11-КМ	153 459,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-КМ б/г	141 364,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-КМ	125 729,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-11-Т	153 813,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-Т б/г	141 718,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-Т	126 083,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-11-Д	229 569,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-11-Д б/г	226 088,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-Д	191 278,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-01	104 371,00
мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-11-01-КМ	139 653,00	
мойки Дюркон (200)- 2 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-11-01-Д	355 239,00	
Тумба 3-х створчатая	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-011	96 347,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-11-011-КМ	131 629,00
	мойка Дюркон (200)- 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-11-011-Д	274 468,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-02	86 317,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-02 б/г	82 659,00
	-	-	-	+		МЛО-11-021	75 697,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-11-02-КМ	121 599,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-02-КМ б/г	117 941,00
	-	-	-	+		МЛО-11-021-КМ	110 979,00
1800x780x2300							
Тумба 2-х створчатая - 2 шт.	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-40	133 045,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40 б/г	129 800,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1	122 838,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-40-С	148 916,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-С б/г	144 255,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-С	128 974,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-40-КМ	184 552,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-КМ б/г	179 773,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-КМ	164 551,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-40-Т	184 906,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-Т б/г	180 127,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-Т	164 964,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-40-Д	291 755,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-40-Д б/г	287 389,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-Д	253 582,00
	каркас металлический	-	-	-	+	керамогр.плитка	МЛО-40.021
каркас металлический	-	-	-	+	керамика монолит	МЛО-40.021-КМ	150 745,00
каркас металлический	-	-	+	+	керамика монолит	МЛО-40.021-КМ в	159 772,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


При полном подъеме стекла, оно выступает вверх за габариты шкафа приibl. На 350мм




МЛО-10




МЛО-10-01




МЛО-10-011




МЛО-10-02




МЛО-10-021




МЛО-11




МЛО-11-01



МЛО-11-011




МЛО-11-02




МЛО-11-021




МЛО-39




МЛО-39-011



МЛО-39-02



МЛО-39-021




МЛО-40


Шкафы вытяжные цельнометаллические специальные									
Габаритные размеры, мм	Основание	Слив.рак	Газ	Вода	Электрик а	Светильник	Дополнительно	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
для муфельных печей									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка: подъемное стекло есть)									
900x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	увеличен внутр.объем раб камеры	МЛО-39-03	57 525,00
1200x780x2300		-	-	-	+	+		МЛО-39-03(Э638)	58 351,00
1500x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-10-03	63 366,00
1800x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-11-03	69 266,00
900x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	увеличен внутр.объем раб камеры	МЛО-40-03	97 822,00
1200x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-39-03-КМ	78 706,00
1500x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-10-03-КМ	91 450,00
1800x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-11-03-КМ	104 607,00
со взрывозащищенным светильником									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка)									
1200x780x2300	Тумба 2-х створчатая	НС	-	+	+	взрывозащищенный	МЛО-10Б (Э519)	93 869,00	
1500x780x2300		Тумба 3-х створчатая	НС	-	-		+	МЛО-10Б (Э1003)	88 382,00
	НС		+	+	-		МЛО-11Б (Э201)	110 861,00	
		-	-	-	-		МЛО-11Б (Э550)	96 642,00	
		НС	-	+	-	МЛО-11Б (Э712)	103 545,00		
(рабочая поверхность-Дюркон)									
1500x780x2300	Тумба 3-х створчатая	мойки Дюркон (200)- 2 шт	-	+	-	взрывозащищенный	МЛО-11-01ДБ (Э799)	357 717,00	
с рабочей камерой (внутренняя поверхность) из нержавеющей стали									
(принудительной вентиляции в нижней тумбе нет)									
1500x780x2300	Тумба 3-х створчатая	НС	+	+	+	столешница- керамогранитная плитка	МЛО-11-Н (694)	117 705,00	
		-	-	-	+		+	МЛО-11.1-Н (744)	102 129,00
с титровой установкой									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка)									
1200x780x2300	Тумба 2-х створчатая	-	-	-	-	+	4 стойки; на каждой стойке по 2 зажима.	МЛО-10.1 с титровой установкой (Э835)	94 990,00
1500x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	4 стойки; на каждой стойке по 2 зажима.	МЛО-11-021 с титровой установкой (Э1046)	89 090,00
для анализа парафинов									
1500x780x2450	низкая столешница; нижние дверки - стекло	НС	-	+	-	-	отсек для вакуумного насоса и криостата; штативная стенка из НС с держателями для колонок	МЛО-11П	202 429,00
с нагревательной плитой									
1500x780x2450	рабочая камера - металл, столешница - Дюркон	-	-	-	+	+	Плита нагревательная стеклокерамическая с сенсорным управлением	МЛО-11.1Д (Э890)	250 691,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


В шкафах с раб. камерой из Треспа, Слопласт, нержавеющей стали вентиляции в нижней тумбе нет.



МЛО-39-03



МЛО-10-03



МЛО-11-03

Дополнительное оборудование

Блок настольный для титрования

Габаритные размеры, мм	Держатели для бюреток,шт	Табло	Код модели для заказа	Цена отпускная , руб.
1160x250x800	10 (на 5 направляющих)	Табло металлическое с подсветкой; выключатель	МЛО-19	28 674,00
860x250x800	6 (на 3 направляющих)	Табло металлическое с подсветкой; выключатель	МЛО-20	21 535,00

Зонд подвесной

Габаритные размеры, мм	Диаметр патрубкa,мм	Светильник	Дополнительно	Код модели для заказа	Цена отпускная , руб.
1200x800x300	200	люминесцентный с выключателем	тросы с комплектом крепежа для подвеса	МЛО-60	17 287,00

Сушилки навесные

Габаритные размеры, мм	Материал поверхности панели	Описание краткое	Код модели для заказа	Цена отпускная , руб.
590x530x130	пластик	18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01П	3 304,00
590x530x130	Слопласт	18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01С	4 838,00
590x530x130	Треспa	18 штырьков из полистирола	НЛО-900-01Т	7 316,00

Поддоны

444x343x20	Из полистирола	СЛО-910-000	1 003,00
------------	----------------	--------------------	-----------------

Полка навесная под дистиллятор

400x400x500	размер полки (основания) 400x400x16, крепление-настенное	8 437,00
-------------	--	-----------------

Подставка под системный блок

550x262x140	на колесных опорах	НЛО-67.713	3 245,00
-------------	--------------------	-------------------	-----------------