



ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

(Звонок по России бесплатный)

zakaz@labstol.ru

+7 495 765-49-21

(Москва и Московская область)

www.labstol.ru

МОДУЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "НЛО"

ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 февраля 2019 года

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

П -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.
С -	Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья и имеет сходные общие свойства
Т -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
К -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl.
КМ -	Плита из керамогранита монолитного (бесшовная)
МК -	Сталь с металлокерамическим покрытием
Д -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
НБ -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой, сзади бортик.
М -	Мрамор
Г -	Гранит

Типы и размеры моек и сливных раковин

Столы химические с рабочей поверхностью П,К,С,Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Столы-мойки с рабочей поверхностью П, К, С, Т	мойка, нерж.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм, габариты 460x460x385
Столы-мойки с накладными раковинами	мойка, нерж.сталь		внутр.размеры 340x400x150мм
Шафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, полипропилен	мод 3015	внутр.размеры 100x250x150мм
Шафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Шафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
	или нержав.сталь	MNB	внутр.размеры 340x400x150мм
Шафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю Д	мойка Дюркон	мод L-30	внутр.размеры 457x381x279мм

ВНИМАНИЕ!

Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ** входят.

Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

Фитостеллажи мобильные			
Код модели	Характеристика	Габариты, мм	Отпускная цена,
НЛО-79-01-14	Пять полок, на четырёх полках по два светильника). Светильник (36Вт x 2) IP65 с люминисцентными обычными и фитолампами (50+50%). Возможность независимого диммирования двух верхних и двух нижних уровней.	1412x605x2320H	154 740,00 Р



Столы лабораторные 600, 900 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена,
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П	14 447,00 Р
		НЛО-10-11-0К	15 948,00 Р
		НЛО-10-11-0Н прямая столешница	15 385,00 Р
		НЛО-10-11-0НБ столешница сзади бортик	15 491,00 Р
		НЛО-10-11-0С	17 824,00 Р
		НЛО-10-11-0КМ столешница со стальной рамкой	28 320,00 Р
		НЛО-10-11-0КМн столешница с рамкой из нержавеющей стали	28 720,00 Р
		НЛО-10-11-0Т	28 556,00 Р
		НЛО-10-11-0Д	43 129,00 Р
		НЛО-10-11-0МК прямая столешница	21 004,00 Р
	600x600x900	НЛО-10-12-0П	14 760,00 Р
		НЛО-10-12-0К	16 198,00 Р
		НЛО-10-12-0Н прямая столешница	15 635,00 Р
		НЛО-10-12-0НБ столешница сзади бортик	15 741,00 Р
		НЛО-10-12-0С	18 137,00 Р
		НЛО-10-12-0КМ со стальной рамкой	28 556,00 Р
		НЛО-10-12-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	28 956,00 Р
		НЛО-10-12-0Т	28 851,00 Р
		НЛО-10-12-0Д	43 365,00 Р
		НЛО-10-12-0МК прямая столешница	21 317,00 Р
	600x790x750	НЛО-10-21-0П	16 136,00 Р
		НЛО-10-21-0К	17 824,00 Р
		НЛО-10-21-0Н прямая столешница	16 824,00 Р
		НЛО-10-21-0НБ столешница сзади бортик	16 930,00 Р
		НЛО-10-21-0С	20 076,00 Р
		НЛО-10-21-0КМ со стальной рамкой	33 335,00 Р
		НЛО-10-21-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	33 735,00 Р
		НЛО-10-21-0Т	33 571,00 Р
		НЛО-10-21-0Д	54 221,00 Р
		НЛО-10-21-0МК прямая столешница	23 680,00 Р
	600x790x900	НЛО-10-22-0П	16 449,00 Р
		НЛО-10-22-0К	18 262,00 Р
		НЛО-10-22-0Н прямая столешница	17 136,00 Р
		НЛО-10-22-0НБ столешница сзади бортик	17 242,00 Р
		НЛО-10-22-0С	20 389,00 Р
		НЛО-10-22-0Т	33 984,00 Р
НЛО-10-22-0КМ со стальной рамкой		33 689,00 Р	
НЛО-10-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали		34 089,00 Р	
НЛО-10-22-0Д		54 634,00 Р	
НЛО-10-22-0МК прямая столешница		23 992,00 Р	
900	900x600x750	НЛО-09-11-0П	15 760,00 Р
		НЛО-09-11-0К	17 511,00 Р
		НЛО-09-11-0Н прямая столешница	16 511,00 Р
		НЛО-09-11-0НБ столешница сзади бортик	16 617,00 Р
		НЛО-09-11-0С	17 699,00 Р
		НЛО-09-11-0КМ со стальной рамкой	34 515,00 Р
		НЛО-09-11-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	34 915,00 Р
		НЛО-09-11-0Т	34 751,00 Р
		НЛО-09-11-0Д	58 823,00 Р
		НЛО-09-11-0МК прямая столешница	21 197,00 Р
	900x600x900	НЛО-09-12-0П	16 260,00 Р
		НЛО-09-12-0К	17 824,00 Р
		НЛО-09-12-0Н прямая столешница	16 824,00 Р
		НЛО-09-12-0НБ столешница сзади бортик	16 930,00 Р
		НЛО-09-12-0С	18 200,00 Р
		НЛО-09-12-0КМ со стальной рамкой	34 987,00 Р
		НЛО-09-12-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	35 387,00 Р
		НЛО-09-12-0Т	35 282,00 Р
		НЛО-09-12-0Д	59 295,00 Р
		НЛО-09-12-0МК прямая столешница	21 698,00 Р

900	900x790x750	НЛО-09-21-0П	17 449,00 Р
		НЛО-09-21-0К	19 575,00 Р
		НЛО-09-21-0Н прямая столешница	18 200,00 Р
		НЛО-09-21-0НБ столешница сзади бортик	18 305,00 Р
		НЛО-09-21-0С	23 515,00 Р
		НЛО-09-21-0КМ со стальной рамкой	42 716,00 Р
		НЛО-09-21-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	43 116,00 Р
		НЛО-09-21-0Т	43 011,00 Р
		НЛО-09-21-0Д	74 930,00 Р
		НЛО-09-21-0МК прямая столешница	27 331,00 Р
	900x790x900	НЛО-09-22-0П	17 887,00 Р
		НЛО-09-22-0К	19 950,00 Р
		НЛО-09-22-0Н прямая столешница	18 575,00 Р
		НЛО-09-22-0НБ столешница сзади бортик	18 681,00 Р
		НЛО-09-22-0С	24 015,00 Р
		НЛО-09-22-0КМ со стальной рамкой	43 188,00 Р
		НЛО-09-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	43 588,00 Р
		НЛО-09-22-0Т	43 424,00 Р
		НЛО-09-22-0Д	75 402,00 Р
		НЛО-09-22-0МК прямая столешница	27 830,00 Р

Столы лабораторные 1200, 1500 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена
ширина	ширинаглубинахвысота		
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П	17 199,00 Р
		НЛО-11-11-0К	19 263,00 Р
		НЛО-11-11-0Н прямая столешница	17 949,00 Р
		НЛО-11-11-0НБ столешница сзади бортик	18 055,00 Р
		НЛО-11-11-0С	23 828,00 Р
		НЛО-11-11-0КМ со стальной рамкой	45 725,00 Р
		НЛО-11-11-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	46 125,00 Р
		НЛО-11-11-0Т	46 079,00 Р
		НЛО-11-11-0Д	74 635,00 Р
		НЛО-11-11-0МК прямая столешница	29 392,00 Р
	1200x600x900	НЛО-11-12-0П	17 574,00 Р
		НЛО-11-12-0К	19 638,00 Р
		НЛО-11-12-0Н прямая столешница	18 325,00 Р
		НЛО-11-12-0НБ столешница сзади бортик	184 300,00 Р
		НЛО-11-12-0С	24 266,00 Р
		НЛО-11-12-0КМ со стальной рамкой	46 138,00 Р
		НЛО-11-12-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	46 538,00 Р
		НЛО-11-12-0Т	46 433,00 Р
		НЛО-11-12-0Д	74 989,00 Р
		НЛО-11-12-0МК прямая столешница	29 856,00 Р
	1200x790x750	НЛО-11-21-0П	19 513,00 Р
		НЛО-11-21-0К	19 825,00 Р
		НЛО-11-21-0Н прямая столешница	19 820,00 Р
		НЛО-11-21-0НБ столешница сзади бортик	19 930,00 Р
		НЛО-11-21-0С	27 267,00 Р
		НЛО-11-21-0КМ со стальной рамкой	54 516,00 Р
		НЛО-11-21-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	54 916,00 Р
		НЛО-11-21-0Т	54 811,00 Р
		НЛО-11-21-0Д	95 108,00 Р
		НЛО-11-21-0МК прямая столешница	33 355,00 Р
	1200x790x900	НЛО-11-22-0П	20 013,00 Р
		НЛО-11-22-0К	22 390,00 Р
		НЛО-11-22-0Н прямая столешница	20 326,00 Р
		НЛО-11-22-0НБ столешница сзади бортик	20 432,00 Р
		НЛО-11-22-0С	27 768,00 Р
		НЛО-11-22-0КМ со стальной рамкой	54 988,00 Р
		НЛО-11-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	55 388,00 Р
		НЛО-11-22-0Т	55 342,00 Р
		НЛО-11-22-0Д	95 639,00 Р
		НЛО-11-22-0МК прямая столешница	33 886,00 Р

1500	1500x600x750	НЛО-12-11-0П	18 450,00 Р
		НЛО-12-11-0К	20 888,00 Р
		НЛО-12-11-0Н прямая столешница	19 075,00 Р
		НЛО-12-11-0НБ столешница сзади бортик	19 181,00 Р
		НЛО-12-11-0С	26 642,00 Р
		НЛО-12-11-0КМ со стальной рамкой	52 274,00 Р
		НЛО-12-11-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	52 674,00 Р
		НЛО-12-11-0Т	52 628,00 Р
		НЛО-12-11-0Д	90 329,00 Р
		НЛО-12-11-0МК прямая столешница	32 587,00 Р
		1500x600x900	НЛО-12-12-0П
	НЛО-12-12-0К		21 389,00 Р
	НЛО-12-12-0Н прямая столешница		19 575,00 Р
	НЛО-12-12-0НБ столешница сзади бортик		19 681,00 Р
	НЛО-12-12-0С		27 142,00 Р
	НЛО-12-22-0КМ со стальной рамкой		52 746,00 Р
	НЛО-12-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали		53 146,00 Р
	НЛО-12-12-0Т		53 041,00 Р
	НЛО-12-12-0Д		53 041,00 Р
	НЛО-12-12-0МК прямая столешница		33 117,00 Р
	1500x790x750		НЛО-12-21-0П
		НЛО-12-21-0К	23 703,00 Р
		НЛО-12-21-0Н прямая столешница	20 951,00 Р
		НЛО-12-21-0НБ столешница сзади бортик	21 057,00 Р
		НЛО-12-21-0С	30 332,00 Р
		НЛО-12-21-0КМ со стальной рамкой	67 732,00 Р
		НЛО-12-21-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	68 132,00 Р
		НЛО-12-21-0Т	68 027,00 Р
		НЛО-12-21-0Д	116 702,00 Р
		НЛО-12-21-0МК прямая столешница	37 038,00 Р
		1500x790x900	НЛО-12-22-0П
	НЛО-12-22-0К		24 266,00 Р
	НЛО-12-22-0Н прямая столешница		21 514,00 Р
	НЛО-12-22-0НБ столешница сзади бортик		21 620,00 Р
	НЛО-12-22-0С		30 832,00 Р
	НЛО-12-22-0КМ со стальной рамкой		68 263,00 Р
НЛО-12-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	68 663,00 Р		
НЛО-12-22-0Т	68 558,00 Р		
НЛО-12-22-0Д	117 233,00 Р		
НЛО-12-22-0МК прямая столешница	37 558,00 Р		

Столы лабораторные 1800 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П	20 138,00 Р
		НЛО-13-11-0К	22 765,00 Р
		НЛО-13-11-0Н прямая столешница	20 451,00 Р
		НЛО-13-11-0НБ столешница сзади бортик	20 557,00 Р
		НЛО-13-11-0С	28 769,00 Р
		НЛО-13-11-0КМ со стальной рамкой	59 118,00 Р
		НЛО-13-11-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	59 518,00 Р
		НЛО-13-11-0Т	59 472,00 Р
		НЛО-13-11-0Д	107 970,00 Р
		НЛО-13-11-0МК прямая столешница	35 266,00 Р
		1800x600x900	НЛО-13-12-0П
	НЛО-13-12-0К		23 390,00 Р
	НЛО-13-12-0Н прямая столешница		21 076,00 Р
	НЛО-13-12-0НБ столешница сзади бортик		21 182,00 Р
	НЛО-13-12-0С		29 332,00 Р
	НЛО-13-12-0КМ со стальной рамкой		59 708,00 Р
	НЛО-13-12-0КМн с рамкой из нержавеющей стали		60 108,00 Р
	НЛО-13-12-0Т		60 062,00 Р
	НЛО-13-12-0Д		108 560,00 Р
	НЛО-13-12-0МК прямая столешница		35 861,00 Р

1800	1800x790x750	НЛО-13-21-0П	22 765,00 Р
		НЛО-13-21-0К	25 829,00 Р
		НЛО-13-21-0Н прямая столешница	22 389,00 Р
		НЛО-13-21-0НБ столешница сзади бортик	22 495,00 Р
		НЛО-13-21-0С	33 521,00 Р
		НЛО-13-21-0КМ со стальной рамкой	72 452,00 Р
		НЛО-13-21-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	72 852,00 Р
		НЛО-13-21-0Т	72 865,00 Р
		НЛО-13-21-0Д	138 650,00 Р
		НЛО-13-21-0МК прямая столешница	41 044,00 Р
	1800x790x900	НЛО-13-22-0П	23 390,00 Р
		НЛО-13-22-0К	26 517,00 Р
		НЛО-13-22-0Н прямая столешница	23 015,00 Р
		НЛО-13-22-0НБ столешница сзади бортик	23 121,00 Р
		НЛО-13-22-0С	34 210,00 Р
		НЛО-13-22-0КМ со стальной рамкой	73 101,00 Р
		НЛО-13-22-0КМн с рамкой из нержавеющей стали	73 501,00 Р
		НЛО-13-22-0Т	73 514,00 Р
		НЛО-13-22-0Д	139 299,00 Р
		НЛО-13-22-0МК прямая столешница	41 775,00 Р

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столешницы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)


ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




НЛО-10-12-0x




НЛО-10-11-0x




НЛО-10-22-0x




НЛО-11-11-0x




НЛО-11-21-0x



НЛО-11-22-0x



НЛО-12-11-0x



НЛО-12-22-0x

Столы лабораторные на раме 600, 900 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена	
ширина	ширинах глубинах высота			
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П-01	14 447,00 ₽	
		НЛО-10-11-0К-01	15 823,00 ₽	
		НЛО-10-11-0Н-01 прямая столешница	16 073,00 ₽	
		НЛО-10-11-0НБ-01 столешница сзади бортик	16 179,00 ₽	
		НЛО-10-11-0С-01	17 949,00 ₽	
		НЛО-10-11-0КМ-01 столешница со стальной рамкой	28 379,00 ₽	
		НЛО-10-11-0КМн-01 столешница с рамкой из нержавеющей стали	28 779,00 ₽	
		НЛО-10-11-0Т-01	28 674,00 ₽	
		НЛО-10-11-0Д-01	43 188,00 ₽	
		НЛО-10-11-0МК-01 прямая столешница	21 129,00 ₽	
		НЛО-10-12-0П-01	14 635,00 ₽	
	НЛО-10-12-0К-01	16 010,00 ₽		
	НЛО-10-12-0Н-01 прямая столешница	16 198,00 ₽		
	НЛО-10-12-0НБ-01 столешница сзади бортик	16 304,00 ₽		
	НЛО-10-12-0С-01	18 074,00 ₽		
	НЛО-10-12-0КМ-01 со стальной рамкой	28 556,00 ₽		
	НЛО-10-12-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	28 956,00 ₽		
	НЛО-10-12-0Т-01	28 792,00 ₽		
	НЛО-10-12-0Д-01	43 365,00 ₽		
	НЛО-10-12-0МК-01 прямая столешница	21 254,00 ₽		
	НЛО-10-21-0П-01	15 572,00 ₽		
	НЛО-10-21-0К-01	17 449,00 ₽		
	НЛО-10-21-0Н-01 прямая столешница	17 199,00 ₽		
	НЛО-10-21-0НБ-01 столешница сзади бортик	17 305,00 ₽		
	НЛО-10-21-0С-01	19 700,00 ₽		
	НЛО-10-21-0КМ-01 со стальной рамкой	33 099,00 ₽		
	НЛО-10-21-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	33 499,00 ₽		
	НЛО-10-21-0Т-01	33 335,00 ₽		
	НЛО-10-21-0Д-01	53 985,00 ₽		
	НЛО-10-21-0МК-01 прямая столешница	24 486,00 ₽		
	НЛО-10-22-0П-01	15 948,00 ₽		
	НЛО-10-22-0К-01	17 699,00 ₽		
	НЛО-10-22-0Н-01 прямая столешница	17 324,00 ₽		
	НЛО-10-22-0НБ-01 столешница сзади бортик	17 430,00 ₽		
	НЛО-10-22-0С-01	20 075,00 ₽		
	НЛО-10-22-0КМ-01 со стальной рамкой	33 335,00 ₽		
	НЛО-10-22-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	33 735,00 ₽		
	НЛО-10-22-0Т-01	33 571,00 ₽		
	НЛО-10-22-0Д-01	54 221,00 ₽		
	НЛО-10-22-0МК-01 прямая столешница	24 884,00 ₽		
	900	900x600x750	НЛО-09-11-0П-01	15 385,00 ₽
			НЛО-09-11-0К-01	17 386,00 ₽
НЛО-09-11-0Н-01 прямая столешница			17 199,00 ₽	
НЛО-09-11-0НБ-01 столешница сзади бортик			17 305,00 ₽	
НЛО-09-11-0С-01			17 574,00 ₽	
НЛО-09-11-0КМ-01 со стальной рамкой			34 456,00 ₽	
НЛО-09-11-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали			34 856,00 ₽	
НЛО-09-11-0Т-01			34 692,00 ₽	
НЛО-09-11-0Д-01			58 705,00 ₽	
НЛО-09-11-0МК-01 прямая столешница			22 126,00 ₽	
НЛО-09-12-0П-01			15 573,00 ₽	
НЛО-09-12-0К-01		17 074,00 ₽		
НЛО-09-12-0Н-01 прямая столешница		17 386,00 ₽		
НЛО-09-12-0НБ-01 столешница сзади бортик		17 492,00 ₽		
НЛО-09-12-0С-01		17 761,00 ₽		
НЛО-09-12-0КМ-01 со стальной рамкой		34 574,00 ₽		
НЛО-09-12-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали		34 974,00 ₽		
НЛО-09-12-0Т-01		34 810,00 ₽		
НЛО-09-12-0Д-01		58 882,00 ₽		
НЛО-09-12-0МК-01 прямая столешница		22 325,00 ₽		
			НЛО-09-21-0П-01	16 761,00 ₽

900	900x790x750	НЛО-09-21-0К-01	19 012,00 Р
		НЛО-09-21-0Н-01 прямая столешница	18 700,00 Р
		НЛО-09-21-0НБ-01 столешница сзади бортик	18 805,00 Р
		НЛО-09-21-0С-01	23 202,00 Р
		НЛО-09-21-0КМ-01 со стальной рамкой	42 421,00 Р
		НЛО-09-21-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	42 821,00 Р
		НЛО-09-21-0Т-01	42 657,00 Р
		НЛО-09-21-0Д-01	74 635,00 Р
		НЛО-09-21-0МК-01 прямая столешница	28 410,00 Р
	900x790x900	НЛО-09-22-0П-01	16 886,00 Р
		НЛО-09-22-0К-01	19 325,00 Р
		НЛО-09-22-0Н-01 прямая столешница	18 950,00 Р
		НЛО-09-22-0НБ-01 столешница сзади бортик	19 056,00 Р
		НЛО-09-22-0С-01	23 515,00 Р
		НЛО-09-22-0КМ-01 со стальной рамкой	42 716,00 Р
		НЛО-09-22-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	43 116,00 Р
		НЛО-09-22-0Т-01	43 011,00 Р
		НЛО-09-22-0Д-01	74 871,00 Р
НЛО-09-22-0МК-01 прямая столешница	28 742,00 Р		

Столы лабораторные на раме 1200, 1500 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена	
ширина	ширинаxглубинаxвысота			
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П-01	16 698,00 Р	
		НЛО-11-11-0К-01	18 950,00 Р	
		НЛО-11-11-0Н-01 прямая столешница	18 637,00 Р	
		НЛО-11-11-0НБ-01 столешница сзади бортик	18 743,00 Р	
		НЛО-11-11-0С-01	23 703,00 Р	
		НЛО-11-11-0КМ-01 со стальной рамкой	45 607,00 Р	
		НЛО-11-11-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	46 007,00 Р	
		НЛО-11-11-0Т-01	45 902,00 Р	
		НЛО-11-11-0Д-01	74 458,00 Р	
	НЛО-11-11-0МК-01 прямая столешница	29 259,00 Р		
	1200x600x900	НЛО-11-12-0П-01	16 886,00 Р	
		НЛО-11-12-0К-01	19 075,00 Р	
		НЛО-11-12-0Н-01 прямая столешница	18 762,00 Р	
		НЛО-11-12-0НБ-01 столешница сзади бортик	18 868,00 Р	
		НЛО-11-12-0С-01	23 890,00 Р	
		НЛО-11-12-0КМ-01 со стальной рамкой	45 725,00 Р	
		НЛО-11-12-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	46 125,00 Р	
		НЛО-11-12-0Т-01	46 079,00 Р	
		НЛО-11-12-0Д-01	74 694,00 Р	
	НЛО-11-12-0МК-01 прямая столешница	29 457,00 Р		
	1200x790x750	НЛО-11-21-0П-01	18 387,00 Р	
		НЛО-11-21-0К-01	21 201,00 Р	
		НЛО-11-21-0Н-01 прямая столешница	20 513,00 Р	
		НЛО-11-21-0НБ-01 столешница сзади бортик	20 619,00 Р	
		НЛО-11-21-0С-01	26 705,00 Р	
		НЛО-11-21-0КМ-01 со стальной рамкой	54 044,00 Р	
		НЛО-11-21-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	54 444,00 Р	
		НЛО-11-21-0Т-01	54 339,00 Р	
		НЛО-11-21-0Д-01	94 577,00 Р	
	НЛО-11-21-0МК-01 прямая столешница	32 759,00 Р		
	1200x790x900	НЛО-11-22-0П-01	18 762,00 Р	
		НЛО-11-22-0К-01	21 576,00 Р	
		НЛО-11-22-0Н-01 прямая столешница	20 888,00 Р	
		НЛО-11-22-0НБ-01 столешница сзади бортик	20 994,00 Р	
		НЛО-11-22-0С-01	27 017,00 Р	
		НЛО-11-22-0КМ-01 со стальной рамкой	54 280,00 Р	
		НЛО-11-22-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	54 680,00 Р	
		НЛО-11-22-0Т-01	54 634,00 Р	
		НЛО-11-22-0Д-01	94 931,00 Р	
	НЛО-11-22-0МК-01 прямая столешница	33 090,00 Р		
			НЛО-12-11-0П-01	17 574,00 Р

1500	1500x600x750	НЛО-12-11-0К-01	20 326,00 ₽
		НЛО-12-11-0Н-01 прямая столешница	19 950,00 ₽
		НЛО-12-11-0НБ-01 столешница сзади бортик	20 056,00 ₽
		НЛО-12-11-0С-01	26 329,00 ₽
		НЛО-12-11-0КМ-01 со стальной рамкой	51 979,00 ₽
		НЛО-12-11-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей	52 379,00 ₽
		НЛО-12-11-0Т-01	52 274,00 ₽
		НЛО-12-11-0Д-01	89 916,00 ₽
		НЛО-12-11-0МК-01 прямая столешница	32 255,00 ₽
		1500x600x900	НЛО-12-12-0П-01
	НЛО-12-12-0К-01		20 513,00 ₽
	НЛО-12-12-0Н-01 прямая столешница		20 075,00 ₽
	НЛО-12-12-0НБ-01 столешница сзади бортик		20 181,00 ₽
	НЛО-12-12-0С-01		26 454,00 ₽
	НЛО-12-12-0КМ-01 со стальной рамкой		52 097,00 ₽
	НЛО-12-12-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей		52 497,00 ₽
	НЛО-12-12-0Т-01		52 392,00 ₽
	НЛО-12-12-0Д-01		90 034,00 ₽
	НЛО-12-12-0МК-01 прямая столешница		32 387,00 ₽
	1500x790x750	НЛО-12-21-0П-01	19 450,00 ₽
		НЛО-12-21-0К-01	22 827,00 ₽
		НЛО-12-21-0Н-01 прямая столешница	22 139,00 ₽
		НЛО-12-21-0НБ-01 столешница сзади бортик	22 245,00 ₽
		НЛО-12-21-0С-01	29 581,00 ₽
		НЛО-12-21-0КМ-01 со стальной рамкой	67 024,00 ₽
		НЛО-12-21-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей	67 424,00 ₽
		НЛО-12-21-0Т-01	67 319,00 ₽
		НЛО-12-21-0Д-01	115 994,00 ₽
		НЛО-12-21-0МК-01 прямая столешница	36 232,00 ₽
	1500x790x900	НЛО-12-22-0П-01	19 763,00 ₽
		НЛО-12-22-0К-01	23 077,00 ₽
		НЛО-12-22-0Н-01 прямая столешница	22 389,00 ₽
		НЛО-12-22-0НБ-01 столешница сзади бортик	22 495,00 ₽
		НЛО-12-22-0С-01	29 832,00 ₽
		НЛО-12-22-0КМ-01 со стальной рамкой	67 260,00 ₽
		НЛО-12-22-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей	67 660,00 ₽
		НЛО-12-22-0Т-01	67 614,00 ₽
		НЛО-12-22-0Д-01	116 289,00 ₽
		НЛО-12-22-0МК-01 прямая столешница	36 498,00 ₽

Столы лабораторные на раме 1800 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П-01	18 637,00 ₽
		НЛО-13-11-0К-01	21 701,00 ₽
		НЛО-13-11-0Н-01 прямая столешница	21 514,00 ₽
		НЛО-13-11-0НБ-01 столешница сзади бортик	21 620,00 ₽
		НЛО-13-11-0С-01	27 893,00 ₽
		НЛО-13-11-0КМ-01 со стальной рамкой	58 233,00 ₽
		НЛО-13-11-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей	58 633,00 ₽
		НЛО-13-11-0Т-01	58 646,00 ₽
		НЛО-13-11-0Д-01	107 144,00 ₽
		НЛО-13-11-0МК-01 прямая столешница	34 337,00 ₽
	1800x600x900	НЛО-13-12-0П-01	18 825,00 ₽
		НЛО-13-12-0К-01	21 889,00 ₽
		НЛО-13-12-0Н-01 прямая столешница	21 701,00 ₽
		НЛО-13-12-0НБ-01 столешница сзади бортик	21 807,00 ₽
		НЛО-13-12-0С-01	28 080,00 ₽
		НЛО-13-12-0КМ-01 со стальной рамкой	58 469,00 ₽
		НЛО-13-12-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей	58 869,00 ₽
		НЛО-13-12-0Т-01	58 823,00 ₽
		НЛО-13-12-0Д-01	107 321,00 ₽
		НЛО-13-12-0МК-01 прямая столешница	34 535,00 ₽
		НЛО-13-21-0П-01	20 638,00 ₽
		НЛО-13-21-0К-01	24 453,00 ₽

1800	1800x790x750	НЛО-13-21-0Н-01 прямая столешница	23 515,00 ₽
		НЛО-13-21-0НБ-01 столешница сзади бортик	23 621,00 ₽
		НЛО-13-21-0С-01	32 333,00 ₽
		НЛО-13-21-0КМ-01 со стальной рамкой	71 272,00 ₽
		НЛО-13-21-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	71 672,00 ₽
		НЛО-13-21-0Т-01	71 685,00 ₽
		НЛО-13-21-0Д-01	137 411,00 ₽
		НЛО-13-21-0МК-01 прямая столешница	39 785,00 ₽
	1800x790x900	НЛО-13-22-0П-01	20 888,00 ₽
		НЛО-13-22-0К-01	24 766,00 ₽
		НЛО-13-22-0Н-01 прямая столешница	23 828,00 ₽
		НЛО-13-22-0НБ-01 столешница сзади бортик	23 934,00 ₽
		НЛО-13-22-0С-01	32 646,00 ₽
		НЛО-13-22-0КМ-01 со стальной рамкой	71 567,00 ₽
		НЛО-13-22-0КМн-01 с рамкой из нержавеющей стали	71 967,00 ₽
		НЛО-13-22-0Т-01	71 921,00 ₽
		НЛО-13-22-0Д-01	137 765,00 ₽
		НЛО-13-22-0МК-01 прямая столешница	40 117,00 ₽

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы лабораторные на раме с полкой 600, 900 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена		
ширина	ширинаглубинавысота				
600	600x600x750	НЛО-10-11-0П-02	16 886,00 ₽		
		НЛО-10-11-0К-02	18 262,00 ₽		
		НЛО-10-11-0Н-02 прямая столешница	19 137,00 ₽		
		НЛО-10-11-0НБ-02 столешница сзади бортик	19 243,00 ₽		
		НЛО-10-11-0С-02	20 263,00 ₽		
		НЛО-10-11-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	30 621,00 ₽		
		НЛО-10-11-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	31 021,00 ₽		
		НЛО-10-11-0Т-02	30 857,00 ₽		
		НЛО-10-11-0Д-02	45 548,00 ₽		
		НЛО-10-11-0МК-01 прямая столешница	23 443,00 ₽		
	600x600x900	НЛО-10-12-0П-02	17 199,00 ₽		
		НЛО-10-12-0К-02	18 324,00 ₽		
		НЛО-10-12-0Н-02 прямая столешница	20 263,00 ₽		
		НЛО-10-12-0НБ-02 столешница сзади бортик	20 369,00 ₽		
		НЛО-10-12-0С-02	20 451,00 ₽		
		НЛО-10-12-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	30 798,00 ₽		
		НЛО-10-12-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	31 198,00 ₽		
		НЛО-10-12-0Т-02	31 034,00 ₽		
		НЛО-10-12-0Д-02	45 725,00 ₽		
		НЛО-10-12-0МК-01 прямая столешница	23 631,00 ₽		
	600x790x750	НЛО-10-21-0П-02	18 137,00 ₽		
		НЛО-10-21-0К-02	19 825,00 ₽		
		НЛО-10-21-0Н-02 прямая столешница	20 888,00 ₽		
		НЛО-10-21-0НБ-02 столешница сзади бортик	20 995,00 ₽		
		НЛО-10-21-0С-02	22 139,00 ₽		
		НЛО-10-21-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	35 341,00 ₽		
		НЛО-10-21-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	35 741,00 ₽		
		НЛО-10-21-0Т-02	35 577,00 ₽		
		НЛО-10-21-0Д-02	56 286,00 ₽		
		НЛО-10-21-0МК-01 прямая столешница	27 070,00 ₽		
	600x790x900	НЛО-10-22-0П-02	18 199,00 ₽		
		НЛО-10-22-0К-02	20 075,00 ₽		
		НЛО-10-22-0Н-02 прямая столешница	21 139,00 ₽		
		НЛО-10-22-0НБ-02 столешница сзади бортик	21 245,00 ₽		
		НЛО-10-22-0С-02	22 389,00 ₽		
		НЛО-10-22-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	35 577,00 ₽		
		НЛО-10-22-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	35 977,00 ₽		
		НЛО-10-22-0Т-02	35 872,00 ₽		
		НЛО-10-22-0Д-02	56 581,00 ₽		
		НЛО-10-22-0МК-01 прямая столешница	27 335,00 ₽		
	900	900x600x750	НЛО-09-11-0П-02	18 762,00 ₽	
			НЛО-09-11-0К-02	20 326,00 ₽	
			НЛО-09-11-0Н-02 прямая столешница	20 263,00 ₽	
			НЛО-09-11-0НБ-02 столешница сзади бортик	20 369,00 ₽	
НЛО-09-11-0С-02			20 763,00 ₽		
НЛО-09-11-0КМ-02 столешница со стальной рамкой			37 347,00 ₽		
НЛО-09-11-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали			37 747,00 ₽		
НЛО-09-11-0Т-02			37 642,00 ₽		
НЛО-09-11-0Д-02			61 773,00 ₽		
НЛО-09-11-0МК-01 прямая столешница			25 506,00 ₽		
900x600x900		НЛО-09-12-0П-02	18 887,00 ₽		
		НЛО-09-12-0К-02	20 513,00 ₽		
		НЛО-09-12-0Н-02 прямая столешница	20 451,00 ₽		
		НЛО-09-12-0НБ-02 столешница сзади бортик	20 557,00 ₽		
		НЛО-09-12-0С-02	20 888,00 ₽		
		НЛО-09-12-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	37 465,00 ₽		
		НЛО-09-12-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	37 865,00 ₽		
		НЛО-09-12-0Т-02	37 760,00 ₽		
		НЛО-09-12-0Д-02	61 950,00 ₽		
		НЛО-09-12-0МК-01 прямая столешница	25 639,00 ₽		
				НЛО-09-21-0П-02	20 075,00 ₽
				НЛО-09-21-0К-02	22 139,00 ₽

900	900x790x750	НЛО-09-21-0Н-02 прямая столешница	23 453,00 ₽
		НЛО-09-21-0НБ-02 столешница сзади бортик	23 559,00 ₽
		НЛО-09-21-0С-02	26 329,00 ₽
		НЛО-09-21-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	45 430,00 ₽
		НЛО-09-21-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	45 830,00 ₽
		НЛО-09-21-0Т-02	45 666,00 ₽
		НЛО-09-21-0Д-02	77 644,00 ₽
		НЛО-09-21-0МК-01 прямая столешница	31 724,00 ₽
	900x790x900	НЛО-09-22-0П-02	20 326,00 ₽
		НЛО-09-22-0К-02	22 389,00 ₽
		НЛО-09-22-0Н-02 прямая столешница	23 640,00 ₽
		НЛО-09-22-0НБ-02 столешница сзади бортик	23 746,00 ₽
		НЛО-09-22-0С-02	26 517,00 ₽
		НЛО-09-22-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	45 607,00 ₽
		НЛО-09-22-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	46 007,00 ₽
		НЛО-09-22-0Т-02	45 843,00 ₽
НЛО-09-22-0Д-02	59 826,00 ₽		
НЛО-09-22-0МК-01 прямая столешница	31 920,00 ₽		

Столы лабораторные на раме с полкой 1200, 1500 мм				
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена	
ширина	ширинаxглубинаxвысота			
1200	1200x600x750	НЛО-11-11-0П-02	21 013,00 ₽	
		НЛО-11-11-0К-02	23 015,00 ₽	
		НЛО-11-11-0Н-02 прямая столешница	23 390,00 ₽	
		НЛО-11-11-0НБ-02 столешница сзади бортик	23 496,00 ₽	
		НЛО-11-11-0С-02	27 768,00 ₽	
		НЛО-11-11-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	49 442,00 ₽	
		НЛО-11-11-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	49 842,00 ₽	
		НЛО-11-11-0Т-02	49 737,00 ₽	
		НЛО-11-11-0Д-02	78 411,00 ₽	
		НЛО-11-11-0МК-01 прямая столешница	33 565,00 ₽	
	1200x600x900	НЛО-11-12-0П-02	21 139,00 ₽	
		НЛО-11-12-0К-02	23 140,00 ₽	
		НЛО-11-12-0Н-02 прямая столешница	23 578,00 ₽	
		НЛО-11-12-0НБ-02 столешница сзади бортик	23 684,00 ₽	
		НЛО-11-12-0С-02	27 893,00 ₽	
		НЛО-11-12-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	49 560,00 ₽	
		НЛО-11-12-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	49 960,00 ₽	
		НЛО-11-12-0Т-02	49 855,00 ₽	
		НЛО-11-12-0Д-02	78 647,00 ₽	
		НЛО-11-12-0МК-01 прямая столешница	21 139,00 ₽	
	1200x790x750	НЛО-11-21-0П-02	22 765,00 ₽	
		НЛО-11-21-0К-02	25 266,00 ₽	
		НЛО-11-21-0Н-02 прямая столешница	26 142,00 ₽	
		НЛО-11-21-0НБ-02 столешница сзади бортик	26 248,00 ₽	
		НЛО-11-21-0С-02	30 770,00 ₽	
		НЛО-11-21-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	57 879,00 ₽	
		НЛО-11-21-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	58 279,00 ₽	
		НЛО-11-21-0Т-02	58 174,00 ₽	
		НЛО-11-21-0Д-02	89 621,00 ₽	
		НЛО-11-21-0МК-01 прямая столешница	37 068,00 ₽	
	1200x790x900	НЛО-11-22-0П-02	23 015,00 ₽	
		НЛО-11-22-0К-02	25 579,00 ₽	
		НЛО-11-22-0Н-02 прямая столешница	26 329,00 ₽	
		НЛО-11-22-0НБ-02 столешница сзади бортик	26 435,00 ₽	
		НЛО-11-22-0С-02	31 082,00 ₽	
		НЛО-11-22-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	58 056,00 ₽	
		НЛО-11-22-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	58 456,00 ₽	
		НЛО-11-22-0Т-02	58 410,00 ₽	
		НЛО-11-22-0Д-02	98 884,00 ₽	
		НЛО-11-21-0МК-01 прямая столешница	37 398,00 ₽	
			НЛО-12-11-0П-02	22 577,00 ₽
			НЛО-12-11-0К-02	25 016,00 ₽
			НЛО-12-11-0Н-02 прямая столешница	25 329,00 ₽

1500	1500x600x750	НЛО-12-11-0НБ-02 столешница сзади бортик	25 435,00 ₽
		НЛО-12-11-0С-02	31 020,00 ₽
		НЛО-12-11-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	56 345,00 ₽
		НЛО-12-11-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	56 745,00 ₽
		НЛО-12-11-0Т-02	56 699,00 ₽
		НЛО-12-11-0Д-02	94 518,00 ₽
		НЛО-12-11-0МК-01 прямая столешница	37 227,00 ₽
	1500x600x900	НЛО-12-12-0П-02	22 827,00 ₽
		НЛО-12-12-0К-02	25 141,00 ₽
		НЛО-12-12-0Н-02 прямая столешница	25 454,00 ₽
		НЛО-12-12-0НБ-02 столешница сзади бортик	25 560,00 ₽
		НЛО-12-12-0С-02	31 145,00 ₽
		НЛО-12-12-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	56 522,00 ₽
		НЛО-12-12-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	56 922,00 ₽
		НЛО-12-12-0Т-02	56 817,00 ₽
		НЛО-12-12-0Д-02	94 754,00 ₽
		НЛО-12-12-0МК-01 прямая столешница	37 360,00 ₽
	1500x790x750	НЛО-12-21-0П-02	24 453,00 ₽
		НЛО-12-21-0К-02	27 518,00 ₽
		НЛО-12-21-0Н-02 прямая столешница	29 019,00 ₽
		НЛО-12-21-0НБ-02 столешница сзади бортик	29 125,00 ₽
		НЛО-12-21-0С-02	34 209,00 ₽
		НЛО-12-21-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	71 449,00 ₽
		НЛО-12-21-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	71 849,00 ₽
		НЛО-12-21-0Т-02	71 744,00 ₽
	1500x790x900	НЛО-12-21-0Д-02	120 596,00 ₽
		НЛО-12-21-0МК-01 прямая столешница	41 137,00 ₽
		НЛО-12-22-0П-02	24 766,00 ₽
		НЛО-12-22-0К-02	27 705,00 ₽
		НЛО-12-22-0Н-02 прямая столешница	29 206,00 ₽
		НЛО-12-22-0НБ-02 столешница сзади бортик	29 313,00 ₽
		НЛО-12-22-0С-02	34 522,00 ₽
		НЛО-12-22-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	71 685,00 ₽
		НЛО-12-22-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	72 085,00 ₽
	НЛО-12-22-0Т-02	72 039,00 ₽	
	НЛО-12-22-0Д-02	120 891,00 ₽	
	НЛО-12-22-0МК-01 прямая столешница	41 470,00 ₽	

Столы лабораторные на раме с полкой 1800 мм

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена	
ширина	ширинаxглубинаxвысота			
1800	1800x600x750	НЛО-13-11-0П-02	24 391,00 ₽	
		НЛО-13-11-0К-02	26 955,00 ₽	
		НЛО-13-11-0Н-02 прямая столешница	27 643,00 ₽	
		НЛО-13-11-0НБ-02 столешница сзади бортик	27 749,00 ₽	
		НЛО-13-11-0С-02	33 272,00 ₽	
		НЛО-13-11-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	63 366,00 ₽	
		НЛО-13-11-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	63 766,00 ₽	
		НЛО-13-11-0Т-02	63 779,00 ₽	
		НЛО-13-11-0Д-02	112 395,00 ₽	
		НЛО-13-11-0МК-01 прямая столешница	40 038,00 ₽	
		1800x600x900	НЛО-13-12-0П-02	24 578,00 ₽
	НЛО-13-12-0К-02		27 267,00 ₽	
	НЛО-13-12-0Н-02 прямая столешница		27 705,00 ₽	
	НЛО-13-12-0НБ-02 столешница сзади бортик		27 811,00 ₽	
	НЛО-13-12-0С-02		33 459,00 ₽	
	НЛО-13-12-0КМ-02 столешница со стальной рамкой		63 484,00 ₽	
	НЛО-13-12-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали		63 884,00 ₽	
	НЛО-13-12-0Т-02		63 897,00 ₽	
	НЛО-13-12-0Д-02		112 572,00 ₽	
	НЛО-13-12-0МК-01 прямая столешница		40 236,00 ₽	
			НЛО-13-21-0П-02	26 392,00 ₽
			НЛО-13-21-0К-02	29 832,00 ₽
			НЛО-13-21-0Н-02 прямая столешница	30 832,00 ₽
			НЛО-13-21-0НБ-02 столешница сзади бортик	30 938,00 ₽

1800	1800x790x750	НЛО-13-21-0С-02	37 399,00 ₽
		НЛО-13-21-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	76 346,00 ₽
		НЛО-13-21-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	76 746,00 ₽
		НЛО-13-21-0Т-02	76 759,00 ₽
		НЛО-13-21-0Д-02	142 780,00 ₽
		НЛО-13-21-0МК-01 прямая столешница	45 155,00 ₽
	1800x790x900	НЛО-13-22-0П-02	26 642,00 ₽
		НЛО-13-22-0К-02	30 082,00 ₽
		НЛО-13-22-0Н-02 прямая столешница	31 145,00 ₽
		НЛО-13-22-0НБ-02 столешница сзади бортик	31 251,00 ₽
		НЛО-13-22-0С-02	37 962,00 ₽
		НЛО-13-22-0КМ-02 столешница со стальной рамкой	76 641,00 ₽
		НЛО-13-22-0КМн-02 столешница с рамкой из нержавеющей стали	77 041,00 ₽
		НЛО-13-22-0Т-02	76 995,00 ₽
		НЛО-13-22-0Д-02	143 016,00 ₽
		НЛО-13-22-0МК-01 прямая столешница	45 752,00 ₽

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы для приборов


Габаритные размеры, мм		Комплектация (в цену столов включена)	Материал рабочей поверхности	Отпускная цена
ширина	ширинаглубинавысота			
900	900x790x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-33-1П	19 621,00 ₽
			НЛО-14-33-1П-01	18 621,00 ₽
			НЛО-14-33-1К	21 872,00 ₽
			НЛО-14-33-1К-01	20 872,00 ₽
			НЛО-14-33-1С	26 062,00 ₽
			НЛО-14-33-1С-01	25 062,00 ₽
			НЛО-14-33-1НБ	22 872,00 ₽
			НЛО-14-33-1НБ-01	21 872,00 ₽
			НЛО-14-33-1КМ	43 281,00 ₽
			НЛО-14-33-1КМ-01	44 281,00 ₽
			НЛО-14-33-1МК	29 562,00 ₽
			НЛО-14-33-1МК-01	28 562,00 ₽
			НЛО-14-33-1Т	43 517,00 ₽
			НЛО-14-33-1Т-01	44 517,00 ₽
1200	1200x600x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-27-1П	20 200,00 ₽
			НЛО-14-27-1П-01	19 140,00 ₽
			НЛО-14-27-1К	22 014,00 ₽
			НЛО-14-27-1К-01	20 954,00 ₽
			НЛО-14-27-1С	25 641,00 ₽
			НЛО-14-27-1С-01	24 581,00 ₽
			НЛО-14-27-1НБ	23 074,00 ₽
			НЛО-14-27-1НБ-01	22 014,00 ₽
			НЛО-14-27-1КМ	44 486,00 ₽
			НЛО-14-27-1КМ-01	43 486,00 ₽
			НЛО-14-27-1МК	28 715,00 ₽
			НЛО-14-27-1МК-01	27 655,00 ₽
			НЛО-14-27-1Т	44 781,00 ₽
			НЛО-14-27-1Т-01	43 781,00 ₽
	1200x600x900/1100	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-28-1П	20 638,00 ₽
			НЛО-14-28-1П-01	19 578,00 ₽
			НЛО-14-28-1К	22 264,00 ₽
			НЛО-14-28-1К-01	21 204,00 ₽
			НЛО-14-28-1С	26 017,00 ₽
			НЛО-14-28-1С-01	24 957,00 ₽
			НЛО-14-28-1НБ	23 325,00 ₽
			НЛО-14-28-1НБ-01	22 265,00 ₽
			НЛО-14-28-1КМ	44 899,00 ₽
			НЛО-14-28-1КМ-01	43 900,00 ₽
			НЛО-14-28-1МК	30 151,00 ₽
			НЛО-14-28-1МК-01	29 091,00 ₽
			НЛО-14-28-1Т	45 135,00 ₽
			НЛО-14-28-1Т-01	44 135,00 ₽
	1200x790x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-25-1П	21 889,00 ₽
			НЛО-14-25-1П-01	20 829,00 ₽
			НЛО-14-25-1К	24 140,00 ₽
			НЛО-14-25-1К-01	23 080,00 ₽
			НЛО-14-25-1С	28 956,00 ₽
			НЛО-14-25-1С-01	27 896,00 ₽
			НЛО-14-25-1НБ	25 202,00 ₽
			НЛО-14-25-1НБ-01	24 142,00 ₽
			НЛО-14-25-1КМ	55 578,00 ₽
			НЛО-14-25-1КМ-01	54 578,00 ₽
			НЛО-14-25-1МК	33 408,00 ₽
			НЛО-14-25-1МК-01	32 348,00 ₽
			НЛО-14-25-1Т	55 873,00 ₽
			НЛО-14-25-1Т-01	54 873,00 ₽
			НЛО-14-26-1П	22 389,00 ₽
			НЛО-14-26-1П-01	21 329,00 ₽
			НЛО-14-26-1К	24 641,00 ₽
			НЛО-14-26-1К-01	23 475,00 ₽

	1200x790x900/1100	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-26-1С	29 456,00 ₽
			НЛО-14-26-1С-01	28 396,00 ₽
			НЛО-14-26-1НБ	25 701,00 ₽
			НЛО-14-26-1НБ-01	24 641,00 ₽
			НЛО-14-26-1КМ	56 109,00 ₽
			НЛО-14-26-1КМ-01	55 109,00 ₽
			НЛО-14-26-1МК	33 908,00 ₽
			НЛО-14-26-1МК-01	32 848,00 ₽
			НЛО-14-26-1Т	56 345,00 ₽
			НЛО-14-26-1Т-01	55 345,00 ₽
1500	1500x600x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-23-1П	21 201,00 ₽
			НЛО-14-23-1П-01	20 141,00 ₽
			НЛО-14-23-1К	23 578,00 ₽
			НЛО-14-23-1К-01	22 518,00 ₽
			НЛО-14-23-1С	28 581,00 ₽
			НЛО-14-23-1С-01	27 521,00 ₽
			НЛО-14-23-1НБ	24 638,00 ₽
			НЛО-14-23-1НБ-01	23 578,00 ₽
			НЛО-14-23-1КМ	53 041,00 ₽
			НЛО-14-23-1КМ-01	52 041,00 ₽
			НЛО-14-23-1МК	32 927,00 ₽
			НЛО-14-23-1МК-01	31 867,00 ₽
			НЛО-14-23-1Т	53 395,00 ₽
			НЛО-14-23-1Т-01	52 395,00 ₽
			НЛО-14-24-1П	21 701,00 ₽
			НЛО-14-24-1П-01	20 641,00 ₽
			НЛО-14-24-1К	24 078,00 ₽
			НЛО-14-24-1К-01	23 018,00 ₽
			НЛО-14-24-1С	29 081,00 ₽
			НЛО-14-24-1С-01	28 021,00 ₽
			НЛО-14-24-1НБ	25 138,00 ₽
			НЛО-14-24-1НБ-01	24 078,00 ₽
			НЛО-14-24-1КМ	53 572,00 ₽
			НЛО-14-24-1КМ-01	52 572,00 ₽
			НЛО-14-24-1МК	33 427,00 ₽
			НЛО-14-24-1МК-01	32 367,00 ₽
			НЛО-14-24-1Т	53 926,00 ₽
			НЛО-14-24-1Т-01	52 926,00 ₽
1500	1500x790x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-21-1П	23 765,00 ₽
			НЛО-14-21-1П-01	22 705,00 ₽
			НЛО-14-21-1К	26 017,00 ₽
			НЛО-14-21-1К-01	24 957,00 ₽
			НЛО-14-21-1С	33 209,00 ₽
			НЛО-14-21-1С-01	32 149,00 ₽
			НЛО-14-21-НБ	27 077,00 ₽
			НЛО-14-21-НБ-01	26 017,00 ₽
			НЛО-14-21-1КМ	66 316,00 ₽
			НЛО-14-21-1КМ-01	65 316,00 ₽
			НЛО-14-21-1МК	38 085,00 ₽
			НЛО-14-21-1МК-01	37 025,00 ₽
			НЛО-14-21-1Т	66 611,00 ₽
			НЛО-14-21-1Т-01	65 611,00 ₽
			НЛО-14-22-1П	24 391,00 ₽
			НЛО-14-22-1П-01	23 331,00 ₽
			НЛО-14-22-1К	26 580,00 ₽
			НЛО-14-22-1К-01	25 520,00 ₽
			НЛО-14-22-1С	33 772,00 ₽
			НЛО-14-22-1С-01	32 712,00 ₽
			НЛО-14-22-1НБ	27 640,00 ₽
			НЛО-14-22-1НБ-01	26 580,00 ₽
			НЛО-14-22-1КМ	66 847,00 ₽
			НЛО-14-22-1КМ-01	65 847,00 ₽
			НЛО-14-22-1МК	38 648,00 ₽
			НЛО-14-22-1МК-01	37 588,00 ₽
			НЛО-14-22-1Т	67 142,00 ₽


1800	1800x600x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-22-1Т-01	66 142,00 ₽	
			НЛО-14-31-1П	22 890,00 ₽	
НЛО-14-31-1П-01			21 830,00 ₽		
НЛО-14-31-1К			25 954,00 ₽		
НЛО-14-31-1К-01			24 894,00 ₽		
НЛО-14-31-1С			31 520,00 ₽		
НЛО-14-31-1С-01			30 460,00 ₽		
НЛО-14-31-1НБ			27 014,00 ₽		
НЛО-14-31-1НБ-01			25 954,00 ₽		
НЛО-14-31-1КМ			61 773,00 ₽		
НЛО-14-31-1КМ-01			60 773,00 ₽		
НЛО-14-31-1МК			36 290,00 ₽		
НЛО-14-31-1МК-01			35 230,00 ₽		
НЛО-14-31-1Т			62 127,00 ₽		
НЛО-14-31-1Т-01		61 127,00 ₽			
	1800x600x900/1100	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-32-1П	23 453,00 ₽	
			НЛО-14-32-1П-01	22 393,00 ₽	
			НЛО-14-32-1К	26 517,00 ₽	
			НЛО-14-32-1К-01	25 457,00 ₽	
			НЛО-14-32-1С	32 083,00 ₽	
			НЛО-14-32-1С-01	31 023,00 ₽	
			НЛО-14-32-1НБ	27 577,00 ₽	
			НЛО-14-32-1НБ-01	26 517,00 ₽	
			НЛО-14-32-1КМ	62 304,00 ₽	
			НЛО-14-32-1КМ-01	61 304,00 ₽	
			НЛО-14-32-1МК	36 853,00 ₽	
			НЛО-14-32-1МК-01	35 793,00 ₽	
			НЛО-14-32-1Т	62 658,00 ₽	
			НЛО-14-32-1Т-01	61 658,00 ₽	
1800	1800x790x750/950	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-29-1П	25 329,00 ₽	
			НЛО-14-29-1П-01	24 269,00 ₽	
			НЛО-14-29-1К	28 581,00 ₽	
			НЛО-14-29-1К-01	27 521,00 ₽	
			НЛО-14-29-1С	35 898,00 ₽	
			НЛО-14-29-1С-01	34 838,00 ₽	
			НЛО-14-29-1НБ	29 641,00 ₽	
			НЛО-14-29-1НБ-01	28 581,00 ₽	
			НЛО-14-29-1КМ	73 160,00 ₽	
			НЛО-14-29-1КМ-01	72 160,00 ₽	
			НЛО-14-29-1МК	41 410,00 ₽	
			НЛО-14-29-1МК-01	40 350,00 ₽	
	НЛО-14-29-1Т	73 573,00 ₽			
	НЛО-14-29-1Т-01	72 573,00 ₽			
		1800x790x900/1100	панель приборная, электророзетки (2 шт.)	НЛО-14-30-1П	26 017,00 ₽
				НЛО-14-30-1П-01	24 957,00 ₽
				НЛО-14-30-1К	29 269,00 ₽
				НЛО-14-30-1К-01	28 209,00 ₽
				НЛО-14-30-1С	36 649,00 ₽
				НЛО-14-30-1С-01	35 589,00 ₽
НЛО-14-30-1НБ				30 329,00 ₽	
НЛО-14-30-1НБ-01				29 269,00 ₽	
НЛО-14-30-1КМ	73 809,00 ₽				
НЛО-14-30-1КМ-01	72 809,00 ₽				
НЛО-14-30-1МК	42 160,00 ₽				
НЛО-14-30-1МК-01	41 100,00 ₽				
НЛО-14-30-1Т	74 222,00 ₽				
НЛО-14-30-1Т-01	73 222,00 ₽				

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно



НЛО-14-21-1х



НЛО-14-22-1х

Столы лабораторные прочие

Стол компьютерный				
800	800x790x750/1350	стойка металлическая с полкой полка выдвижная д/клавиатуры подставка под системный блок	НЛО-15-11-0П	20 763,00 Р
			НЛО-15-11-0Т	40 410,00 Р

Столы подкатные

800	800x500x750	на колесных опорах	НЛО-16-01-0П-01	14 072,00 Р
			НЛО-16-01-0С-01	17 636,00 Р
			НЛО-16-01-0Т-01	30 503,00 Р
			НЛО-16-01-0Н-01	18 908,00 Р
			НЛО-16-01-0МК-01	21 028,00 Р
	800x500x900	на колесных опорах	НЛО-16-02-0П-01	14 134,00 Р
			НЛО-16-02-0С-01	17 699,00 Р
			НЛО-16-02-0Т-01	30 562,00 Р
			НЛО-16-02-0Н-01	18 972,00 Р
			НЛО-16-02-0МК-01	21 091,00 Р
			800x500x750	на колесных опорах с нижней полкой
	НЛО-16-01-0С-02	21 889,00 Р		
	НЛО-16-01-0Т-02	43 365,00 Р		
	НЛО-16-01-0Н-02	23 161,00 Р		
	НЛО-16-01-0МК-02	25 281,00 Р		
	800x500x900	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-02-0П-02	15 698,00 Р
НЛО-16-02-0С-02			22 014,00 Р	
НЛО-16-02-0Т-02			43 483,00 Р	
НЛО-16-02-0Н-02			23 287,00 Р	
НЛО-16-02-0МК-02			25 406,00 Р	
900	900x600x750	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-03-0П-02	15 698,00 Р
			НЛО-16-03-0С-02	20 701,00 Р
			НЛО-16-03-0Т-02	35 754,00 Р
			НЛО-16-03-0Н-02	22 079,00 Р
			НЛО-16-03-0МК-02	24 199,00 Р
	900x600x900	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-04-0П-02	15 823,00 Р
			НЛО-16-04-0С-02	20 763,00 Р
			НЛО-16-04-0Т-02	35 754,00 Р
			НЛО-16-04-0Н-02	22 141,00 Р
			НЛО-16-04-0МК-02	24 261,00 Р
1200	1200x600x750	на колесных опорах	НЛО-16-05-0П-01	16 135,00 Р
			НЛО-16-05-0С-01	23 015,00 Р
			НЛО-16-05-0Т-01	43 778,00 Р
			НЛО-16-05-0Н-01	24 393,00 Р
			НЛО-16-05-0МК-01	27 143,00 Р
	1200x600x900	на колесных опорах	НЛО-16-06-0П-01	16 323,00 Р
			НЛО-16-06-0С-01	23 202,00 Р
			НЛО-16-06-0Т-01	43 955,00 Р
			НЛО-16-06-0Н-01	24 580,00 Р
			НЛО-16-06-0МК-01	27 336,00 Р
			НЛО-16-05-0П-02	18 574,00 Р

	1200x600x750	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-05-0С-02	29 957,00 Р
			НЛО-16-05-0Т-02	65 313,00 Р
	1200x600x900	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-05-0Н-02	31 335,00 Р
			НЛО-16-05-0МК-02	34 091,00 Р
			НЛО-16-06-0П-02	18 762,00 Р
			НЛО-16-06-0С-02	30 144,00 Р
	1200x600x900	на колесных опорах с нижней полкой	НЛО-16-06-0Т-02	65 549,00 Р
			НЛО-16-06-0Н-02	31 522,00 Р
			НЛО-16-06-0МК-02	34 278,00 Р
1800	1800x700x900	на колесных опорах	НЛО-16-50-0П-02	31 958,00 Р
			НЛО-16-50-0С-02	43 340,00 Р


Установки титровальные

Габаритные размеры, мм		Комплектация (в цену столов включена)	Материал рабочей поверхности	Отпускная цена
высота	ширинаглубинахвысота			
750	1200x600x750/1500		НЛО-18-13-7П	33 271,00 Р
			НЛО-18-13-7К	35 898,00 Р
		стойка титровальная	НЛО-18-13-7С	39 525,00 Р
			НЛО-18-13-7КМ	57 466,00 Р
			НЛО-18-13-7МК	43 659,00 Р
		(металлическая)	НЛО-18-13-7Т	57 879,00 Р
		электророзетки (2шт.)	НЛО-18-13-7Д	87 910,00 Р
900	1200x600x900/1650	светильник	НЛО-18-14-7П	33 772,00 Р
		выключатель	НЛО-18-14-7К	36 336,00 Р
			НЛО-18-14-7С	39 963,00 Р
			НЛО-18-14-7КМ	57 938,00 Р
			НЛО-18-14-7МК	44 097,00 Р
			НЛО-18-14-7Т	58 292,00 Р
			НЛО-18-14-7Д	88 382,00 Р
750	1200x790x750/1500		НЛО-18-11-7П	34 772,00 Р
			НЛО-18-11-7К	38 024,00 Р
		стойка титровальная	НЛО-18-11-7С	42 840,00 Р
			НЛО-18-11-7КМ	68 558,00 Р
			НЛО-18-11-7МК	47 292,00 Р
		(металлическая)	НЛО-18-11-7Т	68 971,00 Р
		электророзетки (2шт.)	НЛО-18-11-7Д	107 380,00 Р
900	1200x790x900/1650	светильник	НЛО-18-12-7П	35 335,00 Р
		выключатель	НЛО-18-12-7К	38 650,00 Р
			НЛО-18-12-7С	43 403,00 Р
			НЛО-18-12-7КМ	69 089,00 Р
			НЛО-18-12-7МК	47 855,00 Р
			НЛО-18-12-7Т	69 502,00 Р
			НЛО-18-12-7Д	107 970,00 Р


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Установки титровальные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)


ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




НЛО-15-11-0П



НЛО-16-01-0П



НЛО-18-11-7х



НЛО-18-12-7х

Столы лабораторные угловые и торцевые			
Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена
ширина	ширинаxглубинаxвысота		
Столы угловые			
900мм к столам глубиной 600мм	900x900x750H	НЛО-17-11-0H-01	21 386,00 Р
	900x900x900H	НЛО-17-12-0HБ-02 (с полкой)	31 058,00 Р
		НЛО-17-11-0П	21 076,00 Р
		НЛО-17-11-0К	23 265,00 Р
1050мм	1050x1050x750H	НЛО-17-11-0С	30 957,00 Р
		НЛО-17-11-0Т	64 487,00 Р
		НЛО-17-11-0Д	109 740,00 Р
		НЛО-17-11-0H	24 378,00 Р
		НЛО-17-11-0КМ	43 896,00 Р
к столам		НЛО-17-11-0МК	36 045,00 Р
глубиной 600мм		НЛО-17-12-0П	21 514,00 Р
		НЛО-17-12-0К	23 703,00 Р
	1050x1050x900H	НЛО-17-12-0С	31 270,00 Р
		НЛО-17-12-0Т	64 900,00 Р
		НЛО-17-12-0Д	110 094,00 Р
		НЛО-17-12-0H	24 816,00 Р
		НЛО-17-12-0КМ	44 622,00 Р
		НЛО-17-12-0МК	36 358,00 Р
		НЛО-17-21-0П	23 015,00 Р
		НЛО-17-21-0К	25 079,00 Р
1200мм	1200x1200x750H	НЛО-17-21-0С	34 772,00 Р
		НЛО-17-21-0Т	76 936,00 Р
		НЛО-17-21-0Д	142 839,00 Р
		НЛО-17-21-0H	26 192,00 Р
		НЛО-17-21-0КМ	47 318,00 Р
к столам		НЛО-17-21-0МК	40 284,00 Р
глубиной 790 мм		НЛО-17-22-0П	23 453,00 Р
		НЛО-17-22-0К	25 516,00 Р
	1200x1200x900H	НЛО-17-22-0С	35 210,00 Р
		НЛО-17-22-0Т	77 349,00 Р
		НЛО-17-22-0Д	143 252,00 Р
		НЛО-17-22-0H	26 629,00 Р
		НЛО-17-22-0КМ	48 144,00 Р
		НЛО-17-22-0МК	40 722,00 Р
Столы торцевые			
высотой 750мм	1200x790x750H	НЛО-19-21-0П	19 325,00 Р
		НЛО-19-21-0К	22 389,00 Р
НЛО-19-21-0С		27 080,00 Р	
НЛО-19-21-0Т		53 749,00 Р	
НЛО-19-21-0Д		95 285,00 Р	
НЛО-19-21-0H		23 502,00 Р	
НЛО-19-21-0КМ		53 454,00 Р	
НЛО-19-21-0МК		31 956,00 Р	
высотой 900мм	1200x790x900H	НЛО-19-22-0П	19 700,00 Р
		НЛО-19-22-0К	22 890,00 Р
НЛО-19-22-0С		27 580,00 Р	
НЛО-19-22-0Т		54 221,00 Р	
НЛО-19-22-0Д		99 179,00 Р	
НЛО-19-22-0H		24 003,00 Р	
НЛО-19-22-0КМ		53 867,00 Р	
НЛО-19-22-0МК		32 456,00 Р	
высотой 900 мм на раме	1200x790x900H	НЛО-19-22-0П-01	18 640,00 Р
		НЛО-19-22-0К-01	21 830,00 Р
		НЛО-19-22-0С-01	26 520,00 Р
		НЛО-19-22-0Т-01	53 221,00 Р
		НЛО-19-22-0Д -01	98 179,00 Р
		НЛО-19-22-0H -02	22 943,00 Р
		НЛО-19-22-0КМ-01	52 867,00 Р
		НЛО-19-22-0МК-02	31 396,00 Р
<i>Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"</i>			
<i>Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)</i>			
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно			

Столы физические пристенные с металлическими полками

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической столов включена) (в цену	Код модели	Отпускная цена	
900x600x750/1500H	две металлические полки	НЛО-09-11-1П	20 388,00 Р	
		НЛО-09-11-1К	22 139,00 Р	
		НЛО-09-11-1С	24 327,00 Р	
		НЛО-09-11-1КМ	39 143,00 Р	
		НЛО-09-11-1МК	25 825,00 Р	
		НЛО-09-11-1Т	39 379,00 Р	
		НЛО-09-11-1Д	63 451,00 Р	
		НЛО-09-11-1Н	21 139,00 Р	
		две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-09-11-2П	21 764,00 Р
	НЛО-09-11-2К		23 515,00 Р	
	НЛО-09-11-2С		25 703,00 Р	
	НЛО-09-11-2КМ		40 519,00 Р	
	НЛО-09-11-2МК		27 202,00 Р	
	НЛО-09-11-2Т		40 755,00 Р	
	НЛО-09-11-2Д		64 826,00 Р	
	НЛО-09-11-2Н		22 515,00 Р	
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник		НЛО-09-11-3П	23 077,00 Р
		НЛО-09-11-3К	24 829,00 Р	
		НЛО-09-11-3С	27 016,00 Р	
		НЛО-09-11-3КМ	41 832,00 Р	
		НЛО-09-11-3МК	28 514,00 Р	
		НЛО-09-11-3Т	42 068,00 Р	
		НЛО-09-11-3Д	66 140,00 Р	
		НЛО-09-11-3Н	23 828,00 Р	
		1200x600x750/1500H	две металлические полки	НЛО-11-11-1П
	НЛО-11-11-1К			23 453,00 Р
	НЛО-11-11-1С			28 018,00 Р
НЛО-11-11-1КМ	49 915,00 Р			
НЛО-11-11-1МК	33 582,00 Р			
НЛО-11-11-1Т	50 269,00 Р			
НЛО-11-11-1Д	78 825,00 Р			
НЛО-11-11-1Н	22 139,00 Р			
две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-11-11-2П			23 766,00 Р
	НЛО-11-11-2К		25 830,00 Р	
	НЛО-11-11-2С		30 395,00 Р	
	НЛО-11-11-2КМ		52 292,00 Р	
	НЛО-11-11-2МК		35 959,00 Р	
	НЛО-11-11-2Т		52 646,00 Р	
	НЛО-11-11-2Д		81 202,00 Р	
	НЛО-11-11-2Н		24 516,00 Р	
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник		НЛО-11-11-3П	25 080,00 Р
НЛО-11-11-3К			27 144,00 Р	
НЛО-11-11-3С			31 708,00 Р	
НЛО-11-11-3КМ			53 605,00 Р	
НЛО-11-11-3МК			37 272,00 Р	
НЛО-11-11-3Т			53 960,00 Р	
НЛО-11-11-3Д			82 515,00 Р	
НЛО-11-11-3Н			25 830,00 Р	
1500x600x750/1500H			две металлические полки	НЛО-12-11-1П
	НЛО-12-11-1К			26 954,00 Р
	НЛО-12-11-1С			32 708,00 Р
	НЛО-12-11-1КМ	58 340,00 Р		
	НЛО-12-11-1МК	38 653,00 Р		
	НЛО-12-11-1Т	58 694,00 Р		
	НЛО-12-11-1Д	96 395,00 Р		
	НЛО-12-11-1Н	25 141,00 Р		
	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-12-11-2П		25 955,00 Р
		НЛО-12-11-2К	28 393,00 Р	
		НЛО-12-11-2С	34 147,00 Р	
		НЛО-12-11-2КМ	29 778,00 Р	
		НЛО-12-11-2МК	40 092,00 Р	

		НЛО-12-11-2Т	60 133,00 Р	
		НЛО-12-11-2Д	97 834,00 Р	
		НЛО-12-11-2Н	26 580,00 Р	
	две металлические полки,розетки (2 шт.), светильник	НЛО-12-11-3П	27 268,00 Р	
		НЛО-12-11-3К	29 706,00 Р	
		НЛО-12-11-3С	35 460,00 Р	
		НЛО-12-11-3КМ	61 092,00 Р	
		НЛО-12-11-3МК	41 405,00 Р	
		НЛО-12-11-3Т	61 446,00 Р	
		НЛО-12-11-3Д	99 147,00 Р	
		НЛО-12-11-3Н	27 894,00 Р	
1800x600x750/1500Н		две металлические полки	НЛО-13-11-1П	26 330,00 Р
	НЛО-13-11-1К		28 956,00 Р	
	НЛО-13-11-1С		34 960,00 Р	
	НЛО-13-11-1КМ		65 309,00 Р	
	НЛО-13-11-1МК		41 457,00 Р	
	НЛО-13-11-1Т		65 663,00 Р	
	НЛО-13-11-1Д		114 161,00 Р	
	НЛО-13-11-1Н		26 642,00 Р	
	две металлические полки, розетки (2 шт.)		НЛО-13-11-2П	27 768,00 Р
		НЛО-13-11-2К	30 395,00 Р	
		НЛО-13-11-2С	36 399,00 Р	
		НЛО-13-11-2КМ	66 748,00 Р	
		НЛО-13-11-2МК	42 896,00 Р	
		НЛО-13-11-2Т	67 102,00 Р	
		НЛО-13-11-2Д	115 600,00 Р	
		НЛО-13-11-2Н	28 081,00 Р	
	две металлические полки,розетки (2 шт.), светильник	НЛО-13-11-3П	29 081,00 Р	
		НЛО-13-11-3К	31 708,00 Р	
		НЛО-13-11-3С	37 712,00 Р	
		НЛО-13-11-3КМ	68 062,00 Р	
		НЛО-13-11-3МК	44 209,00 Р	
		НЛО-13-11-3Т	68 415,00 Р	
		НЛО-13-11-3Д	116 913,00 Р	
		НЛО-13-11-3Н	29 394,00 Р	
		900x790x750/1500	две металлические полки	НЛО-24-11-1П
	НЛО-24-11-1К			29 957,00 Р
	НЛО-24-11-1С			25 892,00 Р
НЛО-24-11-1КМ	44 781,00 Р			
НЛО-24-11-1МК	29 708,00 Р			
НЛО-24-11-1Т	45 017,00 Р			
НЛО-24-11-1Д	74 458,00 Р			
НЛО-24-11-1Н	28 898,00 Р			
две металлические полки, стол на раме	НЛО-24-11-1П-01			20 282,00 Р
	НЛО-24-11-1К-01		29 851,00 Р	
	НЛО-24-11-1С-01		25 574,00 Р	
	НЛО-24-11-1КМ-01		44 181,00 Р	
	НЛО-24-11-1МК-01		29 602,00 Р	
	НЛО-24-11-1Т-01		44 917,00 Р	
	НЛО-24-11-1Д-01		74 358,00 Р	
	НЛО-24-11-1Н-01		28 792,00 Р	
	две металлические полки, розетки (2 шт.)		НЛО-24-11-2П	21 764,00 Р
НЛО-24-11-2К			31 333,00 Р	
НЛО-24-11-2С			27 268,00 Р	
НЛО-24-11-2КМ			46 079,00 Р	
НЛО-24-11-2МК			31 084,00 Р	
НЛО-24-11-2Т			46 315,00 Р	
НЛО-24-11-2Д			75 815,00 Р	
НЛО-24-11-2Н			30 274,00 Р	
две металлические полки, розетки (2 шт.), стол на раме			НЛО-24-11-2П-01	21 658,00 Р
	НЛО-24-11-2К-01		31 227,00 Р	
	НЛО-24-11-2С-01		27 162,00 Р	
	НЛО-24-11-2КМ-01		45 979,00 Р	
	НЛО-24-11-2МК-01		30 977,00 Р	
	НЛО-24-11-2Т-01		46 215,00 Р	
	НЛО-24-11-2Д-01		75 715,00 Р	
	НЛО-24-11-2Н-01		30 168,00 Р	
	НЛО-24-11-3П		23 077,00 Р	
НЛО-24-11-3К		32 646,00 Р		
НЛО-24-11-3С		28 581,00 Р		

	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-24-11-3КМ	47 259,00 ₺
		НЛО-24-11-3МК	32 397,00 ₺
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-24-11-3Т	47 554,00 ₺
		НЛО-24-11-3Д	77 113,00 ₺
		НЛО-24-11-3Н	31 586,00 ₺
		НЛО-24-11-3П-01	22 971,00 ₺
		НЛО-24-11-3К-01	32 540,00 ₺
		НЛО-24-11-3С-01	28 475,00 ₺
		НЛО-24-11-3КМ-01	47 159,00 ₺
		НЛО-24-11-3МК-01	32 291,00 ₺
		НЛО-24-11-3Т-01	47 454,00 ₺
		НЛО-24-11-3Д-01	77 013,00 ₺
1200x790x750/1500	две металлические полки	НЛО-20-11-1П	21 389,00 ₺
		НЛО-20-11-1К	29 872,00 ₺
		НЛО-20-11-1С	29 394,00 ₺
		НЛО-20-11-1КМ	55 991,00 ₺
		НЛО-20-11-1МК	33 846,00 ₺
		НЛО-20-11-1Т	56 286,00 ₺
		НЛО-20-11-1Д	94 223,00 ₺
	две металлические полки, стол на раме	НЛО-20-11-1Н	28 813,00 ₺
		НЛО-20-11-1П-01	21 283,00 ₺
		НЛО-20-11-1К-01	29 766,00 ₺
		НЛО-20-11-1С-01	29 288,00 ₺
		НЛО-20-11-1КМ-01	55 891,00 ₺
		НЛО-20-11-1МК-01	33 740,00 ₺
		НЛО-20-11-1Т-01	56 186,00 ₺
две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-20-11-1Д-01	94 123,00 ₺	
	НЛО-20-11-1Н-01	28 707,00 ₺	
	НЛО-20-11-2П	23 765,00 ₺	
	НЛО-20-11-2К	30 438,00 ₺	
	НЛО-20-11-2С	30 832,00 ₺	
	НЛО-20-11-2КМ	57 348,00 ₺	
	НЛО-20-11-2МК	35 284,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.), стол на раме	НЛО-20-11-2Т	57 643,00 ₺	
	НЛО-20-11-2Д	95 580,00 ₺	
	НЛО-20-11-2Н	29 379,00 ₺	
	НЛО-20-11-2П-01	23 659,00 ₺	
	НЛО-20-11-2К-01	30 332,00 ₺	
	НЛО-20-11-2С-01	30 726,00 ₺	
	НЛО-20-11-2КМ-01	57 248,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-20-11-2МК-01	35 178,00 ₺	
	НЛО-20-11-2Т-01	57 543,00 ₺	
	НЛО-20-11-2Д-01	95 180,00 ₺	
	НЛО-20-11-2Н-01	29 273,00 ₺	
	НЛО-20-11-3П	25 079,00 ₺	
	НЛО-20-11-3К	31 570,00 ₺	
	НЛО-20-11-3С	32 146,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-20-11-3КМ	58 587,00 ₺	
	НЛО-20-11-3МК	36 598,00 ₺	
	НЛО-20-11-3Т	58 882,00 ₺	
	НЛО-20-11-3Д	96 878,00 ₺	
	НЛО-20-11-3Н	30 511,00 ₺	
	НЛО-20-11-3П-01	24 973,00 ₺	
	НЛО-20-11-3К-01	31 464,00 ₺	
	две металлические полки	НЛО-20-11-3С-01	32 040,00 ₺
		НЛО-20-11-3КМ-01	58 487,00 ₺
		НЛО-20-11-3МК-01	36 492,00 ₺
		НЛО-20-11-3Т-01	58 782,00 ₺
		НЛО-20-11-3Д-01	96 778,00 ₺
	две металлические полки, стол на раме	НЛО-20-11-3Н-01	30 405,00 ₺
		НЛО-21-11-1П	24 516,00 ₺
		НЛО-21-11-1К	31 070,00 ₺
		НЛО-21-11-1С	33 959,00 ₺
		НЛО-21-11-1КМ	66 965,00 ₺
	две металлические полки, стол на раме	НЛО-21-11-1МК	38 835,00 ₺
		НЛО-21-11-1Т	67 319,00 ₺
		НЛО-21-11-1Д	114 401,00 ₺
		НЛО-21-11-1Н	30 010,00 ₺
		НЛО-21-11-1П-01	24 410,00 ₺
		НЛО-21-11-1К-01	30 964,00 ₺
		НЛО-21-11-1С-01	33 853,00 ₺
	две металлические полки, стол на раме	НЛО-21-11-1КМ-01	66 865,00 ₺
		НЛО-21-11-1МК-01	38 729,00 ₺
		НЛО-21-11-1Т-01	67 219,00 ₺
		НЛО-21-11-1Д-01	114 301,00 ₺

1500x790x750/1500	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-21-11-1Н-01	29 905,00 ₺	
		НЛО-21-11-2П	25 954,00 ₺	
		НЛО-21-11-2К	31 386,00 ₺	
		НЛО-21-11-2С	35 335,00 ₺	
		НЛО-21-11-2КМ	68 263,00 ₺	
		НЛО-21-11-2МК	40 211,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Т	68 617,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Д	115 758,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Н	30 327,00 ₺	
	две металлические полки, розетки (2 шт.), стол на раме	НЛО-21-11-2П-01	25 848,00 ₺	
		НЛО-21-11-2К-01	31 280,00 ₺	
		НЛО-21-11-2С-01	35 229,00 ₺	
		НЛО-21-11-2КМ-01	68 163,00 ₺	
		НЛО-21-11-2МК-01	40 105,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Т-01	68 517,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Д-01	115 658,00 ₺	
		НЛО-21-11-2Н-01	30 221,00 ₺	
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-21-11-3П	27 267,00 ₺	
		НЛО-21-11-3К	31 682,00 ₺	
		НЛО-21-11-3С	36 648,00 ₺	
		НЛО-21-11-3КМ	69 502,00 ₺	
		НЛО-21-11-3МК	41 524,00 ₺	
		НЛО-21-11-3Т	69 856,00 ₺	
		НЛО-21-11-3Д	118 885,00 ₺	
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-21-11-3Н	30 623,00 ₺	
		НЛО-21-11-3П-01	27 161,00 ₺	
		НЛО-21-11-3К-01	31 576,00 ₺	
		НЛО-21-11-3С-01	36 542,00 ₺	
		НЛО-21-11-3КМ-01	69 402,00 ₺	
		НЛО-21-11-3МК-01	41 418,00 ₺	
		НЛО-21-11-3Т-01	69 756,00 ₺	
		НЛО-21-11-3Д-01	118 785,00 ₺	
	1800x790x750/1500	две металлические полки	НЛО-25-11-1П	26 329,00 ₺
			НЛО-25-11-1К	31 764,00 ₺
			НЛО-25-11-1С	36 899,00 ₺
			НЛО-25-11-1КМ	74 163,00 ₺
НЛО-25-11-1МК			42 411,00 ₺	
НЛО-25-11-1Т			74 517,00 ₺	
НЛО-25-11-1Д			134 048,00 ₺	
НЛО-25-11-1Н			30 706,00 ₺	
две металлические полки, стол на раме			НЛО-25-11-1П-01	26 223,00 ₺
		НЛО-25-11-1К-01	31 658,00 ₺	
		НЛО-25-11-1С-01	36 793,00 ₺	
		НЛО-25-11-1КМ-01	74 063,00 ₺	
		НЛО-25-11-1МК-01	42 305,00 ₺	
		НЛО-25-11-1Т-01	74 417,00 ₺	
		НЛО-25-11-1Д-01	133 948,00 ₺	
		НЛО-25-11-1Н-01	30 600,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.)		НЛО-25-11-2П	27 768,00 ₺	
		НЛО-25-11-2К	32 080,00 ₺	
		НЛО-25-11-2С	38 275,00 ₺	
		НЛО-25-11-2КМ	75 461,00 ₺	
		НЛО-25-11-2МК	43 787,00 ₺	
		НЛО-25-11-2Т	75 815,00 ₺	
		НЛО-25-11-2Д	135 464,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.), стол на раме		НЛО-25-11-2Н	31 022,00 ₺	
		НЛО-25-11-2П-01	27 662,00 ₺	
		НЛО-25-11-2К-01	31 974,00 ₺	
		НЛО-25-11-2С-01	38 169,00 ₺	
		НЛО-25-11-2КМ-01	75 361,00 ₺	
		НЛО-25-11-2МК-01	43 681,00 ₺	
		НЛО-25-11-2Т-01	75 715,00 ₺	
		НЛО-25-11-2Д-01	135 364,00 ₺	
		НЛО-25-11-2Н-01	30 916,00 ₺	
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник		НЛО-25-11-3П	29 081,00 ₺	
		НЛО-25-11-3К	32 545,00 ₺	
		НЛО-25-11-3С	39 588,00 ₺	
		НЛО-25-11-3КМ	76 700,00 ₺	
	НЛО-25-11-3МК	45 100,00 ₺		
	НЛО-25-11-3Т	77 054,00 ₺		
	НЛО-25-11-3Д	136 762,00 ₺		
	НЛО-25-11-3Н	31 486,00 ₺		
	НЛО-25-11-3П-01	28 975,00 ₺		
	НЛО-25-11-3К-01	32 440,00 ₺		
	НЛО-25-11-3С-01	39 482,00 ₺		

	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-25-11-ЗКМ-01	76 600,00 ₺
		НЛО-25-11-ЗМК-01	44 994,00 ₺
		НЛО-25-11-ЗТ-01	76 954,00 ₺
		НЛО-25-11-ЗД-01	136 662,00 ₺
		НЛО-25-11-ЗН-01	31 380,00 ₺

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы физические островные

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической столов включена) (в цену	Код модели	Отпускная цена, руб.		
1200x1200x750H	без стойки	НЛО-22-41-0П	25 766,00 ₺		
		НЛО-22-41-0К	28 456,00 ₺		
		НЛО-22-41-0С	37 462,00 ₺		
		НЛО-22-41-0КМ	79 237,00 ₺		
		НЛО-22-41-0МК	45 730,00 ₺		
		НЛО-22-41-0Т	79 473,00 ₺		
		НЛО-22-41-0Д	140 420,00 ₺		
		НЛО-22-41-0Н	27 396,00 ₺		
1200x1200x750/1500H	стойка с металлическими полками	НЛО-22-41-1П	29 394,00 ₺		
		НЛО-22-41-1К	32 208,00 ₺		
		НЛО-22-41-1С	41 089,00 ₺		
		НЛО-22-41-1КМ	82 659,00 ₺		
		НЛО-22-41-1МК	49 357,00 ₺		
		НЛО-22-41-1Т	82 895,00 ₺		
		НЛО-22-41-1Д	143 960,00 ₺		
		НЛО-22-41-1Н	31 150,00 ₺		
		стойка с металлическими полками, розетки (4 шт.)	НЛО-22-41-2П	31 458,00 ₺	
			НЛО-22-41-2К	33 709,00 ₺	
			НЛО-22-41-2С	43 215,00 ₺	
			НЛО-22-41-2КМ	84 665,00 ₺	
	НЛО-22-41-2МК		51 483,00 ₺		
	НЛО-22-41-2Т		84 901,00 ₺		
	НЛО-22-41-2Д		146 084,00 ₺		
	НЛО-22-41-2Н		32 650,00 ₺		
	стойка с металлическими полками, розетки (4 шт.), светильник	НЛО-22-41-3П	32 771,00 ₺		
		НЛО-22-41-3К	35 585,00 ₺		
		НЛО-22-41-3С	44 528,00 ₺		
		НЛО-22-41-3КМ	85 904,00 ₺		
		НЛО-22-41-3МК	52 796,00 ₺		
		НЛО-22-41-3Т	86 140,00 ₺		
		НЛО-22-41-3Д	147 382,00 ₺		
		НЛО-22-41-3Н	34 526,00 ₺		
		1500x1200x750H	без стойки	НЛО-23-41-0П	27 643,00 ₺
				НЛО-23-41-0К	30 957,00 ₺
	НЛО-23-41-0С			41 714,00 ₺	
	НЛО-23-41-0КМ			96 111,00 ₺	
НЛО-23-41-0МК	50 406,00 ₺				
НЛО-23-41-0Т	96 406,00 ₺				
НЛО-23-41-0Д	171 395,00 ₺				
НЛО-23-41-0Н	29 897,00 ₺				
1500x1200x750/1500H	стойка с металлическими полками			НЛО-23-41-1П	31 458,00 ₺
				НЛО-23-41-1К	34 835,00 ₺
				НЛО-23-41-1С	46 842,00 ₺
				НЛО-23-41-1КМ	99 710,00 ₺
		НЛО-23-41-1МК	55 534,00 ₺		
		НЛО-23-41-1Т	100 064,00 ₺		
		НЛО-23-41-1Д	175 230,00 ₺		
		НЛО-23-41-1Н	33 776,00 ₺		
		стойка с металлическими полками, розетки (4 шт.)	НЛО-23-41-2П	33 521,00 ₺	
			НЛО-23-41-2К	35 273,00 ₺	
			НЛО-23-41-2С	48 969,00 ₺	
			НЛО-23-41-2КМ	101 716,00 ₺	
	НЛО-23-41-2МК		57 555,00 ₺		
	НЛО-23-41-2Т		102 070,00 ₺		
	НЛО-23-41-2Д		177 295,00 ₺		
	НЛО-23-41-2Н		34 238,00 ₺		
	стойка с металлическими полками, розетки (4 шт.), светильник	НЛО-23-41-3П	34 835,00 ₺		
		НЛО-23-41-3К	38 275,00 ₺		
		НЛО-23-41-3С	50 282,00 ₺		
		НЛО-23-41-3КМ	102 955,00 ₺		
		НЛО-23-41-3МК	58 974,00 ₺		
		НЛО-23-41-3Т	103 309,00 ₺		

1800x1200x750H	без стойки	НЛО-23-41-3Д	178 534,00 ₺
		НЛО-23-41-3Н	37 214,00 ₺
		НЛО-26-41-0П	30 144,00 ₺
		НЛО-26-41-0К	33 897,00 ₺
		НЛО-26-41-0С	47 343,00 ₺
		НЛО-26-41-0КМ	109 032,00 ₺
		НЛО-26-41-0МК	56 883,00 ₺
		НЛО-26-41-0Т	109 386,00 ₺
1800x1200x750/1500H	стойка с металлическими полками	НЛО-26-41-0Д	205 910,00 ₺
		НЛО-26-41-1П	34 397,00 ₺
		НЛО-26-41-1К	38 150,00 ₺
		НЛО-26-41-1С	51 596,00 ₺
		НЛО-26-41-1КМ	112 985,00 ₺
		НЛО-26-41-1МК	61 136,00 ₺
		НЛО-26-41-1Т	113 339,00 ₺
		НЛО-26-41-1Д	210 040,00 ₺
	стойка с металлическими полками, розетки (4 шт.)	НЛО-26-41-2П	36 461,00 ₺
		НЛО-26-41-2К	40 276,00 ₺
		НЛО-26-41-2С	53 722,00 ₺
		НЛО-26-41-2КМ	114 991,00 ₺
		НЛО-26-41-2МК	63 262,00 ₺
		НЛО-26-41-2Т	115 345,00 ₺
		НЛО-26-41-2Д	212 105,00 ₺
		стойка с металлическими полками, светильник	НЛО-26-41-3П
	НЛО-26-41-3К		41 527,00 ₺
	НЛО-26-41-3С		54 910,00 ₺
	НЛО-26-41-3КМ		116 171,00 ₺
			НЛО-26-41-3МК
		НЛО-26-41-3Т	116 525,00 ₺
		НЛО-26-41-3Д	213 344,00 ₺


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)


ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




НЛО-20-11-xx




НЛО-21-11-xx




НЛО-22-41-0x



НЛО-22-41-3x



НЛО-23-41-0x



НЛО-23-41-3x

Столы физические пристенные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена
900x790x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-24-13-1П	24 516,00 Р
		НЛО-24-13-1К	34 585,00 Р
		НЛО-24-13-1Н	26 017,00 Р
		НЛО-24-13-1С	30 520,00 Р
		НЛО-24-13-1КМ	49 147,00 Р
		НЛО-24-13-1МК	34 230,00 Р
		НЛО-24-13-1Т	49 442,00 Р
		НЛО-24-13-1Д	79 060,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.)	НЛО-24-13-2П	25 892,00 Р
		НЛО-24-13-2К	35 961,00 Р
		НЛО-24-13-2Н	27 393,00 Р
		НЛО-24-13-2С	31 895,00 Р
		НЛО-24-13-2КМ	50 445,00 Р
		НЛО-24-13-2МК	35 605,00 Р
		НЛО-24-13-2Т	50 740,00 Р
		НЛО-24-13-2Д	80 476,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (2), светильник	НЛО-24-13-3П	27 080,00 Р
		НЛО-24-13-3К	37 149,00 Р
		НЛО-24-13-3Н	28 581,00 Р
		НЛО-24-13-3С	33 084,00 Р
		НЛО-24-13-3КМ	51 507,00 Р
НЛО-24-13-3МК		36 794,00 Р	
НЛО-24-13-3Т		51 743,00 Р	
НЛО-24-13-3Д	81 538,00 Р		
1200x790x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-20-13-1П	27 205,00 Р
		НЛО-20-13-1К	28 206,00 Р
		НЛО-20-13-1Н	28 893,00 Р
		НЛО-20-13-1С	34 960,00 Р
		НЛО-20-13-1КМ	61 242,00 Р
		НЛО-20-13-1МК	39 412,00 Р
		НЛО-20-13-1Т	61 537,00 Р
		НЛО-20-13-1Д	99 651,00 Р
	две стеклянные полки, стол на раме	НЛО-20-13-1П-01	27 099,00 Р
		НЛО-20-13-1К-01	28 100,00 Р
		НЛО-20-13-1Н-01	28 787,00 Р
		НЛО-20-13-1С-01	34 853,00 Р
		НЛО-20-13-1КМ-01	61 142,00 Р
		НЛО-20-13-1МК-01	39 305,00 Р
		НЛО-20-13-1Т-01	61 437,00 Р
		НЛО-20-13-1Д-01	99 550,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.)	НЛО-20-13-2П	28 643,00 Р
		НЛО-20-13-2К	29 582,00 Р
		НЛО-20-13-2Н	30 457,00 Р
		НЛО-20-13-2С	36 461,00 Р
		НЛО-20-13-2КМ	62 599,00 Р
		НЛО-20-13-2МК	40 913,00 Р
		НЛО-20-13-2Т	62 953,00 Р
		НЛО-20-13-2Д	101 008,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.), стол на раме	НЛО-20-13-2П-01	28 537,00 Р
		НЛО-20-13-2К-01	29 475,00 Р
		НЛО-20-13-2Н-01	30 351,00 Р
		НЛО-20-13-2С-01	36 355,00 Р
		НЛО-20-13-2КМ-01	62 500,00 Р
		НЛО-20-13-2МК-01	40 807,00 Р
		НЛО-20-13-2Т-01	62 853,00 Р
		НЛО-20-13-2Д-01	100 908,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.),	НЛО-20-13-3П	29 832,00 Р
		НЛО-20-13-3К	32 771,00 Р
		НЛО-20-13-3Н	31 520,00 Р
		НЛО-20-13-3С	37 524,00 Р

	светильник	НЛО-20-13-3КМ	63 661,00 ₽	
		НЛО-20-13-3МК	41 976,00 ₽	
		НЛО-20-13-3Т	63 956,00 ₽	
		НЛО-20-13-3Д	102 188,00 ₽	
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-20-13-3П-01	29 726,00 ₽	
		НЛО-20-13-3К-01	32 665,00 ₽	
		НЛО-20-13-3Н-01	31 414,00 ₽	
		НЛО-20-13-3С-01	37 418,00 ₽	
		НЛО-20-13-3КМ-01	63 561,00 ₽	
		НЛО-20-13-3МК-01	41 870,00 ₽	
		НЛО-20-13-3Т-01	63 856,00 ₽	
		НЛО-20-13-3Д-01	102 088,00 ₽	
	1500x790x750/1500Н	две стеклянные полки	НЛО-21-13-1П	30 270,00 ₽
			НЛО-21-13-1К	33 459,00 ₽
НЛО-21-13-1Н			31 395,00 ₽	
НЛО-21-13-1С			40 651,00 ₽	
НЛО-21-13-1КМ			73 219,00 ₽	
НЛО-21-13-1МК			45 527,00 ₽	
НЛО-21-13-1Т			73 632,00 ₽	
две стеклянные полки, стол на раме		НЛО-21-13-1Д	120 950,00 ₽	
		НЛО-21-13-1П-01	30 163,00 ₽	
		НЛО-21-13-1К-01	33 353,00 ₽	
		НЛО-21-13-1Н-01	31 289,00 ₽	
		НЛО-21-13-1С-01	40 545,00 ₽	
		НЛО-21-13-1КМ-01	73 119,00 ₽	
		НЛО-21-13-1МК-01	45 421,00 ₽	
две стеклянные полки, розетки (2 шт.)	НЛО-21-13-1Т-01	73 532,00 ₽		
	НЛО-21-13-1Д-01	120 850,00 ₽		
	НЛО-21-13-2П	31 645,00 ₽		
	НЛО-21-13-2К	34 835,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Н	32 771,00 ₽		
	НЛО-21-13-2С	42 027,00 ₽		
	НЛО-21-13-2КМ	39 235,00 ₽		
две стеклянные полки, розетки (2 шт.), стол на раме	НЛО-21-13-2МК	46 465,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Т	74 930,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Д	122 307,00 ₽		
	НЛО-21-13-2П-01	31 539,00 ₽		
	НЛО-21-13-2К-01	34 729,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Н-01	32 665,00 ₽		
	НЛО-21-13-2С-01	41 921,00 ₽		
две стеклянные полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-21-13-2КМ-01	39 135,00 ₽		
	НЛО-21-13-2МК-01	46 359,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Т-01	74 830,00 ₽		
	НЛО-21-13-2Д-01	122 207,00 ₽		
	НЛО-21-13-3П	32 771,00 ₽		
	НЛО-21-13-3К	36 023,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Н	33 959,00 ₽		
две стеклянные полки, розетки (2 шт.), светильник, стол на раме	НЛО-21-13-3С	43 153,00 ₽		
	НЛО-21-13-3КМ	75 638,00 ₽		
	НЛО-21-13-3МК	48 029,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Т	76 051,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Д	123 428,00 ₽		
	НЛО-21-13-3П-01	32 665,00 ₽		
	НЛО-21-13-3К-01	35 917,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Н-01	33 853,00 ₽		
	НЛО-21-13-3С-01	43 047,00 ₽		
	НЛО-21-13-3КМ-01	75 538,00 ₽		
	НЛО-21-13-3МК-01	47 923,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Т-01	75 951,00 ₽		
	НЛО-21-13-3Д-01	123 328,00 ₽		

Столы физические пристенные со стеклянными полками

продолжение

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена
1800x790x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-25-13-1П	32 834,00 ₽
		НЛО-25-13-1К	37 274,00 ₽
		НЛО-25-13-1Н	34 522,00 ₽
		НЛО-25-13-1С	44 528,00 ₽
		НЛО-25-13-1КМ	81 361,00 ₽
		НЛО-25-13-1МК	50 041,00 ₽
		НЛО-25-13-1Т	81 774,00 ₽
		НЛО-25-13-1Д	141 600,00 ₽
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.)	НЛО-25-13-2П	34 272,00 ₽
		НЛО-25-13-2К	38 650,00 ₽
		НЛО-25-13-2Н	35 898,00 ₽
		НЛО-25-13-2С	45 904,00 ₽
		НЛО-25-13-2КМ	82 659,00 ₽
		НЛО-25-13-2МК	51 416,00 ₽
		НЛО-25-13-2Т	83 072,00 ₽
		НЛО-25-13-2Д	143 016,00 ₽
	две стеклянные полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-25-13-3П	35 398,00 ₽
		НЛО-25-13-3К	39 775,00 ₽
		НЛО-25-13-3Н	37 024,00 ₽
		НЛО-25-13-3С	47 571,00 ₽
		НЛО-25-13-3КМ	77 231,00 ₽
		НЛО-25-13-3МК	53 083,00 ₽
		НЛО-25-13-3Т	77 585,00 ₽
		НЛО-25-13-3Д	137 234,00 ₽

Столы физические островные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена
1200x1200x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-22-43-1П	36 336,00 ₽
		НЛО-22-43-1К	41 527,00 ₽
		НЛО-22-43-1С	49 844,00 ₽
		НЛО-22-43-1КМ	90 919,00 ₽
		НЛО-22-43-1МК	58 112,00 ₽
		НЛО-22-43-1Т	91 155,00 ₽
		НЛО-22-43-1Д	157 766,00 ₽
		НЛО-22-43-1Н	37 397,00 ₽
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-22-43-2П	40 463,00 ₽
		НЛО-22-43-2К	45 654,00 ₽
		НЛО-22-43-2С	53 972,00 ₽
		НЛО-22-43-2КМ	94 754,00 ₽
		НЛО-22-43-2МК	62 240,00 ₽
		НЛО-22-43-2Т	94 990,00 ₽
		НЛО-22-43-2Д	161 778,00 ₽
		НЛО-22-43-2Н	41 524,00 ₽
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.)	НЛО-22-43-3П	42 777,00 ₽
		НЛО-22-43-3К	47 968,00 ₽
		НЛО-22-43-3С	56 224,00 ₽
		НЛО-22-43-3КМ	96 937,00 ₽
		НЛО-22-43-3МК	64 492,00 ₽
		НЛО-22-43-3Т	97 173,00 ₽
		НЛО-22-43-3Д	164 020,00 ₽
		НЛО-22-43-3Н	43 837,00 ₽

1500x1200x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-23-43-1П	39 963,00 Р
		НЛО-23-43-1К	46 280,00 Р
		НЛО-23-43-1С	57 412,00 Р
		НЛО-23-43-1КМ	109 740,00 Р
		НЛО-23-43-1МК	66 104,00 Р
		НЛО-23-43-1Т	110 035,00 Р
		НЛО-23-43-1Д	185 614,00 Р
		НЛО-23-43-1Н	41 024,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-23-43-2П	44 091,00 Р
		НЛО-23-43-2К	50 282,00 Р
		НЛО-23-43-2С	61 477,00 Р
		НЛО-23-43-2КМ	113 575,00 Р
		НЛО-23-43-2МК	70 169,00 Р
		НЛО-23-43-2Т	113 870,00 Р
		НЛО-23-43-2Д	189 626,00 Р
		НЛО-23-43-2Н	45 152,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.)	НЛО-23-43-3П	46 342,00 Р
		НЛО-23-43-3К	52 596,00 Р
		НЛО-23-43-3С	63 791,00 Р
		НЛО-23-43-3КМ	115 758,00 Р
		НЛО-23-43-3МК	72 483,00 Р
НЛО-23-43-3Т		116 053,00 Р	
НЛО-23-43-3Д		191 868,00 Р	
НЛО-23-43-3Н	47 403,00 Р		

Столы физические островные со стеклянными полками

продолжение

Габаритные размеры, мм	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Код модели	Отпускная цена
1800x1200x750/1500H	две стеклянные полки	НЛО-26-43-1П	44 466,00 Р
		НЛО-26-43-1К	51 658,00 Р
		НЛО-26-43-1С	44 466,00 Р
		НЛО-26-43-1КМ	41 595,00 Р
		НЛО-26-43-1МК	54 007,00 Р
		НЛО-26-43-1Т	41 949,00 Р
		НЛО-26-43-1Д	43 837,00 Р
		НЛО-26-43-1Н	48 531,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-26-43-2П	48 531,00 Р
		НЛО-26-43-2К	55 848,00 Р
		НЛО-26-43-2С	68 294,00 Р
		НЛО-26-43-2КМ	128 738,00 Р
		НЛО-26-43-2МК	77 834,00 Р
		НЛО-26-43-2Т	129 151,00 Р
		НЛО-26-43-2Д	226 560,00 Р
		НЛО-26-43-2Н	50 783,00 Р
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.)	НЛО-26-43-3П	50 783,00 Р
		НЛО-26-43-3К	58 100,00 Р
		НЛО-26-43-3С	70 608,00 Р
		НЛО-26-43-3КМ	130 921,00 Р
		НЛО-26-43-3МК	80 148,00 Р
НЛО-26-43-3Т		131 334,00 Р	
НЛО-26-43-3Д		228 802,00 Р	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

Столы химические пристенные 900, 1200мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена		
900x600x900/1650H	нет	две металлические полки	НЛО-09-12-1П	21 038,00 Р		
			НЛО-09-12-1К	22 789,00 Р		
			НЛО-09-12-1С	24 977,00 Р		
			НЛО-09-12-1КМ	39 763,00 Р		
			НЛО-09-12-1МК	26 475,00 Р		
			НЛО-09-12-1Т	40 029,00 Р		
			НЛО-09-12-1Д	64 101,00 Р		
			НЛО-09-12-1Н	21 789,00 Р		
		две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-09-12-2П	22 414,00 Р		
			НЛО-09-12-2К	24 165,00 Р		
			НЛО-09-12-2С	26 353,00 Р		
			НЛО-09-12-2КМ	41 169,00 Р		
			НЛО-09-12-2МК	27 852,00 Р		
			НЛО-09-12-2Т	41 405,00 Р		
			НЛО-09-12-2Д	65 476,00 Р		
			НЛО-09-12-2Н	23 165,00 Р		
		две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-09-12-3П	23 727,00 Р		
			НЛО-09-12-3К	25 479,00 Р		
			НЛО-09-12-3С	27 666,00 Р		
			НЛО-09-12-3КМ	42 482,00 Р		
			НЛО-09-12-3МК	29 164,00 Р		
			НЛО-09-12-3Т	42 718,00 Р		
			НЛО-09-12-3Д	66 790,00 Р		
			НЛО-09-12-3Н	24 478,00 Р		
		1200x600x900/1650H	нет	две металлические полки	НЛО-11-12-1П	22 039,00 Р
					НЛО-11-12-1К	23 453,00 Р
					НЛО-11-12-1С	28 018,00 Р
					НЛО-11-12-1КМ	49 915,00 Р
НЛО-11-12-1МК	33 582,00 Р					
НЛО-11-12-1Т	50 269,00 Р					
НЛО-11-12-1Д	78 825,00 Р					
НЛО-11-12-1Н	22 139,00 Р					
две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-11-12-2П			23 766,00 Р		
	НЛО-11-12-2К			25 830,00 Р		
	НЛО-11-12-2С			30 395,00 Р		
	НЛО-11-12-2КМ			52 292,00 Р		
	НЛО-11-12-2МК			35 959,00 Р		
	НЛО-11-12-2Т			52 646,00 Р		
	НЛО-11-12-2Д			81 202,00 Р		
	НЛО-11-12-2Н			24 516,00 Р		
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-11-12-3П			25 080,00 Р		
	НЛО-11-12-3К			27 144,00 Р		
	НЛО-11-12-3С			31 708,00 Р		
	НЛО-11-12-3КМ			53 605,00 Р		
	НЛО-11-12-3МК			37 272,00 Р		
	НЛО-11-12-3Т			53 960,00 Р		
	НЛО-11-12-3Д			82 515,00 Р		
	НЛО-11-12-3Н			25 830,00 Р		
				две металлические полки	НЛО-12-12-1П	25 166,00 Р
					НЛО-12-12-1К	27 604,00 Р
					НЛО-12-12-1С	33 358,00 Р
					НЛО-12-12-1КМ	58 990,00 Р
		НЛО-12-12-1МК	39 303,00 Р			
		НЛО-12-12-1Т	59 344,00 Р			
		НЛО-12-12-1Д	97 045,00 Р			
		НЛО-12-12-1Н	25 791,00 Р			
		НЛО-12-12-2П	26 605,00 Р			

1500x600x900/1650H	нет	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-12-12-2К	29 044,00 Р
			НЛО-12-12-2С	34 797,00 Р
			НЛО-12-12-2КМ	30 428,00 Р
			НЛО-12-12-2МК	40 742,00 Р
			НЛО-12-12-2Т	60 783,00 Р
			НЛО-12-12-2Д	98 484,00 Р
			НЛО-12-12-2Н	27 230,00 Р
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-12-12-3П	27 918,00 Р	
		НЛО-12-12-3К	30 356,00 Р	
		НЛО-12-12-3С	36 110,00 Р	
		НЛО-12-12-3КМ	61 742,00 Р	
		НЛО-12-12-3МК	42 055,00 Р	
		НЛО-12-12-3Т	62 096,00 Р	
		НЛО-12-12-3Д	99 796,00 Р	
1800x600x900/1650H	нет	две металлические полки	НЛО-13-12-1П	26 980,00 Р
			НЛО-13-12-1К	29 606,00 Р
			НЛО-13-12-1С	35 610,00 Р
			НЛО-13-12-1КМ	65 959,00 Р
			НЛО-13-12-1МК	42 107,00 Р
			НЛО-13-12-1Т	66 313,00 Р
			НЛО-13-12-1Д	114 810,00 Р
	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-13-12-1Н	27 292,00 Р	
		НЛО-13-12-2П	28 418,00 Р	
		НЛО-13-12-2К	31 045,00 Р	
		НЛО-13-12-2С	37 050,00 Р	
		НЛО-13-12-2КМ	67 398,00 Р	
		НЛО-13-12-2МК	43 546,00 Р	
		НЛО-13-12-2Т	67 752,00 Р	
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-13-12-2Д	116 250,00 Р		
	НЛО-13-12-2Н	28 731,00 Р		
	НЛО-13-12-3П	29 731,00 Р		
	НЛО-13-12-3К	32 358,00 Р		
	НЛО-13-12-3С	38 362,00 Р		
	НЛО-13-12-3КМ	68 712,00 Р		
	НЛО-13-12-3МК	44 860,00 Р		
900x790x900/1650H	нет	две металлических полки	НЛО-34-42-1П	21 050,00 Р
			НЛО-34-42-1К	30 664,00 Р
			НЛО-34-42-1С	26 580,00 Р
			НЛО-34-42-1КМ	45 253,00 Р
			НЛО-34-42-1МК	30 307,00 Р
			НЛО-34-42-1Т	45 548,00 Р
			НЛО-34-42-1Д	75 048,00 Р
	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-34-42-1Н	22 115,00 Р	
		НЛО-34-42-2П	22 495,00 Р	
		НЛО-34-42-2К	32 046,00 Р	
		НЛО-34-42-2С	27 962,00 Р	
		НЛО-34-42-2КМ	46 610,00 Р	
		НЛО-34-42-2МК	31 689,00 Р	
		НЛО-34-42-2Т	46 905,00 Р	
две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-34-42-2Д	76 405,00 Р		
	НЛО-34-42-2Н	23 560,00 Р		
	НЛО-34-42-3П	23 752,00 Р		
	НЛО-34-42-3К	33 365,00 Р		
	НЛО-34-42-3С	29 218,00 Р		
	НЛО-34-42-3КМ	47 790,00 Р		
	НЛО-34-42-3МК	32 946,00 Р		
НЛО-34-42-3Т	48 085,00 Р			
НЛО-34-42-3Д	77 703,00 Р			
НЛО-34-42-3Н	24 817,00 Р			

	НС	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-34-42-4П	33 994,00 Р	
			НЛО-34-42-4К	36 130,00 Р	
			НЛО-34-42-4С	39 460,00 Р	
			НЛО-34-42-4КМ	57 407,00 Р	
			НЛО-34-42-4МК	43 188,00 Р	
			НЛО-34-42-4Т	57 643,00 Р	
			НЛО-34-42-4Д	114 637,00 Р	
			НЛО-34-42-4Н	35 060,00 Р	
			две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-34-42-5П	44 613,00 Р
				НЛО-34-42-5К	46 749,00 Р
				НЛО-34-42-5С	50 079,00 Р
				НЛО-34-42-5КМ	67 378,00 Р
				НЛО-34-42-5МК	53 807,00 Р
				НЛО-34-42-5Т	67 673,00 Р
				НЛО-34-42-5Д	125 080,00 Р
				НЛО-34-42-5Н	45 689,00 Р
1200x790x900/1650Н	нет	две металлических полки	НЛО-30-42-1П	23 186,00 Р	
			НЛО-30-42-1К	25 385,00 Р	
			НЛО-30-42-1С	30 412,00 Р	
			НЛО-30-42-1КМ	56 640,00 Р	
			НЛО-30-42-1МК	34 885,00 Р	
			НЛО-30-42-1Т	56 935,00 Р	
			НЛО-30-42-1Д	94 813,00 Р	
			НЛО-30-42-1Н	24 252,00 Р	
		две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-30-42-2П	24 569,00 Р	
			НЛО-30-42-2К	26 831,00 Р	
			НЛО-30-42-2С	31 669,00 Р	
			НЛО-30-42-2КМ	57 997,00 Р	
	НЛО-30-42-2МК		36 142,00 Р		
	НЛО-30-42-2Т		58 292,00 Р		
	НЛО-30-42-2Д		96 229,00 Р		
	НЛО-30-42-2Н		25 635,00 Р		
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-30-42-3П	25 888,00 Р		
		НЛО-30-42-3К	28 150,00 Р		
		НЛО-30-42-3С	32 988,00 Р		
		НЛО-30-42-3КМ	59 236,00 Р		
		НЛО-30-42-3МК	37 461,00 Р		
		НЛО-30-42-3Т	59 531,00 Р		
		НЛО-30-42-3Д	97 527,00 Р		
		НЛО-30-42-3Н	26 955,00 Р		
НС	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-30-42-4П	36 130,00 Р		
		НЛО-30-42-4К	38 769,00 Р		
		НЛО-30-42-4С	43 230,00 Р		
		НЛО-30-42-4КМ	68 853,00 Р		
		НЛО-30-42-4МК	47 703,00 Р		
		НЛО-30-42-4Т	69 148,00 Р		
		НЛО-30-42-4Д	134 461,00 Р		
		НЛО-30-42-4Н	37 200,00 Р		
	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-30-42-5П	46 749,00 Р		
		НЛО-30-42-5К	49 326,00 Р		
		НЛО-30-42-5С	53 787,00 Р		
		НЛО-30-42-5КМ	78 765,00 Р		
		НЛО-30-42-5МК	58 260,00 Р		
		НЛО-30-42-5Т	79 060,00 Р		
		НЛО-30-42-5Д	144 904,00 Р		
		НЛО-30-42-5Н	47 819,00 Р		

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические пристенные 1500, 1800 мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена
------------------------	------------------	--	-------------------------	----------------

1500x790x900/1650H	нет	две металлических полки	НЛО-31-42-1П	25 260,00 Р	
			НЛО-31-42-1К	27 522,00 Р	
			НЛО-31-42-1С	34 748,00 Р	
			НЛО-31-42-1КМ	67 555,00 Р	
			НЛО-31-42-1МК	39 647,00 Р	
			НЛО-31-42-1Т	67 909,00 Р	
			НЛО-31-42-1Д	114 991,00 Р	
			НЛО-31-42-1Н	26 327,00 Р	
	нет	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-31-42-2П	26 705,00 Р	
			НЛО-31-42-2К	28 904,00 Р	
			НЛО-31-42-2С	36 130,00 Р	
			НЛО-31-42-2КМ	68 853,00 Р	
			НЛО-31-42-2МК	41 029,00 Р	
			НЛО-31-42-2Т	69 207,00 Р	
			НЛО-31-42-2Д	116 348,00 Р	
			НЛО-31-42-2Н	27 775,00 Р	
	нет	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-31-42-3П	28 024,00 Р	
			НЛО-31-42-3К	30 224,00 Р	
			НЛО-31-42-3С	37 450,00 Р	
			НЛО-31-42-3КМ	70 092,00 Р	
			НЛО-31-42-3МК	42 349,00 Р	
			НЛО-31-42-3Т	70 446,00 Р	
			НЛО-31-42-3Д	117 646,00 Р	
			НЛО-31-42-3Н	29 096,00 Р	
	НС	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-31-42-4П	38 267,00 Р	
			НЛО-31-42-4К	40 780,00 Р	
			НЛО-31-42-4С	47 692,00 Р	
			НЛО-31-42-4КМ	79 650,00 Р	
			НЛО-31-42-4МК	52 591,00 Р	
			НЛО-31-42-4Т	80 063,00 Р	
			НЛО-31-42-4Д	154 639,00 Р	
			НЛО-31-42-4Н	39 336,00 Р	
		две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-31-42-5П	48 823,00 Р	
НЛО-31-42-5К			51 399,00 Р		
НЛО-31-42-5С			58 311,00 Р		
НЛО-31-42-5КМ			89 680,00 Р		
НЛО-31-42-5МК			63 210,00 Р		
НЛО-31-42-5Т			90 034,00 Р		
НЛО-31-42-5Д			165 082,00 Р		
НЛО-31-42-5Н			49 895,00 Р		
1800x790x900/1650H	нет	две металлических полки	НЛО-35-42-1П	27 208,00 Р	
			НЛО-35-42-1К	30 601,00 Р	
			НЛО-35-42-1С	37 827,00 Р	
			НЛО-35-42-1КМ	74 812,00 Р	
			НЛО-35-42-1МК	43 365,00 Р	
			НЛО-35-42-1Т	75 166,00 Р	
			НЛО-35-42-1Д	134 815,00 Р	
			НЛО-35-42-1Н	28 276,00 Р	
		нет	две металлические полки, розетки (2 шт.)	НЛО-35-42-2П	28 653,00 Р
				НЛО-35-42-2К	31 920,00 Р
				НЛО-35-42-2С	39 209,00 Р
				НЛО-35-42-2КМ	76 169,00 Р
				НЛО-35-42-2МК	42 016,00 Р
				НЛО-35-42-2Т	76 582,00 Р
	нет	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-35-42-2Д	136 172,00 Р	
			НЛО-35-42-2Н	29 724,00 Р	
			НЛО-35-42-3П	29 721,00 Р	
			НЛО-35-42-3К	32 926,00 Р	
			НЛО-35-42-3С	40 277,00 Р	
			НЛО-35-42-3КМ	77 113,00 Р	
			НЛО-35-42-3МК	45 816,00 Р	
			НЛО-35-42-3Т	77 526,00 Р	
			НЛО-35-42-3Д	137 234,00 Р	
			НЛО-35-42-3Н	30 789,00 Р	
			НЛО-35-42-4П	40 152,00 Р	

	НС	две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-35-42-4К	42 602,00 Р	
			НЛО-35-42-4С	50 771,00 Р	
			НЛО-35-42-4КМ	87 025,00 Р	
			НЛО-35-42-4МК	56 309,00 Р	
			НЛО-35-42-4Т	87 379,00 Р	
			НЛО-35-42-4Д	174 463,00 Р	
			НЛО-35-42-4Н	41 226,00 Р	
			две металлические полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-35-42-5П	50 771,00 Р
				НЛО-35-42-5К	53 284,00 Р
				НЛО-35-42-5С	55 672,00 Р
				НЛО-35-42-5КМ	70 859,00 Р
				НЛО-35-42-5МК	61 210,00 Р
				НЛО-35-42-5Т	71 213,00 Р
				НЛО-35-42-5Д	184 965,00 Р
			НЛО-35-42-5Н	51 844,00 Р	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные 1200, 1500мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена		
1200x1200x900Н	нет	без стойки	НЛО-32-42-0П	26 579,00 Р		
			НЛО-32-42-0К	29 344,00 Р		
			НЛО-32-42-0С	38 392,00 Р		
			НЛО-32-42-0КМ	79 886,00 Р		
			НЛО-32-42-0МК	46 700,00 Р		
			НЛО-32-42-0Т	80 181,00 Р		
			НЛО-32-42-0Д	141 128,00 Р		
			НЛО-32-42-0Н	27 690,00 Р		
1200x1200x900/1650Н	нет	две металлических полки	НЛО-32-42-1П	30 224,00 Р		
			НЛО-32-42-1К	33 051,00 Р		
			НЛО-32-42-1С	42 037,00 Р		
			НЛО-32-42-1КМ	83 308,00 Р		
			НЛО-32-42-1МК	50 343,00 Р		
			НЛО-32-42-1Т	83 603,00 Р		
			НЛО-32-42-1Д	144 727,00 Р		
			НЛО-32-42-1Н	31 311,00 Р		
			нет	две металлические полки, розетки (4 шт.)	НЛО-32-42-2П	32 360,00 Р
					НЛО-32-42-2К	39 398,00 Р
					НЛО-32-42-2С	44 236,00 Р
					НЛО-32-42-2КМ	85 019,00 Р
	НЛО-32-42-2МК	52 543,00 Р				
	НЛО-32-42-2Т	85 314,00 Р				
	НЛО-32-42-2Д	146 792,00 Р				
	НЛО-32-42-2Н	33 441,00 Р				
	нет	две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник	НЛО-32-42-3П	33 680,00 Р		
			НЛО-32-42-3К	36 507,00 Р		
			НЛО-32-42-3С	45 430,00 Р		
			НЛО-32-42-3КМ	86 494,00 Р		
			НЛО-32-42-3МК	53 737,00 Р		
			НЛО-32-42-3Т	86 789,00 Р		
			НЛО-32-42-3Д	148 090,00 Р		
			НЛО-32-42-3Н	34 772,00 Р		
	НС		две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода	НЛО-32-42-4П	43 796,00 Р	
				НЛО-32-42-4К	46 812,00 Р	
				НЛО-32-42-4С	55 609,00 Р	
				НЛО-32-42-4КМ	96 052,00 Р	
				НЛО-32-42-4МК	63 916,00 Р	
				НЛО-32-42-4Т	96 347,00 Р	
НЛО-32-42-4Д				184 788,00 Р		
НЛО-32-42-4Н				44 868,00 Р		
НЛО-32-42-5П				54 164,00 Р		
НЛО-32-42-5К				57 117,00 Р		

		две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-32-42-5С	65 914,00 Р
			НЛО-32-42-5КМ	105 669,00 Р
			НЛО-32-42-5МК	74 221,00 Р
			НЛО-32-42-5Т	106 023,00 Р
			НЛО-32-42-5Д	194 936,00 Р
			НЛО-32-42-5Н	55 274,00 Р
1500x1200x900Н	нет	без стойки	НЛО-33-42-0П	28 590,00 Р
			НЛО-33-42-0К	31 920,00 Р
			НЛО-33-42-0С	42 728,00 Р
			НЛО-33-42-0КМ	96 819,00 Р
			НЛО-33-42-0МК	51 461,00 Р
			НЛО-33-42-0Т	97 173,00 Р
			НЛО-33-42-0Д	172 221,00 Р
			НЛО-33-42-0Н	29 713,00 Р
		две металлических полки	НЛО-33-42-1П	32 486,00 Р
			НЛО-33-42-1К	35 816,00 Р
			НЛО-33-42-1С	47 880,00 Р
			НЛО-33-42-1КМ	100 418,00 Р
			НЛО-33-42-1МК	56 615,00 Р
			НЛО-33-42-1Т	100 831,00 Р
			НЛО-33-42-1Д	175 997,00 Р
			НЛО-33-42-1Н	33 601,00 Р
1500x1200x900/1650Н	нет	две металлические полки, розетки (4 шт.)	НЛО-33-42-2П	34 559,00 Р
			НЛО-33-42-2К	38 078,00 Р
			НЛО-33-42-2С	50 017,00 Р
			НЛО-33-42-2КМ	102 424,00 Р
			НЛО-33-42-2МК	58 750,00 Р
			НЛО-33-42-2Т	102 837,00 Р
			НЛО-33-42-2Д	178 062,00 Р
			НЛО-33-42-2Н	35 678,00 Р
		две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник	НЛО-33-42-3П	35 816,00 Р
			НЛО-33-42-3К	39 272,00 Р
			НЛО-33-42-3С	51 336,00 Р
			НЛО-33-42-3КМ	103 663,00 Р
			НЛО-33-42-3МК	60 069,00 Р
			НЛО-33-42-3Т	104 076,00 Р
			НЛО-33-42-3Д	179 360,00 Р
			НЛО-33-42-3Н	36 902,00 Р

Столы химические островные 1200, 1500мм
(продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена
1500x1200x900/1650Н	НС	две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода	НЛО-33-42-4П	45 995,00 Р
			НЛО-33-42-4К	49 577,00 Р
			НЛО-33-42-4С	61 515,00 Р
			НЛО-33-42-4КМ	113 221,00 Р
			НЛО-33-42-4МК	70 247,00 Р
			НЛО-33-42-4Т	113 634,00 Р
			НЛО-33-42-4Д	216 117,00 Р
			НЛО-33-42-4Н	47 073,00 Р
			две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-33-42-5П
		НЛО-33-42-5К		59 756,00 Р
		НЛО-33-42-5С		71 758,00 Р
		НЛО-33-42-5КМ		122 897,00 Р
		НЛО-33-42-5МК		80 493,00 Р
		НЛО-33-42-5Т		123 310,00 Р
		НЛО-33-42-5Д		226 206,00 Р
		НЛО-33-42-5Н		57 430,00 Р

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные 1800мм

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена, руб.	
1800x1200x900Н	нет	без стойки	НЛО-36-42-0П	31 166,00 Р	
			НЛО-36-42-0К	34 873,00 Р	
			НЛО-36-42-0С	45 523,00 Р	
			НЛО-36-42-0КМ	109 740,00 Р	
			НЛО-36-42-0МК	55 108,00 Р	
			НЛО-36-42-0Т	110 153,00 Р	
			НЛО-36-42-0Д	206 677,00 Р	
1800x1200x900/1650	нет	две металлических полки	НЛО-36-42-1П	34 936,00 Р	
			НЛО-36-42-1К	39 083,00 Р	
			НЛО-36-42-1С	52 593,00 Р	
			НЛО-36-42-1КМ	113 634,00 Р	
			НЛО-36-42-1МК	62 179,00 Р	
			НЛО-36-42-1Т	114 047,00 Р	
			НЛО-36-42-1Д	210 807,00 Р	
		две металлические полки, розетки (4 шт.)	НЛО-36-42-2П	37 450,00 Р	
			НЛО-36-42-2К	41 220,00 Р	
			НЛО-36-42-2С	54 729,00 Р	
			НЛО-36-42-2КМ	115 640,00 Р	
			НЛО-36-42-2МК	64 314,00 Р	
			НЛО-36-42-2Т	116 053,00 Р	
			НЛО-36-42-2Д	212 931,00 Р	
	две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник	НЛО-36-42-3П	38 769,00 Р		
		НЛО-36-42-3К	42 539,00 Р		
		НЛО-36-42-3С	56 049,00 Р		
		НЛО-36-42-3КМ	116 879,00 Р		
		НЛО-36-42-3МК	65 634,00 Р		
		НЛО-36-42-3Т	117 292,00 Р		
		НЛО-36-42-3Д	214 170,00 Р		
		НС	две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода	НЛО-36-42-4П	48 383,00 Р
				НЛО-36-42-4К	52 656,00 Р
	НЛО-36-42-4С			65 663,00 Р	
	НЛО-36-42-4КМ			125 906,00 Р	
	НЛО-36-42-4МК			75 248,00 Р	
	НЛО-36-42-4Т			126 319,00 Р	
	НЛО-36-42-4Д			250 396,00 Р	
	две металлические полки, розетки (4 шт.), светильник, вода, газ			НЛО-36-42-5П	59 128,00 Р
			НЛО-36-42-5К	63 024,00 Р	
НЛО-36-42-5С			76 407,00 Р		
НЛО-36-42-5КМ			135 995,00 Р		
НЛО-36-42-5МК			85 992,00 Р		
НЛО-36-42-5Т			136 467,00 Р		
НЛО-36-42-5Д			261 016,00 Р		


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации).


ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.

Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"


Столы химические пристенные




Стол НЛО-30-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-42-40-х0



Стол НЛО-30-42-5х
с мобильной тумбой НЛО-45-40-х1




НЛО-31-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-43-40-х0




НЛО-31-42-2х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0


Столы химические островные




НЛО-32-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-42-40-х0




НЛО-32-42-4х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0




НЛО-32-42-0х
с подвесной тумбой НЛО-41-20-х0



НЛО-33-42-4х
с подвесной тумбой НЛО-41-10-х0



НЛО-33-42-5х
с подвесной тумбой НЛО-48-40-х0



НЛО-33-42-0х
с подкатной тумбой НЛО-45-40-х1

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации).

ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.

Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"

Столы химические пристенные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена		
900x790x900/1650H	нет	две стеклянные полки	НЛО-34-43-1П	25 315,00 Р		
			НЛО-34-43-1К	35 542,00 Р		
			НЛО-34-43-1Н	26 830,00 Р		
			НЛО-34-43-1С	31 439,00 Р		
			НЛО-34-43-1КМ	49 678,00 Р		
			НЛО-34-43-1МК	35 184,00 Р		
			НЛО-34-43-1Т	49 973,00 Р		
			НЛО-34-43-1Д	79 591,00 Р		
		две стеклянных полки, розетки (2 шт.)	НЛО-34-43-2П	26 767,00 Р		
			НЛО-34-43-2К	36 931,00 Р		
			НЛО-34-43-2Н	28 219,00 Р		
			НЛО-34-43-2С	32 828,00 Р		
			НЛО-34-43-2КМ	50 976,00 Р		
			НЛО-34-43-2МК	36 573,00 Р		
			НЛО-34-43-2Т	51 271,00 Р		
			НЛО-34-43-2Д	81 007,00 Р		
			две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-34-43-3П	27 903,00 Р	
				НЛО-34-43-3К	38 067,00 Р	
	НЛО-34-43-3Н	29 419,00 Р				
	НЛО-34-43-3С	34 027,00 Р				
	НЛО-34-43-3КМ	52 097,00 Р				
	НЛО-34-43-3МК	37 772,00 Р				
	НЛО-34-43-3Т	52 333,00 Р				
	НЛО-34-43-3Д	82 128,00 Р				
	НС	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-34-43-4П	38 194,00 Р		
			НЛО-34-43-4К	40 656,00 Р		
			НЛО-34-43-4Н	40 403,00 Р		
			НЛО-34-43-4С	44 191,00 Р		
			НЛО-34-43-4КМ	61 655,00 Р		
			НЛО-34-43-4МК	47 936,00 Р		
			НЛО-34-43-4Т	61 891,00 Р		
			НЛО-34-43-4Д	119 121,00 Р		
		две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-34-43-5П	48 926,00 Р		
			НЛО-34-43-5К	51 451,00 Р		
			НЛО-34-43-5Н	51 072,00 Р		
			НЛО-34-43-5С	54 986,00 Р		
НЛО-34-43-5КМ			71 685,00 Р			
НЛО-34-43-5МК			58 731,00 Р			
НЛО-34-43-5Т			71 921,00 Р			
НЛО-34-43-5Д			129 564,00 Р			
1200x790x900/1650H			нет	две стеклянные полки	НЛО-30-43-1П	28 156,00 Р
					НЛО-30-43-1К	31 123,00 Р
	НЛО-30-43-1Н	29 861,00 Р				
	НЛО-30-43-1С	35 984,00 Р				
	НЛО-30-43-1КМ	61 891,00 Р				
	НЛО-30-43-1МК	40 478,00 Р				
	НЛО-30-43-1Т	62 186,00 Р				
	НЛО-30-43-1Д	100 300,00 Р				
	две стеклянных полки, розетки (2 шт.)	НЛО-30-43-2П		29 608,00 Р		
		НЛО-30-43-2К		32 638,00 Р		
		НЛО-30-43-2Н		31 249,00 Р		
		НЛО-30-43-2С		37 373,00 Р		
		НЛО-30-43-2КМ	63 189,00 Р			
		НЛО-30-43-2МК	41 867,00 Р			
		НЛО-30-43-2Т	63 484,00 Р			
		НЛО-30-43-2Д	101 657,00 Р			
	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-30-43-3П	30 807,00 Р			
		НЛО-30-43-3К	33 711,00 Р			
		НЛО-30-43-3Н	32 386,00 Р			
		НЛО-30-43-3С	38 572,00 Р			
		НЛО-30-43-3КМ	64 310,00 Р			
		НЛО-30-43-3МК	43 066,00 Р			
		НЛО-30-43-3Т	64 605,00 Р			
		НЛО-30-43-3Д	102 837,00 Р			
		НЛО-30-43-4П	41 035,00 Р			
		НЛО-30-43-4К	44 002,00 Р			

1200x790x900/1650H	НС	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-30-43-4Н	43 623,00 Р
			НЛО-30-43-4С	48 863,00 Р
			НЛО-30-43-4КМ	73 868,00 Р
			НЛО-30-43-4МК	53 357,00 Р
			НЛО-30-43-4Т	74 222,00 Р
			НЛО-30-43-4Д	139 771,00 Р
			НЛО-30-43-5П	51 767,00 Р
	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-30-43-5К	54 671,00 Р	
		НЛО-30-43-5Н	54 418,00 Р	
		НЛО-30-43-5С	59 532,00 Р	
		НЛО-30-43-5КМ	83 898,00 Р	
		НЛО-30-43-5МК	64 026,00 Р	
		НЛО-30-43-5Т	84 193,00 Р	
		НЛО-30-43-5Д	150 273,00 Р	

Столы химические пристенные со стеклянными полками

(продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена
1500x790x900/1650H	нет	две стеклянные полки	НЛО-31-43-1П	31 123,00 Р
			НЛО-31-43-1К	34 406,00 Р
			НЛО-31-43-1Н	32 322,00 Р
			НЛО-31-43-1С	41 666,00 Р
			НЛО-31-43-1КМ	73 809,00 Р
			НЛО-31-43-1МК	46 588,00 Р
			НЛО-31-43-1Т	74 222,00 Р
		НЛО-31-43-1Д	121 540,00 Р	
		две стеклянных полки, розетки (2 шт.)	НЛО-31-43-2П	32 512,00 Р
			НЛО-31-43-2К	35 793,00 Р
			НЛО-31-43-2Н	33 711,00 Р
			НЛО-31-43-2С	43 055,00 Р
			НЛО-31-43-2КМ	75 107,00 Р
			НЛО-31-43-2МК	47 977,00 Р
	НЛО-31-43-2Т		75 520,00 Р	
	НЛО-31-43-2Д	122 897,00 Р		
	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-31-43-3П	33 711,00 Р	
		НЛО-31-43-3К	36 994,00 Р	
		НЛО-31-43-3Н	34 911,00 Р	
		НЛО-31-43-3С	44 191,00 Р	
		НЛО-31-43-3КМ	76 228,00 Р	
		НЛО-31-43-3МК	49 113,00 Р	
		НЛО-31-43-3Т	76 641,00 Р	
	НЛО-31-43-3Д	124 077,00 Р		
	НС	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-31-43-4П	44 002,00 Р
			НЛО-31-43-4К	47 221,00 Р
			НЛО-31-43-4Н	46 590,00 Р
			НЛО-31-43-4С	54 418,00 Р
			НЛО-31-43-4КМ	85 786,00 Р
			НЛО-31-43-4МК	59 340,00 Р
			НЛО-31-43-4Т	86 140,00 Р
		НЛО-31-43-4Д	161 011,00 Р	
		две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ	НЛО-31-43-5П	54 671,00 Р
			НЛО-31-43-5К	57 953,00 Р
			НЛО-31-43-5Н	57 259,00 Р
			НЛО-31-43-5С	65 150,00 Р
НЛО-31-43-5КМ			95 816,00 Р	
НЛО-31-43-5МК			70 072,00 Р	
НЛО-31-43-5Т			96 229,00 Р	
НЛО-31-43-5Д	171 513,00 Р			
	две стеклянные полки	НЛО-35-43-1П	33 901,00 Р	
		НЛО-35-43-1К	38 383,00 Р	
		НЛО-35-43-1Н	35 542,00 Р	
		НЛО-35-43-1С	45 706,00 Р	
		НЛО-35-43-1КМ	82 069,00 Р	
		НЛО-35-43-1МК	51 270,00 Р	
		НЛО-35-43-1Т	82 482,00 Р	
	НЛО-35-43-1Д	142 367,00 Р		
		НЛО-35-43-2П	35 416,00 Р	
		НЛО-35-43-2К	39 772,00 Р	
		НЛО-35-43-2Н	36 994,00 Р	

1800x790x900/1650H	нет	две стеклянных полки, розетки (2 шт.)	НЛО-35-43-2С	47 095,00 Р	
			НЛО-35-43-2КМ	83 367,00 Р	
			НЛО-35-43-2МК	52 659,00 Р	
			НЛО-35-43-2Т	83 780,00 Р	
			НЛО-35-43-2Д	143 724,00 Р	
		две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник	НЛО-35-43-3П	36 552,00 Р	
			НЛО-35-43-3К	40 971,00 Р	
			НЛО-35-43-3Н	38 194,00 Р	
			НЛО-35-43-3С	48 294,00 Р	
			НЛО-35-43-3КМ	84 488,00 Р	
			НЛО-35-43-3МК	53 858,00 Р	
			НЛО-35-43-3Т	84 842,00 Р	
			НЛО-35-43-3Д	144 904,00 Р	
			две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода	НЛО-35-43-4П	46 779,00 Р
				НЛО-35-43-4К	50 252,00 Р
		НЛО-35-43-4Н		49 810,00 Р	
		НЛО-35-43-4С		58 585,00 Р	
		НЛО-35-43-4КМ		93 987,00 Р	
		НЛО-35-43-4МК		64 149,00 Р	
		НЛО-35-43-4Т		94 400,00 Р	
		НЛО-35-43-4Д		181 838,00 Р	
	НС	две стеклянных полки, розетки (2 шт.), светильник, вода, газ		НЛО-35-43-5П	57 511,00 Р
					НЛО-35-43-5К
				НЛО-35-43-5Н	60 605,00 Р
				НЛО-35-43-5С	69 254,00 Р
				НЛО-35-43-5КМ	104 076,00 Р
				НЛО-35-43-5МК	74 818,00 Р
				НЛО-35-43-5Т	104 489,00 Р
				НЛО-35-43-5Д	192 340,00 Р

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные со стеклянными полками

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена		
1200x1200x900/1650H	нет	две стеклянные полки	НЛО-32-43-1П	37 500,00 Р		
			НЛО-32-43-1К	42 676,00 Р		
			НЛО-32-43-1С	51 072,00 Р		
			НЛО-32-43-1КМ	91 568,00 Р		
			НЛО-32-43-1МК	59 418,00 Р		
			НЛО-32-43-1Т	91 863,00 Р		
			НЛО-32-43-1Д	158 474,00 Р		
			НЛО-32-43-1Н	38 574,00 Р		
			НЛО-32-43-2П	41 540,00 Р		
			НЛО-32-43-2К	46 843,00 Р		
			НЛО-32-43-2С	55 176,00 Р		
			НЛО-32-43-2КМ	95 403,00 Р		
			НЛО-32-43-2МК	63 522,00 Р		
			НЛО-32-43-2Т	95 698,00 Р		
	НЛО-32-43-2Д	162 427,00 Р				
	НЛО-32-43-2Н	42 618,00 Р				
	нет	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-32-43-3П	43 939,00 Р		
			НЛО-32-43-3К	49 115,00 Р		
			НЛО-32-43-3С	57 448,00 Р		
			НЛО-32-43-3КМ	97 527,00 Р		
			НЛО-32-43-3МК	65 794,00 Р		
			НЛО-32-43-3Т	97 822,00 Р		
			НЛО-32-43-3Д	164 669,00 Р		
			НЛО-32-43-3Н	45 026,00 Р		
			нет	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода	НЛО-32-43-4П	54 040,00 Р
					НЛО-32-43-4К	59 469,00 Р
	НЛО-32-43-4С	67 675,00 Р				
	НЛО-32-43-4КМ	107 085,00 Р				
	НЛО-32-43-4МК	76 021,00 Р				
	НЛО-32-43-4Т	107 380,00 Р				
НЛО-32-43-4Д	201 603,00 Р					

	НС	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода, газ	НЛО-32-43-4Н	55 116,00 Р	
			НЛО-32-43-5П	64 456,00 Р	
НЛО-32-43-5К	81 501,00 Р				
НЛО-32-43-5С	78 092,00 Р				
НЛО-32-43-5КМ	116 820,00 Р				
НЛО-32-43-5МК	86 438,00 Р				
НЛО-32-43-5Т	117 115,00 Р				
НЛО-32-43-5Д	211 810,00 Р				
НЛО-32-43-5Н	65 538,00 Р				
1500x1200x900/1650Н	нет	две стеклянные полки	НЛО-33-43-1П	41 161,00 Р	
			НЛО-33-43-1К	47 537,00 Р	
			НЛО-33-43-1С	58 774,00 Р	
			НЛО-33-43-1КМ	110 448,00 Р	
			НЛО-33-43-1МК	67 548,00 Р	
			НЛО-33-43-1Т	110 802,00 Р	
			НЛО-33-43-1Д	186 440,00 Р	
			НЛО-33-43-1Н	42 244,00 Р	
	нет	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-33-43-2П	45 327,00 Р	
			НЛО-33-43-2К	51 640,00 Р	
			НЛО-33-43-2С	62 878,00 Р	
			НЛО-33-43-2КМ	114 342,00 Р	
			НЛО-33-43-2МК	71 651,00 Р	
			НЛО-33-43-2Т	114 696,00 Р	
			НЛО-33-43-2Д	190 452,00 Р	
			НЛО-33-43-2Н	46 417,00 Р	
	нет	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.)	НЛО-33-43-3П	47 600,00 Р	
			НЛО-33-43-3К	53 913,00 Р	
			НЛО-33-43-3С	65 276,00 Р	
			НЛО-33-43-3КМ	116 466,00 Р	
			НЛО-33-43-3МК	74 050,00 Р	
			НЛО-33-43-3Т	116 879,00 Р	
			НЛО-33-43-3Д	192 753,00 Р	
			НЛО-33-43-3Н	48 685,00 Р	
	НС	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода	НЛО-33-43-4П	57 764,00 Р	
			НЛО-33-43-4К	64 203,00 Р	
			НЛО-33-43-4С	75 377,00 Р	
			НЛО-33-43-4КМ	125 965,00 Р	
			НЛО-33-43-4МК	84 151,00 Р	
			НЛО-33-43-4Т	126 319,00 Р	
			НЛО-33-43-4Д	229 569,00 Р	
			НЛО-33-43-4Н	58 839,00 Р	
		НС	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода, газ	НЛО-33-43-5П	68 180,00 Р
				НЛО-33-43-5К	74 620,00 Р
				НЛО-33-43-5С	85 794,00 Р
				НЛО-33-43-5КМ	135 700,00 Р
НЛО-33-43-5МК				94 568,00 Р	
НЛО-33-43-5Т				136 054,00 Р	
НЛО-33-43-5Д				239 776,00 Р	
НЛО-33-43-5Н				69 261,00 Р	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические островные со стеклянными полками (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Сливная раковина	Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена)	Материал раб. поверх-ти	Отпускная цена
		две стеклянные полки	НЛО-36-43-1П	45 643,00 Р
			НЛО-36-43-1К	52 966,00 Р
			НЛО-36-43-1С	65 592,00 Р
			НЛО-36-43-1КМ	125 611,00 Р

1800x1200x900/1650H	нет	две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-36-43-1МК	75 222,00 Р
			НЛО-36-43-1Т	126 083,00 Р
			НЛО-36-43-1Д	223 315,00 Р
		две стеклянные полки, розетки (4 шт.)	НЛО-36-43-2П	49 746,00 Р
			НЛО-36-43-2К	57 133,00 Р
			НЛО-36-43-2С	69 759,00 Р
			НЛО-36-43-2КМ	129 446,00 Р
			НЛО-36-43-2МК	79 389,00 Р
			НЛО-36-43-2Т	129 918,00 Р
	НЛО-36-43-2Д		227 327,00 Р	
	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.)	НЛО-36-43-3П	52 145,00 Р	
		НЛО-36-43-3К	59 405,00 Р	
		НЛО-36-43-3С	72 031,00 Р	
		НЛО-36-43-3КМ	131 570,00 Р	
		НЛО-36-43-3МК	81 661,00 Р	
		НЛО-36-43-3Т	132 042,00 Р	
		НЛО-36-43-3Д	229 569,00 Р	
	НС	две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода	НЛО-36-43-4П	62 372,00 Р
			НЛО-36-43-4К	69 632,00 Р
			НЛО-36-43-4С	82 385,00 Р
			НЛО-36-43-4КМ	141 246,00 Р
			НЛО-36-43-4МК	92 015,00 Р
			НЛО-36-43-4Т	141 718,00 Р
		НЛО-36-43-4Д	266 621,00 Р	
		две стеклянные полки, розетки (4 шт.), светильник (2 шт.), вода, газ	НЛО-36-43-5П	72 789,00 Р
			НЛО-36-43-5К	80 049,00 Р
	НЛО-36-43-5С		92 801,00 Р	
		НЛО-36-43-5КМ	86 317,00 Р	
		НЛО-36-43-5МК	102 431,00 Р	
		НЛО-36-43-5Т	151 453,00 Р	
		НЛО-36-43-5Д	276 769,00 Р	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами

ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.


Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"

Тумбы подвесные и мобильные из ЛДСП

Кол-во секций	Габаритные размеры мм	Для столов		Комплектация	Код модели	Отпускная цена	
		шириной	высотой				
подвесные							
1	532x470x460Н		750 мм	дверка левая	НЛО-40-10-00	7 445,00 Р	
				дверка правая	НЛО-40-20-00	7 445,00 Р	
				3 ящика	НЛО-40-30-00	11 385,00 Р	
	532x470x610Н		900 мм	дверка левая	НЛО-41-10-00	7 820,00 Р	
				дверка правая	НЛО-41-20-00	7 820,00 Р	
				4 ящика	НЛО-41-40-00	12 570,00 Р	
2	832x470x460Н	900 мм	750 мм	дверка левая +3 ящика	НЛО-46-30-00	13 510,00 Р	
				дверки левая + правая	НЛО-46-80-00	9 760,00 Р	
	832x470x610Н	900 мм	900 мм	дверка левая + 4 ящика	НЛО-47-40-00	15 385,00 Р	
				дверки левая + правая	НЛО-47-80-00	9 635,00 Р	
	1132x470x460Н	1200 мм	750 мм	дверка левая +3 ящика	НЛО-42-30-00	14 325,00 Р	
				3 ящика (больших)	НЛО-42-31-00	16 260,00 Р	
				дверки левая + правая	НЛО-42-80-00	10 195,00 Р	
			1132x470x610Н	900 мм	дверка левая +4 ящика	НЛО-42-40-00	16 510,00 Р
					4 ящика (больших)	НЛО-42-41-00	19 265,00 Р
дверки левая + правая	НЛО-42-81-00	10 570,00 Р					
3	1432x470x460Н	1500мм	750 мм	дв.левая+3 ящика+дв.прав	НЛО-43-30-00	16 700,00 Р	
				3 ящика+две двери справа	НЛО-43-30-02	16 700,00 Р	
	1432x470x610Н		900 мм	дв.левая+4 ящика+дв.прав	НЛО-43-40-00	18 640,00 Р	
				две двери слева+4 ящика	НЛО-43-40-01	18 640,00 Р	
				4 ящика+две двери справа	НЛО-43-40-02	18 640,00 Р	
				три двери	НЛО-43-41-00	15 370,00 Р	
	1732x470x460Н		1800мм	750 мм	дв.левая+3 ящика+дв.прав	НЛО-48-30-00	17 640,00 Р
					дв.левая+4 ящика+дв.прав	НЛО-48-40-00	19 765,00 Р
				900 мм	две двери слева+4 ящика	НЛО-48-40-01	19 765,00 Р
					4 ящика+две двери справа	НЛО-48-40-02	19 765,00 Р
мобильные							
1	532x470x520Н		750 мм	дверка левая	НЛО-44-10-01	7 318,00 Р	
				дверка правая	НЛО-44-20-01	7 318,00 Р	
				3 ящика	НЛО-44-30-01	11 260,00 Р	
	532x470x670Н		900мм	дверка левая	НЛО-45-10-01	7 630,00 Р	
				дверка правая	НЛО-45-20-01	7 630,00 Р	
				4 ящика	НЛО-45-40-01	13 385,00 Р	

Блок ящиков подвесных из ЛДСП

Кол-во ящиков	Габаритные размеры мм	Для столов шириной	Примечания	Код модели	Отпускная цена, руб.
1	1132x470x154Н	1200 мм		НЛО-42-10-00	9 195,00 Р
1	532x470x154Н	600 мм		НЛО-42-11-00	7 380,00 Р
2	1132x470x154Н	1200 мм		НЛО-42-20-00	10 260,00 Р
2	1432x470x154Н	1500 мм	вставка между ящиками	НЛО-43-20-00	11 135,00 Р
2	832x470x154Н	900 мм		НЛО-46-20-00	10 260,00 Р
3	1732x470x154Н	1800 мм		НЛО-48-20-00	12 635,00 Р




Тумбы подвесные и мобильные из металла

Кол-во секций	Габаритные размеры мм	Для столов		Комплектация	Код модели	Отпускная цена
		шириной	высотой			
Тумбы подвесные						
1	532x470x460Н		750 мм	дверка левая	НЛО-40-10-10	9 510,00 Р
				дверка правая	НЛО-40-20-10	9 510,00 Р
				3 ящика	НЛО-40-30-10	14 135,00 Р
	532x470x610Н		900 мм	дверка левая	НЛО-41-10-10	10 010,00 Р
				дверка правая	НЛО-41-20-10	10 010,00 Р
				4 ящика	НЛО-41-40-10	16 575,00 Р
2	832x470x460Н	900 мм	750мм	дверка левая + 3 ящика	НЛО-46-30-10	17 950,00 Р
				две дверки	НЛО-46-80-10	12 885,00 Р
			832x470x610Н	900мм	дверка левая + 4 ящика	НЛО-47-40-10
	4 ящика + дверка правая	НЛО-47-40-20			20 451,00 Р	
	1132x470x460Н	1200 мм	750мм	две дверки	НЛО-47-80-10	13 760,00 Р
				дверка левая + 3 ящика	НЛО-42-30-10	18 762,00 Р
			900 мм	3 ящика длинных	НЛО-42-31-10	24 516,00 Р
				дверка левая + 4 ящика	НЛО-42-40-10	21 515,00 Р
	1132x470x610Н	900 мм	4 ящика длинных	НЛО-42-41-10	27 330,00 Р	
две дверки			НЛО-42-81-10	14 760,00 Р		
дверка левая + 3 ящика			НЛО-42-30-10	18 762,00 Р		
3	1432x470x460Н	1500мм	750	дв.лев+3 ящ+дв.прав	НЛО-43-30-10	21 640,00 Р
			900	дв.лев+4 ящ+дв.прав	НЛО-43-40-10	24 642,00 Р
	1732x470x460Н	1800мм	750	дв.лев+3 ящ+дв.прав	НЛО-48-30-10	22 705,00 Р
			900	дв.лев+4 ящ+дв.прав	НЛО-48-40-10	25 830,00 Р
Тумбы мобильные						
1	400x470x640Н		750, 900 мм	дверка левая	НЛО-45-10-12	11 200,00 Р
				дверка правая	НЛО-45-20-12	11 200,00 Р
				4 ящика	НЛО-45-40-12	17 200,00 Р
	532x470x550Н		750 мм	дверка левая	НЛО-44-10-11	11 135,00 Р
				дверка правая	НЛО-44-20-11	11 135,00 Р
				3 ящика	НЛО-44-30-11	15 825,00 Р
	532x470x700Н		900мм	дверка левая	НЛО-45-10-11	11 695,00 Р
				дверка правая	НЛО-45-20-11	11 695,00 Р
				4 ящика	НЛО-45-40-11	18 200,00 Р

Блок ящиков подвесных из металла

Кол-во ящиков	Габаритные размеры мм	Для столов шириной	Комплектация	Код модели	Отпускная цена, руб.
1	532x470x154Н	600,1200, 1500, 1800	1 ящик	НЛО-42-11-10	8 100,00 Р
2	832x470x154Н	900 мм	2 ящика по горизонтали	НЛО-46-20-10	10 760,00 Р
2	1132x470x154Н	1200 мм	2 ящика по горизонтали	НЛО-42-20-10	12 760,00 Р
			2 эл/розетки, 2 АЗС	НЛО-42-21-10	15 385,00 Р
	1432x470x154Н	1500 мм	2 ящика по горизонтали	НЛО-43-20-10	13 070,00 Р
			2 эл/розетки, 2 АЗС	НЛО-43-21-10	14 575,00 Р



**Столы-мойки пристенные с тумбами ЛДСП
с 1 врезной раковиной**

Дверка	Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 600x790мм						
левая	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-11-0П	27 580,00 Р
					НЛО-2.51-11-0К	30 210,00 Р
					НЛО-2.51-11-0С	31 960,00 Р
					НЛО-2.51-11-0КМ	43 840,00 Р
					НЛО-2.51-11-0Т	44 132,00 Р
	600x790x900/1505	1	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-11-1П	31 085,00 Р
					НЛО-2.51-11-1К	33 710,00 Р
					НЛО-2.51-11-1С	35 210,00 Р
					НЛО-2.51-11-1КМ	47 200,00 Р
					НЛО-2.51-11-1Т	47 495,00 Р
	600x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-12-0П	52 725,00 Р
					НЛО-2.51-12-0К	55 350,00 Р
					НЛО-2.51-12-0С	57 100,00 Р
					НЛО-2.51-12-0КМ	67 555,00 Р
					НЛО-2.51-12-0Т	67 850,00 Р
	600x790x900/1505	1	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-12-1П	61 605,00 Р
НЛО-2.51-12-1К					58 850,00 Р	
НЛО-2.51-12-1С					60 415,00 Р	
НЛО-2.51-12-1КМ					70 918,00 Р	
НЛО-2.51-12-1Т					71 213,00 Р	
правая	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-21-0П	27 580,00 Р
					НЛО-2.51-21-0К	30 210,00 Р
					НЛО-2.51-21-0С	31 960,00 Р
					НЛО-2.51-21-0КМ	43 840,00 Р
					НЛО-2.51-21-0Т	44 132,00 Р
	600x790x900/1505	1	НС 340*400*150	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-21-1П	31 085,00 Р
					НЛО-2.51-21-1К	33 710,00 Р
					НЛО-2.51-21-1С	35 210,00 Р
					НЛО-2.51-21-1КМ	47 200,00 Р
					НЛО-2.51-21-1Т	47 495,00 Р
	600x790x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-22-0П	52 725,00 Р
					НЛО-2.51-22-0К	55 350,00 Р
					НЛО-2.51-22-0С	57 100,00 Р
					НЛО-2.51-22-0КМ	67 555,00 Р
					НЛО-2.51-22-0Т	67 850,00 Р
	600x790x900/1505	1	ПП 400*400*300	1 (18 держат.)	НЛО-2.51-22-1П	61 605,00 Р
НЛО-2.51-22-1К					58 850,00 Р	
НЛО-2.51-22-1С					60 415,00 Р	
НЛО-2.51-22-1КМ					70 918,00 Р	
НЛО-2.51-22-1Т					71 213,00 Р	
стол 600x600мм						
левая	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-51-0П	27 020,00 Р
					НЛО-2.51-51-0К	30 710,00 Р
					НЛО-2.51-51-0С	30 960,00 Р
					НЛО-2.51-51-0КМ	41 242,00 Р
					НЛО-2.51-51-0Т	41 536,00 Р
600x600x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-52-0П	52 160,00 Р	
				НЛО-2.51-52-0К	54 785,00 Р	
				НЛО-2.51-52-0С	56 100,00 Р	
				НЛО-2.51-52-0КМ	64 960,00 Р	
				НЛО-2.51-52-0Т	65 256,00 Р	
правая	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.51-61-0П	27 020,00 Р
					НЛО-2.51-61-0К	30 710,00 Р
					НЛО-2.51-61-0С	30 960,00 Р
					НЛО-2.51-61-0КМ	41 242,00 Р
					НЛО-2.51-61-0Т	41 536,00 Р
600x600x900	1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.51-62-0П	52 160,00 Р	
				НЛО-2.51-62-0К	54 785,00 Р	
				НЛО-2.51-62-0С	56 100,00 Р	
				НЛО-2.51-62-0КМ	64 960,00 Р	
				НЛО-2.51-62-0Т	65 256,00 Р	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)						
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена	
стол 1200x790мм						
1200x790x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-11-0П	32 522,00 Р	
				НЛО-2.52-11-0К	36 212,00 Р	
НЛО-2.52-11-0С				40 526,00 Р		
НЛО-2.52-11-0КМ				64 605,00 Р		
НЛО-2.52-11-0Т				64 959,00 Р		
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-11-1П	36 212,00 Р
					НЛО-2.52-11-1К	39 776,00 Р
					НЛО-2.52-11-1С	44 155,00 Р
					НЛО-2.52-11-1КМ	67 676,00 Р
					НЛО-2.52-11-1Т	68 382,00 Р
1200x790x900	1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-12-0П	57 912,00 Р	
				НЛО-2.52-12-0К	61 478,00 Р	
НЛО-2.52-12-0С				65 918,00 Р		
НЛО-2.52-12-0КМ				88 146,00 Р		
НЛО-2.52-12-0Т				88 795,00 Р		
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-12-1П	61 478,00 Р
					НЛО-2.52-12-1К	65 042,00 Р
					НЛО-2.52-12-1С	69 482,00 Р
					НЛО-2.52-12-1КМ	91 922,00 Р
					НЛО-2.52-12-1Т	92 276,00 Р
1200x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-21-0П	32 522,00 Р	
				НЛО-2.52-21-0К	36 212,00 Р	
НЛО-2.52-21-0С				40 526,00 Р		
НЛО-2.52-21-0КМ				64 605,00 Р		
НЛО-2.52-21-0Т				64 959,00 Р		
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-21-1П	36 212,00 Р
					НЛО-2.52-21-1К	39 776,00 Р
					НЛО-2.52-21-1С	44 155,00 Р
					НЛО-2.52-21-1КМ	67 676,00 Р
					НЛО-2.52-21-1Т	68 382,00 Р
1200x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-22-0П	57 912,00 Р	
				НЛО-2.52-22-0К	61 478,00 Р	
НЛО-2.52-22-0С				65 918,00 Р		
НЛО-2.52-22-0КМ				88 146,00 Р		
НЛО-2.52-22-0Т				88 795,00 Р		
1200x790x900/1505		1 (18 держат.)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-22-1П	61 478,00 Р
					НЛО-2.52-22-1К	65 042,00 Р
					НЛО-2.52-22-1С	69 482,00 Р
					НЛО-2.52-22-1КМ	91 922,00 Р
					НЛО-2.52-22-1Т	92 276,00 Р
стол 1200x600мм						
1200x600x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-51-0П	30 395,00 Р	
				НЛО-2.52-51-0К	33 334,00 Р	
				НЛО-2.52-51-0С	36 962,00 Р	
				НЛО-2.52-51-0КМ	55 520,00 Р	
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-51-0Т	55 932,00 Р	
				НЛО-2.52-52-0П	55 600,00 Р	
				НЛО-2.52-52-0К	58 664,00 Р	
				НЛО-2.52-52-0С	62 105,00 Р	
	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-52-0КМ	79 650,00 Р	
				НЛО-2.52-52-0Т	79 296,00 Р	
				НЛО-2.52-61-0П	30 395,00 Р	
				НЛО-2.52-61-0К	33 334,00 Р	
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-61-0С	36 962,00 Р	
				НЛО-2.52-61-0КМ	55 520,00 Р	
				НЛО-2.52-61-0Т	55 932,00 Р	
				НЛО-2.52-62-0П	55 600,00 Р	
ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.52-62-0К	58 664,00 Р			
		НЛО-2.52-62-0С	62 105,00 Р			
		НЛО-2.52-62-0КМ	79 650,00 Р			
		НЛО-2.52-62-0Т	79 296,00 Р			

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)						
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
стол 1500x790мм						
1500x790x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-01-0П	34 835,00 Р	
1500x790x900/1505				1 (18 держат.)	НЛО-2.55-01-0К	39 150,00 Р
					НЛО-2.55-01-0С	45 154,00 Р
НЛО-2.55-01-0КМ					75 874,00 Р	
НЛО-2.55-01-0Т			76 287,00 Р			
1500x790x900			нет	ПП 400*400*300	НЛО-2.55-01-1П	38 525,00 Р
					НЛО-2.55-01-1К	43 028,00 Р
НЛО-2.55-01-0С					48 844,00 Р	
НЛО-2.55-01-0КМ		79 355,00 Р				
1500x790x900/1505		1 (18 держат.)	НЛО-2.55-01-0Т		79 768,00 Р	
			НЛО-2.55-02-0П		60 164,00 Р	
НЛО-2.55-02-0К			64 479,00 Р			
НЛО-2.55-02-0С			70 420,00 Р			
1500x790x900		нет	ПП 400*400*300	НЛО-2.55-02-0КМ	99 710,00 Р	
				НЛО-2.55-02-0Т	100 123,00 Р	
НЛО-2.55-02-1П				63 854,00 Р		
НЛО-2.55-02-1К	68 419,00 Р					
1500x790x900/1505	1 (18 держат.)	НЛО-2.55-02-0С		74 110,00 Р		
		НЛО-2.55-02-0КМ		103 191,00 Р		
НЛО-2.55-02-0Т		103 604,00 Р				
1500x790x900		1 слева		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-11-0П
	НЛО-2.55-11-0К		39 150,00 Р			
	НЛО-2.55-11-0С		45 154,00 Р			
	НЛО-2.55-11-0КМ		75 874,00 Р			
1500x790x900/1505	1 (18 держат.)		НЛО-2.55-11-0Т		76 287,00 Р	
			НЛО-2.55-11-1П		38 525,00 Р	
НЛО-2.55-11-1К			43 028,00 Р			
НЛО-2.55-11-1С			48 844,00 Р			
1500x790x900	нет	ПП 400*400*300	НЛО-2.55-11-1КМ	79 355,00 Р		
			НЛО-2.55-11-1Т	79 768,00 Р		
НЛО-2.55-12-0П			60 164,00 Р			
НЛО-2.55-12-0К			64 479,00 Р			
1500x790x900/1505	1 (18 держат.)		НЛО-2.55-12-0С	70 420,00 Р		
			НЛО-2.55-12-0КМ	99 710,00 Р		
НЛО-2.55-12-0Т			100 123,00 Р			
НЛО-2.55-12-1П			63 854,00 Р			
1500x790x900	нет	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-12-1К	68 419,00 Р	
				НЛО-2.55-12-1С	74 110,00 Р	
НЛО-2.55-12-1КМ				103 191,00 Р		
НЛО-2.55-12-1Т				103 604,00 Р		
1500x790x900/1505	1 (18 держат.)		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-21-0П	34 835,00 Р
					НЛО-2.55-21-0К	39 150,00 Р
НЛО-2.55-21-0С					45 154,00 Р	
НЛО-2.55-21-0КМ					75 874,00 Р	
1500x790x900	1 (18 держат.)	НЛО-2.55-21-0Т		76 287,00 Р		
		НЛО-2.55-21-1П		38 525,00 Р		
НЛО-2.55-21-1К		43 028,00 Р				
НЛО-2.55-21-1С		48 844,00 Р				
1500x790x900/1505	нет	НС 340*400*150	НЛО-2.55-21-1КМ	79 355,00 Р		
			НЛО-2.55-21-1Т	79 768,00 Р		
НЛО-2.55-22-0П			60 164,00 Р			
НЛО-2.55-22-0К			64 479,00 Р			
1500x790x900	нет		ПП 400*400*300	НЛО-2.55-22-0С	70 420,00 Р	
				НЛО-2.55-22-0КМ	99 710,00 Р	
НЛО-2.55-22-0Т				100 123,00 Р		
НЛО-2.55-22-1П				63 854,00 Р		
1500x790x900/1505	1 (18 держат.)	НЛО-2.55-22-1К		68 419,00 Р		
		НЛО-2.55-22-1С		74 110,00 Р		
НЛО-2.55-22-1КМ		103 191,00 Р				
НЛО-2.55-22-1Т		103 604,00 Р				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)					
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели заказа для	Отпускная цена, руб.
стол 1500x600мм					
1500x600x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-41-0П	32 522,00 Р
				НЛО-2.55-41-0К	35 961,00 Р
				НЛО-2.55-41-0С	40 902,00 Р
				НЛО-2.55-41-0КМ	64 782,00 Р
		НЛО-2.55-41-0Т	65 195,00 Р		
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-42-0П	57 912,00 Р
				НЛО-2.55-42-0К	61 228,00 Р
				НЛО-2.55-42-0С	66 168,00 Р
	НЛО-2.55-42-0КМ			88 677,00 Р	
	НЛО-2.55-42-0Т	89 090,00 Р			
	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-51-0П	32 522,00 Р
				НЛО-2.55-51-0К	35 961,00 Р
				НЛО-2.55-51-0С	40 902,00 Р
				НЛО-2.55-51-0КМ	64 782,00 Р
		НЛО-2.55-51-0Т	65 195,00 Р		
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-52-0П	57 912,00 Р
				НЛО-2.55-52-0К	61 228,00 Р
				НЛО-2.55-52-0С	66 168,00 Р
	НЛО-2.55-52-0КМ			88 677,00 Р	
	НЛО-2.55-52-0Т	89 090,00 Р			
1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-61-0П	32 522,00 Р	
			НЛО-2.55-61-0К	35 961,00 Р	
			НЛО-2.55-61-0С	40 902,00 Р	
			НЛО-2.55-61-0КМ	64 782,00 Р	
	НЛО-2.55-61-0Т	65 195,00 Р			
	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-62-0П	57 912,00 Р	
			НЛО-2.55-62-0К	61 228,00 Р	
			НЛО-2.55-62-0С	66 168,00 Р	
НЛО-2.55-62-0КМ			88 677,00 Р		
НЛО-2.55-62-0Т	89 090,00 Р				

с 2-мя врезными раковинами

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели заказа для	Отпускная цена, руб.	
стол 1200x790мм						
1200x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-31-0П	41 152,00 Р	
1200x790x900/1505				2 (18 держ. x 2)	НЛО-2.52-31-0К	44 968,00 Р
					НЛО-2.52-31-0С	49 094,00 Р
					НЛО-2.52-31-0КМ	72 629,00 Р
					НЛО-2.52-31-0Т	72 983,00 Р
1200x790x900				нет	НЛО-2.52-31-1П	48 219,00 Р
					НЛО-2.52-31-1К	52 159,00 Р
					НЛО-2.52-31-1С	56 225,00 Р
		НЛО-2.52-31-1КМ	79 355,00 Р			
1200x790x900/1505		2 (18 держ. x 2)	НЛО-2.52-31-1Т	79 709,00 Р		
			НЛО-2.52-32-0П	91 748,00 Р		
			НЛО-2.52-32-0К	95 562,00 Р		
			НЛО-2.52-32-0С	99 690,00 Р		
1200x790x900/1505		нет	НЛО-2.52-32-0КМ	120 420,00 Р		
			НЛО-2.52-32-0Т	120 774,00 Р		
			НЛО-2.52-32-1П	98 876,00 Р		
	НЛО-2.52-32-1К		102 816,00 Р			
1200x790x900/1505	2 (18 держ. x 2)	НЛО-2.52-32-1С	106 882,00 Р			
		НЛО-2.52-32-1КМ	127 086,00 Р			
		НЛО-2.52-32-1Т	127 440,00 Р			
		стол 1200x600мм				
1200x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.52-71-0П	38 900,00 Р	
				НЛО-2.52-71-0К	42 152,00 Р	
				НЛО-2.52-71-0С	45 405,00 Р	
				НЛО-2.52-71-0КМ	63 543,00 Р	
		НЛО-2.52-71-0Т		63 897,00 Р		
		ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.52-72-0П	89 183,00 Р
					НЛО-2.52-72-0К	92 435,00 Р
					НЛО-2.52-72-0С	95 686,00 Р
	НЛО-2.52-72-0КМ		110 979,00 Р			
	НЛО-2.52-72-0Т	111 333,00 Р				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 2-мя врезными раковинами (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x790мм					
1500x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-31-0П	43 342,00 Р
				НЛО-2.55-31-0К	47 970,00 Р
				НЛО-2.55-31-0С	53 598,00 Р
				НЛО-2.55-31-0КМ	83 839,00 Р
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-31-0Т	84 311,00 Р
				НЛО-2.55-31-1П	50 658,00 Р
				НЛО-2.55-31-1К	55 474,00 Р
				НЛО-2.55-31-1С	60 914,00 Р
1500x790x900	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-31-1КМ	90 742,00 Р
				НЛО-2.55-31-1Т	91 155,00 Р
				НЛО-2.55-32-0П	93 936,00 Р
				НЛО-2.55-32-0К	98 626,00 Р
1500x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-32-0С	104 255,00 Р
				НЛО-2.55-32-0КМ	131 629,00 Р
				НЛО-2.55-32-0Т	132 042,00 Р
				НЛО-2.55-32-1П	101 315,00 Р
	2 (18 держ. х 2)	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-32-1К	106 068,00 Р
				НЛО-2.55-32-1С	111 509,00 Р
				НЛО-2.55-32-1КМ	138 473,00 Р
				НЛО-2.55-32-1Т	138 945,00 Р
стол 1500x600мм					
1500x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-71-0П	41 028,00 Р
				НЛО-2.55-71-0К	44 779,00 Р
				НЛО-2.55-71-0С	41 027,00 Р
				НЛО-2.55-71-0КМ	38 232,00 Р
	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.55-71-0Т	38 704,00 Р
				НЛО-2.55-72-0П	91 684,00 Р
				НЛО-2.55-72-0К	95 374,00 Р
				НЛО-2.55-72-0С	100 064,00 Р
	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.55-72-0КМ	120 596,00 Р
				НЛО-2.55-72-0Т	121 009,00 Р

**Столы-мойки с тумбами ЛДСП
с накладной раковиной из нержавеющей стали**

Габаритные размеры, мм	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
600x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-53-13-00	26 330,00 Р
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-53-23-00	26 330,00 Р
800x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-54-14-00	27 895,00 Р
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-54-24-00	27 895,00 Р
	2-х чашевая	нет	НЛО-54-35-00	28 394,00 Р

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки пристенные с тумбами металл

с 1 врезной раковиной

Дверка	Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена	
стол 600x790мм							
л е в а я	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-11-0П	29 457,00 Р	
					НЛО-2.50-11-0К	32 021,00 Р	
	НЛО-2.50-11-0С				33 772,00 Р		
	НЛО-2.50-11-0КМ				45 607,00 Р		
	НЛО-2.50-11-0Т			45 961,00 Р			
	1 (18 держат.)			НЛО-2.50-11-1П	33 022,00 Р		
		НЛО-2.50-11-1К	35 586,00 Р				
		НЛО-2.50-11-1С	37 274,00 Р				
		НЛО-2.50-11-1КМ	48 970,00 Р				
	600x790x900/1505	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-12-0П	54 598,00 Р
						НЛО-2.50-12-0К	57 162,00 Р
		НЛО-2.50-12-0С				58 913,00 Р	
		НЛО-2.50-12-0КМ				69 384,00 Р	
		НЛО-2.50-12-0Т			69 679,00 Р		
1 (18 держат.)		НЛО-2.50-12-1П			58 163,00 Р		
		НЛО-2.50-12-1К	60 726,00 Р				
		НЛО-2.50-12-1С	62 415,00 Р				
		НЛО-2.50-12-1КМ	72 688,00 Р				
600x790x900/1505		1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-12-1Т	72 983,00 Р	
					НЛО-2.50-12-1П	58 163,00 Р	
НЛО-2.50-12-1К					60 726,00 Р		
НЛО-2.50-12-1С					62 415,00 Р		
1 (18 держат.)				НЛО-2.50-12-1КМ	72 688,00 Р		
	НЛО-2.50-12-1Т			72 983,00 Р			
	НЛО-2.50-21-0П	29 457,00 Р					
	НЛО-2.50-21-0К	32 021,00 Р					
п р а в а я	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-21-0С	33 772,00 Р	
					НЛО-2.50-21-0КМ	45 607,00 Р	
	НЛО-2.50-21-0Т				45 961,00 Р		
	НЛО-2.50-21-1П				33 022,00 Р		
	1 (18 держат.)			НЛО-2.50-21-1К	35 586,00 Р		
				НЛО-2.50-21-1С	37 274,00 Р		
		НЛО-2.50-21-1КМ	48 970,00 Р				
		НЛО-2.50-21-1Т	49 265,00 Р				
	600x790x900/1505	600x790x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-22-0П	54 598,00 Р
						НЛО-2.50-22-0К	57 162,00 Р
		НЛО-2.50-22-0С				58 913,00 Р	
		НЛО-2.50-22-0КМ				69 384,00 Р	
		НЛО-2.50-22-0Т			69 679,00 Р		
		1 (18 держат.)			НЛО-2.50-22-1П	58 163,00 Р	
НЛО-2.50-22-1К			60 726,00 Р				
НЛО-2.50-22-1С			62 415,00 Р				
НЛО-2.50-22-1КМ			72 688,00 Р				
600x790x900/1505		1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-22-1Т	72 983,00 Р	
					НЛО-2.50-22-1П	58 163,00 Р	
НЛО-2.50-22-1К					60 726,00 Р		
НЛО-2.50-22-1С					62 415,00 Р		
1 (18 держат.)				НЛО-2.50-22-1КМ	72 688,00 Р		
	НЛО-2.50-22-1Т			72 983,00 Р			
	НЛО-2.50-51-0П	29 960,00 Р					
	НЛО-2.50-51-0К	29 895,00 Р					
л е в а я	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-51-0С	33 522,00 Р	
					НЛО-2.50-51-0КМ	42 539,00 Р	
	НЛО-2.50-51-0Т				42 834,00 Р		
	НЛО-2.50-52-0П				55 286,00 Р		
	1			НЛО-2.50-52-0К	55 223,00 Р		
				НЛО-2.50-52-0С	58 850,00 Р		
		НЛО-2.50-52-0КМ	66 434,00 Р				
		НЛО-2.50-52-0Т	66 729,00 Р				
	п р а в а я	600x600x900	1	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.50-61-0П	29 960,00 Р
						НЛО-2.50-61-0К	29 895,00 Р
		НЛО-2.50-61-0С				33 522,00 Р	
		НЛО-2.50-61-0КМ				42 539,00 Р	
		НЛО-2.50-61-0Т			42 834,00 Р		
		1			НЛО-2.50-62-0П	55 286,00 Р	
НЛО-2.50-62-0К			55 223,00 Р				
НЛО-2.50-62-0С			58 850,00 Р				
НЛО-2.50-62-0КМ			66 434,00 Р				
600x600x900		1	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.50-62-0Т	66 729,00 Р	
					НЛО-2.50-62-0П	55 286,00 Р	
НЛО-2.50-62-0К					55 223,00 Р		
НЛО-2.50-62-0С					58 850,00 Р		
1 (18 держат.)				НЛО-2.50-62-0КМ	66 434,00 Р		
	НЛО-2.50-62-0Т			66 729,00 Р			

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)					
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1200x790мм					
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-11-0П	34 210,00 Р
				НЛО-2.56-11-0К	37 712,00 Р
				НЛО-2.56-11-0С	42 215,00 Р
				НЛО-2.56-11-0КМ	66 080,00 Р
1200x790x900/1505	1 слева		1 (18 держат.)	НЛО-2.56-11-1П	37 712,00 Р
				НЛО-2.56-11-1К	41 278,00 Р
				НЛО-2.56-11-1С	45 718,00 Р
				НЛО-2.56-11-1КМ	69 443,00 Р
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-12-0П	59 476,00 Р
				НЛО-2.56-12-0К	63 040,00 Р
				НЛО-2.56-12-0С	67 481,00 Р
				НЛО-2.56-12-0КМ	89 975,00 Р
1200x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.56-12-1П	63 041,00 Р
				НЛО-2.56-12-1К	66 543,00 Р
				НЛО-2.56-12-1С	71 046,00 Р
				НЛО-2.56-12-1КМ	93 338,00 Р
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-21-0П	34 210,00 Р
				НЛО-2.56-21-0К	37 712,00 Р
				НЛО-2.56-21-0С	42 215,00 Р
				НЛО-2.56-21-0КМ	66 080,00 Р
1200x790x900/1505	1 справа		1 (18 держат.)	НЛО-2.56-21-1П	37 712,00 Р
				НЛО-2.56-21-1К	41 278,00 Р
				НЛО-2.56-21-1С	45 718,00 Р
				НЛО-2.56-21-1КМ	69 443,00 Р
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-22-0П	59 476,00 Р
				НЛО-2.56-22-0К	63 040,00 Р
				НЛО-2.56-22-0С	67 481,00 Р
				НЛО-2.56-22-0КМ	89 975,00 Р
1200x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.56-22-1П	63 041,00 Р
				НЛО-2.56-22-1К	66 543,00 Р
				НЛО-2.56-22-1С	71 046,00 Р
				НЛО-2.56-22-1КМ	93 338,00 Р
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-51-0П	32 834,00 Р
				НЛО-2.56-51-0К	35 711,00 Р
				НЛО-2.56-51-0С	39 276,00 Р
				НЛО-2.56-51-0КМ	57 761,00 Р
1200x600x900	1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-51-0Т	58 115,00 Р
				НЛО-2.56-52-0П	58 100,00 Р
				НЛО-2.56-52-0К	60 914,00 Р
				НЛО-2.56-52-0С	64 604,00 Р
1200x600x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-52-0КМ	81 597,00 Р
				НЛО-2.56-52-0Т	82 010,00 Р
				НЛО-2.56-61-0П	32 834,00 Р
				НЛО-2.56-61-0К	35 711,00 Р
1200x600x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-61-0С	39 276,00 Р
				НЛО-2.56-61-0КМ	57 761,00 Р
				НЛО-2.56-61-0Т	58 115,00 Р
				НЛО-2.56-62-0П	58 100,00 Р
1200x600x900				НЛО-2.56-62-0К	60 914,00 Р
				НЛО-2.56-62-0С	64 604,00 Р
				НЛО-2.56-62-0КМ	81 597,00 Р
				НЛО-2.56-62-0Т	82 010,00 Р

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)					
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x790мм					
				НЛО-2.59-01-0П	36 461,00 Р
				НЛО-2.59-01-0К	40 776,00 Р

1500x790x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-01-0С	46 780,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-01-0КМ	77 408,00 ₺
1500x790x900	1 по центру	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-01-0Т	77 821,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-01-1П	40 151,00 ₺
1500x790x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-01-1К	44 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-01-0С	50 408,00 ₺
1500x790x900	1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-01-0КМ	80 830,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-01-0Т	81 243,00 ₺
1500x790x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-02-0П	61 852,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-0К	66 105,00 ₺
1500x790x900	1 слева	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-02-0С	72 109,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-0КМ	101 244,00 ₺
1500x790x900	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-02-0Т	101 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-1П	65 417,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-02-1К	69 983,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-0С	75 736,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-02-0КМ	104 725,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-02-0Т	105 138,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-11-0П	36 461,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-0К	40 776,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-11-0С	46 780,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-0КМ	77 408,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-11-0Т	77 821,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-1П	40 151,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-11-1К	44 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-1С	50 408,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-11-1КМ	80 830,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-11-1Т	81 243,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-12-0П	61 852,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-0К	66 105,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-12-0С	72 109,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-0КМ	101 244,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-12-0Т	101 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-1П	65 417,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-12-1К	69 983,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-1С	75 736,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-12-1КМ	104 725,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-12-1Т	105 138,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-21-0П	36 461,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-0К	40 776,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-21-0С	46 780,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-0КМ	77 408,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-21-0Т	77 821,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-1П	40 151,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-21-1К	44 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-1С	50 408,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-21-1КМ	80 830,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-21-1Т	81 243,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-22-0П	61 852,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-0К	66 105,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-22-0С	72 109,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-0КМ	101 244,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-22-0Т	101 716,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-1П	65 417,00 ₺
1500x790x900	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-22-1К	69 983,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-1С	75 736,00 ₺
1500x790x900	1 справа	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-22-1КМ	104 725,00 ₺
1500x790x900/1505			1 (18 держат.)	НЛО-2.59-22-1Т	105 138,00 ₺

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 1 врезной раковиной (продолжение)					
Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
стол 1500x600мм					
1500x600x900	1 по центру	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-41-0П	34 460,00 Р
				НЛО-2.59-41-0К	37 837,00 Р
				НЛО-2.59-41-0С	42 778,00 Р
				НЛО-2.59-41-0КМ	66 611,00 Р
		НЛО-2.59-41-0Т	67 083,00 Р		
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-42-0П	59 789,00 Р
				НЛО-2.59-42-0К	63 228,00 Р
				НЛО-2.59-42-0С	68 106,00 Р
	НЛО-2.59-42-0КМ			90 506,00 Р	
	НЛО-2.59-42-0Т	90 919,00 Р			
	1 слева	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-51-0П	34 460,00 Р
				НЛО-2.59-51-0К	37 837,00 Р
				НЛО-2.59-51-0С	42 778,00 Р
				НЛО-2.59-51-0КМ	66 611,00 Р
		НЛО-2.59-51-0Т	67 083,00 Р		
		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-52-0П	59 789,00 Р
				НЛО-2.59-52-0К	63 228,00 Р
				НЛО-2.59-52-0С	68 106,00 Р
	НЛО-2.59-52-0КМ			90 506,00 Р	
	НЛО-2.59-52-0Т	90 919,00 Р			
	1 справа	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-61-0П	34 460,00 Р
				НЛО-2.59-61-0К	37 837,00 Р
				НЛО-2.59-61-0С	42 778,00 Р
				НЛО-2.59-61-0КМ	66 611,00 Р
НЛО-2.59-61-0Т		67 083,00 Р			
ПП 400*400*300		нет	НЛО-2.59-62-0П	59 789,00 Р	
			НЛО-2.59-62-0К	63 228,00 Р	
			НЛО-2.59-62-0С	68 106,00 Р	
	НЛО-2.59-62-0КМ		90 506,00 Р		
НЛО-2.59-62-0Т	90 919,00 Р				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

с 2 мя врезными раковинами

стол 1200x790мм						
1200x790x900		НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-31-0П	42 652,00 Р	
				НЛО-2.56-31-0К	46 468,00 Р	
				НЛО-2.56-31-0С	50 658,00 Р	
				НЛО-2.56-31-0КМ	74 045,00 Р	
				НЛО-2.56-31-0Т	74 458,00 Р	
1200x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)			НЛО-2.56-31-1П	49 720,00 Р	
				НЛО-2.56-31-1К	53 660,00 Р	
				НЛО-2.56-31-1С	57 787,00 Р	
				НЛО-2.56-31-1КМ	80 771,00 Р	
				НЛО-2.56-31-1Т	81 125,00 Р	
1200x790x900		ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-32-0П	93 310,00 Р	
				НЛО-2.56-32-0К	97 062,00 Р	
				НЛО-2.56-32-0С	101 315,00 Р	
				НЛО-2.56-32-0КМ	121 835,00 Р	
				НЛО-2.56-32-0Т	122 189,00 Р	
1200x790x900/1505	2 (18 держ. х 2)			НЛО-2.56-32-1П	100 377,00 Р	
				НЛО-2.56-32-1К	104 317,00 Р	
				НЛО-2.56-32-1С	108 382,00 Р	
				НЛО-2.56-32-1КМ	128 502,00 Р	
				НЛО-2.56-32-1Т	128 915,00 Р	
стол 1200x600мм						
1200x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.56-71-0П	41 277,00 Р	
				НЛО-2.56-71-0К	44 466,00 Р	
				НЛО-2.56-71-0С	47 781,00 Р	
				НЛО-2.56-71-0КМ	65 785,00 Р	
	НЛО-2.56-71-0Т	66 139,00 Р				
			ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.56-72-0П	92 122,00 Р
					НЛО-2.56-72-0К	95 311,00 Р
					НЛО-2.56-72-0С	98 626,00 Р
					НЛО-2.56-72-0КМ	113 693,00 Р
					НЛО-2.56-72-0Т	114 106,00 Р

с 2 мя врезными раковинами (продолжение)

Габаритные размеры, мм	Мойки, шт.	Материал и размеры мойки	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена				
стол 1500x790мм									
1500x790x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-31-0П	44 966,00 Р				
				НЛО-2.59-31-0К	49 407,00 Р				
				НЛО-2.59-31-0С	55 223,00 Р				
				НЛО-2.59-31-0КМ	85 314,00 Р				
1500x790x900/1505	2	НС 340*400*150	2 (18 держ. х 2)	НЛО-2.59-31-1П	52 534,00 Р				
				НЛО-2.59-31-1К	57 287,00 Р				
				НЛО-2.59-31-1С	62 728,00 Р				
				НЛО-2.59-31-1КМ	92 453,00 Р				
1500x790x900	2	ПП 400*400*300	нет	НЛО-2.59-32-0П	95 562,00 Р				
				НЛО-2.59-32-0К	99 626,00 Р				
				НЛО-2.59-32-0С	105 818,00 Р				
				НЛО-2.59-32-0КМ	133 104,00 Р				
1500x790x900/1505	2	ПП 400*400*300	2 (18 держ. х 2)	НЛО-2.59-32-0Т	133 517,00 Р				
				НЛО-2.59-32-1П	103 128,00 Р				
				НЛО-2.59-32-1К	107 944,00 Р				
				НЛО-2.59-32-1С	113 385,00 Р				
				НЛО-2.59-32-1КМ	140 243,00 Р				
				НЛО-2.59-32-1Т	140 656,00 Р				
				стол 1500x600мм					
				1500x600x900	2	НС 340*400*150	нет	НЛО-2.59-71-0П	42 965,00 Р
НЛО-2.59-71-0К	46 092,00 Р								
НЛО-2.59-71-0С	51 283,00 Р								
НЛО-2.59-71-0КМ	74 635,00 Р								
				НЛО-2.59-71-0Т	75 048,00 Р				
				НЛО-2.59-72-0П	93 622,00 Р				
				НЛО-2.59-72-0К	96 687,00 Р				
				НЛО-2.59-72-0С	101 878,00 Р				
				НЛО-2.59-72-0КМ	122 366,00 Р				
				НЛО-2.59-72-0Т	122 838,00 Р				

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Столы-мойки с тумбами металл с вкладной раковиной из DURCON

Габаритные размеры, мм	Дверка	Мойки, тип, количество	Сушилки, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена	
600x790x900	левая	1 мойка по центру - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.50-18-0Д	133 222,00 Р	
	правая			НЛО-2.50-28-0Д	133 222,00 Р	
600x790x900/1505	левая		1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.50-18-1Д	136 703,00 Р	
	правая			НЛО-2.50-28-1Д	136 703,00 Р	
600x600x900	левая		нет	НЛО-2.50-2.58-0Д	114 873,00 Р	
	правая			НЛО-2.50-68-0Д	114 873,00 Р	
1200x790x900	2 двери		1 слева - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.56-18-0Д	174 168,00 Р
			1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.56-28-0Д	174 168,00 Р
			2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.56-38-0Д	249 334,00 Р
1200x790x900/1505	2 двери		1 слева - 406*406*190мм	1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.56-18-1Д	177 649,00 Р
		1 справа - 406*406*190мм	НЛО-2.56-28-1Д		177 649,00 Р	
		2 шт. х 406*406*190мм	2 х 18 держат.		НЛО-2.56-38-1Д	256 296,00 Р
1200x600x900	2 двери	1 слева - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.56-2.58-0Д	144 727,00 Р	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.56-68-0Д	144 727,00 Р	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.56-78-0Д	207 090,00 Р	
1500x790x900	2 двери	1 центр - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.59-08-0Д	195 998,00 Р	
		1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.59-18-0Д	195 998,00 Р	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.59-28-0Д	195 998,00 Р	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.59-38-0Д	271 105,00 Р	
1500x790x900/1505	2 двери	1 центр - 406*406*190мм	1 сушилка (18 держат.)	НЛО-2.59-08-1Д	199 597,00 Р	
		1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.59-18-1Д	199 597,00 Р	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.59-28-1Д	199 597,00 Р	
		2 шт. х 406*406*190мм		2 х 18 держат.	НЛО-2.59-38-1Д	278 539,00 Р
1500x600x900	2 двери	1 центр - 406*406*190мм	нет	НЛО-2.59-48-0Д	157 943,00 Р	
		1 слева - 406*406*190мм		НЛО-2.59-2.58-0Д	157 943,00 Р	
		1 справа - 406*406*190мм		НЛО-2.59-68-0Д	157 943,00 Р	
		2 шт. х 406*406*190мм		НЛО-2.59-78-0Д	220 247,00 Р	

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки с тумбами металлическими с накладной раковиной из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Габаритные размеры, мм	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена
600x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-57-13-00	25 391,00 Р
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-57-23-00	25 391,00 Р
800x600x900	1 чашевая с полем, левая	нет	НЛО-58-14-00	27 956,00 Р
	1 чашевая с полем, правая	нет	НЛО-58-24-00	27 956,00 Р
	2-х чашевая	нет	НЛО-58-35-00	27 956,00 Р

В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы-мойки с тумбами металлическими с накладным модулем из ПОЛИПРОПИЛЕНА

Габаритные размеры, мм	Дверка	Мойки, тип, количество	Сушилки	Код модели для заказа	Отпускная цена
600x600x900	лев	1 мойка	нет	НЛО-2.50-12-0Р	101 421,00 Р
	прав	1 мойка	нет	НЛО-2.50-22-0Р	101 421,00 Р
1200x750x900	2	1 мойка , левая	нет	НЛО-2.56-12-0Р	153 636,00 Р
	2	1 мойка, правая	нет	НЛО-2.56-22-0Р	153 636,00 Р
	2	2 мойки	нет	НЛО-2.56-32-0Р	274 350,00 Р
1500x600x900	2	1 мойка, по центру	нет	НЛО-2.59-42-0Р	154 167,00 Р
750x600x900	2	1 мойка, по центру	нет	НЛО-2.58-42-0Р	102 129,00 Р


В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Столы для весов

Габаритные размеры, мм	Рабочая поверхность основного стола	Код модели для заказа	Отпускная цена	
Столы для весов стандартные				
600x400x750	натуральный камень мрамор	НЛО2.60-01-0М	24 150,00 Р	
	натуральный камень гранит	НЛО2.60-01-0Г	24 150,00 Р	
600x400x900	натуральный камень мрамор	НЛО2.61-02-0М	26 253,00 Р	
	натуральный камень гранит	НЛО2.61-02-0Г	26 253,00 Р	
640x600x750	натуральный камень мрамор	НЛО2.62-11-0М	29 248,00 Р	
	натуральный камень гранит	НЛО2.62-11-0Г	29 248,00 Р	
640x600x900	натуральный камень мрамор	НЛО2.63-12-0М	29 630,00 Р	
	натуральный камень гранит	НЛО2.63-12-0Г	29 630,00 Р	
Столы для весов комбинированные				
Габаритные размеры, мм	Габаритные размеры основного стола, мм	Раб.поверхность основного стола	Код модели для заказа	Отпускная цена
1200x600x750	600x400x750	натуральный камень мрамор	НЛО2.64-21-ПМ	31 605,00 Р
			НЛО2.64-21-СМ	38 360,00 Р
			НЛО2.64-21-ТМ	48 555,00 Р
		натуральный камень гранит	НЛО2.65-21-ПГ	31 605,00 Р
			НЛО2.65-21-СГ	38 360,00 Р
			НЛО2.65-21-ТГ	48 555,00 Р
1200x600x900	600x400x900	натуральный камень мрамор	НЛО2.66-22-ПМ	32 434,00 Р
			НЛО2.66-22-СМ	39 060,00 Р
			НЛО2.66-22-ТМ	48 555,00 Р
			НЛО2.66-22-НМ	36 070,00 Р
		натуральный камень гранит	НЛО2.67-22-ПГ	32 434,00 Р
			НЛО2.67-22-СГ	39 060,00 Р
		НЛО2.67-22-ТГ	48 555,00 Р	
		НЛО2.67-22-НГ	36 070,00 Р	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"



600x400x750


600x400x900

1200x600x750







1200x600x900

Шкафы лабораторные из ЛДСП

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа	Нижняя часть шкафа	Код модели для заказа	Отпускная цена
Шкаф для химреактивов				
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-00-00	19 700,00 Р
800x400x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-01-00	18 262,00 Р
600x580x2000	1 двери, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-70-10-00	17 699,00 Р
Шкаф для химпосуды				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-71-00-00	19 075,00 Р
800x400x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-71-01-00	17 262,00 Р
600x580x2000	1 дверь, 2 полки (стекло)	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	НЛО-71-10-00	16 136,00 Р
Шкаф для документов				
800x580x2000	2 двери(ст.), 2 полки(ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-72-00-00	16 761,00 Р
800x400x2000	2 двери(ст.), 2 полки(ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-72-01-00	16 761,00 Р
600x580x2000	дверь(ст.) налево, 2 полки(ЛДСП)	дверь налево, полка(ЛДСП)	НЛО-72-10-00	15 698,00 Р
600x580x2000	дверь(ст.) направо, 2 полки(ЛДСП)	дверь направо, полка(ЛДСП)	НЛО-72-10-01	15 698,00 Р
Шкаф материальный				
800x580x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-00-00	17 324,00 Р
800x400x2000	2 двери, 2 полки (ЛДСП)	2 двери, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-01-00	15 760,00 Р
600x580x2000	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-10-00	14 885,00 Р
400x400x2000	1 дверь, 2 полки (ЛДСП)	1 дверь, 1 полка (ЛДСП)	НЛО-73-21-00	14 009,00 Р
Шкаф для одежды				
800x580x2000	2 двери, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок		НЛО-74-00-00	15 322,00 Р
600x580x2000	1 дверь, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок		НЛО-74-10-00	13 571,00 Р
Шкафы навесные				
600x380x400H	1 дверь (ЛДСП)		НЛО-75-10-00	7 255,00 Р
1200x380x400H	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-20-00	8 694,00 Р
1500x380x400	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-30-00	9 131,00 Р
600x380x800H	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-12-00	9 632,00 Р
	2 двери (стекло)		НЛО-75-13-00	8 214,00 Р
900x380x800H	2 двери (ЛДСП)		НЛО-75-92-00	8 436,00 Р
	2 двери (стекло)		НЛО-75-93-00	8 620,00 Р




Шкафы лабораторные из металла

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа	Нижняя часть шкафа	Код модели для заказа	Отпускная цена	
Шкаф для химреактивов					
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции					
800x600x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-70-00-10	30 492,00 ₺	
800x400x2000			НЛО-70-01-10	27 840,00 ₺	
600x600x2000	1 дверь лев., 2 полки (мет.)	1 дверь лев., 1 полка (мет.)	НЛО-70-10-10	25 252,00 ₺	
600x400x2000			НЛО-70-11-10	22 980,00 ₺	
400x400x2000			НЛО-70-21-10	20 707,00 ₺	
400x400x2000			НЛО-70-21-20	20 707,00 ₺	
Шкаф для химпосуды					
800x600x2000	2 двери, 2 полки (стекло)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-71-00-10	32 260,00 ₺	
800x400x2000			НЛО-71-01-10	29 230,00 ₺	
600x600x2000	1 дверь, 2 полки (стекло)	1 дверь, 1 полка (металл)	НЛО-71-10-10	27 336,00 ₺	
600x400x2000			НЛО-71-11-10	24 558,00 ₺	
400x400x2000	дверь правая, 2 полки стек	дверь левая, полка мет	НЛО-71-21-10	21 590,00 ₺	
400x400x2000	дверь левая, 2 полки стек	дверь правая, полка мет	НЛО-71-21-20	21 590,00 ₺	
Шкаф для документов					
800x600x2000	2 двери(ст.), 2 полки(металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-72-00-10	31 186,00 ₺	
800x400x2000	2 двери(ст.), 2 полки(металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-72-01-10	28 661,00 ₺	
600x600x2000	дверь(ст.), 2 полки(металл)	дверь, полка(металл)	НЛО-72-10-10	26 010,00 ₺	
600x400x2000	дверь(ст.), 2 полки(металл)	дверь, полка(металл)	НЛО-72-11-10	23 864,00 ₺	
400x400x2000	дверь ст правая, 2 полки мет	дверь левая, полка мет	НЛО-72-21-10	20 896,00 ₺	
400x400x2000	дверь ст левая, 2 полки мет	дверь правая, полка мет	НЛО-72-21-20	20 896,00 ₺	
Шкаф материальный					
800x600x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-73-00-10	30 176,00 ₺	
800x400x2000	2 двери, 2 полки (металл)	2 двери, 1 полка (металл)	НЛО-73-01-10	27 651,00 ₺	
600x600x2000	1 дверь лев., 2 полки (мет.)	1 дверь лев., 1 полка (мет.)	НЛО-73-10-10	24 936,00 ₺	
600x600x2000	1 дверь прав., 2 полки (мет.)	1 дверь прав., 1 полка (мет.)	НЛО-73-10-20	24 936,00 ₺	
600x400x2000	1 дверь лев., 2 полки (мет.)	1 дверь лев., 1 полка (мет.)	НЛО-73-11-10	22 664,00 ₺	
600x400x2000	1 дверь прав., 2 полки (мет.)	1 дверь прав., 1 полка (мет.)	НЛО-73-11-20	22 664,00 ₺	
400x400x2000	1 дверь лев., 2 полки(мет.)	1 дверь лев., 1 полка (мет)	НЛО-73-21-10	20 454,00 ₺	
400x400x2000	1 дверь прав., 2 полки(мет.)	1 дверь прав., 1 полка(мет)	НЛО-73-21-20	20 454,00 ₺	
Шкаф для одежды					
800x600x2000	2 двери, 1 полка (металл), штанга для вешалок		НЛО-74-00-10	27 399,00 ₺	
800x600x2000	2 двери, перегородка: слева: 4 полки, справа: штанга+полка		НЛО-74-00-15	31 060,00 ₺	
800x600x2000	2 двери, перегородка: слева и справа: штанга+2 полки		НЛО-74-00-16	29 156,00 ₺	
600x600x2000	1 дверь, 1 полка (металл), штанга для вешалок		НЛО-74-10-10	22 538,00 ₺	
600x600x2000	2 двери, 2 полки (металл), 2 штанги для вешалок		НЛО-74-13-10	28 598,00 ₺	
600x600x2000	2 двери, перегородка: слева: 4 полки, справа: штанга+полка		НЛО-74-13-15	29 166,00 ₺	
Шкаф для хозинвентаря					
600x400x2000	1 дверь, полка широкая (металл), полочка узкая (металл), вешалка(крючок)		НЛО-74-11-12	20 391,00 ₺	
Шкаф для баллонов					
800x400x2000	2 двери, пандус, цепь		НЛО-74-00-13	32 070,00 ₺	
400x400x2000	1 дверь, пандус, цепь		НЛО-74-21-13	22 474,00 ₺	
Шкафы навесные					
600x355x380	2 раздвижные двери (стекло)		НЛО-75-10-10	11 427,00 ₺	
900x355x380			НЛО-75-09-10	11 427,00 ₺	
1200x355x380			НЛО-75-20-10	13 889,00 ₺	
1500x355x380			НЛО-75-30-10	15 089,00 ₺	
Стеллажи лабораторные					
400x600x2000	Разборного типа. Свободное расположение полок. 5 металлических полок.		НЛО-76-10-00	13 700,00 ₺	
600x600x2000			НЛО-76-20-00	15 025,00 ₺	
1000x600x2000			НЛО-76-30-00	16 856,00 ₺	
700x300x2000			НЛО-76-40-00	13 700,00 ₺	
					
НЛО-70-00-00	НЛО-71-00-00	НЛО-73-00-00	НЛО-73-00-00	НЛО-76-30-00	НЛО-76-10-00

Дополнительное оборудование

Название	Габаритные размеры, мм	Описание краткое	Код модели для заказа	Отпускная цена
Сушилка навесная	590x530x130	Панель из LabGrade, 18 штырьков из полипропилена	НЛО-900-01П	2 525,00 Р
	590x530x130	Панель из Слопласт, 18 штырьков из полипропилена	НЛО-900-01С	5 177,00 Р
	590x530x130	Панель из TRESPA, 18 штырьков из полипропилена	НЛО-900-01Т	7 228,00 Р
Поддон	444x343x20	Из полистирола	NS-910-000	1 074,00 Р
Подставка под системный блок	550x262x140	на колесных опорах	НЛО-67.713	3 472,00 Р
Полка под дистиллятор навесная	400x425x500	Размер полки (основания) 400x400, настенная	Э1032	9 028,00 Р

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей приведена на листе "Справка"



Сушилка навесная НЛО-900-01П