

# МОСЛАБО

## ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

(Звонок по России бесплатный)

[zakaz@labstol.ru](mailto:zakaz@labstol.ru)

(Москва и Московская область)

[www.labstol.ru](http://www.labstol.ru)

## ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "МЛО"

### ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 февраля 2019 года

#### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

<b>П</b> -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с
<b>С</b> -	Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья
<b>Т</b> -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
<b>К</b> -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка,
<b>КМ</b> -	Плита монолитная бесшовная из керамогранита
<b>Д</b> -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
<b>Н</b> -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
<b>М</b> -	Мрамор
<b>Г</b> -	Гранит

##### Типы и размеры моек и сливных раковин




Столы химические с раб.пов-ю П,К,С,Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Столы химические с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Столы-мойки с раб.пов-ю П,К, С, Т	мойка, нержав.сталь	МНВ	внутр.размеры 340x400x150мм
	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
Столы-мойки с поверх-ю Д	мойка, Дюркон	мод L-20	внутр.размеры 406x406x190мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С, Т	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю К, С	сливная раковина, нержав.сталь	МНВ	внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю Д	мойка Дюркон	мод L-20	внутр.размеры 406x406x190мм
Шкафы вытяжные с рабочей камерой из нержавеющей стали	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм

#### ВНИМАНИЕ!

**Тумбы** в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ входят**.



Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

## Столы лабораторные пристенные с тумбами

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	2 тумбы (дверка-3 ящика) стойка с полками	+	+	1214x800x900/1500	МЛО-03-П	41 420,00
				1220x800x900/1500	МЛО-03-К	44 640,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-Н	42 430,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-С	49 810,00
				1214x800x900x1500	МЛО-03-КМ	82 770,00
				1214x800x900x1500	МЛО-03-Т	83 020,00
				1214x800x900/1500	МЛО-03-Д	131 820,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) без стойки и полок	-	-	1214x800x900	МЛО-03-П б/полок	36 680,00
				1220x800x900	МЛО-03-К б/полок	40 090,00
				1214x800x900	МЛО-03-Н б/полок	37 630,00
				1214x800x900	МЛО-03-С б/полок	45 210,00
				1214x800x900	МЛО-03-КМ б/полок	78 030,00
				1214x800x900	МЛО-03-Т б/полок	78 280,00
				1214x800x900	МЛО-03-Д б/полок	128 850,00
	3 тумбы (дверка-3 ящика-дверка) стойка с полками	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-05-П	54 040,00
				1820x800x900/1500	МЛО-05-К	58 340,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Н	54 860,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-С	66 920,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-КМ	116 420,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Т	116 730,00
				1814x800x900/1500	МЛО-05-Д	192 420,00
	3 тумбы (дверка-3 ящика-дверка) без стойки и полок	-	-	1814x800x900	МЛО-05-П б/полок	47 410,00
				1820x800x900	МЛО-05-К б/полок	52 470,00
				1814x800x900	МЛО-05-Н б/полок	48 300,00
				1814x800x900	МЛО-05-С б/полок	60 480,00
				1814x800x900	МЛО-05-КМ б/полок	109 980,00
				1814x800x900	МЛО-05-Т б/полок	110 230,00
				1814x800x900	МЛО-05-Д б/полок	185 730,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) стойка с полками	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-07-П	186 490,00
				1820x800x900/1500	МЛО-07-К	50 890,00
				18140x800x900/1500	МЛО-07-Н	47 410,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-С	59 350,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-КМ	108 840,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-Т	109 150,00
				1814x800x900/1500	МЛО-07-Д	184 530,00
	2 тумбы (дверка-3 ящика) без стойки и полок	-	-	1814x800x900	МЛО-07-П б/полок	39 650,00
				1820x800x900	МЛО-07-К б/полок	45 010,00
				1814x800x900	МЛО-07-Н б/полок	40 850,00
				1814x800x900	МЛО-07-С б/полок	52 970,00
				1814x800x900	МЛО-07-КМ б/полок	102 460,00
				1814x800x900	МЛО-07-Т б/полок	102 780,00
				1814x800x900	МЛО-07-Д б/полок	177 840,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы лабораторные пристенные с тумбами (продолжение)

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной	электроблок			
	1 тумба с ящиками Стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-я	33 710,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-я	37 250,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-я	35 040,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-я	42 490,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-я	75 380,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-я	75 700,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-я	126 070,00
	1 тумба с ящиками без стойки и полок	-	-	1214x800x750	МЛО-13-П-я б/полок	28 850,00
				1220x800x750	МЛО-13-К-я б/полок	32 640,00
				1214x800x750	МЛО-13-Н-я б/полок	30 240,00
				1214x800x750	МЛО-13-С-я б/полок	37 750,00
				1214x800x750	МЛО-13-КМ-я б/полок	70 710,00
				1214x800x750	МЛО-13-Т-я б/полок	71 020,00
				1214x800x750	МЛО-13-Д-я б/полок	121 150,00
	1 тумба с дверкой Стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-д	28 730,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-д	32 330,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-д	30 120,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-д	37 570,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-д	70 460,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-д	70 710,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-д	120 960,00
	1 тумба с дверкой без стойки и полок	+	+	1214x800x750/1350	МЛО-13-П-д б/полок	23 870,00
				1220x800x750/1350	МЛО-13-К-д б/полок	27 650,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Н-д б/полок	25 320,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-С-д б/полок	32 830,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-КМ-д б/п	65 720,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Т-д б/полок	66 040,00
				1214x800x750/1350	МЛО-13-Д-д б/полок	116 040,00




Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы лабораторные пристенные без тумб

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	ящик стойка с полками	+	+	914x800x750/1350	<b>МЛО-33-П-750</b>	<b>24 880,00</b>
				920x800x750/1350	<b>МЛО-33-К-750</b>	<b>27 590,00</b>
				914x800x750/1350	<b>МЛО-33-Н-750</b>	<b>26 200,00</b>
				914x800x750/1350	<b>МЛО-33-С-750</b>	<b>31 500,00</b>
				914x800x750/1350	<b>МЛО-33-КМ-750</b>	<b>56 250,00</b>
				914x800x750/1350	<b>МЛО-33-Т-750</b>	<b>56 440,00</b>
				914x800x750/1350	<b>МЛО-33-Д-750</b>	<b>94 190,00</b>
	ящик	+	+	914x800x900/1500	<b>МЛО-33-П-900</b>	<b>25 000,00</b>
				920x800x900/1500	<b>МЛО-33-К-900</b>	<b>27 650,00</b>
				914x800x900/1500	<b>МЛО-33-Н-900</b>	<b>26 270,00</b>
				914x800x900/1500	<b>МЛО-33-С-900</b>	<b>31 630,00</b>
				914x800x900/1500	<b>МЛО-33-КМ-900</b>	<b>56 320,00</b>
				914x800x900/1500	<b>МЛО-33-Т-900</b>	<b>56 500,00</b>
				914x800x900/1500	<b>МЛО-33-Д-900</b>	<b>94 260,00</b>
	ящик без стоек и полки	-	-	914x800x750	<b>МЛО-33-П-750 б/пол</b>	<b>20 200,00</b>
				920x800x750	<b>МЛО-33-К-750 б/пол</b>	<b>23 490,00</b>
				914x800x750	<b>МЛО-33-Н-750 б/пол</b>	<b>21 530,00</b>
				914x800x750	<b>МЛО-33-С-750 б/пол</b>	<b>26 900,00</b>
				914x800x750	<b>МЛО-33-КМ-750 б/пол</b>	<b>56 400,00</b>
				914x800x750	<b>МЛО-33-Т-750 б/пол</b>	<b>51 830,00</b>
				914x800x750	<b>МЛО-33-Д-750 б/пол</b>	<b>89 400,00</b>
	ящик без стоек и полки	-	-	914x800x900	<b>МЛО-33-П-900 б/пол</b>	<b>20 270,00</b>
				920x800x900	<b>МЛО-33-К-900 б/пол</b>	<b>23 610,00</b>
				914x800x900	<b>МЛО-33-Н-900 б/пол</b>	<b>21 660,00</b>
				914x800x900	<b>МЛО-33-С-900 б/пол</b>	<b>27 090,00</b>
				914x800x900	<b>МЛО-33-КМ-900 б/пол</b>	<b>51 710,00</b>
				914x800x900	<b>МЛО-33-Т-900 б/пол</b>	<b>51 900,00</b>
				914x800x900	<b>МЛО-33-Д-900 б/пол</b>	<b>89 460,00</b>
	ящик	-	-	914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-П-750</b>	<b>19 320,00</b>
				920x 600x750	<b>МЛО- 33-1-К-750</b>	<b>21 720,00</b>
				914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-Н-750</b>	<b>20 520,00</b>
				914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-С-750</b>	<b>24 690,00</b>
				914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-КМ-750</b>	<b>44 450,00</b>
				914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-Т-750</b>	<b>44 640,00</b>
				914x 600x750	<b>МЛО- 33-1-Д-750</b>	<b>74 810,00</b>
	ящик	-	-	914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-П-900</b>	<b>19 450,00</b>
				920x 600x900	<b>МЛО- 33-1-К-900</b>	<b>21 780,00</b>
				914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-Н-900</b>	<b>20 580,00</b>
				914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-С-900</b>	<b>24 750,00</b>
				914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-КМ-900</b>	<b>44 510,00</b>
				914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-Т-900</b>	<b>44 700,00</b>
				914x 600x900	<b>МЛО- 33-1-Д-900</b>	<b>74 880,00</b>
	2 ящика стойка с полками	+	+	1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-П-750</b>	<b>29 860,00</b>
				1220x800x750/1350	<b>МЛО-34-К-750</b>	<b>34 160,00</b>
				1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-Н-750</b>	<b>31 320,00</b>
				1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-С-750</b>	<b>38 700,00</b>
				1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-КМ-750</b>	<b>71 660,00</b>
				1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-Т-750</b>	<b>71 910,00</b>
				1214x800x750/1350	<b>МЛО-34-Д-750</b>	<b>122 100,00</b>
	2 ящика стойка с полками	+	+	1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-П-900</b>	<b>29 930,00</b>
				1220x800x900/1500	<b>МЛО-34-К-900</b>	<b>34 220,00</b>
				1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-Н-900</b>	<b>31 380,00</b>
				1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-С-900</b>	<b>38 770,00</b>
				1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-КМ-900</b>	<b>71 720,00</b>
				1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-Т-900</b>	<b>71 970,00</b>
				1214x800x900/1500	<b>МЛО-34-Д-900</b>	<b>122 290,00</b>


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	2 ящика без стойки с полками	-	-	1214x800x750	МЛО-34-П-750 б/пол	24 880,00
				1220x800x750	МЛО-34-К-750 б/пол	29 300,00
				1214x800x750	МЛО-34-Н-750 б/пол	26 460,00
				1214x800x750	МЛО-34-С-750 б/пол	33 900,00
				1214x800x750	МЛО-34-КМ-750 б/пол	66 860,00
				1214x800x750	МЛО-34-Т-750 б/пол	67 110,00
				1214x800x750	МЛО-34-Д-750 б/пол	117 110,00
	2 ящика без стойки с полками	-	-	1214x800x900	МЛО-34-П-900 б/пол	25 070,00
				1220x800x900	МЛО-34-К-900 б/пол	29 420,00
				1214x800x900	МЛО-34-Н-900 б/пол	26 520,00
				1214x800x900	МЛО-34-С-900 б/пол	34 090,00
				1214x800x900	МЛО-34-КМ-900 б/пол	66 980,00
				1214x800x900	МЛО-34-Т-900 б/пол	67 240,00
				1214x800x900	МЛО-34-Д-900 б/пол	117 240,00
	2 ящика	-	-	1214x600x750	МЛО-34-1-П-750	23 680,00
				1220x600x750	МЛО-34-1-К-750	26 710,00
				1214x600x750	МЛО-34-1-Н-750	24 880,00
				1214x600x750	МЛО-34-1-С-750	30 310,00
				1214x600x750	МЛО-34-1-КМ-750	54 990,00
				1214x600x750	МЛО-34-1-Т-750	55 180,00
				1214x600x750	МЛО-34-1-Д-750	92 870,00
	2 ящика	-	-	1214x600x900	МЛО-34-1-П-900	23 740,00
				1220x600x900	МЛО-34-1-К-900	26 830,00
				1214x600x900	МЛО-34-1-Н-900	25 000,00
				1214x600x900	МЛО-34-1-С-900	30 370,00
				1214x600x900	МЛО-34-1-КМ-900	55 050,00
				1214x600x900	МЛО-34-1-Т-900	55 240,00
				1214x600x900	МЛО-34-1-Д-900	93 060,00
	-	-	-	1214x600x750	МЛО-41-П	16 800,00
				1220x600x750	МЛО-41-К	19 890,00
				1214x600x750	МЛО-41-Н	18 120,00
				1214x600x750	МЛО-41-С	23 490,00
				1214x600x750	МЛО-41-КМ	48 170,00
				1214x600x750	МЛО-41-Т	48 360,00
				1214x600x750	МЛО-41-Д	85 800,00
	-	-	-	1214x800x750	МЛО-42-П	17 930,00
				1220x800x750	МЛО-42-К	22 100,00
				1214x800x750	МЛО-42-Н	19 510,00
				1214x800x750	МЛО-42-С	27 090,00
				1214x800x750	МЛО-42-КМ	59 980,00
				1214x800x750	МЛО-42-Т	60 230,00
				1214x800x750	МЛО-42-Д	109 910,00
	-	-	-	1214x600x900	МЛО-43-П	16 860,00
				1220x600x900	МЛО-43-К	20 020,00
				1214x600x900	МЛО-43-Н	18 190,00
				1214x600x900	МЛО-43-С	23 610,00
				1214x600x900	МЛО-43-КМ	48 300,00
				1214x600x900	МЛО-43-Т	48 490,00
				1214x600x900	МЛО-43-Д	85 860,00
	-	-	-	1214x800x900	МЛО-44-П	18 060,00
				1220x800x900	МЛО-44-К	22 290,00
				1214x800x900	МЛО-44-Н	19 640,00
1214x800x900				МЛО-44-С	27 150,00	
1214x800x900				МЛО-44-КМ	60 040,00	
1214x800x900				МЛО-44-Т	60 290,00	
1214x800x900				МЛО-44-Д	110 040,00	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы лабораторные пристенные без тумб (продолжение)


Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)			Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	стойка с 2-х ярусной полкой	электроблок			
	2 ящика	-	-	985x600x750	<b>МЛО-45-П-750</b>	<b>22 100,00</b>
				985x600x750	<b>МЛО-45-К-750</b>	<b>24 880,00</b>
				985x600x750	<b>МЛО-45-С-750</b>	<b>27 100,00</b>
				985x600x750	<b>МЛО-45-КМ-750</b>	<b>47 100,00</b>
				985x600x750	<b>МЛО-45-Т-750</b>	<b>47 350,00</b>
	2 ящика	-	-	985x600x900	<b>МЛО-45-П-900</b>	<b>22 230,00</b>
				985x600x900	<b>МЛО-45-К-900</b>	<b>25 000,00</b>
				985x600x900	<b>МЛО-45-С-900</b>	<b>27 470,00</b>
				985x600x900	<b>МЛО-45-КМ-900</b>	<b>47 230,00</b>
				985x600x900	<b>МЛО-45-Т-900</b>	<b>47 410,00</b>
	4 ящика	-	-	1935x600x750	<b>МЛО-46-П-750</b>	<b>31 630,00</b>
				1935x600x750	<b>МЛО-46-К-750</b>	<b>41 670,00</b>
				1935x600x750	<b>МЛО-46-С-750</b>	<b>42 240,00</b>
				1935x600x750	<b>МЛО-46-КМ-750</b>	<b>81 820,00</b>
				1935x600x750	<b>МЛО-46-Т-750</b>	<b>82 140,00</b>
	4 ящика	-	-	1935x600x900	<b>МЛО-46-П-900</b>	<b>31 760,00</b>
				1935x600x900	<b>МЛО-46-К-900</b>	<b>41 800,00</b>
				1935x600x900	<b>МЛО-46-С-900</b>	<b>42 430,00</b>
				1935x600x900	<b>МЛО-46-КМ-900</b>	<b>81 950,00</b>
				1935x600x900	<b>МЛО-46-Т-900</b>	<b>82 200,00</b>
			1935x600x900	<b>МЛО-46-Д-900</b>	<b>142 360,00</b>	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

## Столы специальные

Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)	Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
<b>Стол компьютерный</b>				
	полка выдвигающая под клавиатуру (пластик)	1214x800x750	<b>МЛО-49</b>	<b>22 730,00</b>
<b>Стол передвижной усиленный для негабаритного оборудования</b>				
	колесные и фиксирующие опоры	2030x1030x900	<b>МЛО-50</b>	<b>45 840,00</b>

## Столы-Тумбы




Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)		Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	тумба/ящик	дополнительно (включено в цену стола)			
<b>Столы-тумбы глубиной 800мм</b>					
	дверка левая	-	614x800x900	МЛО-22-П-д	21 410,00
				МЛО-22-К-д	23 800,00
				МЛО-22-Н-д	23 300,00
				МЛО-22-С-д	25 570,00
				МЛО-22-КМ-д	41 990,00
				МЛО-22-Т-д	42 170,00
				МЛО-22-Д-д	67 620,00
	3 ящика	-	614x800x900	МЛО-22-П-я	26 520,00
				МЛО-22-К-я	28 790,00
				МЛО-22-Н-я	28 290,00
				МЛО-22-С-я	30 620,00
				МЛО-22-КМ-я	46 970,00
				МЛО-22-Т-я	47 230,00
				МЛО-22-Д-я	72 790,00
<b>Столы-тумбы глубиной 600мм</b>					
	дверка левая	-	614x600x900	МЛО-22-1-П-д	19 070,00
				МЛО-22-1-К-д	20 900,00
				МЛО-22-1-Н-д	20 960,00
				МЛО-22-1-С-д	22 600,00
				МЛО-22-1-КМ-д	35 670,00
				МЛО-22-1-Т-д	35 860,00
				МЛО-22-1-Д-д	56 320,00
	3 ящика	-	614x600x900	МЛО-22-1-П-я	25 070,00
				МЛО-22-1-К-я	26 780,00
				МЛО-22-1-Н-я	26 830,00
				МЛО-22-1-С-я	28 540,00
				МЛО-22-1-КМ-я	41 540,00
				МЛО-22-1-Т-я	41 800,00
				МЛО-22-1-Д-я	62 500,00

## Тумбы подкатные / приставные



Эскиз модели	Комплектация (включено в цену столов)		Габаритные размеры, мм	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	ящики выдвигаемые	опоры			
	3	колесные или	400x510x520	<b>МЛО-14</b>	<b>13 770,00</b>
	2	опоры	400x510x520	<b>МЛО-14-1</b>	<b>12 190,00</b>

*Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)*

## Столы лабораторные для химических исследований

Код модели для заказа	Основание	Вода	Газ	Электрика	Габаритные размеры, мм	Назначение	Цена отпускная, руб.
<b>Столы пристенные 1200</b>							
	2 тумбы (дверка-э шника)	+	+	+	1214x800x900/1500	МЛО-04-П	65 410,00
					1220x800x900/1500	МЛО-04-К	68 940,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-С	73 860,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-КМ	106 760,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-Т	107 070,00
		+	-	+	1214x800x900/1500	МЛО-04-Д	193 240,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-П б/г	52 210,00
					1220x800x900/1500	МЛО-04-К б/г	55 680,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-С б/г	60 740,00
					1214x800x900/1500	МЛО-04-КМ б/г	93 630,00
			1214x800x900/1500	МЛО-04-Т б/г	93 940,00		
			1214x800x900/1500	МЛО-04-Д б/г	179 420,00		
<b>Столы пристенные 1800</b>							
	3 тумбы (Д-З Я-Д)	+	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-06-П	78 100,00
					1820x800x900/1500	МЛО-06-К	82 700,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-С	91 040,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-КМ	140 470,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-Т	140 780,00
		+	-	+	1814x800x900/1500	МЛО-06-Д	247 980,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-П б/г	64 900,00
					1820x800x900/1500	МЛО-06-К б/г	69 570,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-С б/г	77 840,00
					1814x800x900/1500	МЛО-06-КМ б/г	127 210,00
			1814x800x900/1500	МЛО-06-Т б/г	127 530,00		
			1814x800x900/1500	МЛО-06-Д б/г	234 150,00		
	2 тумбы (дверка-э шника)	+	+	+	1814x800x900/1500	МЛО-08-П	210 610,00
					1820x800x900/1500	МЛО-08-К	74 880,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-С	83 460,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-КМ	132 890,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-Т	133 210,00
		+	-	+	1814x800x900/1500	МЛО-08-Д	240 020,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-П б/г	197 410,00
					1820x800x900/1500	МЛО-08-К б/г	62 060,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-С б/г	70 270,00
					1814x800x900/1500	МЛО-08-КМ б/г	119 700,00
			1814x800x900/1500	МЛО-08-Т б/г	120 010,00		
			1814x800x900/1500	МЛО-08-Д б/г	226 260,00		
<b>Столы островные 1200</b>							
	4 тумбы - по 2 тумбы с обеих сторон (дверка-э шника)	+	+	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-П	91 160,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К	95 390,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С	105 370,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ	161 490,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т	161 870,00
		+	-	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д	279 350,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-П б/газа	77 970,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К б/газа	82 390,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С б/газа	92 170,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ б/газа	148 300,00
		-	-	+	1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т б/газа	148 680,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д б/газа	265 530,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-П б/г,б/в	67 170,00
					1220x1350x900/1500	МЛО-15-К б/г,б/в	70 960,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-С б/г,б/в	81 500,00
		-	-	-	1214x1350x900/1500	МЛО-15-КМ б/г,б/в	137 630,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Т б/г,б/в	137 940,00
					1214x1350x900/1500	МЛО-15-Д б/г, б/в	223 990,00
					1214x1350x900	МЛО-15-П б/полок	61 430,00
					1220x1350x900	МЛО-15-К б/полок	65 340,00
			1214x1350x900	МЛО-15-С б/полок	75 820,00		
			1214x1350x900	МЛО-15-КМ б/полок	131 950,00		
			1214x1350x900	МЛО-15-Т б/полок	132 260,00		
			1214x1350x900	МЛО-15-Д б/полок	218 060,00		

**Столы лабораторные для химических исследований (продолжение)**

Код модели для заказа	Основание	Вода	Газ	Электрика	Габаритные размеры, мм	Назначение	Цена отпускная, руб.	
<b>Столы островные 1800</b>								
	6 тумб - по 3 тумбы с обеих сторон (Д-З Я-Д)	+	+	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-П</b>	<b>113 700,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-16-К</b>	<b>118 880,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-С</b>	<b>134 340,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Т</b>	<b>217 680,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Т</b>	<b>217 680,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Д</b>	<b>37 500,00</b>	
		+	-	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-П б/газа</b>	<b>100 510,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-16-К б/газа</b>	<b>105 620,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-С б/газа</b>	<b>121 150,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-КМ б/газа</b>	<b>204 170,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Т б/газа</b>	<b>204 480,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Д б/газа</b>	<b>361 230,00</b>	
		-	-	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-П б/г,б/в</b>	<b>89 770,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-16-К б/г,б/в</b>	<b>94 950,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-С б/г,б/в</b>	<b>110 420,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-КМ б/г,б/в</b>	<b>193 370,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Т б/г,б/в</b>	<b>193 750,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-16-Д б/г, б/в</b>	<b>319 500,00</b>	
			-	-	-	1814x1350x900	<b>МЛО-16-П б/полок</b>	<b>82 200,00</b>
						1820x1350x900	<b>МЛО-16-К б/полок</b>	<b>87 380,00</b>
1814x1350x900	<b>МЛО-16-С б/полок</b>					<b>103 030,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-16-КМ б/полок</b>					<b>185 670,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-16-Т б/полок</b>					<b>185 980,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-16-Д б/полок</b>					<b>311 870,00</b>		
	4 тумбы - по 2 тумбы с обеих сторон (дверка-Э (шшка))	+	+	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-П</b>	<b>99 050,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-17-К</b>	<b>104 740,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-С</b>	<b>120 140,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-КМ</b>	<b>202 780,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Т</b>	<b>203 090,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Д</b>	<b>360 030,00</b>	
		+	-	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-П б/газа</b>	<b>85 860,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-17-К б/газа</b>	<b>91 540,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-С б/газа</b>	<b>106 950,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-КМ б/газа</b>	<b>189 580,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Т б/газа</b>	<b>189 900,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Д б/газа</b>	<b>346 210,00</b>	
		-	-	+	1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-П б/г,б/в</b>	<b>74 750,00</b>	
					1820x1350x900/1500	<b>МЛО-17-К б/г,б/в</b>	<b>80 870,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-С б/г,б/в</b>	<b>95 840,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-КМ б/г,б/в</b>	<b>178 470,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Т б/г,б/в</b>	<b>178 790,00</b>	
					1814x1350x900/1500	<b>МЛО-17-Д б/г, б/в</b>	<b>304 290,00</b>	
			-	-	-	1814x1350x900	<b>МЛО-17-П б/полок</b>	<b>72 662,63</b>
						1820x1350x900	<b>МЛО-17-К б/полок</b>	<b>78 290,00</b>
1814x1350x900	<b>МЛО-17-С б/полок</b>					<b>93 940,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-17-КМ б/полок</b>					<b>176 580,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-17-Т б/полок</b>					<b>176 890,00</b>		
1814x1350x900	<b>МЛО-17-Д б/полок</b>					<b>302 330,00</b>		

*Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)*

## Столы-мойки

Код модели для заказа	Мойка, кол-во	Мойка, тип (глубина, мм)	Наличие сушилки	Держатели, шт.	Габаритные размеры, мм	Материал рабочей поверхности	Цена отпускная, руб.		
<b>Столы-мойки пристенные 600</b>									
	1	НС(150мм)	1	18	614x800x900/1500	МЛО-01-П	31 950,00		
						МЛО-01-К	33 340,00		
		МЛО-01-С	36 430,00						
		МЛО-01-КМ	48 498,00						
		МЛО-01-Т	48 852,00						
	Дюркон (200мм)				МЛО-01Д	128 974,00			
	1	НС (150 мм)				614x800x900	МЛО-01-П б/с	28 160,00	
							МЛО-01-К б/с	31 510,00	
		ПП (300мм)	1	18	614x800x900/1500	МЛО-01-КМ б/с	42 598,00		
						МЛО-01-П у б/с	25 630,00		
МЛО-01-03-П						58 650,00			
МЛО-01-03-К	60 040,00								
МЛО-01-03-С	63 070,00								
МЛО-01-03-КМ	73 691,00								
МЛО-01-03-Т	74 045,00								
	ПП (300мм)				614x800x900/1500	МЛО-01-03-П б/с	56 880,00		
						МЛО-01-03-К б/с	58 210,00		
						МЛО-01-03-С б/с	61 750,00		
						МЛО-01-03-КМ б/с	72 157,00		
						МЛО-01-03-Т б/с	72 511,00		
<b>Столы-мойки островные 600</b>									
	2	НС (150 мм)	2	18x2	614x1350x900/1500	МЛО-18-П	54 360,00		
						МЛО-18-С	57 580,00		
		МЛО-18-КМ	78 647,00						
		МЛО-18-Т	78 942,00						
		МЛО-18Д	232 578,00						
	2	Дюркон (200мм)				614x1350x900/1500	МЛО-18-03	108 210,00	
							МЛО-18-03-С	111 490,00	
		МЛО-18-03-КМ	128 974,00						
		МЛО-18-03-Т	129 328,00						
		ПП (300мм)	2	18x2					
<b>Столы-мойки универсальные 1350</b>									
	2	НС (150 мм)	1	18	1350x800x900/1500	МЛО-21-П	52 780,00		
						МЛО-21-К	56 570,00		
		МЛО-21-С	61 750,00						
		МЛО-21-КМ	89 916,00						
		МЛО-21-Т	90 270,00						
		МЛО-21-Д	253 582,00						
		Дюркон (200мм)						МЛО-21-П б/с,б/п	45 960,00
								МЛО-21-К б/с,б/п	49 999,00
								МЛО-21-С б/с,б/п	55 120,00
	НС (150 мм)				1350x800x900	МЛО-21-КМ б/с,б/п	83 721,00		
						МЛО-21-Т б/с,б/п	84 075,00		
						МЛО-21-Д б/с,б/п	245 676,00		
	Дюркон (200мм)					МЛО-21-03-П	106 690,00		
						МЛО-21-03-С	115 660,00		
						МЛО-21-03-КМ	140 302,00		
	ПП (300мм)	1	18	1350x800x900/1500	МЛО-21-03-Т	140 656,00			
					МЛО-21-03-П б/с,б/п	99 880,00			
					МЛО-21-03-С б/с,б/п	109 090,00			
ПП (300мм)				1350x800x900	МЛО-21-03-КМ б/с,б/п	134 107,00			
					МЛО-21-03-Т б/с,б/п	134 461,00			
<b>Столы-мойки универсальные 1214 без полок и сушилок</b>									
	2	НС (150мм)			1214x600x900	МЛО-21-05-П	42 300,00		
						МЛО-21-05-С	48 490,00		
						МЛО-21-05-КМ	67 260,00		
						МЛО-21-05-Т	67 555,00		
	1	НС (150 мм)				1214x600x900	МЛО-21-051-П	34 220,00	
							МЛО-21-051-С	40 470,00	
							МЛО-21-051-КМ	59 649,00	
							МЛО-21-051-Т	60 003,00	

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)

**Шкафы лабораторные специальные**

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа		Дополнительное оснащение	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
	двери	материал			
<b>Шкаф лабораторный для проб</b>					
800x560x1800	<b>2 двери</b>	металл	2 металлические полки с ячейками (109x110 по 28 шт 3 сетки)	<b>МЛО-27-1</b>	<b>47 230,00</b>
<b>Шкаф лабораторный для дезинфекции одежды</b>					
800x560x1800	2 двери	металл	облучатель бактерицидный встроенный - 1 шт; таймер(1-999 сек)	<b>МЛО-47</b>	<b>48 430,00</b>
<b>Шкаф лабораторный дезинфекционный для хранения посуды и материалов</b>					
800x560x1800	2 двери	металл	облучатель бактерицидный встроенный - 2 шт; таймер(1-999 сек)	<b>МЛО-48</b>	<b>59 790,00</b>


**Шкафы вытяжные цельнометаллические**

Основание	Слив.рак/ мойка	Газ	Вода	Электрика	Материал рабочей поверхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
<b>900x780x2300мм</b>							
Тумба 2-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39	85 800,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39 б/г	82 140,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1	74 810,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-39-С	99 620,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-С б/г	95 900,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-С	80 050,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-39-КМ	116 970,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-КМ б/г	113 310,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-КМ	97 410,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-39-Т	117 350,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-Т б/г	113 690,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-Т	97 850,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-39-Д	181 940,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-39-Д б/г	178 080,00
	-	-	-	+		МЛО-39.1-Д	137 680,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39-011	84 470,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	Слопласт	МЛО-39-011-С	90 410,00
мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-39-011-КМ	107 060,00	
мойка Дюркон (200) - 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-39-011-Д	232 940,00	
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-39-02	78 160,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-02 б/г	74 500,00
	-	-	-	+		МЛО-39-021	66 980,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-39-02-КМ	100 750,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-39-02-КМб/г	97 090,00
	-	-	-	+		МЛО-39-021-КМ	89 580,00
<b>1200x780x2300</b>							
Тумба 2-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10	94 640,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10 б/г	90 600,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1	83 460,00
	-	-	-	+		МЛО-2.10.1	84 960,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-10-С	111 040,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-С б/г	98 230,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-С	91 290,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-10-КМ	142 920,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-КМ б/г	131 500,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-КМ	124 550,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-10-Т	143 300,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-Т б/г	131 870,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-Т	124 930,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-10-Д	216 090,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-10-Д б/г	212 170,00
	-	-	-	+		МЛО-10.1-Д	175 500,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-01	101 640,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-10-01-КМ	131 430,00
	мойки Дюркон (200) - 2 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-10-01-Д	360 400,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-011	92 490,00
мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-10-011-КМ	122 340,00	
мойка Дюркон (200) - 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-10-011-Д	269 120,00	
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-10-02	85 290,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-02 б/г	81 250,00
	-	-	-	+		МЛО-10-021	73 870,00
	-	-	-	+	Слопласт	МЛО-10-021С	91 920,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-10-02-КМ	115 400,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-10-02-КМ б/г	111 360,00
	-	-	-	+		МЛО-10-021-КМ	103 910,00


1500x780x2300							
Тумба 3-х створчатая	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11	104 800,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11 б/г	99 810,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1	93 500,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-11-С	122 790,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-С б/г	119 130,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-С	102 340,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-11-КМ	164 200,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-КМ б/г	151 250,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-КМ	134 530,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-11-Т	164 570,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-Т б/г	151 630,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-Т	134 900,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-11-Д	245 630,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-11-Д б/г	241 910,00
	-	-	-	+		МЛО-11.1-Д	204 660,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-01	111 680,00
	мойки НС - 2 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-11-01-КМ	149 420,00
мойки Дюркон (200)- 2 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-11-01-Д	380 100,00	
Тумба 3-х створчатая	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-011	103 100,00
	мойка НС - 1 шт.	-	+	+	керамика монолит	МЛО-11-011-КМ	140 840,00
	мойка Дюркон (200)- 1 шт.	-	+	+	Дюркон	МЛО-11-011-Д	293 680,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-11-02	92 360,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-02 б/г	88 450,00
	-	-	-	+		МЛО-11-021	81 000,00
каркас металлический	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-11-02-КМ	130 110,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-11-02-КМ б/г	126 190,00
	-	-	-	+		МЛО-11-021-КМ	118 740,00
1800x780x2300							
Тумба 2-х створчатая - 2 шт.	слив.раковина НС	+	+	+	керамогр.плитка	МЛО-40	142 360,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40 б/г	138 890,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1	131 440,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Слопласт	МЛО-40-С	159 340,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-С б/г	154 360,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-С	138 000,00
	слив.раковина НС	+	+	+	керамика монолит	МЛО-40-КМ	197 470,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-КМ б/г	192 350,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-КМ	176 060,00
	слив.раковина НС	+	+	+	Треспа	МЛО-40-Т	197 840,00
	слив.раковина НС	-	+	+		МЛО-40-Т б/г	192 730,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-Т	176 510,00
	слив.раковина Дюркон	+	+	+	Дюркон	МЛО-40-Д	312 170,00
	слив.раковина Дюркон	-	+	+		МЛО-40-Д б/г	307 500,00
	-	-	-	+		МЛО-40.1-Д	271 330,00
каркас металлический	-	-	-	+	керамогр.плитка	МЛО-40.021	115 530,00
каркас металлический	-	-	-	+	керамика монолит	МЛО-40.021-КМ	161 300,00
каркас металлический	-	-	+	+	керамика монолит	МЛО-40.021-КМ в	170 950,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)


При полном подъеме стекла, оно выступает вверх за габариты шкафа припл. На 350мм




**МЛО-10**




**МЛО-10-01**




**МЛО-10-011**




**МЛО-10-02**




**МЛО-10-021**




**МЛО-11**




**МЛО-11-01**



**МЛО-11-011**



**МЛО-11-02**



**МЛО-11-021**




**МЛО-39**




**МЛО-39-011**





**МЛО-39-02**



**МЛО-39-021**



**МЛО-40**

<b>Шкафы вытяжные цельнометаллические специальные</b>									
Габаритные размеры, мм	Основание	Слив.рак	Газ	Вода	Электрик а	Светиль ник	Дополнительно	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
<b>для муфельных печей</b>									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка: подъемное стекло есть)									
900x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	увеличен внутр.объем раб камеры	МЛО-39-03	61 550,00
1200x780x2300		-	-	-	+	+		МЛО-39-03(Э638)	62 440,00
1500x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-10-03	67 800,00
1800x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-11-03	74 120,00
900x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	увеличен внутр.объем раб камеры	МЛО-40-03	104 670,00
1200x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-39-03-КМ	84 220,00
1500x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-10-03-КМ	97 860,00
1800x780x2300		-	-	-	-	+		МЛО-11-03-КМ	111 930,00
<b>со взрывозащищенным светильником</b>									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка)									
1200x780x2300	Тумба 2-х створчатая	НС	-	+	+	взрывозащищенный		МЛО-10Б (Э519)	100 440,00
		НС	-	-	+			МЛО-10Б (Э1003)	94 570,00
1500x780x2300	Тумба 3-х створчатая	НС	+	+	-			МЛО-11Б (Э201)	118 620,00
		-	-	-	-			МЛО-11Б (Э3550)	103 410,00
		НС	-	+	-	МЛО-11Б (Э712)	110 790,00		
(рабочая поверхность-Дюркон)									
1500x780x2300	Тумба 3-х створчатая	мойки Дюркон (200)- 2 шт	-	+	-	взрывозащищенный	МЛО-11-01ДБ (Э799)	357 720,00	
<b>с рабочей камерой (внутренняя поверхность) из нержавеющей стали</b>									
(принудительной вентиляции в нижней тумбе нет)									
1500x780x2300	Тумба 3-х створчатая	НС	+	+	+	столешница- керамогранитная плитка		МЛО-11-Н (694)	125 950,00
		-	-	-	+			+	МЛО-11.1-Н (744)
<b>с титровой установкой</b>									
(рабочая поверхность-керамогранитная плитка)									
1200x780x2300	Тумба 2-х створчатая	-	-	-	-	+	4 стойки; на каждой стойке по 2 зажима.	МЛО-10.1 с титровой установкой (Э835)	101 640,00
1500x780x2300	каркас металлический	-	-	-	-	+	4 стойки; на каждой стойке по 2 зажима.	МЛО-11-021 с титровой установкой (Э1046)	95 330,00
<b>для анализа парафинов</b>									
1500x780x2450	низкая столешница; нижние дверки - стекло	НС	-	+	-	-	отсек для вакуумного насоса и криостата; штативная стенка из НС с держателями для колонок	МЛО-11П	216 600,00
<b>с нагревательной плитой</b>									
1500x780x2450	рабочая камера - металл, столешница - Дюркон	-	-	-	+	+	Плита нагревательная стеклокерамическая с сенсорным управлением	МЛО-11.1Д (Э890)	250 700,00
<p>Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)  <b>В шкафах с раб. камерой из Треспла, Слопласт, нержавеющей стали вентиляции в нижней тумбе нет.</b></p>									
									
МЛО-39-03	МЛО-10-03	МЛО-11-03							

### Дополнительное оборудование

#### Блок настольный для титрования

Габаритные размеры, мм	Держатели для бюреток, шт	Табло	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
1160x250x800	10 (на 5 направляющих)	Табло металлическое с подсветкой; выключатель	<b>МЛО-19</b>	30 680,00
860x250x800	6 (на 3 направляющих)	Табло металлическое с подсветкой; выключатель	<b>МЛО-20</b>	23 050,00

#### Зонд подвесной

Габаритные размеры, мм	Диаметр патрубков, мм	Светильник	Дополнительно	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
1200x800x300	200	люминесцентный с выключателем	тросы с комплектом крепежа для подвеса	<b>МЛО-60</b>	18 500,00

#### Сушилки навесные

Габаритные размеры, мм	Материал поверхности панели	Описание краткое	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
590x530x130	пластик	18 штырьков из полистирола	<b>NL-900-01П</b>	3 540,00
590x530x130	Слопласт	18 штырьков из полистирола	<b>NL-900-01С</b>	5 180,00
590x530x130	Треспа	18 штырьков из полистирола	<b>NL-900-01Т</b>	7 830,00

#### Поддоны

444x343x20	Из полистирола	<b>NS-910-000</b>	1 080,00
------------	----------------	-------------------	----------

#### Полка навесная под дистиллятор

400x400x500	размер полки (основания) 400x400x16, крепление-настенное		9 030,00
-------------	--	--	----------

#### Подставка под системный блок

550x262x140	на колесных опорах	<b>NL-67.713</b>	3 480,00
-------------	--------------------	------------------	----------