



ООО "МОСЛАБО"

г.Москва, Россия

8 800 100-95-17

(Звонок по России бесплатный)

zakaz@labstol.ru

+7 495 765-49-21

(Москва и Московская область)

www.labstol.ru

МОДУЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ серии "СЛО"

ПРАЙС-ЛИСТ

действует с 01 февраля 2019 года

БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ

П -	Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.
С -	Пластик монолитный Слопласт, толщиной 16 мм. Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья и имеет сходные общие свойства
Т -	Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
К -	Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl.
КМ -	Плита из керамогранита монолитного (бесшовная).
МК -	Сталь с металлокерамическим покрытием.
Д -	Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н -	Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
М -	Мрамор
Г -	Гранит

Типы и размеры моек и сливных раковин

Столы химические с раб.пов-ю П,К,С,Т	сливная раковина, полипропилен	мод 1515	внутр.размеры 100x100x100мм
Столы химические с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Столы-мойки с раб.пов-ю П,К	мойка, нержав.сталь	МНВ	внутр.размеры 340x400x150мм
Столы-мойки с поверх-ю С, Т	мойка, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
Столы-мойки с поверх-ю Д	мойка, Дюркон	мод L-20	внутр.размеры 406x406x190мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю К, С	сливная раковина, полипропилен	мод 1515	внутр.размеры 100x100x100мм
Шкафы вытяжные со сливными раковинами с раб.пов-ю Д	сливная раковина, Дюркон	мод CS-12	внутр.размеры 246x94x160мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю К, С	сливная раковина, полипропилен	мод 0443	внутр.размеры 400x400x300мм
	или нержав.сталь	МНВ	внутр.размеры 340x400x150мм
Шкафы вытяжные с мойками (1 или 2) с раб.пов-ю Д	мойка Дюркон	мод L-30	внутр.размеры 457x381x279мм
Шкафы вытяжные с рабочей камерой из нержавеющей стали	сливная раковина, нержавеющая сталь	мод 30.16-02	внутр.размеры 240x135x100мм


ВНИМАНИЕ!

Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) **НЕ** входят.


Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры, мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
высотой 750 мм	600x600x750	СЛО-101-00П	17400,00	высотой 900 мм	600x600x900	СЛО-102-00П	17650,00
		СЛО-101-00К	19050,00			СЛО-102-00К	19250,00
		СЛО-101-00Н	18480,00			СЛО-102-00Н	18670,00
		СЛО-101-00С	20590,00			СЛО-102-00С	20780,00
		СЛО-101-00КМ	30040,00			СЛО-102-00КМ	30210,00
		СЛО-101-00МК	23590,00			СЛО-102-00МК	23780,00
		СЛО-101-00Т	30210,00			СЛО-102-00Т	30390,00
		СЛО-101-00Д	47380,00			СЛО-102-00Д	47560,00
	600x750x750	СЛО-103-00П	18740,00		600x750x900	СЛО-104-00П	19060,00
		СЛО-103-00К	20650,00			СЛО-104-00К	21100,00
		СЛО-103-00Н	19690,00			СЛО-104-00Н	20010,00
		СЛО-103-00С	22620,00			СЛО-104-00С	22940,00
		СЛО-103-00КМ	34760,00			СЛО-104-00КМ	35050,00
		СЛО-103-00МК	25820,00			СЛО-104-00МК	26140,00
		СЛО-103-00Т	34930,00			СЛО-104-00Т	35230,00
		СЛО-103-00Д	56230,00			СЛО-104-00Д	56590,00


возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте. Код для заказа СЛО-10х-х1х. Доплата за усиление 1593 руб




СЛО-101-00х



СЛО-103-00х



СЛО-102-00х



СЛО-104-00х

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"


Дополнительное оборудование к столам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование не входит в стоимость столов и заказывается отдельно (цены - см. лист "Тумбы")

Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)





Варианты комплектации столов (приводится в качестве примера)

ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно




Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
высотой 750 мм	900x600x750	СЛО-111-00П	18 610,00	высотой 900 мм	900x600x900	СЛО-112-00П	18 930,00
		СЛО-111-00К	20 710,00			СЛО-112-00К	21 030,00
		СЛО-111-00Н	19 690,00			СЛО-112-00Н	20 010,00
		СЛО-111-00С	24 150,00			СЛО-112-00С	24 470,00
		СЛО-111-00КМ	40 770,00			СЛО-112-00КМ	41 090,00
		СЛО-111-00МК	27 450,00			СЛО-112-00МК	27 770,00
		СЛО-111-00Т	41 010,00			СЛО-112-00Т	41 330,00
		СЛО-111-00Д	69 150,00			СЛО-112-00Д	69 470,00
	900x750x750	СЛО-113-00П	20 390,00		900x750x900	СЛО-114-00П	20 710,00
		СЛО-113-00К	22 690,00			СЛО-114-00К	23 010,00
		СЛО-113-00Н	22 180,00			СЛО-114-00Н	22 500,00
		СЛО-113-00С	26 380,00			СЛО-114-00С	26 700,00
		СЛО-113-00КМ	45 910,00			СЛО-114-00КМ	46 260,00
		СЛО-113-00МК	29 880,00			СЛО-114-00МК	30 200,00
		СЛО-113-00Т	46 120,00			СЛО-114-00Т	46 440,00
		СЛО-113-00Д	78 950,00			СЛО-114-00Д	79 300,00
со сливной раковиной							
высотой 750 мм	900x750x750	СЛО-113-10П	26 960,00	высотой 900 мм	900x750x900	СЛО-114-10П	27 340,00
		СЛО-113-10К	29 510,00			СЛО-114-10К	29 830,00
		СЛО-113-10С	33 010,00			СЛО-114-10С	33 330,00
		СЛО-113-10КМ	52 100,00			СЛО-114-10КМ	52 400,00
		СЛО-113-10МК	36 910,00			СЛО-114-10МК	37 130,00
		СЛО-113-10Т	52 780,00			СЛО-114-10Т	53 010,00
		СЛО-113-20Д	108 501,00			СЛО-114-20Д	108 860,00
Сливная раковина:		Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К". Размер 100x100x100мм					
		DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"					
возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте. Код для заказа СЛО-11х-х1х. Доплата за усиление 1593 руб							


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Дополнительное оборудование к столам (цены - см. листы "Тумбы" и "Стойки технологические")			
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.			
Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)
   	   	   	   


Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
высотой 750 мм	1200x600x750	СЛО-121-00П	21 030,00	высотой 900 мм	1200x600x900	СЛО-122-00П	21 350,00
		СЛО-121-00К	23 580,00			СЛО-122-00К	23 960,00
		СЛО-121-00Н	21 990,00			СЛО-122-00Н	22 310,00
		СЛО-121-00С	27 210,00			СЛО-122-00С	27 600,00
		СЛО-121-00КМ	47 260,00			СЛО-122-00КМ	47 620,00
		СЛО-121-00МК	31 110,00			СЛО-122-00МК	31 500,00
		СЛО-121-00Т	47 560,00			СЛО-122-00Т	47 850,00
		СЛО-121-00Д	81 370,00			СЛО-122-00Д	81 600,00
	1200x750x750	СЛО-123-00П	22 820,00		1200x750x900	СЛО-124-00П	23 260,00
		СЛО-123-00К	25 940,00			СЛО-124-00К	26 320,00
		СЛО-123-00Н	24 030,00			СЛО-124-00Н	24 410,00
		СЛО-123-00С	30 590,00			СЛО-124-00С	31 040,00
		СЛО-123-00КМ	56 050,00			СЛО-124-00КМ	56 470,00
		СЛО-123-00МК	34 790,00			СЛО-124-00МК	35 240,00
		СЛО-123-00Т	56 230,00			СЛО-124-00Т	56 640,00
		СЛО-123-00Д	98 300,00			СЛО-124-00Д	98 710,00




СЛО-121-00х



СЛО-123-00х



СЛО-122-00х




СЛО-124-00х


со сливной раковиной							
высотой 750 мм	1200x600x750	СЛО-121-10П	27 660,00	высотой 900 мм	1200x600x900	СЛО-122-10П	27 910,00
		СЛО-121-10К	30 400,00			СЛО-122-10К	30 720,00
		СЛО-121-10С	33 900,00			СЛО-122-10С	34 220,00
		СЛО-121-10КМ	53 460,00			СЛО-122-10КМ	53 750,00
		СЛО-121-10МК	38 100,00			СЛО-122-10МК	38 420,00
		СЛО-121-10Т	53 690,00			СЛО-122-10Т	54 050,00
		СЛО-121-20Д	110 870,00			СЛО-122-20Д	111 220,00
	1200x750x750	СЛО-123-10П	29 510,00		1200x750x900	СЛО-124-10П	29 890,00
		СЛО-123-10К	32 690,00			СЛО-124-10К	33 140,00
		СЛО-123-10С	37 220,00			СЛО-124-10С	37 600,00
		СЛО-123-10КМ	62 130,00			СЛО-124-10КМ	62 540,00
		СЛО-123-10МК	41 720,00			СЛО-124-10МК	42 100,00
		СЛО-123-10Т	62 430,00			СЛО-124-10Т	62 780,00
		СЛО-123-20Д	127 860,00			СЛО-124-20Д	128 270,00

Сливная раковина:


DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"




СЛО-121-10х



СЛО-123-10х



СЛО-122-10х




СЛО-124-10х


возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте. Код для заказа СЛО-12х-х1х. Доплата за усиление 1593

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"

Дополнительное оборудование к столам (цены - см. листы "Тумбы" и "Стойки технологические")			
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.			
Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика) СЛО-401-002 (3 ящика+замок) СЛО-401-010 (левая дверь) СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-101 (3 ящика) СЛО-401-102 (3 ящика+замок) СЛО-401-110 (левая дверь) СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-001 (4 ящика) СЛО-402-002 (4 ящика+замок) СЛО-402-010 (левая дверь) СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-101 (4 ящика) СЛО-402-102 (4 ящика+замок) СЛО-402-110 (левая дверь) СЛО-402-120 (правая дверь)




Стойки технологические пристенные	
Для столов с раковиной: СЛО-301-100 (вода+газ+электрик) СЛО-301-200 (вода+электрика)	Для столов с раковиной: СЛО-302-100 СЛО-302-200 (вода+электрика)
Для столов без раковины: СЛО-301-300 (газ+электрика) СЛО-301-400 (электрика) СЛО-301-500 (без оснащения) СЛО-321-000 (табло для титрования)	Для столов без раковины: СЛО-302-300 (газ+электрика) СЛО-302-400 (электрика) СЛО-302-500 (без оснащения) СЛО-322-000 (табло для титрования)




Варианты комплектации столов

(приводится в качестве примера)


ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.




Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
Высотой 750 мм	1400x600x750	СЛО-161-00П	22 310,00	Высотой 900 мм	1400x600x900	СЛО-162-00П	22 880,00
		СЛО-161-00К	25 050,00			СЛО-162-00К	32 440,00
		СЛО-161-00Н	23 140,00			СЛО-162-00Н	23 580,00
		СЛО-161-00С	29 700,00			СЛО-162-00С	30 230,00
		СЛО-161-00КМ	53 580,00			СЛО-162-00КМ	54 110,00
		СЛО-161-00МК	33 800,00			СЛО-162-00МК	34 330,00
		СЛО-161-00Т	53 870,00			СЛО-162-00Т	54 340,00
		СЛО-161-00Д	93 580,00			СЛО-162-00Д	94 170,00
	1400x750x750	СЛО-163-00П	15 620,00		1400x750x900	СЛО-164-00П	24 920,00
		СЛО-163-00К	27 590,00			СЛО-164-00К	28 230,00
		СЛО-163-00Н	25 050,00			СЛО-164-00Н	25 750,00
		СЛО-163-00С	30 910,00			СЛО-164-00С	33 970,00
		СЛО-163-00КМ	63 190,00			СЛО-164-00КМ	63 720,00
		СЛО-163-00МК	35 510,00			СЛО-164-00МК	38 570,00
		СЛО-163-00Т	63 430,00			СЛО-164-00Т	63 960,00
		СЛО-163-00Д	112 340,00			СЛО-164-00Д	112 990,00




СЛО-161-00x



СЛО-163-00x



СЛО-162-00x




СЛО-164-00x


со сливной раковиной							
Высотой 750 мм	1400x600x750	СЛО-161-10П	29 000,00	Высотой 900 мм	1400x600x900	СЛО-162-10П	29 510,00
		СЛО-161-10К	31 860,00			СЛО-162-10К	32 440,00
		СЛО-161-10С	36 260,00			СЛО-162-10С	36 830,00
		СЛО-161-10КМ	59 770,00			СЛО-162-10КМ	60 180,00
		СЛО-161-10МК	40 860,00			СЛО-162-10МК	41 430,00
		СЛО-161-10Т	60 010,00			СЛО-162-10Т	60 480,00
		СЛО-161-20Д	123 140,00			СЛО-162-20Д	123 670,00
	1400x750x750	СЛО-163-10П	30 910,00		1400x750x900	СЛО-164-10П	31 550,00
		СЛО-163-10К	34 350,00			СЛО-164-10К	35 050,00
		СЛО-163-10С	37 540,00			СЛО-164-10С	40 530,00
		СЛО-163-10КМ	69 270,00			СЛО-164-10КМ	69 860,00
		СЛО-163-10МК	42 440,00			СЛО-164-10МК	45 430,00
		СЛО-163-10Т	69 570,00			СЛО-164-10Т	70 160,00
		СЛО-163-20Д	141 900,00			СЛО-164-20Д	142 550,00

Сливная раковина:


Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К".
DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"




СЛО-161-10x



СЛО-163-10x



СЛО-162-10x




СЛО-164-10x

Возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте.

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"









Дополнительное оборудование к столам (цены - см. листы "Тумбы" и "Стойки технологические")			
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.			
ВНИМАНИЕ! Столы шириной 1400мм предпочтительно комплектовать мобильными тумбами или одной подвесной тумбой.			
Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)











Стойки технологические пристенные

Для столов с раковиной:	СЛО-305-100 (вода+газ+электрик) СЛО-305-200 (вода+электрика)	Для столов с раковиной:	СЛО-306-100 (вода+газ+электрика) СЛО-306-200 (вода+электрика)
Для столов без раковины:	СЛО-305-300 (газ+электрика) СЛО-305-400 (электрика) СЛО-305-500 (без оснащения)	Для столов без раковины:	СЛО-306-300 (газ+электрика) СЛО-306-400 (электрика) СЛО-306-500 (без оснащения)

Габаритные размеры,мм	Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм	Код модели	Отпускная цена, руб.	
без сливной раковины						
Высотой 750 мм	1500x600x750	СЛО-171-00П	23 260,00	1500x600x900	СЛО-172-00П	23 390,00
		СЛО-171-00К	25 750,00		СЛО-172-00К	26 190,00
		СЛО-171-00Н	24 030,00		СЛО-172-00Н	24 350,00
		СЛО-171-00С	30 720,00		СЛО-172-00С	31 160,00
		СЛО-171-00КМ	56 110,00		СЛО-172-00КМ	56 530,00
		СЛО-171-00МК	34 820,00		СЛО-172-00МК	35 260,00
		СЛО-171-00Т	56 350,00		СЛО-172-00Т	56 760,00
		СЛО-171-00Д	98 420,00		СЛО-172-00Д	98 830,00
	1500x750x750	СЛО-173-00П	25 490,00	1500x750x900	СЛО-174-00П	25 940,00
		СЛО-173-00К	28 300,00		СЛО-174-00К	28 800,00
		СЛО-173-00Н	25 810,00		СЛО-173-00Н	26 320,00
		СЛО-173-00С	34 730,00		СЛО-174-00С	35 240,00
		СЛО-173-00КМ	70 100,00		СЛО-174-00КМ	70 450,00
		СЛО-173-00МК	39 330,00		СЛО-174-00МК	39 840,00
		СЛО-173-00Т	70 330,00		СЛО-174-00Т	70 750,00
		СЛО-173-00Д	126 150,00		СЛО-174-00Д	126 620,00
    СЛО-171-00хСЛО-173-00хСЛО-172-00хСЛО-174-00х						
со сливной раковиной						
Высотой 750 мм	1500x600x750	СЛО-171-10П	29 250,00	1500x600x900	СЛО-172-10П	29 440,00
		СЛО-171-10К	32 310,00		СЛО-172-10К	32 370,00
		СЛО-171-10С	37 030,00		СЛО-172-10С	37 150,00
		СЛО-171-10КМ	61 950,00		СЛО-172-10КМ	62 070,00
		СЛО-171-10МК	41 630,00		СЛО-172-10МК	41 750,00
		СЛО-171-10Т	62 190,00		СЛО-172-10Т	62 370,00
		СЛО-171-20Д	127 680,00		СЛО-172-20Д	127 860,00
	1500x750x750	СЛО-173-10П	31 740,00	1500x750x900	СЛО-174-10П	31 930,00
		СЛО-173-10К	34 730,00		СЛО-174-10К	35 050,00
		СЛО-173-10С	41 040,00		СЛО-174-10С	41 230,00
		СЛО-173-10КМ	75 930,00		СЛО-174-10КМ	76 110,00
		СЛО-173-10МК	45 940,00		СЛО-174-10МК	46 130,00
		СЛО-173-10Т	76 170,00		СЛО-174-10Т	76 350,00
		СЛО-173-20Д	155 410,00		СЛО-174-20Д	155 590,00
Сливная раковина: Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К". DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"						
    СЛО-171-10хСЛО-173-10хСЛО-172-10хСЛО-174-10х						
Возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте.						

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"


Дополнительное оборудование к столам (цены - см. листы "Тумбы" и "Стойки технологические")			
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.			
ВНИМАНИЕ! Столы шириной 1500мм предпочтительно комплектовать мобильными тумбами или одной подвесной тумбой.			
Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)
       			




Стойки технологические пристенные

Для столов с раковиной:	СЛО-307-100 (вода+газ+электрик) СЛО-307-200 (вода+электрика)	Для столов с раковиной:	СЛО-308-100 (вода+газ+электрика) СЛО-308-200 (вода+электрика)
Для столов без раковины:	СЛО-307-300 (газ+электрика) СЛО-307-400 (электрика) СЛО-307-500 (без оснащения)	Для столов без раковины:	СЛО-308-300 (газ+электрика) СЛО-308-400 (электрика) СЛО-308-500 (без оснащения)


Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
Высотой 750 мм	1800x600x750	СЛО-131-00П	24 790,00	Высотой 900 мм	1800x600x900	СЛО-132-00П	25 300,00
		СЛО-131-00К	28 040,00			СЛО-132-00К	28 420,00
		СЛО-131-00Н	25 560,00			СЛО-132-00Н	26 000,00
		СЛО-131-00С	34 350,00			СЛО-132-00С	34 730,00
		СЛО-131-00КМ	65 550,00			СЛО-132-00КМ	65 970,00
		СЛО-131-00МК	38 850,00			СЛО-132-00МК	39 230,00
		СЛО-131-00Т	65 860,00			СЛО-132-00Т	66 320,00
		СЛО-131-00Д	110 330,00			СЛО-132-00Д	115 760,00
	1800x750x750	СЛО-133-00П	27 020,00		1800x750x900	СЛО-134-00П	27 530,00
		СЛО-133-00К	31 100,00			СЛО-134-00К	31 670,00
		СЛО-133-00Н	27 720,00			СЛО-131-00Н	28 300,00
		СЛО-133-00С	38 620,00			СЛО-134-00С	39 130,00
		СЛО-133-00КМ	77 290,00			СЛО-134-00КМ	77 780,00
		СЛО-133-00МК	43 820,00			СЛО-134-00МК	44 330,00
		СЛО-133-00Т	77 590,00			СЛО-134-00Т	78 120,00
		СЛО-133-00Д	140 370,00			СЛО-134-00Д	140 900,00




СЛО-131-00х



СЛО-133-00х



СЛО-132-00х




СЛО-134-00х


со сливной раковиной							
Высотой 750 мм	1800x600x750	СЛО-131-10П	31 420,00	Высотой 900 мм	1800x600x900	СЛО-132-10П	31 860,00
		СЛО-131-10К	34 730,00			СЛО-132-10К	35 180,00
		СЛО-131-10С	40 910,00			СЛО-132-10С	41 360,00
		СЛО-131-10КМ	71 690,00			СЛО-132-10КМ	72 100,00
		СЛО-131-10МК	45 810,00			СЛО-132-10МК	46 260,00
		СЛО-131-10Т	72 040,00			СЛО-132-10Т	72 400,00
		СЛО-131-20Д	144 910,00			СЛО-132-20Д	145 380,00
	1800x750x750	СЛО-133-10П	33 650,00		1800x750x900	СЛО-134-10П	34 160,00
		СЛО-133-10К	37 540,00			СЛО-134-10К	38 360,00
		СЛО-133-10С	45 180,00			СЛО-134-10С	45 750,00
		СЛО-133-10КМ	83 430,00			СЛО-134-10КМ	83 900,00
		СЛО-133-10МК	50 780,00			СЛО-134-10МК	51 350,00
		СЛО-133-10Т	83 780,00			СЛО-134-10Т	84 200,00
		СЛО-133-20Д	169 920,00			СЛО-134-20Д	170 460,00

Сливная раковина:


Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью из LabGrade, Trespa, Керамики.
DURCON - для столов с рабочей поверхностью из DURCON.




СЛО-131-10х



СЛО-133-10х



СЛО-132-10х




СЛО-134-10х

Возможно исполнение всех моделей в усиленном варианте.

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"


Дополнительное оборудование к столам (цены - на листах "Тумбы" и "Стойки технологические")







ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.

Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)
			
Стойки технологические пристенные			
Для столов с раковиной: СЛО-303-100 (вода+газ+электрик) СЛО-303-200 (вода+электрика)		Для столов с раковиной: СЛО-304-100 (вода+газ+электрика) СЛО-304-200 (вода+электрика)	
Для столов без раковины: СЛО-303-300 (газ+электрика) СЛО-303-400 (электрика) СЛО-303-500 (без оснащения)		Для столов без раковины: СЛО-304-300 (газ+электрика) СЛО-304-400 (электрика) СЛО-304-500 (без оснащения)	










Варианты комплектации столов (приводится в качестве примера)

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.




Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
Столы лабораторные угловые 1050 (к столам глубиной 600мм)							
высотой 750	1050x1050x750	СЛО-141-00П	25 360,00	высотой 900	1050x1050x900	СЛО-142-00П	25 680,00
		СЛО-141-00К	27 910,00			СЛО-142-00К	31 160,00
		СЛО-141-00С	34 800,00			СЛО-142-00С	38 750,00
		СЛО-141-00Т	66 620,00			СЛО-142-00Т	73 700,00
		СЛО-141-00Д	118 360,00			СЛО-142-00Д	130 685,00
		СЛО-141-00КМ	66 620,00			СЛО-142-00КМ	73 700,00
		СЛО-141-00МК	39 700,00			СЛО-142-00МК	43 650,00
Столы лабораторные угловые 1200 (к столам глубиной 750мм)							
высотой 750	1200x1200x750	СЛО-143-00П	27 470,00	высотой 900	1200x1200x900	СЛО-144-00П	27 850,00
		СЛО-143-00К	30 400,00			СЛО-144-00К	30 840,48
		СЛО-143-00С	40 150,00			СЛО-144-00С	40 660,00
		СЛО-143-00Т	83 720,00			СЛО-144-00Т	84 080,00
		СЛО-143-00Д	153 350,00			СЛО-144-00Д	153 700,00
		СЛО-143-00КМ	83 720,00			СЛО-144-00КМ	84 080,00
		СЛО-143-00МК	45 250,00			СЛО-144-00МК	45 760,00
   							
СЛО-141-00x		СЛО-143-00x		СЛО-142-00x		СЛО-144-00x	
Столы лабораторные торцевые							
высотой 750	1350x750x750	СЛО-151-00П	24 730,00	высотой 900	1350x750x900	СЛО-152-00П	25 040,00
		СЛО-151-00К	28 040,00			СЛО-152-00К	28 360,00
		СЛО-151-00С	34 090,00			СЛО-152-00С	34 410,00
		СЛО-151-00КМ	65 380,00			СЛО-152-00КМ	65 670,00
		СЛО-151-00Т	65 730,00			СЛО-152-00Т	65 970,00
		СЛО-151-00Д	116 940,00			СЛО-152-00Д	117 240,00
 							
СЛО-143-00x				СЛО-144-00x			

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"


Дополнительное оборудование к столам			
ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.			
(цены - см. лист "Тумбы")			
Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)
       			
       			
Варианты комплектации столов			
Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно			
   			

Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
высотой 750мм	1200x1350x750	СЛО-201-00П	33 840,00	высотой 900мм	1200x1350x900	СЛО-202-00П	34 600,00
		СЛО-201-00К	37 530,00			СЛО-202-00К	38 240,00
		СЛО-201-00С	47 860,00			СЛО-202-00С	48 560,00
		СЛО-201-00КМ	94 230,00			СЛО-202-00КМ	94 940,00
		СЛО-201-00Т	94 520,00			СЛО-202-00Т	95 230,00
		СЛО-201-00Д	169 870,00			СЛО-202-00Д	170 570,00
		СЛО-201-01П	33 900,00			СЛО-202-01П	20 520,00
		СЛО-201-01К	37 730,00			СЛО-202-01К	42 440,00
		СЛО-201-01С	47 920,00			СЛО-202-01С	48 620,00
		СЛО-201-01КМ	94 290,00			СЛО-202-01КМ	94 990,00
		СЛО-201-01Т	94 580,00			СЛО-202-01Т	95 290,00
		СЛО-201-01Д	169 920,00			СЛО-202-01Д	170 690,00

Прим.: на столы СЛО-20Х-00Х стойки технологические не монтируются
Стойки монтируются только на столы СЛО-20Х-01Х, СЛО-20Х-11Х




СЛО-201-00х и СЛО-201-01х




СЛО-202-00х и СЛО-202-01х

СЛО 201 00х и СЛО 201 01х				СЛО 202 00х и СЛО 202 01х			
со сливной раковиной							
высотой 750мм	1200x1350x750	СЛО-201-11П	40 530,00	высотой 900мм	1200x1350x900	СЛО-202-11П	41 560,00
		СЛО-201-11К	44 540,00			СЛО-202-11К	43 720,00
		СЛО-201-11С	54 550,00			СЛО-202-11С	55 250,00
		СЛО-201-11КМ	100 420,00			СЛО-202-11КМ	101 130,00
		СЛО-201-11Т	100 780,00			СЛО-202-11Т	101 480,00
		СЛО-201-21Д	199 600,00			СЛО-202-21Д	200 310,00

Сливная раковина: Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К".
DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"



СЛО-201-11х



СЛО-202-11х


Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Дополнительное оборудование к столам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.

(цены на доп. Оборудование - см. лист "Тумбы", "Стойки технологические")


Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)




Стойки технологические островные для столов СЛО-20х-01х

Для столов с раковиной: СЛО-311-100 (вода+газ+электрик)
СЛО-311-200 (вода+электрик)


Для столов без раковины: СЛО-311-300 (газ+электрика)
(только для столов СЛО-201-01х) СЛО-311-400 (электрика)
СЛО-311-500 (без оснащения)



Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры,мм		Код модели	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
высотой 750мм	1500x1350x750	СЛО-221-00П	37 980,00	высотой 900мм	1500x1350x900	СЛО-222-00П	38 750,00
		СЛО-221-00К	42 060,00			СЛО-222-00К	42 890,00
		СЛО-221-00С	56 330,00			СЛО-222-00С	57 160,00
		СЛО-221-00КМ	116 940,00			СЛО-222-00КМ	117 710,00
		СЛО-221-00Т	117 300,00			СЛО-222-00Т	118 120,00
		СЛО-221-00Д	214 820,00			СЛО-222-00Д	215 590,00
		СЛО-221-01П	38 000,00			СЛО-222-01П	38 810,00
		СЛО-221-01К	42 250,00			СЛО-222-01К	43 080,00
		СЛО-221-01С	56 400,00			СЛО-222-01С	57 220,00
		СЛО-221-01КМ	117 000,00			СЛО-222-01КМ	117 770,00
		СЛО-221-01Т	117 350,00			СЛО-222-01Т	118 180,00
		СЛО-221-01Д	214 880,00			СЛО-222-01Д	215 650,00



СЛО-221-00x и СЛО-221-01x




СЛО-222-00x и СЛО-222-01x


со сливной раковины					
высотой 750мм	1500x1350x750	СЛО-221-11П	высотой 900мм	1500x1350x900	СЛО-222-11П
		СЛО-221-11К			СЛО-222-11К
		СЛО-221-11С			СЛО-222-11С
		СЛО-221-11КМ			СЛО-222-11КМ
		СЛО-221-11Т			СЛО-222-11Т
		СЛО-221-21Д			СЛО-222-21Д

Сливная раковина:

Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К".
 DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"



СЛО-221-11x



СЛО-222-11x







Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Дополнительное оборудование к столам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается

(цены на доп. Оборудование - см. лист "Тумбы", "Стойки технологические")






Тумбы подвесные	Тумбы мобильные	Тумбы подвесные	Тумбы мобильные
СЛО-401-001 (3 ящика)	СЛО-401-101 (3 ящика)	СЛО-402-001 (4 ящика)	СЛО-402-101 (4 ящика)
СЛО-401-002 (3 ящика)	СЛО-401-102 (3 ящика+замок)	СЛО-402-002 (4 ящика+замок)	СЛО-402-102 (4 ящика+замок)
СЛО-401-010 (левая дверь)	СЛО-401-110 (левая дверь)	СЛО-402-010 (левая дверь)	СЛО-402-110 (левая дверь)
СЛО-401-020 (правая дверь)	СЛО-401-120 (правая дверь)	СЛО-402-020 (правая дверь)	СЛО-402-120 (правая дверь)











Стойки технологические островные для столов СЛО-22х-01х






Для столов с раковиной: СЛО-313-100 (вода+газ+электрик)
 СЛО-313-200 (вода+электрика)

Для столов без раковины : СЛО-313-300 (газ+электрика)
 СЛО-313-400 (электрика)
 СЛО-313-500 (без оснащения)



Габаритные размеры, мм		Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	Габаритные размеры, мм		Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
без сливной раковины							
высотой 750 мм	1800x1350x750	СЛО-211-00П	42564,96	высотой 900мм	1800x1350x900	СЛО-212-00П	43 520,76
		СЛО-211-00К	47152,80			СЛО-212-00К	48 108,60
		СЛО-211-00С	62573,04			СЛО-212-00С	63 465,12
		СЛО-211-00КМ	132 868,00			СЛО-212-00К	133 812,00
		СЛО-211-00Т	133 281,00			СЛО-212-00Т	134 166,00
		СЛО-211-00Д	245 971,00			СЛО-212-00Д	246 915,00
		СЛО-211-01П	42628,68			СЛО-212-01П	43 584,48
		СЛО-211-01К	47343,96			СЛО-212-01К	48 363,48
		СЛО-211-01С	62636,76			СЛО-212-01С	63 528,84
		СЛО-211-01КМ	132 927,00			СЛО-212-01К	133 871,00
		СЛО-211-01Т	133 340,00			СЛО-212-01Т	134 225,00
		СЛО-211-01Д	246 030,00			СЛО-212-01Д	246 974,00
Прим.: на столы СЛО-21Х-00Х стойки технологические не монтируются Стойки монтируются только на столы СЛО-21Х-01Х, СЛО-21Х-11Х							
							
СЛО-211-00x и СЛО-211-01x				СЛО-212-00x и СЛО-212-01x			
со сливной раковиной							
высотой 750 мм	1800x1350x750	СЛО-211-11П	49255,56	высотой 900 мм	1800x1350x900	СЛО-212-11П	50 211,36
		СЛО-211-11К	54225,72			СЛО-212-11К	55 181,52
		СЛО-211-11С	69199,92			СЛО-212-11С	70 219,44
		СЛО-211-11КМ	139 122,00			СЛО-212-11К	139 948,00
		СЛО-211-11Т	139 535,00			СЛО-212-11Т	140 361,00
		СЛО-211-21Д	275 589,00			СЛО-212-21Д	276 533,00
Сливная раковина:		Полипропилен - для столов с рабочей поверхностью "П", "Т", "К". DURCON - для столов с рабочей поверхностью "Д"					
							
СЛО-211-11x				СЛО-212-11x			
Дополнительное оборудование к столам (не входит в стоимость столов и заказывается отдельно)							
							
Тумбы подвесные		Тумбы мобильные		Тумбы подвесные		Тумбы мобильные	
СЛО-401-001 (3 ящика)		СЛО-401-101 (3 ящика)		СЛО-402-001 (4 ящика)		СЛО-402-101 (4 ящика)	
СЛО-401-002 (3 ящика+замок)		СЛО-401-102 (3 ящика+замок)		СЛО-402-002 (4 ящика+замок)		СЛО-402-102 (4	
СЛО-401-010 (левая дверь)		СЛО-401-110 (левая дверь)		СЛО-402-010 (левая дверь)		СЛО-402-110 (левая дверь)	
СЛО-401-020 (правая дверь)		СЛО-401-120 (правая дверь)		СЛО-402-020 (правая дверь)		СЛО-402-120 (правая	
							
Стойки технологические островные							
Для столов с раковиной: СЛО-312-100 (вода+газ+электрик) СЛО-312-200 (вода+электрика)				Для столов без раковины : СЛО-312-300 (только для столов СЛО-202- СЛО-312-400 (электрика) СЛО-312-500 (без			

Варианты комплектации столов
(приводится в качестве примера)



Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2розетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
Стойки технологические пристенные 900						
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 750 мм						
900x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-309-100	39 130,00
		+	-	+	СЛО-309-200	27 980,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-309-300	29 760,00
		-	-	+	СЛО-309-400	18 610,00
		-	-	-	СЛО-309-500	14 020,00
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 900 мм						
900x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-310-100	39 190,00
		+	-	+	СЛО-310-200	28 040,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-310-300	29 820,00
		-	-	+	СЛО-310-400	18 640,00
		-	-	-	СЛО-310-500	14 080,00
Стойки технологические пристенные 1200						
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм						
1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-301-100	37 090,00
		+	-	+	СЛО-301-200	28 090,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-301-300	30 210,00
		-	-	+	СЛО-301-400	19 000,00
		-	-	-	СЛО-301-500	14 400,00
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм						
1200x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-302-100	37 150,00
		+	-	+	СЛО-302-200	28 420,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-302-300	30 270,00
		-	-	+	СЛО-302-400	19 060,00
		-	-	-	СЛО-302-500	14 460,00
Стойки технологические пристенные 1400						
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм						
1400x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-305-100	39 890,00
		+	-	+	СЛО-305-200	28 740,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-305-300	30 250,00
		-	-	+	СЛО-305-400	19 370,00
		-	-	-	СЛО-305-500	14 850,00
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм						
1400x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-306-100	39 960,00
		+	-	+	СЛО-306-200	28 810,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-306-300	30 560,00
		-	-	+	СЛО-306-400	19 440,00
		-	-	-	СЛО-306-500	14 920,00
Стойки технологические пристенные 1500						
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм						
1500x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-307-100	39 960,00
		+	-	+	СЛО-307-200	28 850,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-307-300	30 590,00
		-	-	+	СЛО-307-400	19 570,00
		-	-	-	СЛО-307-500	14 940,00
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм						
1500x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-308-100	40 020,00
		+	-	+	СЛО-308-200	28 890,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-308-300	30 660,00
		-	-	+	СЛО-308-400	19 600,00
		-	-	-	СЛО-308-500	15 000,00
Стойки технологические пристенные 1800						
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 750 мм						
1800x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-303-100	40 780,00
		+	-	+	СЛО-303-200	29 630,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-303-300	31 420,00
		-	-	+	СЛО-303-400	20 260,00
		-	-	-	СЛО-303-500	15 230,00

для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 900 мм

1800x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-304-100	40 850,00
		+	-	+	СЛО-304-200	29 690,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-304-300	31 480,00
		-	-	+	СЛО-304-400	20 300,00
		-	-	-	СЛО-304-500	15 360,00

Стойки технологические пристенные 1200 с табло для титрования

Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2электррозетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
------------------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------

для пристенных столов шириной 1200 мм без сливной раковины

1200x230x1510	для столов высотой 750	-	-	+	СЛО-321-000	36 640,00
1200x230x1660	для столов высотой 900	-	-	+	СЛО-322-000	36 710,00

Стойки технологические островные

Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2электррозетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
------------------------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------

Стойки технологические островные 1200

для пристенных столов шириной 1200 мм

1200x230x760	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-311-100	40 340,00
		+	-	+	СЛО-311-200	29 060,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-311-300	30 970,00
		-	-	+	СЛО-311-400	19 630,00
		-	-	-	СЛО-311-500	14 210,00

Стойки технологические островные 1500


для пристенных столов шириной 1500 мм

1500x230x760	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-313-100	40 460,00
		+	-	+	СЛО-313-200	29 250,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-313-300	31 040,00
		-	-	+	СЛО-313-400	19 820,00
		-	-	-	СЛО-313-500	14 340,00

Стойки технологические островные 1800

для пристенных столов шириной 1800 мм


1800x230x760	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-312-100	41 170,00
		+	-	+	СЛО-312-200	29 950,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-312-300	31 740,00
		-	-	+	СЛО-312-400	20 460,00
		-	-	-	СЛО-312-500	14 720,00



Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2розетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
Стойки технологические пристенные 900						
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 750 мм						
900x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-309-110	38 170,00
		+	-	+	СЛО-309-210	26 960,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-309-310	28 800,00
		-	-	+	СЛО-309-410	17 590,00
		-	-	-	СЛО-309-510	13 000,00
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 900 мм						
900x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-310-110	38 230,00
		+	-	+	СЛО-310-210	27 020,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-310-310	28 860,00
		-	-	+	СЛО-310-410	17 650,00
		-	-	-	СЛО-310-510	13 060,00
Стойки технологические пристенные 1200						
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм						
1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-301-110	38 490,00
		+	-	+	СЛО-301-210	27 280,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-301-310	29 120,00
		-	-	+	СЛО-301-410	17 910,00
		-	-	-	СЛО-301-510	13 320,00
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм						
1200x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-302-110	38 930,00
		+	-	+	СЛО-302-210	27 320,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-302-310	29 160,00
		-	-	+	СЛО-302-410	17 970,00
		-	-	-	СЛО-302-510	13 380,00
Стойки технологические пристенные 1400						
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм						
1400x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-305-110	38 940,00
		+	-	+	СЛО-305-210	27 790,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-305-310	29 570,00
		-	-	+	СЛО-305-410	18 350,00
		-	-	-	СЛО-305-510	13 830,00
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм						
1400x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-306-110	39 000,00
		+	-	+	СЛО-306-210	27 850,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-306-310	29 630,00
		-	-	+	СЛО-306-410	18 410,00
		-	-	-	СЛО-306-510	13 890,00
Стойки технологические пристенные 1500						
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм						
1500x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-307-110	39 130,00
		+	-	+	СЛО-307-210	27 910,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-307-310	29 760,00
		-	-	+	СЛО-307-410	18 550,00
		-	-	-	СЛО-307-510	13 960,00
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм						
1500x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-308-110	39 190,00
		+	-	+	СЛО-308-210	27 970,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-308-310	29 820,00
		-	-	+	СЛО-308-410	18 610,00
		-	-	-	СЛО-308-510	14 020,00

Стойки технологические пристенные 1800						
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 750 мм						
1800x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-303-110	39 380,00
		+	-	+	СЛО-303-210	28 170,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-303-310	30 020,00
		-	-	+	СЛО-303-410	18 800,00
		-	-	-	СЛО-303-510	14 210,00
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 900 мм						
1800x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-304-110	39 440,00
		+	-	+	СЛО-304-210	28 230,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-304-310	30 080,00
		-	-	+	СЛО-304-410	18 860,00
		-	-	-	СЛО-304-510	14 270,00















В стойках данной конструкции подводки (краны на воду, газ, электророзетки) расположены на центральной панели



Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2розетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
Стойки технологические пристенные со стеклом 900						
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 750 мм						
900x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-309-120	44 100,00
		+	-	+	СЛО-309-220	32 950,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-309-320	34 730,00
		-	-	+	СЛО-309-420	23 520,00
		-	-	-	СЛО-309-520	19 120,00
для пристенных столов шириной 900 мм и высотой 900 мм						
900x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-310-120	44 160,00
		+	-	+	СЛО-310-220	33 010,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-310-320	34 790,00
		-	-	+	СЛО-310-420	23 580,00
		-	-	-	СЛО-310-520	19 180,00
Стойки технологические пристенные со стеклом 1200						
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 750 мм						
1200x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-301-120	45 690,00
		+	-	+	СЛО-301-220	34 540,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-301-320	36 320,00
		-	-	+	СЛО-301-420	25 170,00
		-	-	-	СЛО-301-520	20 780,00
для пристенных столов шириной 1200 мм и высотой 900 мм						
1200x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-302-120	45 750,00
		+	-	+	СЛО-302-220	34 600,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-302-320	36 380,00
		-	-	+	СЛО-302-420	25 230,00
		-	-	-	СЛО-302-520	20 840,00
Стойки технологические пристенные со стеклом 1400						
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 750 мм						
1400x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-305-120	46 840,00
		+	-	+	СЛО-305-220	35 620,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-305-320	37 470,00
		-	-	+	СЛО-305-420	26 260,00
		-	-	-	СЛО-305-520	21 860,00
для пристенных столов шириной 1400 мм и высотой 900 мм						
1400x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-306-120	46 900,00
		+	-	+	СЛО-306-220	35 680,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-306-320	37 530,00
		-	-	+	СЛО-306-420	26 320,00
		-	-	-	СЛО-306-520	21 920,00
Стойки технологические пристенные со стеклом 1500						
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 750 мм						
1500x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-307-120	47 410,00
		+	-	+	СЛО-307-220	36 260,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-307-320	38 040,00
		-	-	+	СЛО-307-420	26 890,00
		-	-	-	СЛО-307-520	22 500,00
для пристенных столов шириной 1500 мм и высотой 900 мм						
1500x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-308-120	47 470,00
		+	-	+	СЛО-308-220	36 320,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-308-320	38 100,00
		-	-	+	СЛО-308-420	26 950,00
		-	-	-	СЛО-308-520	22 560,00
Стойки технологические пристенные со стеклом 1800						
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 750 мм						
1800x230x1510	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-303-120	49 070,00
		+	-	+	СЛО-303-220	37 920,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-303-320	39 700,00
		-	-	+	СЛО-303-420	28 490,00
		-	-	-	СЛО-303-520	24 150,00
для пристенных столов шириной 1800 мм и высотой 900 мм						
1800x230x1660	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-304-120	49 130,00
		+	-	+	СЛО-304-220	37 980,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-304-320	39 760,00
		-	-	+	СЛО-304-420	28 550,00
		-	-	-	СЛО-304-520	24 210,00

Стойки технологические островные со стеклом

Габаритные размеры, мм	Назначение	Кран для воды с подводкой	Кран для газа с подводкой	Электрика (2электррозетки, АЗС)	Код модели для заказа	Цена отпускная, руб.
Стойки технологические островные со стеклом 1200 для пристенных столов шириной 1200 мм						
1200x460x787	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-311-120	48 880,00
		+	-	+	СЛО-311-220	39 670,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-311-320	38 040,00
		-	-	+	СЛО-311-420	28 800,00
		-	-	-	СЛО-311-520	22 110,00
Стойки технологические островные со стеклом 1500 для пристенных столов шириной 1500 мм						
1500x460x787	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-313-120	49 570,00
		+	-	+	СЛО-313-220	40 360,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-313-320	38 730,00
		-	-	+	СЛО-313-420	29 490,00
		-	-	-	СЛО-313-520	22 800,00
Стойки технологические островные со стеклом 1800 для пристенных столов шириной 1800 мм						
1800x460x787	для столов со сливной раковиной	+	+	+	СЛО-312-120	50 870,00
		+	-	+	СЛО-312-220	41 660,00
	для столов без сливной раковины	-	+	+	СЛО-312-320	40 030,00
		-	-	+	СЛО-312-420	30 790,00
		-	-	-	СЛО-312-520	24 100,00

Габаритные размеры, мм	Дверка, тип	Ящики, количество	Замок	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Тумбы подвесные						
для пристенных и островных столов высотой 750 мм						
594x500x460	-	3 шт	-	Монтируются на каркас под рабочей поверхностью	СЛО-401-001	16 320,00
	-	3 шт	+		СЛО-401-002	16 830,00
	левая	-	+		СЛО-401-010	12 750,00
	правая	-	+		СЛО-401-020	12 750,00
    СЛО-401-001 СЛО-401-002 СЛО-401-010 СЛО-401-020						
для пристенных и островных столов высотой 900 мм						
594x500x610	-	4 шт	-	Монтируются на каркас под рабочей поверхностью	СЛО-402-001	18 990,00
	-	4 шт	+		СЛО-402-002	19 500,00
	левая	-	+		СЛО-402-010	13 400,00
	правая	-	+		СЛО-402-020	13 400,00
    СЛО-402-001 СЛО-402-002 СЛО-402-010 СЛО-402-020						
Тумбы мобильные						
для пристенных и островных столов высотой 750 мм						
594x500x580	-	3 шт	-	Комплектуются колесными опорами	СЛО-401-101	19 250,00
	-	3 шт	+		СЛО-401-102	19 820,00
	левая	-	+		СЛО-401-110	15 680,00
	правая	-	+		СЛО-401-120	15 680,00
    СЛО-401-101 СЛО-401-102 СЛО-401-110 СЛО-401-120						
для пристенных и островных столов высотой 900 мм						
594x500x730	-	4 шт	-	Комплектуются колесными опорами	СЛО-402-101	21 920,00
	-	4 шт	+		СЛО-402-102	22 500,00
	левая	-	+		СЛО-402-110	16 380,00
	правая	-	+		СЛО-402-120	16 380,00
    СЛО-402-101 СЛО-402-102 СЛО-402-110 СЛО-402-120						
Тумбы подвесные для столов со сливной раковиной						
для столов пристенных глубиной 600 мм						
594x500x460	левая	-	+	Для столов высотой 750 мм	СЛО-411-010	11 730,00
594x500x610	левая	-	+	Для столов высотой 900 мм	СЛО-412-010	12 430,00
  СЛО-411-010 СЛО-412-010						

Габаритные размеры мм	Дверка, тип	Раковина, (материал)	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Столы-Мойки 600				
600x600x900 мм	левая	Нерж.сталь	СЛО-501-11П	31 230,00
		Полипропилен	СЛО-501-12П	71 750,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-501-21П	31 230,00
		Полипропилен	СЛО-501-22П	71 750,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-501-11К	33 140,00
		Полипропилен	СЛО-501-12К	73 660,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-501-21К	33 140,00
		Полипропилен	СЛО-501-22К	73 660,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-501-11С	47 410,00
		Полипропилен	СЛО-501-12С	74 550,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-501-21С	47 410,00
		Полипропилен	СЛО-501-22С	74 550,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-501-11КМ	58 560,00
		Полипропилен	СЛО-501-12КМ	85 770,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-501-21КМ	58 560,00
		Полипропилен	СЛО-501-22КМ	85 770,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-501-11Т	58 940,00
		Полипропилен	СЛО-501-12Т	86 090,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-501-21Т	58 940,00
		Полипропилен	СЛО-501-22Т	86 090,00
	левая	DURCON	СЛО-501-13Д	139 740,00
	правая		СЛО-501-23Д	139 740,00
600x750x900 мм	левая	Нерж.сталь	СЛО-502-11П	32 630,00
		Полипропилен	СЛО-502-12П	73 150,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-502-21П	32 630,00
		Полипропилен	СЛО-502-22П	73 150,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-502-11К	34 920,00
		Полипропилен	СЛО-502-12К	75 380,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-502-21К	34 920,00
		Полипропилен	СЛО-502-22К	75 380,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-502-11С	49 580,00
		Полипропилен	СЛО-502-12С	76 720,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-502-21С	49 580,00
		Полипропилен	СЛО-502-22С	76 720,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-502-11КМ	63 600,00
		Полипропилен	СЛО-502-12КМ	90 740,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-502-21КМ	63 600,00
		Полипропилен	СЛО-502-22КМ	90 740,00
	левая	Нерж.сталь	СЛО-502-11Т	63 920,00
		Полипропилен	СЛО-502-12Т	91 120,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-502-21Т	63 920,00
		Полипропилен	СЛО-502-22Т	91 120,00
	левая	DURCON	СЛО-502-13Д	149 050,00
	правая		СЛО-502-23Д	149 050,00




СЛО-50X-11х




СЛО-50X-12х



СЛО-50X-21х



СЛО-50X-22х



СЛО-50X-13Д



СЛО-50X-23Д

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Дополнительное оборудование к столам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.

(цены на доп. Оборудование - см. лист "Дополнительное оборудование")

Сушилка

Код модели для заказа	Оснащение	Тип	Назначение
СЛО-900-01Т	18 держателей посуды	навесная	Сушилка монтируется на стену с помощью навесок.
СЛО-900-02Т		на кронштейне	Сушилка монтируется на кронштейне с задней стороны стола-мойки.

Глубина моек:

нерж.сталь - 150мм

полипропилен-300мм


Дюркон-200мм

Габаритные размеры, мм		Раковина		Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.	
		расположение	материал			
Столы-Мойки 1200						
столы-мойки глубиной 600 мм	1200x600x900 мм	слева	Нерж.сталь	СЛО-511-11П	41 230,00	
			Полипропилен	СЛО-511-12П	81 630,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-511-21П	41 230,00	
			Полипропилен	СЛО-511-22П	81 630,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-511-31П	48 940,00	
			Полипропилен	СЛО-511-32П	129 870,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-511-11К	43 590,00	
			Полипропилен	СЛО-511-12К	84 110,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-511-21К	43 590,00	
			Полипропилен	СЛО-511-22К	84 110,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-511-31К	51 810,00	
			Полипропилен	СЛО-511-32К	132 730,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-511-11С	60 090,00	
			Полипропилен	СЛО-511-12С	87 360,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-511-21С	60 090,00	
			Полипропилен	СЛО-511-22С	87 360,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-511-31С	81 370,00	
			Полипропилен	СЛО-511-32С	135 600,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-511-11КМ	82 780,00	
			Полипропилен	СЛО-511-12КМ	110 050,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-511-21КМ	82 780,00	
			Полипропилен	СЛО-511-22КМ	110 050,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-511-31КМ	104 050,00	
			Полипропилен	СЛО-511-32КМ	158 280,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-511-11Т	83 160,00	
			Полипропилен	СЛО-511-12Т	110 370,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-511-21Т	83 160,00	
			Полипропилен	СЛО-511-22Т	110 370,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-511-31Т	104 440,00	
			Полипропилен	СЛО-511-32Т	158 600,00	
			слева	DURCON	СЛО-511-13Д	181 350,00
			справа		СЛО-511-23Д	181 350,00
			2 раковины		СЛО-511-33Д	262 340,00
столы-мойки глубиной 750 мм	1200x750x900 мм	слева	Нерж.сталь	СЛО-512-11П	43 010,00	
			Полипропилен	СЛО-512-12П	83 350,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-512-21П	43 010,00	
			Полипропилен	СЛО-512-22П	83 350,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-512-31П	50 660,00	
			Полипропилен	СЛО-512-32П	131 580,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-512-11К	46 070,00	
			Полипропилен	СЛО-512-12К	86 410,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-512-21К	46 070,00	
			Полипропилен	СЛО-512-22К	86 410,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-512-31К	54 290,00	
			Полипропилен	СЛО-512-32К	135 220,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-512-11С	63 400,00	
			Полипропилен	СЛО-512-12С	90 610,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-512-21С	63 400,00	
			Полипропилен	СЛО-512-22С	90 610,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-512-31С	84 690,00	
			Полипропилен	СЛО-512-32С	138 850,00	
		слева	Нерж.сталь	СЛО-512-11КМ	91 820,00	
			Полипропилен	СЛО-512-12КМ	119 090,00	
		справа	Нерж.сталь	СЛО-512-21КМ	91 820,00	
			Полипропилен	СЛО-512-22КМ	119 090,00	
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-512-31КМ	113 100,00	
			Полипропилен	СЛО-512-32КМ	167 400,00	

		слева	Нерж.сталь	СЛО-512-11Т	92 140,00
			Полипропилен	СЛО-512-12Т	119 410,00
		справа	Нерж.сталь	СЛО-512-21Т	92 140,00
			Полипропилен	СЛО-512-22Т	119 410,00
		2 раковины	Нерж.сталь	СЛО-512-31Т	113 420,00
			Полипропилен	СЛО-512-32Т	167 720,00
		слева	DURCON	СЛО-512-13Д	198 940,00
		справа		СЛО-512-23Д	198 940,00
		2 раковины		СЛО-512-33Д	279 920,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

Глубина моек: нержсталь-150мм, полипропилен-300мм, Дюркон-200мм



Дополнительное оборудование к столам-мойкам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.


(цены на доп. Оборудование - см. лист "Дополнительное оборудование")

Сушилка на кронштейне


Код модели для заказа	Оснащение	Расположение	Назначение
СЛО-900-03Т	18 держателей посуды	Слева	Для столов с раковиной слева
СЛО-900-04Т		Справа	Для столов с раковиной справа
СЛО-900-05Т	36 держателей посуды	2 сушильных панели	Для столов с 2-мя раковинами

Варианты комплектации столов-моек (приводятся в качестве примера)


ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.



Стол-мойка СЛО-512-12х с сушилкой на кронштейне СЛО-900-03Т



Стол-мойка СЛО-512-22х с сушилкой на кронштейне СЛО-900-04Т




Стол-мойка СЛО-512-32П с сушилкой на кронштейне СЛО-900-05Т

Габаритные размеры, мм		Дверка, тип	Раковина, (материал)	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Столы-Мойки торцевые 1350					
торцевые 1350	1350x750x900	левая	Нерж.сталь	СЛО-521-11П	44 160,00
			Полипропилен	СЛО-521-12П	84 560,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-521-21П	44 160,00
			Полипропилен	СЛО-521-22П	84 560,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-521-11К	47 540,00
			Полипропилен	СЛО-521-12К	87 870,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-521-21К	47 540,00
			Полипропилен	СЛО-521-22К	87 870,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-521-11С	66 270,00
			Полипропилен	СЛО-521-12С	93 990,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-521-21С	66 270,00
			Полипропилен	СЛО-521-22С	93 990,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-521-11КМ	101 130,00
			Полипропилен	СЛО-521-12КМ	128 850,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-521-21КМ	101 130,00
			Полипропилен	СЛО-521-22КМ	128 850,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-521-11Т	101 450,00
			Полипропилен	СЛО-521-12Т	129 160,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-521-21Т	101 450,00
			Полипропилен	СЛО-521-22Т	129 160,00
левая	DURCON	СЛО-521-13Д	210 280,00		
правая		СЛО-521-23Д	210 280,00		
Столы-Мойки угловые 1050 (к столам глубиной 600мм)					
угловые 1050	1050x1050x900	левая	Нерж.сталь	СЛО-531-11П	38 550,00
			Полипропилен	СЛО-531-12П	78 950,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-531-21П	38 550,00
			Полипропилен	СЛО-531-22П	78 950,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-531-11К	41 680,00
			Полипропилен	СЛО-531-12К	82 000,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-531-21К	41 680,00
			Полипропилен	СЛО-531-22К	82 000,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-531-11С	60 980,00
			Полипропилен	СЛО-531-12С	88 190,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-531-21С	60 980,00
			Полипропилен	СЛО-531-22С	88 190,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-531-11КМ	96 160,00
			Полипропилен	СЛО-531-12КМ	123 360,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-531-21КМ	96 160,00
			Полипропилен	СЛО-531-22КМ	123 360,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-531-11Т	96 540,00
			Полипропилен	СЛО-531-12Т	123 680,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-531-21Т	96 540,00
			Полипропилен	СЛО-531-22Т	123 680,00
левая	DURCON	СЛО-531-13Д	212 960,00		
правая		СЛО-531-23Д	212 960,00		
Столы-Мойки угловые 1200 (к столам глубиной 750мм)					
угловые 1200	1200x1200x900	левая	Нерж.сталь	СЛО-532-11П	40 270,00
			Полипропилен	СЛО-532-12П	80 610,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-532-21П	40 270,00
			Полипропилен	СЛО-532-22П	80 610,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-532-11К	43 970,00
			Полипропилен	СЛО-532-12К	84 370,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-532-21К	63 920,00
			Полипропилен	СЛО-532-22К	84 370,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-532-11С	66 140,00
			Полипропилен	СЛО-532-12С	93 350,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-532-21С	66 140,00
			Полипропилен	СЛО-532-22С	93 350,00
		левая	Нерж.сталь	СЛО-532-11КМ	113 810,00
			Полипропилен	СЛО-532-12КМ	141 010,00
		правая	Нерж.сталь	СЛО-532-21КМ	113 810,00
			Полипропилен	СЛО-532-22КМ	141 330,00

	левая	Нерж.сталь	СЛО-532-11Т	114 120,00
		Полипропилен	СЛО-532-12Т	141 330,00
	правая	Нерж.сталь	СЛО-532-21Т	114 120,00
		Полипропилен	СЛО-532-22Т	141 330,00
	левая	DURCON	СЛО-532-13Д	249 020,00
	правая		СЛО-532-23Д	249 020,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"


Глубина моек: нержсталь-150мм, полипропилен-300мм, Дюркон-200мм



Дополнительное оборудование к столам-мойкам

ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.

(цены на доп. Оборудование - см. лист "Дополнительное оборудование")



Сушилка


Код модели для заказа	Оснащение	Тип	Назначение
СЛО-900-01Т	18 держателей посуды	навесная	Сушилка монтируется на стену с помощью навесок.

Цены на сушилки - на листе "Дополнительное оборудование"


Варианты установки столов-моек

(приводятся в качестве примера)







ВНИМАНИЕ! Дополнительное оборудование в стандартную комплектацию столов НЕ входит, заказывается и оплачивается отдельно.


















Стол-мойка торцевая



Стол-мойка угловая

Габаритные размеры мм	Материал рабповерхности	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Столы для весов			
стандартные			
600x400x750H	Мрамор	СЛО-2.601-00М	29 240,00
	Гранит	СЛО-2.601-00Г	29 240,00
600x400x900H	Мрамор	СЛО-2.602-00М	29 670,00
	Гранит	СЛО-2.602-00Г	29 670,00
640x600x750H	Мрамор	СЛО-2.603-00М	35 400,00
	Гранит	СЛО-2.603-00Г	35 400,00
640x600x900H	Мрамор	СЛО-2.604-00М	35 610,00
	Гранит	СЛО-2.604-00Г	35 610,00
комбинированные			
1200x600x750H	Мрамор/ LabGrade	СЛО-2.611-0ПМ	39 160,00
	Гранит/ LabGrade	СЛО-2.611-0ПГ	39 160,00
	Мрамор/ Слопласт	СЛО-2.611-0СМ	46 520,00
	Гранит/Слопласт	СЛО-2.611-0СГ	46 520,00
	Мрамор/ Trespa	СЛО-2.611-0ТМ	50 760,00
	Гранит/ Trespa	СЛО-2.611-0ТГ	57 060,00
1200x600x900H	Мрамор/ LabGrade	СЛО-2.612-0ПМ	42 060,00
	Гранит/ LabGrade	СЛО-2.612-0ПГ	42 060,00
	Мрамор/ Слопласт	СЛО-2.612-0СМ	47 160,00
	Гранит/ Слопласт	СЛО-2.612-0СГ	47 160,00
	Мрамор/ Trespa	СЛО-2.612-0ТМ	57 140,00
	Гранит/ Trespa	СЛО-2.612-0ТГ	57 140,00
<i>Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"</i> <i>Столы снабжены дополнительной регулировкой горизонтальности поверхности</i>			
 СЛО-601-00х 600x400x750  СЛО-602-00х 600x400x900  СЛО-603-00х 640x600x750  СЛО-604-00х 640x600x900  СЛО-611-0хх 1200x600x750  СЛО-612-0хх 1200x600x900			

Габаритные размеры, мм	Верхняя часть шкафа		Нижняя часть шкафа		Поддоны из поли- стирола, шт.	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
	двери	материал	двери/ящики	материал			
Шкафы лабораторные							
для химреактивов и кислот							
400x580x1950	1 дверь,левая	металл	1 дверь,левая	металл	5	СЛО-701-11	37 980,00
	1 дверь, правая		1 дверь,правая		5	СЛО-701-12	37 980,00
800x580x1950	2 двери		2 двери		10	СЛО-702-10	46 970,00
Высота между полками: в верхней секции - 270мм; в нижней- 425мм 							
для химпосуды							
400x580x1920	1 дверь,левая	стекло	1 дверь,левая	металл	-	СЛО-711-11	33 140,00
	1 дверь, правая		1 дверь,правая		-	СЛО-711-12	33 140,00
	1 дверь,левая		4 ящика		-	СЛО-711-21	38 680,00
	1 дверь, правая		4 ящика		-	СЛО-711-22	38 680,00
800x580x1920	2 двери		2 двери		-	СЛО-712-10	42 190,00
	2 двери		4 ящика		-	СЛО-712-20	50 020,00
							
материальные							
400x580x1920	1 дверь,левая	металл	1 дверь,левая	металл	-	СЛО-721-11	32 950,00
	1 дверь, правая		1 дверь,правая		-	СЛО-721-12	32 950,00
	1 дверь,левая		4 ящика		-	СЛО-721-21	39 640,00
	1 дверь, правая		4 ящика		-	СЛО-721-22	39 640,00
800x580x1920	2 двери		2 двери		-	СЛО-722-10	39 640,00
	2 двери		4 ящика		-	СЛО-722-20	40 780,00
							

Шкафы лабораторные для одежды					
Габаритные размеры, мм	Двери, количество	материал	Примечания	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
400x580x1920	1 дверь,левая	металл	штанга для вешалок	СЛО-731-11	30 400,00
	1 дверь,правая			СЛО-731-12	30 400,00
800x580x1920	2 двери			СЛО-732-10	39 130,00
					
Полки лабораторные					
Габаритные размеры, мм	Двери	Материал дверей	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
Полки навесные					
600x380x710	2 шт	металл		СЛО-741-10	17 400,00
	2 шт	стекло		СЛО-741-20	15 800,00
Полки настольные (для монтажа в технологическую стойку) для столов пристенных					
770x220x400	2 шт	стекло	Для столов пристенных шириной 1200 мм	СЛО-751-20	12 560,00
1370x220x400	2 шт		Для столов пристенных шириной 1800 мм	СЛО-752-20	14 850,00
для столов островных					
680x220x400	4 шт	стекло	Для столов островных шириной 1200 мм	СЛО-761-20	13 770,00
1280x220x400	4 шт		Для столов островных шириной 1800 мм	СЛО-762-20	16 890,00
 СЛО-741-100  СЛО-741-200  СЛО-751-200  СЛО-752-200  СЛО-761-200  СЛО-762-200					
Стеллажи лабораторные					
Габаритные размеры, мм	Полки, количество	Материал	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
400x600x2000	5 шт	шт	Разборного типа. Свободное расположение полок. Возможно установка дополнительных полок. (+500руб. За 1 полку)	СЛО-771-00	15 360,00
600x600x2000	5 шт			СЛО-772-00	16 700,00
1000x600x2000	5 шт			СЛО-773-00	18 670,00
1000x300x2000	5 шт			СЛО-774-00	16 120,00
800x250x2000	5 шт			СЛО-775-00	14 980,00
800x400x2000	5 шт			СЛО-776-00	16 000,00
550x400x2000	5 шт			СЛО-777-00	15 170,00
					

Сушилки						
Габаритные размеры, мм	Тип мойки	Тип крепления	Размер панели, мм	Кол-во штырьков	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб
590x530x130		навесная	590x530	18	СЛО-900-01П	3 570,00
					СЛО-900-01С	5 230,00
					СЛО-900-01Т	7 900,00
590x1760x130	Мойка 600	кронштейн к столу			СЛО-900-02П	7 840,00
					СЛО-900-02С	9 430,00
	Мойка 600				СЛО-900-02Т	11 730,00
1185x1760x130	Левая				СЛО-900-03П	8 030,00
					СЛО-900-03С	9 690,00
	Левая				СЛО-900-03Т	12 880,00
	Правая				СЛО-900-04П	7 780,00
					СЛО-900-04С	9 110,00
	Правая				СЛО-900-04Т	12 490,00
	Двойная		2 панели по 590x530	36	СЛО-900-05П	9 820,00
					СЛО-900-05С	12 940,00
	Двойная				СЛО-900-05Т	15 930,00

Поддоны				
Габаритные размеры, мм	Материал	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб
444x343x20	Полистирол	—	СЛО-910-000	1 090,00

Полка для клавиатуры			
Габаритные размеры, мм	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб
594x95x480	может монтироваться ко всем столам СЛО на штатные места крепления подвесных тумб	СЛО-920-000	4 650,00

Стойка сервисная настольная				
Габаритные размеры, мм	Количество розеток, шт.	Примечание	Код модели для заказа	Отпускная цена, руб.
146x133x380	2	к столам пристенным	СЛО-930-02П	13 700,00
146x133x380	4	к столам пристенным	СЛО-930-04П	14 600,00
146x133x380	4	к столам островным	СЛО-930-04О	14 720,00
146x133x380	8	к столам островным	СЛО-930-08О	16 440,00

Скамья для переодевания для индивидуальных помещений				
Габаритные размеры, мм ШхВхГ	Материал	Примечание		Отпускная цена, руб
1500x500x450	Слопласт	—	СЛО-940-001	18 800,00
900x500x450	Слопласт	—	СЛО-940-002	17 140,00
600x500x450	Слопласт	—	СЛО-940-003	12 170,00

Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"

